



APEX

FORMULAIRE DE COMMANDE - Belgique/Luxembourg

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien

Clinicien : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

MA043 ☐	MA044 ☐	MA045 ☐	MA046 ☐	MA047 ☐	MA048 ☐	MA090 ☐	
Manuel Anglais	Manuel Allemand	Manuel Italien	Manuel Néerlandais	Manuel Espagnol	Manuel Français (STD)	Manuel Portugais	Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE							
WC11	☐	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 120 kg)	Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique				2,995.00 €
WC21	☐	Option Apex en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré)	Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.				1,450.00 €
EVO-R	☐	Programme EVO - redimensionnement du fauteuil*	Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil				Aluminium 825 € Carbone 1100 €

*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions

CADRE										
LARGEURS DU SIÈGE										
SW	☐	30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐			SF
		45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.80cm ☐						
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	☐	30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐			SF
		45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.80cm ☐						
LONGUEUR DU CHÂSSIS										
SP01	☐	Configuration de longueur standard ¹								STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard								SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard								SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard								SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard								SF
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}			Courte 50-104 cm					310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}			Longue 50-116 cm					310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ³								310.00 €


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

4. [Calculateur de largeur](#)


Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	
☐ Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.34cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.34cm	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	
☐ Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	



ROUES AVANT						
ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-05	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"		SF
CA14 à CA15	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"		SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				375.00 €

Hauteur sol-siège arrière			
DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles +/- 0.63cm	
☐	Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm)
☐	Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm	
☐	Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	



ROUES ARRIÈRE													
ROUES				Disponibilité									
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ¹			20", 22" 24"				STD				
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"				295.00 €				
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ² ☐	Bleu ² ☐	Rou ² ☐	Jau ² ☐	22", 24", 25", 26"	650.00 €				
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐	Mau ² ☐	Blanc ² ☐	Bleu ² ☐	Rou ² ☐	Jau ² ☐	Rose ² ☐	Vert ² ☐	Org ² ☐	22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX ³	Noir STD ☐	Mau ² ☐	Blanc ² ☐	Bleu ² ☐	Rou ² ☐	Jau ² ☐	Rose ² ☐	Vert ² ☐	Org ² ☐	24", 25"	1,450.00 €
PNEUS (la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)										Disponibilité			
AIRLESS													
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir							20", 22", 24"		SF		
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁴							22", 24", 25", 26"		90.00 €		
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Sentinel</i>							20", 22", 24", 25", 26"		110.00 €		
PNEUMATIQUES													
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>							20", 22", 24", 25", 26"		STD		
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>							24", 25", 26"		65.00 €		
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁵							22", 24", 25"		95.00 €		

1- Non compatible avec pneus Shox; 2- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 3- Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm; 4- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One et Newton Gravity 5- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées

MAINS COURANTES						
MAINS COURANTES				Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur		20", 22", 24", 25"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ¹		22", 24", 25", 26"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip <i>Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix</i>		20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3}		22", 24", 25", 26"		290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"		340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)		22", 24", 25", 26"		285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requis				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale 3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE MAINS COURANTES						
Assemblage des mains courantes						
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe ³	Languette longue			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ²	Languette courte 2 positions			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ²	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ³ ☐			26.00 €
Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

2- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip; 3- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

AXES						
AX01	☐	Axes à dégagement rapide				STD
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique				120.00 €

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE				
CM00	☐	Inclinaison de 0°		STD
CM02	☐	Inclinaison de 2°		SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°		SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°		SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°		SF

CENTRE DE GRAVITÉ

Spécifier la position de la plaque de roue arrière :


Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.

Plage de 0 à 15 cm

Régler à : _____ (cm)

Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG




FREINS

WL08	☐	Freins à pousser Newton		STD
WL02	☐	Freins par traction		SF
WL04	☐	Freins anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)		145.00 €
WL13	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles ¹		70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux		130.00 €
WL99	☐	Freins non-requis		SF

1- Disponible avec les freins par poussée Newton (WL08), les freins par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

ANGLE AVANT DU CHÂSSIS

FA70	☐	70° Angle avant de cadre (non disponible avec l'option carbone)		SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre		SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre		SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre		SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre		SF



Distance du repose-pieds


30.5cm à 48.3cm sans montage haut

17.78cm à 33.02cm avec montage haut ¹

Spécifiez la hauteur désirée ²:

(cm)


Requis



1- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds; 2- La distance du repose-pieds pourrait ne pas être disponible selon la configuration demandée

Appui-pied et choix de section fuselée

Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège
30.48	24.13	19.05	
33.02	26.67	21.59	
35.56	29.21	24.13	
38.10	31.75	26.67	
40.64	34.29	29.21	24.13
43.18	36.83	31.75	26.67
45.72	39.37	34.29	29.21
48.26	41.91	36.83	31.75
50.80	44.45	39.37	34.29



Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

REPOSE-PIEDS

FP12	☐	Tubulaire à forme ouverte ¹		STD
FP13	☐	Tubulaire avec palette en ABS		SF
FP31	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (aluminium)		90.00 €
FP32	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)		205.00 €
FP14	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium)		185.00 €
FP15	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone)		300.00 €
FR25	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminium)		200.00 €
FR26	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)		310.00 €

ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS

FP16	☐	Surélévation de 5.08cm (uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium) ²		70.00 €
FP09	☐	Sangle appui-mollets		STD
FP30	☐	Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh		105.00 €


1- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; 2- Non disponible avec le montage haut

SIÈGES ET DOSSIERS																	
TOILE DE DOSSIER																	
BH04	☐	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede							STD								
BH99	☐	Dossier non requis							SF								
	☐	Dossier NXT					Voir liste de prix										
COUSSINS																	
SC01	☐	Coussin de 5.08cm							160.00 €								
SC02	☐	Coussin de 7.62cm							180.00 €								
SC99	☐	Coussin non requis							STD								
	☐	Coussin NXT					Voir liste de prix										
DOSSIER RABATTABLE																	
BC20	☐	Dossier verrouillable							STD								
BC21	☐	Ultra léger (sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée) ²							95.00 €								
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec les poignées de poussée)																	
BC	☐	Hauteur fixe sans poignées de poussée							SF								
		(30) 22.86cm ☐	(31) 24.13cm ☐	(32) 25.40cm ☐	(33) 26.67cm ☐	(34) 27.94cm ☐	(35) 29.21cm ☐										
		(36) 30.48cm ☐	(37) 31.75cm ☐	(38) 33.02cm ☐	(39) 34.29cm ☐	(40) 35.56cm ☐	(41) 36.83cm ☐										
		(42) 38.10cm ☐	(43) 39.37cm ☐	(44) 40.64cm ☐	(45) 41.91cm ☐	(46) 43.18cm ☐	(47) 44.45cm ☐										
		(48) 45.72cm ☐	(49) 46.99cm ☐	(50) 48.26cm ☐	(51) 49.53cm ☐	(52) 50.80cm ☐	(53) 52.07cm ☐	(54) 53.34cm ☐									
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)																	
BC	☐	Montants de dossier droit							SF								
		(22) 22.86 - 30.48cm ☐	(23) 30.48 - 38.10cm ☐	(24) 38.10 - 45.72cm ☐	(25) 45.72 - 53.34cm ☐												
Spécifiez la hauteur : [*]		(par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) [*] Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas															
		Choisir l'angle du dossier : ¹					101° ☐	99° ☐	96° ☐	93° ☐	90° ☐	87° ☐	83° ☐	80° ☐			STD

1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)									
PH01	☐	Poignées de poussée							STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables							150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm ¹							240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm ¹							240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée							NC
POIGNÉE DE POUSETTE									
PH04	☐	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses)							145.00 €

1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables; Non disponible avec les montants de dossier de 9" à 12"; lorsque le l'ancrage de transport WC-19 est sélectionné, seule la barre rigidifiante 10.16 cm est disponible

OPTIONS POUR LES DOSSIERS									
BC61	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm ^{1,4}							175.00 €
BC62	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm ^{2,4}							175.00 €
BC56	☐	Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm ^{3,4}							175.00 €
BC57	☐	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm							STD
BC55	☐	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium							SF
BC88	☐	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante							115.00 €
		_____ (cm) Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm							

Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 48.26cm; 2- Profondeur maximale de 45.65cm; 3- Profondeur maximale de 43.18cm; 4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Strain

ACCOUDOIRS									
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹									
AR03-812	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)		20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)		25.40 - 35.56cm					240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)		20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)		25.40 - 35.56cm					240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²									
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte		20.32 - 27.94cm					205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue		20.32 - 27.94cm					205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)		20.32 - 27.94cm					205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)		20.32 - 27.94cm					205.00 €
OPTIONS D'ACCOUDOIRS									
AR12	☐	Manchette de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation							145.00 €
AR99	☐	Aucun accoudoirs							SF

1 - Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2 - Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3 - Seulement disponible avec les accoudoirs en "T" longs;

ACCESSOIRES							
PROTÈGE VÊTEMENTS (non disponible avec l'accoudoirs en T)							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			SF
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			225.00 €
SG99	☐	Aucun protège-vêtements					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2° ; Elargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 88.9cm (35") ¹					55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 121.92cm (48")					55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 152.40cm (60")					55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61")					90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")					170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")					170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")					185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")					185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18")					275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24")					275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES							
AC03	☐	Anti-basculer à roulettes					130.00 €
AC06	☐	Porte canne et béquilles	Gauche	Droit			105.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ¹ (paire)	Disponible pour : 22", 24", 25" ² , 26"				110.00 €
AC10	☐	Pochette de siège					70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					120.00 €
AC23	☐	Sac à dos Newton					100.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils					42.00 €

1- Non disponible avec roue Spinerdy; 2- Le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

Couleurs																					
Options ¹	Noir ³	Fibre de carbone ³	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐	105€ HR07	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	210.00 €
Cadre (SF)	☐	FC01	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	À dét. ⁴ ☐
Tube de carrossage	☐	STD/SF CT01	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	55.00 €
																					
Accent ²	☐	STD FC12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																		10 jours additionnels	341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

3 - Le cadre noir est STD avec l'aluminium; Le cadre fibre de carbone est STD avec le cadre en carbone; 4- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? **Le formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes

FAUTEUILS RIGIDES – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™		LARGEUR									
PROFONDEUR		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
	12"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
	13"						N/D	N/D	N/D	N/D	
	14"	339.47 €	339.47 €	339.47 €							
	15"		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €					
	16"		339.47 €	339.47 €	340.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	
	17"	N/D			341.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	
	18"	N/D			342.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	
	19"	N/D			343.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	
	20"	N/D			344.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											
										S/F	

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur.	55 €	



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

THORACIC SHAPE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
33.02	17.78	NOACB1307	499 €		NIB-2187V	130 €	
33.02	22.86	NOACB1309	499 €		NIB-2188V	130 €	
33.02	33.02	NOACB1313	499 €		NIB-2189V	130 €	
33.02	40.64	NOACB1316	499 €		NIB-2190V	130 €	
35.56	17.78	NOACB1407	499 €		NIB-2191V	130 €	
35.56	22.86	NOACB1409	499 €		NIB-2192V	130 €	
35.56	33.02	NOACB1413	499 €		NIB-2193V	130 €	
35.56	40.64	NOACB1416	499 €		NIB-2194V	130 €	
38.10	17.78	NOACB1507	499 €		NIB-2195V	130 €	
38.10	22.86	NOACB1509	499 €		NIB-2196V	130 €	
38.10	33.02	NOACB1513	499 €		NIB-2197V	130 €	
38.10	40.64	NOACB1516	499 €		NIB-2198V	130 €	
40.64	17.78	NOACB1607	499 €		NIB-2199V	130 €	
40.64	22.86	NOACB1609	499 €		NIB-2200V	130 €	
40.64	33.02	NOACB1613	499 €		NIB-2201V	130 €	
40.64	40.64	NOACB1616	499 €		NIB-2202V	130 €	
43.18	17.78	NOACB1707	499 €		NIB-2204V	130 €	
43.18	22.86	NOACB1709	499 €		NIB-2205V	130 €	
43.18	33.02	NOACB1713	499 €		NIB-2206V	130 €	
43.18	40.64	NOACB1716	499 €		NIB-2207V	130 €	
45.72	17.78	NOACB1807	499 €		NIB-2209V	130 €	
45.72	22.86	NOACB1809	499 €		NIB-2210V	130 €	
45.72	33.02	NOACB1813	499 €		NIB-2211V	130 €	
45.72	40.64	NOACB1816	499 €		NIB-2212V	130 €	
50.80	17.78	NOACB2007	549 €		NIB-2216V	130 €	
50.80	22.86	NOACB2009	549 €		NIB-2217V	130 €	
50.80	33.02	NOACB2013	549 €		NIB-2218V	130 €	
50.80	40.64	NOACB2016	549 €		NIB-2219V	130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE =
ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	22.86	NOCFACB1409	799 €		NIB-2192V	130 €	
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €		NIB-2193V	130 €	
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €		NIB-2194V	130 €	
38.10	22.86	NOCFACB1509	799 €		NIB-2196V	130 €	
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €		NIB-2197V	130 €	
38.10	40.64	NOCFACB1516	799 €		NIB-2198V	130 €	
40.64	22.86	NOCFACB1609	799 €		NIB-2200V	130 €	
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €		NIB-2201V	130 €	
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €		NIB-2202V	130 €	
43.18	22.86	NOCFACB1709	799 €		NIB-2205V	130 €	
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €		NIB-2206V	130 €	
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €		NIB-2207V	130 €	
45.72	22.86	NOCFACB1809	799 €		NIB-2210V	130 €	
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €		NIB-2211V	130 €	
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €		NIB-2212V	130 €	
50.80	22.86	NOCFACB2009	799 €		NIB-2217V	130 €	
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €		NIB-2218V	130 €	
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €		NIB-2219V	130 €	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com