



APEX

FORMULAIRE DE COMMANDE - Motion France

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien

Clinicien : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

*Requis

MA048 ☐
Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE									
WC11	☐	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 120 kg)	Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique						2,995.00 €
WC21	☐	Option Apex en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré)	Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.						1,450.00 €
EVO-R	☐	Programme EVO - redimensionnement du fauteuil*	Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil					Aluminium Carbone	825 € 1100 €
*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions									
CADRE									
LARGEURS DU SIÈGE									
SW	☐	30.48cm ☐ 33.02cm ☐ 35.56cm ☐ 38.10cm ☐ 40.64cm ☐ 43.18cm ☐							SF
		45.72cm ☐ 48.26cm ☐ 50.80cm ☐							
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	☐	30.48cm ☐ 33.02cm ☐ 35.56cm ☐ 38.10cm ☐ 40.64cm ☐ 43.18cm ☐							SF
		45.72cm ☐ 48.26cm ☐ 50.80cm ☐							
LONGUEUR DU CHÂSSIS									
SP01	☐	Configuration de longueur standard ¹							STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard							SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard							SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard							SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard							SF
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}	Courte 50-104 cm						310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}	Longue 50-116 cm						310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ³							310.00 €

1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

4. [Calculateur de largeur](#)


Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	
☐ Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.34cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.34cm	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	
☐ Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	




ROUES AVANT						
ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-05	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"		SF
CA14 à CA15	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"		SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				375.00 €

Hauteur sol-siège arrière			
DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles +/- 0.63cm	
☐	Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm	
☐	Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm	
☐	Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	
		Spécifiez la hauteur désirée : (cm)	



ANGLE AVANT DU CHÂSSIS						
FA70	☐	70° Angle avant de cadre (non disponible avec l'option carbone)				SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre				SF

Distance du repose-pieds	
30.5cm à 48.3cm sans montage haut 17.78cm à 33.02cm avec montage haut ¹	Spécifiez la hauteur désirée ² : (cm) Requis



1- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds; 2- La distance du repose-pieds pourrait ne pas être disponible selon la configuration demandée

Appui-pied et choix de section fuselée				
Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm	
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège	
30.48	24.13	19.05		
33.02	26.67	21.59		
35.56	29.21	24.13		
38.10	31.75	26.67		
40.64	34.29	29.21	24.13	
43.18	36.83	31.75	26.67	
45.72	39.37	34.29	29.21	
48.26	41.91	36.83	31.75	
50.80	44.45	39.37	34.29	

Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

ROUES ARRIÈRE															
ROUES										Disponibilité					
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ¹										20", 22" 24"			STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère										20", 22", 24", 25", 26"			295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ² ☐	Bleu ² ☐	Rou ² ☐	Jau ² ☐					22", 24", 25", 26"		650.00 €	
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐	Mau ² ☐	Blanc ² ☐	Bleu ² ☐	Rou ² ☐	Jau ² ☐	Rose ² ☐	Vert ² ☐	Org ² ☐	22", 24", 25", 26"		850.00 €	
RW07	☐	Spinergy CLX ³	Noir STD ☐	Mau ² ☐	Blanc ² ☐	Bleu ² ☐	Rou ² ☐	Jau ² ☐	Rose ² ☐	Vert ² ☐	Org ² ☐	24", 25"		1,450.00 €	
PNEUS										Disponibilité					
AIRLESS															
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir										20". 22" 24"			SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁴										22". 24". 25". 26"			90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>										22". 24". 25". 26"			110.00 €
PNEUMATIQUES															
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>										20". 22". 24". 25". 26"			STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>										24". 25". 26"			65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁵										22", 24" 25"			95.00 €

1- Non compatible avec pneus Shox; 2- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 3- Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm;
4- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponible avec les roues Newton Gravity 5- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées


MAINS COURANTES					
MAINS COURANTES				Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur		20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ¹		22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip <i>Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix</i>		20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3}		22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)		22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requis			SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l’option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale
3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE MAINS COURANTES					
Assemblage des mains courantes					
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue		SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ²	Languette courte 2 positions		26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ²	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐		26.00 €
Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			85.00 €
HR27	☐	Prise super			135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce			SF

2- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

AXES					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM02	☐	Inclinaison de 2°			SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ	
Spécifier la position de la plaque de roue arrière : Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue. Plage de 0 à 15 cm Régler à : _____ (cm) <i>Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut</i> <i>Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG</i>	
	

FREINS					
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD
WL16	☐	Freins par poussée aluminium avec rallonges			70.00 €
WL02	☐	Freins par traction			SF
WL04	☐	Freins anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles ¹			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL99	☐	Freins non-requis			SF

1- Disponible avec les freins par poussée Newton (WL08), les freins par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

REPOSE-PIEDS					
FP12	☐	Tubulaire à forme ouverte ¹			STD
FP13	☐	Tubulaire avec palette en ABS			SF
FP31	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (aluminium)			90.00 €
FP32	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			205.00 €
FP14	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium)			185.00 €
FP15	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone)			300.00 €
FR25	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminium)			200.00 €
FR26	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			310.00 €

ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS					
FP16	☐	Surélévation de 5.08cm (<i>uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium</i>) ²			70.00 €
FP09	☐	Sangle appui-mollets			STD
FP30	☐	Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

1- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; 2- Non disponible avec le montage haut

SIÈGES ET DOSSIERS					
TOILE DE DOSSIER					
BH04	☐	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede			STD
BH99	☐	Dossier non requis			SF
	☐	Dossier NXT		Voir liste de prix	

COUSSINS					
SC01	☐	Coussin de 5.08cm			160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm			180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT		Voir liste de prix	

DOSSIER RABATTABLE					
BC20	☐	Dossier verrouillable			STD
BC21	☐	Ultra léger (<i>sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée</i>) ²			95.00 €

MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (<i>Non disponible avec les poignées de poussée</i>)					
BC	☐	Hauteur fixe sans poignées de poussée			SF
		(30) 22.86cm ☐	(31) 24.13cm ☐	(32) 25.40cm ☐	
		(33) 26.67cm ☐	(34) 27.94cm ☐	(35) 29.21cm ☐	
		(36) 30.48cm ☐	(37) 31.75cm ☐	(38) 33.02cm ☐	
		(39) 34.29cm ☐	(40) 35.56cm ☐	(41) 36.83cm ☐	
		(42) 38.10cm ☐	(43) 39.37cm ☐	(44) 40.64cm ☐	
		(45) 41.91cm ☐	(46) 43.18cm ☐	(47) 44.45cm ☐	
		(48) 45.72cm ☐	(49) 46.99cm ☐	(50) 48.26cm ☐	
		(51) 49.53cm ☐	(52) 50.80cm ☐	(53) 52.07cm ☐	
		(54) 53.34cm ☐			

MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>Sélectionner UNE option de poignées de poussée</i>)					
BC	☐	Montants de dossier droit			SF
		(22) 22.86 - 30.48cm ☐	(23) 30.48 - 38.10cm ☐	(24) 38.10 - 45.72cm ☐	
		(25) 45.72 - 53.34cm ☐			


Spécifiez la hauteur : *		(par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas			
Choisir l'angle du dossier : ¹		101° ☐	99° ☐	96° ☐	93° ☐
		90° ☐	87° ☐	83° ☐	80° ☐
					
					STD

1- Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93"; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>seulement une option à la fois</i>)					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables			150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm ¹			240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm ¹			240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée			NC

POIGNÉE DE POUSSETTE					
PH04	☐	Poignée de poussette (<i>poignée de poussée incluses</i>)			145.00 €

1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables; Non disponible avec les montants de dossier de 9" à 12"

OPTIONS POUR LES DOSSIERS					
BC61	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm ^{1,4}			175.00 €
BC62	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm ^{2,4}			175.00 €
BC56	☐	Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm ^{3,4}			175.00 €
BC57	☐	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm			STD
BC55	☐	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium			SF
BC88	☐	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante _____ (cm) Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm			115.00 €

Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 48.26cm; 2- Profondeur maximale de 45.65cm; 3- Profondeur maximale de 43.18cm; 4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Strain

ACCOUDOIRS																					
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹																					
AR03-812	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 30.48cm						240.00 €												
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	25.40 - 35.56cm						240.00 €												
AR04-812	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 30.48cm						240.00 €												
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	25.40 - 35.56cm						240.00 €												
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²																					
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm						205.00 €												
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm						205.00 €												
AR06	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 27.94cm						205.00 €												
AR17	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 27.94cm						205.00 €												
OPTIONS D'ACCOUDOIRS																					
AR12	☐	Manchette de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation							145.00 €												
AR99	☐	Aucun accoudoirs							SF												
1 - Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2 - Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3 - Seulement disponible avec les accoudoirs en "T" longs;																					
ACCESSOIRES																					
PROTÈGE VÊTEMENTS (non disponible avec l'accoudoirs en T)																					
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD		Plaque déportée ¹				SF												
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD		Plaque déportée ¹				130.00 €												
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD		Plaque déportée ¹				STD												
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD		Plaque déportée ¹				225.00 €												
SG99	☐	Aucun protège-vêtements							SF												
1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2°; Elargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm																					
CEINTURES DE POSITIONNEMENT																					
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 88.9cm (35") ¹							55.00 €												
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 121.92cm (48")							55.00 €												
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 152.40cm (60")							55.00 €												
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56")							90.00 €												
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61")							90.00 €												
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")							170.00 €												
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")							170.00 €												
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")							170.00 €												
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")							185.00 €												
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")							185.00 €												
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")							185.00 €												
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)							15.00 €												
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18")							275.00 €												
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24")							275.00 €												
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise							STD												
1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;																					
ACCESSOIRES																					
AC03	☐	Anti-basculé à roulettes							130.00 €												
AC06	☐	Porte canne et béquilles		Gauche Droit					105.00 €												
AC08	☐	Protèges-rayons ¹ (paire) Disponible pour : 22", 24", 25" ² , 26"							110.00 €												
AC10	☐	Pochette de siège							70.00 €												
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton							70.00 €												
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility							120.00 €												
AC23	☐	Sac à dos Newton							100.00 €												
AC13	☐	Ensemble d'outils							42.00 €												
1- Non disponible avec roue Spinergy; 2- Le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"																					
Couleurs																					
Options ¹	Noir ³	Fibre de carbone ³	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ 105€ HR07		☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre	☐ FC01	☐ FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	SF
Tube de carrossage	☐ STD/SF CT01		☐ CT02	☐ CT03	☐ CT04	☐ CT05	☐ CT06	☐ CT07	☐ CT08	☐ CT09	☐ CT10	☐ CT11	☐ CT12	☐ CT13	☐ CT14	☐ CT15	☐ CT16	☐ CT17	☐ CT18	☐ CT19	55.00 €
																					
Accent ²	☐ STD FC12		☐ FC13					☐ FC15		☐ FC10	☐ FC16				☐ FC11		☐ FC14				SF
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:															10 jours additionnels			341.00 €	



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? **Le formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRAN

COUSSINS BioFit™  Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")		LARGEUR									
			30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm
		30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D
		35.56 cm		339.47 €	339.47 €						
		38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €				
		40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
		43.18 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
		45.72 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
		48.26 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
		50.80 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
		tionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections									

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

SEATING AND CUSHION ACCESSORIES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur.	55 €	



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODELE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
33.02	17.78			NOACB1307	499 €
33.02	22.86			NOACB1309	499 €
33.02	33.02			NOACB1313	499 €
33.02	40.64			NOACB1316	499 €
35.56	17.78			NOACB1407	499 €
35.56	22.86	NOCFACB1409	799 €	NOACB1409	499 €
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	NOACB1413	499 €
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	NOACB1416	499 €
38.10	17.78			NOACB1507	499 €
38.10	22.86	NOCFACB1509	799 €	NOACB1509	499 €
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	NOACB1513	499 €
38.10	40.64	NOCFACB1516	799 €	NOACB1516	499 €
40.64	17.78			NOACB1607	499 €
40.64	22.86	NOCFACB1609	799 €	NOACB1609	499 €
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	NOACB1613	499 €
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	NOACB1616	499 €
43.18	17.78			NOACB1707	499 €
43.18	22.86	NOCFACB1709	799 €	NOACB1709	499 €
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	NOACB1713	499 €
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	NOACB1716	499 €
45.72	17.78			NOACB1807	499 €
45.72	22.86	NOCFACB1809	799 €	NOACB1809	499 €
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	NOACB1813	499 €
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	NOACB1816	499 €
50.80	17.78			NOACB2007	499 €
50.80	22.86	NOCFACB2009	799 €	NOACB2009	499 €
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	NOACB2013	499 €
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	NOACB2016	499 €
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOACC		130 €	



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODELE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
33.02	17.78			NOPCB1307	499 €
33.02	22.86			NOPCB1309	499 €
33.02	33.02			NOPCB1313	499 €
33.02	40.64			NOPCB1316	499 €
35.56	17.78			NOPCB1407	499 €
35.56	22.86	NOCFPCB1409	899 €	NOPCB1409	499 €
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB1413	499 €
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €	NOPCB1416	499 €
38.10	17.78			NOPCB1507	499 €
38.10	22.86	NOCFPCB1509	899 €	NOPCB1509	499 €
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB1513	499 €
38.10	40.64	NOCFPCB1516	899 €	NOPCB1516	499 €
40.64	17.78			NOPCB1607	499 €
40.64	22.86	NOCFPCB1609	899 €	NOPCB1609	499 €
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €	NOPCB1613	499 €
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €	NOPCB1616	499 €
43.18	17.78			NOPCB1707	499 €
43.18	22.86	NOCFPCB1709	899 €	NOPCB1709	499 €
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €	NOPCB1713	499 €
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €	NOPCB1716	499 €
45.72	17.78			NOPCB1807	499 €
45.72	22.86	NOCFPCB1809	899 €	NOPCB1809	499 €
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €	NOPCB1813	499 €
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €	NOPCB1816	499 €
50.80	17.78			NOPCB2007	549 €
50.80	22.86	NOCFPCB2009	899 €	NOPCB2009	549 €
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €	NOPCB2013	549 €
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €	NOPCB2016	549 €
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOPCC		130 €	

FORME THORACIQUE

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	\$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	38 €	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	38 €	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (P)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (M)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (G)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com