






MOTION
COMPOSITES

PROGRAMME EVO



EVO
SUR MESURE

PROGRAMME EVO

Le programme **EVO** offre aux utilisateurs de fauteuils roulants la tranquillité d'esprit, en sachant que leurs besoins uniques ne les laisseront pas avec un fauteuil mal adapté, que cela signifie un remplacement de cadre sur un modèle rigide ou des personnalisations disponibles sur toute notre gamme de fauteuils roulants.



LA SOLUTION DE PERSONNALISATION OPTIMALE POUR QUE CHAQUE COMPOSANT DE VOTRE FAUTEUIL CORRESPONDE À VOS BESOINS UNIQUES.



UN CADRE DE REMPLACEMENT AJUSTÉ AVEC PRÉCISION, CONÇU POUR S'ADAPTER À L'ÉVOLUTION DE VOS BESOINS.

LA PERSONNALISATION COMMENCE ICI!

Nos fauteuils roulants sont conçus pour être ajustables et répondre à un large éventail de besoins.

EVO Sur Mesure, un volet du **Programme EVO**, va encore plus loin! Nous savons que la bonne solution de personnalisation peut transformer la vie des utilisateurs de fauteuils roulants. Des ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, jusqu'à la réinvention complète de composants adaptés à vos besoins uniques — nous sommes là pour vous accompagner.

EXPRESS

EN INVENTAIRE

- Demandes de personnalisation récurrentes tenues en stock.
- Même processus de soumission qu'une commande standard via le service à la clientèle.
- Mêmes délais de fabrication qu'une commande régulière.

PERSONNALISÉ

FAIT SUR DEMANDE

- Demandes récurrentes nécessitant de la fabrication, mais déjà dessinée.
- Même processus de soumission qu'une commande standard via le service à la clientèle.
- Délais de fabrication minimales ajoutés.

SIGNATURE

AU-DELÀ DES LIMITES

- Demandes nécessitant une nouvelle conception, une évaluation technique ou des recherches supplémentaires.
- Seulement quelques jours supplémentaires pour recevoir une soumission.
- Les délais de fabrication varient selon la complexité.

COMMENT COMMANDER

UTILISER EVO SUR MESURE, C'EST SIMPLE.




SCANNEZ ICI

Pour les niveaux **EXPRESS** et **PERSONNALISÉ**, vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section commentaires du [formulaire de commande](#) standard.

Pour les demandes **SIGNATURE**, ou si vous ne savez pas exactement à quel niveau correspond votre idée, le [formulaire de demande EVO sur Mesure](#) est fortement recommandé pour nous aider à évaluer vos besoins et à vous fournir des délais et des prix précis.

EVO SUR MESURE



CONTENU

ROUES AVANT	04
APPUIS-PIEDS	05
DOSSIERS	09
ASSISES ET POSITIONNEMENT	12
ROUES ARRIÈRES	14
BLOCAGE DE ROUES	16
APPUIS-BRAS	18
PROTÈGES-VÊTEMENTS	20
ACCESSOIRES	21
SIGNATURE SUR-MESURE	23
 LISTE DE PRIX	 30

ROUES AVANT

MÉCANISME DE BLOCAGE DE ROUES AVANT **EXPRESS**

0005330A-XX

APEX C | APEX A | VELOCE

Mécanisme empêchant les roues avant de pivoter pour aider à maintenir la direction. Peut être activé ou désactivé.

- Boulon de tige cône 1"
- Boulon de tige droit
- Boulon de tige cône 2"

Poids approximatif: 1.04 - 1.16 lbs (0.475 - 0.525 kg)

Boulon à tige standard uniquement. Non compatible avec les «froglegs».

- Facilite les déplacements unidirectionnels (trajectoire rectiligne)
- Empêche les roues de pivoter
- Permet des transferts plus sécuritaires en empêchant les roues avant de pivoter.



APPUIS-PIEDS

PALETTE PLEINE LARGEUR CARBONE PERSONNALISÉ

0005399A-XX

APEX C | APEX A | VELOCE

Plaque de repose-pieds en carbone sur mesure pour toutes les tailles non mentionnées sur le bon de commande.

Plaque pleine largeur uniquement.

- S'adapte aux asymétries des membres inférieurs.
- S'adapte aux limitations de l'amplitude de mouvement dans le complexe pied/cheville.
- Assure une plate-forme durable pour le pied tout en étant très légère.



PALETTE PLEINE LARGEUR ALUMINIUM PERSONNALISÉ

0005400A-XX

APEX C | APEX A | VELOCE

Plaque de repose-pieds en aluminium sur mesure pour toutes les tailles non mentionnées sur le bon de commande.

Plaque pleine largeur uniquement.

- S'adapte aux asymétries des membres inférieurs.
- S'adapte aux limitations de l'amplitude des mouvements dans le complexe pied/cheville.



PALETTE PLEINE LARGEUR AVEC REBORDS LATÉRAUX **EXPRESS**

0014753A-00

APEX C | APEX A

Plaque de repose pieds imprimée en 3D avec des côtés relevés, installée sur une structure en boucle ouverte.

Poids approximatif: 1.04 lbs (0.47 kg)

Disponible uniquement sur la boucle ouverte.

- Facilite l'alignement optimal du pied.
- Permet d'éviter que les membres du bas du corps ne tombent latéralement de l'appui-pieds.



EXTENSION POUR APPUI-JAMBE ÉLÉVATEUR

EXPRESS

0013514A-00

HELIO C2 | HELIO A6 | HELIO A7

Tube allongé sur mesure pour les repose-jambes surélevés. Ajoute 2" à l'extension la plus longue disponible sur le formulaire de commande.

Ajoute au maximum 2" de longueur aux repose-jambes élévateurs.

- S'adapte aux jambes plus longues.

APPUI-MOIGNON À PIVOT EXTERNE EXPRESS

0006252A-XX

APEX C | APEX A | VELOCE

Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.

- Support pivotant pour moignon 6 x 8"
- Support pivotant pour moignon 8 x 10"
- Support pivotant pour moignon 10 x 10"
- Support pivotant pour moignon 10 x 14"
- Support pivotant profilé pour moignon 6 x 8"
- Support pivotant profilé pour moignon 8 x 10"

Poids approximatif: 2.79 lbs (1.26 kg)

Plaque pleine largeur uniquement. Des tailles de coussins supplémentaires peuvent être disponibles en version Personnalisé ou Signature.

- Apporte un soutien au membre résiduel.
- Facilite l'alignement optimal du membre résiduel.
- La fonction de pivotement facilite les transferts et les activités de la vie quotidienne.



PALETTE RABATTABLE À MONTAGE HAUT PERSONNALISÉ

0011380A-00

APEX C | APEX A

Repose-pieds à dossier rabattable installé en hauteur sur les fauteuils APEX. Facilement réglable à différentes hauteurs.

Poids approximatif: 1.04 lbs (0.47 kg)

Le sur mesure comprend la structure seule, le repose-pieds est livré avec la chaise, largeur minimale de la chaise : 12".

- S'adapte à une gamme de longueurs de pattes à la hauteur souhaitée.
- La fonction de retournement facilite les transferts et les activités de la vie quotidienne.



ASSEMBLAGE D'APPUI-PIED AVEC BAGUE ALLONGÉE

PERSONNALISÉ

0012756A-00

APEX C | APEX A

Fixation de repose-pieds sur les fauteuils apex, permettant un meilleur réglage sur les chaises côniques.

Pour appuie-pieds à angle réglable uniquement. Fixation et structure (sans l'appuie-pieds).

- Pour maximiser le réglage de la hauteur du repose-pieds



DOSSIERS

POIGNÉE SIMPLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

EXPRESS

0009313C-00

APEX C | APEX A

Canne de poussée réglable en hauteur installée sur la barre rigidifiante arrière en aluminium. Montage d'une poignée de poussée unique sur la barre rigidifiante APEX.

Pour l'APEX C, la barre de rigidifiante en carbone doit être remplacée par la version en aluminium.

- Facilite l'assistance aux aidants pour la mobilité des personnes dépendantes.
- La poignée peut être rapidement réglée à la hauteur souhaitée.



DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ

PERSONNALISÉ

0013276A-XX

HELIO kids

Peut aider à prévenir les bris dans des conditions d'utilisation exigeantes.

- | | |
|----------|---------------|
| • 9-12" | • 8° - 9-12" |
| • 12-15" | • 8° - 12-15" |
| • 15-18" | • 8° - 15-18" |
| • 18-21" | • 8° - 18-21" |

Dossier réglable en profondeur uniquement. Capacité de charge: 175 lb.

- Le réglage de la profondeur facilite l'alignement postural optimal.
- Le matériau renforcé permet de s'adapter à un tonus et à des mouvements anormaux et de minimiser la dégradation prématurée.



DOSSIER RABATTABLE - ANGLES FIXES

EXPRESS

MULTIPLE

VELOCE | HELIO C2 | HELIO A7 | HELIO A6
MOVE | HELIO kids

Permet de rabattre les montants de dossier sur les fauteuils pliants.
Disponible dans toutes les configurations de montants de dossier.

- Montants de dossier aluminium 9-12"
- Montants de dossier aluminium 12-15"
- Montants de dossier aluminium 15-18"
- Montants de dossier aluminium 18-21"
- Montants de dossier aluminium 8° 13.5-15"
- Montants de dossier aluminium 8° 15-18"
- Montants de dossier aluminium 8° 18-21"
- Montants de dossier carbone 9-12"
- Montants de dossier carbone 12-15"
- Montants de dossier carbone 15-18"
- Montants de dossier carbone 18-21"
- Montants de dossier carbone 8° 13.5-15"
- Montants de dossier carbone 8° 15-18"
- Montants de dossier carbone 8° 18-21"
- Montants de dossier aluminium 9-15" avec poignées intégrées
- Montants de dossier aluminium 15-21" avec poignées intégrées
- Montants de dossier aluminium à 8° 17-20" avec poignées intégrées
- Montants de dossier aluminium 21-24" avec poignées intégrées
- Montants de dossier aluminium à 8° 21-24" avec poignées intégrées

Poids approximatif: 1.10 - 1.70 lbs (0.50 - 0.80 kg)

Option pliable pour faciliter le rangement. Non compatible avec les normes ISO7176-19 ou WC-19. Non compatible avec les appuie-bras rabattables.

- Facilite le stockage et le transport.



DOSSIER RABATTABLE - ANGLES AJUSTABLE

EXPRESS

MULTIPLE

VELOCE | HELIO C2 HELIO A7 | HELIO A6
MOVE | HELIO kids

Permet de rabattre les montants de dossier sur les fauteuils pliants. Disponible dans toutes les configurations de montants de dossier. Cette version est réglable en angle.

- Montants de dossier aluminium 15-18"
- Montants de dossier aluminium 18-21"
- Montants de dossier aluminium 8° 15-18"
- Montants de dossier aluminium 8° 18-21"
- Montants de dossier carbone 14-15"
- Montants de dossier carbone 15-18"
- Montants de dossier carbone 18-21"
- Montants de dossier carbone 8° 14-15"
- Montants de dossier carbone 8° 15-18"
- Montants de dossier carbone 8° 18-21"

Poids approximatif: 1.10 - 1.70 lbs (0.50 - 0.80 kg)

Non compatible avec ISO7176-19 ou WC-19. Non compatible avec les appuie-bras basculants.

- Facilite le stockage et le transport.
- Les montants de dossier réglables en angle facilitent les ajustements positionnels optimaux.



ASSISES ET POSITIONNEMENT

COUSSIN ADDUCTEUR MULTI-FONCTION

PERSONNALISÉ

0015196A-XX

**APEX C | APEX A | VELOCE | HELIO C2
HELIO A7 | HELIO A6 | MOVE | HELIO kids**

Les coussins latéraux pour fauteuils roulants peuvent être configurés dans toutes les formes, longueurs, hauteurs et épaisseurs. Permet de réduire la surface d'assise.

Il est obligatoire de mentionner la taille et l'épaisseur souhaitées pour chaque demande.

- Facilite l'alignement neutre de la partie inférieure du tronc et du bassin.
- Empêche les mouvements latéraux excessifs de la partie inférieure du tronc et du bassin.



ADDUCTEUR POUR GENOU

PERSONNALISÉ

0006009A-XX

**HELIO C2 | HELIO A7 | HELIO A6
MOVE | HELIO kids**

Adducteur de genoux disponible pour côté gauche ou droit, installé sur la chaise pour maintenir les genoux de l'utilisateur en place.

- Côté gauche
- Côté droit

Il est obligatoire de mentionner la taille et l'épaisseur souhaitées pour chaque demande.

- Facilite l'alignement neutre des genoux.
- Empêche l'abduction excessive de la partie distale des cuisses.





ASSISE RIGIDE EN FIBRE DE CARBONE PERSONNALISÉ

0010294A-XX

APEX C | APEX A

Plaque d'assise en carbone solide pour remplacer le courroies d'assise, peut s'adapter à toutes les tailles de fauteuil, livré avec la quincaillerie.

- Fournit une base de soutien durable et stable pour le coussin du siège.
- Empêche le hamac et aide à maintenir un positionnement optimal.

ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT EXPRESS

MULTIPLE

DISPONIBLE SUR TOUS LES DOSSIERS NXT

Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.

- Écusson de l'armée de l'air avec velcros
- Écusson de l'armée avec velcros
- Écusson de la marine avec velcros
- Écusson du corps des Marines avec velcros (pièces)
- Écusson « Purple Heart » avec velcros
- Écusson garde-côte avec velcros
- Écusson de la force spatiale avec velcros
- Écusson du drapeau américain avec velcros

Disponible pour une installation sur place lors de la commande d'un dossier NXT, ou pour une installation sur un dossier existant.



ROUES ARRIÈRES

CONDUITE UNILATÉRALE POUR ROUES ARRIÈRES DE 22" PERSONNALISÉ

0005993A-XX

HELIO C2 | HELIO A7 | HELIO A6 | MOVE

Assemblage de conduite unilatérale pour roues arrière de 22", livré avec des cerceaux de conduite anodisés ou en plastique.

Roue Newton One seulement.

- Facilite la propulsion manuelle unilatérale du fauteuil roulant.
- Facilite la mobilité indépendante des personnes atteintes d'hémiplégie ou d'hémi-parésie.



ROUE SPINERGY PERSONNALISÉE PERSONNALISÉ

0014849A-XX

APEX C | APEX A | VELOCE

HELIO C2 | HELIO A7 | HELIO A6 | HELIO kids

Jantes sport Spinergy spox dans toutes les variations de moyeu et de rayons.

Le client doit préciser la configuration Spinergy souhaitée.

- Facilite la stabilité et la rigidité tout en étant léger.
- Offre des propriétés d'amortissement des vibrations.
- Permet à l'utilisateur d'exprimer sa personnalité unique.



CERCEAU DE CONDUITE À PROJECTIONS VERTICALES **EXPRESS**

0011423A-00

**APEX C | APEX A | VELOCE | HELIO C2
HELIO A7 | HELIO A6 | MOVE | HELIO kids**

Projections verticales sur les cerceaux de conduite, y compris les capuchons de protection sur les projections.

Poids approximatif: 1.22 lbs - (0.55 kg).

Non compatible avec les roues MAG. Disponible pour tous les Cerceaux de Conduite de marque Motion Composites et Newton.

- Facilite la propulsion des utilisateurs ayant une fonction manuelle limitée.
- La direction verticale des projections n'a pas d'incidence sur la largeur totale du fauteuil roulant.



BLOCAGE DE ROUES

BLOCAGE UNILATÉRAL AVEC EXTENSION DE POIGNÉE **EXPRESS**

0004570A-XX

VELOC2 | HELIO C2 | HELIO A7 | HELIO A6
MOVE

Comprend le blocage unilatéral des roues et l'extension installée lorsqu'elle est vendue en pièces détachées.

- 10-15" gauche + extension
- 10-15" droit + extension
- 16-22" gauche + extension
- 16-22" droit + extension

Poids approximatif: 1.48 - 1.59 lbs (0.67-0.72 kg)

Comprend le blocage unilatéral des roues et l'extension installée lorsqu'elle est vendue en pièces détachées.

- Facilite le verrouillage unilatéral du fauteuil roulant manuel.
- Facilite l'engagement indépendant des roues pour les personnes atteintes d'hémiplégie ou d'hémi-parésie.



EXTENSION POUR BLOCAGE UNILATÉRAL **EXPRESS**

0014849A-XX

VELOC2 | HELIO C2 | HELIO A7 | HELIO A6
MOVE

Extension de blocage de roue unilatérale envoyée en complément du mécanisme. Facile à installer.

Extension seulement.

- Facilite l'accès au blocage de roue unilatéral.
- Facilite l'engagement indépendant du blocage de roue unilatéral pour les clients dont la portée est limitée.



BLOCAGE DE ROUE POUR AIDANT EXPRESS

0005422A-00

APEX C | APEX A | VELOCE

Verrouillage de roue pour accompagnateur installé sur le cadre du fauteuil APEX ou VELOCE.

Poids approximatif: 1.11 lbs (0.50 kg)

Un seul côté inclus.

- Facilite l'engagement des blocages de roues pour l'aidant, avec l'aide du soignant.



APEX C | APEX A



VELOCE



SYSTÈME ANTI-RECU EXPRESS

0006946A-01

VELOCE | HELIO C2 | HELIO A7
HELIO A6 | MOVE | HELIO kids

Le mécanisme anti-recul bloque les roues arrière lorsque l'utilisateur se lève du siège. Livré avec les instructions appropriées pour une installation facile.

- Système de blocage des roues Pratico 22"
- Système de blocage des roues Pratico 24"

Carrossage à 0 degré, pas de plaque pour amputé, 250 lb max, largeur maximale de 20". Kit vendu en pièces détachées à installer par le client (contient les instructions).

- Empêche le fauteuil roulant de reculer lors des transferts de l'utilisateur.
- Facilite la sécurité lors des transferts de l'utilisateur.

APPUIE-BRAS

APPUIE-BRAS RABATTABLE À HAUTEUR AJUSTABLE POUR APEX **EXPRESS**

0011495A-XX

APEX C | APEX A

Mécanisme permettant à l'accoudoir de basculer vers l'arrière et de libérer de l'espace sur les côtés de la chaise.

- Appuie-bras court 8-12" pliable sur l'APEX
- Appuie-bras long 8-12" pliable sur l'APEX

Des hauteurs supplémentaires peuvent être disponibles en Personnalisé ou Signature.

- Les accoudoirs rabattables peuvent être basculés vers l'arrière pour faciliter les transferts, les activités de la vie quotidienne ou le rapprochement vers les bureaux et les tables.



GOUTTIÈRE D'AVANT-BRAS **EXPRESS**

0011719A-XX

APEX C | APEX A | VELOCE | HELIO C2
HELIO A7 | HELIO A6 | MOVE | HELIO kids

Gouttière d'avant bras installée sur structure d'appuie-bras. Contient un support à bras et à main.

- Assemblage de gouttière Rolko (gauche)
 - Assemblage de gouttière Rolko (droite)
- Facilite le positionnement optimal du membre supérieur à la hauteur souhaitée.
 - Facilite le positionnement optimal du membre supérieur en cas de tonus ou de mouvement anormal.



EXTENSION FRONTALE POUR APPUI-BRAS EXPRESS

0012167A-00

APEX C | APEX A | VELOCE | HELIO C2
HELIO A7 | HELIO A6 | MOVE | HELIO kids

Extension de 3" de la longueur des accoudoirs, avec une structure de renforcement pour plus de sécurité.

- Extension frontale pour appui-bras 8-12"
- Extension frontale pour appui-bras 10-14"

Poids approximatif: 0.17 lbs (0.08 kg)

Appuie-bras pleine longueur inclus.

- Facilite les transferts pour les utilisateurs ayant une portée limitée.
- Facilite la sécurité et l'indépendance pendant les transferts.



PROTÈGE-VÊTEMENTS

PLAQUE DE SUPPORT DE PROTÈGE-VÊTEMENT RABATTABLE **EXPRESS**

0005476A-00

APEX C | APEX A | VELOCE | HELIO C2
HELIO A7 | HELIO A6 | MOVE | HELIO kids

Plaque de support conçue pour permettre aux protèges-vêtements de se replier vers l'intérieur.

Le fauteuil roulant pliant ne peut pas être plié lorsque les protège-vêtements sont repliés.

- Efficacité lors du pliage et du rangement du fauteuil roulant.
- Élimine la nécessité de retirer les protège-vêtements pour rabattre le dossier.



ACCESSOIRES

ANTI-BASCULANT PIVOTANT SUR APEX **EXPRESS**

0006589A-00

APEX C | APEX A

Dispositif anti-basculement robuste qui se relève facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Activé par l'utilisateur pour passer les bosses et équipé d'un dispositif d'aide au basculement pour les accompagnateurs.

Poids approximatif: 1.28 lbs (0.58 kg)

APEX uniquement, un seul côté inclus.

- Ces anti-basculants peuvent être relevés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- L'aide à la bascule facilite l'assistance de l'aidant lors de la traversée d'un sol irrégulier.



ANCRAGE DE TRANSPORT INOCCUPÉ **EXPRESS**

0012717A-00

APEX C | APEX A | VELOCE

Système d'arrimage complet pour le transport du fauteuil sans l'utilisateur. Crochets pour attacher et transporter le fauteuil roulant dans un véhicule.

Poids approximatif: 0.76 lbs (0.35 kg)

Comprend les 4 attaches et la quincaillerie.

- Favorise la sécurité lors du transport de fauteuils roulants non occupés.





PÔLE À SOLUTÉ AVEC BAGUE PERSONNALISÉ

0017446A-00

VELOCE | HELIO C2 | HELIO A7
HELIO A6 | MOVE | HELIO kids

Support réglable pour poteau à soluté, pouvant être installé des deux côtés de la chaise et facilement ajustable en hauteur.

- Facilite le transport et l'administration des médicaments.

SUPPORT DE BOMBONNE À OXYGÈNE EXPRESS

0016719A-01

VELOCE | HELIO C2 | HELIO A7
HELIO A6 | MOVE

Support de bonbonne d'oxygène sur mesure pour les fauteuils roulants avec fixation certifiée pour le transport. Pivote facilement pour libérer de l'espace si nécessaire.

Poids approximatif: 1.54 lbs (0.70 kg)

- Facilite le transport de l'oxygène pour les utilisateurs ayant besoin d'oxygène supplémentaire.




EVO
SUR MESURE



SIGNATURE

APPARENCE ET PERSONNALISATION



PERFORMANCE ET
AIDE À LA MOBILITÉ



CERCEAU DE CONDUITE EN
TITANE – FINITION SATINÉE



CERCEAU DE CONDUITE
SPINERGY TC MAX EN
ACIER INOXYDABLE



ROUE X-CORE



TUBE DE CARROSSAGE EN
ALUMINIUM




CERCEAU DE CONDUITE
RÉDUIT SUR MESURE



ESSIEU À DÉGAGEMENT
RAPIDE EN TITANE



PROTÈGE-VÊTEMENTS QUAD



ASSISE RIGIDE FIXE EN ALUMINIUM



ACCESSOIRES BODYPOINT



Therafin

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT THERAFIN

ASSISE ET POSITIONNEMENT



ASSEMBLAGE RECEPTACLE D'APPUI-BRAS DÉCALÉ



APPUIS-PIEDS ET APPUIS-JAMBES



COUVRE-PALETTE EN GEL



EXTENSION DE MANETTE
D'APPUI-PIED



RECOUVREMENT DE
PALETTE ANTIDÉRAPANT



PLAQUE DE REPOSE-
PIEDS EN ALUMINIUM SUR
MESURE (HELIO)



PLAQUE DE REPOSE-PIEDS
EN CARBONE SUR MESURE
(HELIO)



ANCRAGE APPUIS-
PIEDS 20 DEGRÉ




ÉLÉVATEUR DE
PALETTE DE 3"

ACCESSOIRES



PORTE-BAGAGE AMOVIBLE POUR HELIO



PORTE-BOUTEILLE

EVO
SUR MESURE



LISTE DE PRIX

LISTE DE PRIX - FRANCE

NAV ITEM	NOM	DESCRIPTION	NIVEAU	UdM	PRIX
ROUES AVANT					
0005330A-00	BARRURE ROUE AVANT TAPER 1" TIGE STD APEX/VELOCE	Mécanisme empêchant les roues avant de pivoter pour aider à maintenir la direction. Peut être activé ou désactivé.	Express	Paire	1,505 €
0005330A-01	BARRURE ROUE AVANT STRAIGHT TIGE STD APEX/VELOCE	Mécanisme empêchant les roues avant de pivoter pour aider à maintenir la direction. Peut être activé ou désactivé.	Express	Paire	1,505 €
0005330A-02	BARRURE ROUE AVANT TAPER 2" TIGE STD APEX/VELOCE	Mécanisme empêchant les roues avant de pivoter pour aider à maintenir la direction. Peut être activé ou désactivé.	Express	Paire	1,505 €
APPUIS-PIEDS					
0005399A-XX	PALETTE PLEINE LARGEUR CARBONE	Plaque de repose-pieds en carbone sur mesure pour toutes les tailles non-mentionnées sur le bon de commande.	Personnalisé	Chaque	230 €
0005400A-XX	PALETTE PLEINE LARGEUR ALUMINIUM	Plaque de repose-pieds en aluminium sur mesure pour toutes les tailles non mentionnées sur le bon de commande	Personnalisé	Chaque	120 €
0014753A-00	PALETTE PLEINE LARGEUR AVEC REBORDS LATÉRAUX	Plaque de repose pieds imprimée en 3D avec des côtés relevés, installée sur une structure en boucle ouverte.	Express	Chaque	150 €
0013514A-00	EXTENSION POUR APPUI-JAMBE ÉLÉVATEUR	Tube allongé sur mesure pour les repose-jambes surélevés. Ajoute 2" à l'extension la plus longue disponible sur le formulaire de commande.	Express	Chaque	40 €
0006252A-00	APPUI-MOIGNON À PIVOT EXTERNE	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-02	APPUI-MOIGNON GAUCHE EXT. 8x10", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-01	APPUI-MOIGNON GAUCHE EXT. 10x10", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-03	APPUI-MOIGNON GAUCHE EXT. 10x14", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-04	APPUI-MOIGNON GAUCHE EXT. 6x8", PROFILÉ (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-05	APPUI-MOIGNON GAUCHE EXT. 8x10", PROFILÉ (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-06	APPUI-MOIGNON DROIT EXT. 6x8", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-07	APPUI-MOIGNON DROIT EXT. 8x10", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-08	APPUI-MOIGNON DROIT EXT. 10x10", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-09	APPUI-MOIGNON DROIT EXT. 10x14", PLAT (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €

NAV ITEM	NOM	DESCRIPTION	NIVEAU	UdM	PRIX
0006252A-10	APPUI-MOIGNON DROIT EXT. 6x8", PROFILÉ (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0006252A-11	APPUI-MOIGNON DROIT EXT. 8x10", PROFILÉ (APEX/VELOCE)	Support pivotant robuste et facilement amovible pour les moignons. Plusieurs tailles de coussins sont disponibles.	Express	Chaque	575 €
0011380A-00	ASSEMBLAGE MONTAGE HAUT FLIP BACK SUR APEX	Repose-pieds à dossier rabattable installé en hauteur sur les fauteuils APEX. Facilement réglable à différentes hauteurs.	Tailored	Chaque	315 €
0012756A-00	ASSEMBLAGE D'APPUI-PIED AVEC BAGUE ALLONGÉE	Fixation de repose-pieds sur les fauteuils apex, permettant un meilleur réglage sur les chaises côniques.	Personnalisé	Chaque	105 €
DOSSIERS					
0009313C-00	POIGNÉE RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR APEX MONTÉ SUR LE RIGIDIFICATEUR ARRIÈRE	Canne dorsale réglable en hauteur installée sur le rigidificateur arrière en aluminium. Montage d'une poignée de poussée unique sur le rigidificateur APEX.	Express	Chaque	370 €
0013276A-00	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 18-21"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0013276A-01	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 15-18"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0013276A-02	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 12-15"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0013276A-03	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 9-12"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0013276A-04	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 8° - 18-21"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0013276A-05	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 8° - 15-18"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0013276A-06	DOSSIER RÉGLABLE EN PROFONDEUR RENFORCÉ - 8° - 12-15"	Dossiers renforcés réglables en profondeur permettent d'éviter les bris pour les utilisateurs souffrant de spasmes.	Personnalisé	Chaque	275 €
0012805A-00	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM 9-15"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012805A-01	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM 15-21"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012805A-02	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM À 8° 17-20"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012805A-03	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - INTEGRATED PUSH HANDLES ALUMINUM CANES 21-24"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012805A-04	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE -8° INTE- GRATED PUSH HANDLES ALUMINUM CANES 21-24"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012541A-00	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM 9-12"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012541A-01	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM 12-15"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €
0012541A-02	DOSSIER RABATTABLE - ANGLE FIXE - MONTANTS DE DOSSIER ALUMINIUM 15-18"	Permet de rabattre le dossier sur les fauteuils pliants. Disponible avec n'importe quelle configuration de canne de dossier. Cette version n'est pas réglable en angle.	Express	Chaque	215 €

NAV ITEM	NOM	DESCRIPTION	NIVEAU	UdM	PRIX
ASSISES ET POSITIONNEMENT					
0015196A-00	COUSSIN ADDUCTEUR MULTI-FONCTION	Les coussins latéraux pour fauteuils roulants peuvent être configurés dans toutes les formes, longueurs, hauteurs et épaisseurs. Permet de réduire la surface d'assise.	Personnalisé	Chaque	110 €
0006009A-00	ADDUCTEUR POUR GENOU GAUCHE	Adducteur de genoux disponible pour côté gauche, installé sur la chaise pour maintenir les genoux de l'utilisateur en place.	Personnalisé	Chaque	480 €
0006009A-01	ADDUCTEUR POUR GENOU DROIT	Adducteur de genoux disponible pour côté droit, installé sur la chaise pour maintenir les genoux de l'utilisateur en place.	Personnalisé	Chaque	480 €
0010294A-XX	ASSISE RIGIDE EN FIBRE DE CARBONE	Plaque d'assise en carbone solide pour remplacer le courroies d'assise, peut s'adapter à toutes les tailles de fauteuil, livré avec la quincaillerie.	Personnalisé	Chaque	440 €
0018808A-00	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - AIR FORCE	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-01	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - ARMY PATCH	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-02	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - NAVY PATCH	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-03	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - MARINE CORPS	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-04	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - PURPLE HEART	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-05	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - COAST GUARD	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-06	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - SPACE FORCE	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
0018808A-07	ÉCUSSON À VELCRO POUR DOSSIER NXT - USA FLAG	Écussons de service militaire pour les utilisateurs qui ont déjà un dossier NXT. Livré avec un velcro autocollant pour une installation facile.	Express	Chaque	52 €
ROUES ARRIÈRES					
0005993A-XX	CONDUITE UNILATÉRALE AVEC ROUES ARRIÈRES DE 22"	Assemblage de conduite unilatérale pour roues arrière de 22", livré avec des cerceaux de conduite anodisés ou en plastique.	Personnalisé	Chaque	1,660 €
0010899A-XX	ROUE SPINERGY PERSONNALISÉE	Jantes sport Spinergy spox dans toutes les variations de moyeu et de rayons.	Personnalisé	Chaque	910 €
0013625A-XX	ROUE SPINERGY LX COULEURS CUSTOM	Jantes sport Spinergy spox dans toutes les variations de moyeu et de rayons	Personnalisé	Chaque	630 €
0014849A-XX	ROUE SPINERGY SPOX SPORT COULEURS CUSTOM	Jantes sport Spinergy spox dans toutes les variations de moyeu et de rayons	Personnalisé	Chaque	515 €
0011423A-00	CERCEAU DE CONDUITE À PROJECTIONS VERTICALES	Projections verticales sur les cerceaux de conduite, y compris les capuchons de protection sur les projections	Express	Chaque	415 €
BLOCAGE DE ROUES					
0004570A-04	BLOCAGE UNILATÉRAL AVEC EXTENSION DE POIGNÉE 16-22 GAUCHE + EXT	Mécanisme de blocage unilatéral des roues avec extension installée sur le levier, pour bloquer les deux roues par les utilisateurs d'un seul côté	Express	Chaque	354 €
0004570A-05	BLOCAGE UNILATÉRAL AVEC EXTENSION DE POIGNÉE 16-22 DROIT + EXT	Mécanisme de blocage unilatéral des roues avec extension installée sur le levier, pour bloquer les deux roues par les utilisateurs d'un seul côté	Express	Chaque	354 €
0004570A-06	BLOCAGE UNILATÉRAL AVEC EXTENSION DE POIGNÉE 10-15 GAUCHE + EXT	Mécanisme de blocage unilatéral des roues avec extension installée sur le levier, pour bloquer les deux roues par les utilisateurs d'un seul côté	Express	Chaque	354 €
0004570A-07	BLOCAGE UNILATÉRAL AVEC EXTENSION DE POIGNÉE 10-15 DROIT + EXT	Mécanisme de blocage unilatéral des roues avec extension installée sur le levier, pour bloquer les deux roues par les utilisateurs d'un seul côté	Express	Chaque	354 €

NAV ITEM	NOM	DESCRIPTION	NIVEAU	UdM	PRIX
0011150A-00	BLOCAGE UNILATÉRAL AVEC EXTENSION DE POIGNÉE	Mécanisme de blocage unilatéral des roues avec extension installée sur le levier, pour bloquer les deux roues par les utilisateurs d'un seul côté	Express	Chaque	35 €
0005422A-00	BLOCAGE DE ROUE POUR AIDANT	Verrouillage de roue pour accompagnateur installé sur le cadre du fauteuil APEX.	Express	Paire	180 €
0006946A-01	SYSTÈME DE BLOCAGE DES ROUES PRATIKO 22"	Le mécanisme anti-recul bloque les roues arrière lorsque l'utilisateur se lève du siège. Livré avec les instructions appropriées pour une installation facile.	Express	Chaque	990 €
0006947A-01	SYSTÈME DE BLOCAGE DES ROUES PRATIKO 24"	Le mécanisme anti-recul bloque les roues arrière lorsque l'utilisateur se lève du siège. Livré avec les instructions appropriées pour une installation facile.	Express	Chaque	990 €
APPUI-BRAS					
0011495A-00	SHORT 8-12 HEIGHT ADJUSTABLE FLIP BACK ARMREST ON APEX	Mécanisme permettant à l'accoudoir de basculer vers l'arrière et de libérer de l'espace sur les côtés de la chaise	Express	Chaque	255 €
0011495A-01	LONG 8-12 HEIGHT ADJUSTABLE FLIP BACK ARMREST ON APEX	Mécanisme permettant à l'accoudoir de basculer vers l'arrière et de libérer de l'espace sur les côtés de la chaise	Express	Chaque	255 €
0011495A-02	SHORT 10-14 HEIGHT ADJUSTABLE FLIP BACK ARMREST ON APEX	Mécanisme permettant à l'accoudoir de basculer vers l'arrière et de libérer de l'espace sur les côtés de la chaise	Express	Chaque	255 €
0011495A-03	LONG 10-14 HEIGHT ADJUSTABLE FLIP BACK ARMREST ON APEX	Mécanisme permettant à l'accoudoir de basculer vers l'arrière et de libérer de l'espace sur les côtés de la chaise	Express	Chaque	255 €
0011719A-00	ASSEMBLAGE SUPPORT À BRAS ROLKO GAUCHE	Assemblage de gouttière Rolko	Express	Chaque	420 €
0011719A-01	ASSEMBLAGE SUPPORT À BRAS ROLKO DROITE	Assemblage de gouttière Rolko	Express	Chaque	420 €
0012167A-00	T-ARMREST FRONT EXTENSION 10-14	Extension de 3" de la longueur des accoudoirs, avec une structure de renforcement pour plus de sécurité.	Express	Chaque	60 €
0012167A-01	T-ARMREST FRONT EXTENSION 8-12	Extension de 3" de la longueur des accoudoirs, avec une structure de renforcement pour plus de sécurité.	Express	Chaque	60 €
0012977A-00	GARNITURE D'APPUI-BRAS EN GEL - LONGUEUR BUREAU	Coussin de bras en gel fait sur mesure, disponible dans toutes les épaisseurs, largeurs et longueurs pour ajouter au confort de l'utilisateur.	Express	Chaque	220 €
0012977A-01	GARNITURE D'APPUI-BRAS EN GEL - PLEINE LONGUEUR	Coussin de bras en gel fait sur mesure, disponible dans toutes les épaisseurs, largeurs et longueurs pour ajouter au confort de l'utilisateur.	Express	Chaque	220 €
PROTÈGES-VÊTEMENTS					
0005476A-00	PLAQUE DE SUPPORT DE PROTÈGE-VÊTEMENT RABATTABLE	Plaque de support conçue pour permettre aux protèges-vêtements de se replier vers l'intérieur.	Express	Chaque	300 €
ACCESSOIRES					
0006589A-00	ANTI-BASCULANT PIVOTANT SUR APEX	Dispositif anti-basculement robuste qui se relève facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Activé par l'utilisateur pour passer les bosses et équipé d'un dispositif d'aide au basculement pour les accompagnateurs.	Express	Chaque	270 €
0012717A-00	ANCRAGE DE TRANSPORT INOCCUPÉ (APEX)	Système d'arrimage complet pour le transport du fauteuil sans l'utilisateur. Crochets pour attacher et transporter le fauteuil roulant dans un véhicule.	Express	Chaque	95 €
0013816A-00	ANCRAGE DE TRANSPORT INOCCUPÉ (VELOCE)	Système d'arrimage complet pour les transits de chaises sans utilisateur.	Express	Chaque	95 €
0017446A-00	PÔLE À SOLUTÉ AVEC BAGUE	Support réglable pour poteau à soluté, pouvant être installé des deux côtés de la chaise et facilement ajustable en hauteur.	Personnalisé	Chaque	410 €
0016719A-01	SUPPORT DE BOMBONNE À OXYGÈNE	Support de bonbonne d'oxygène sur mesure pour les fauteuils roulants avec fixation certifiée pour le transport. Pivote facilement pour libérer de l'espace si nécessaire.	Express	Chaque	695 €

AU-DELÀ DES LIMITES!

Des innovateurs passionnés repoussant les limites du possible, voilà ce que nous sommes. Une ingénierie à la fine pointe de la technologie alliée à des matériaux novateurs pour créer le mouvement, voilà ce que nous faisons.

Nos fauteuils roulants ultra légers sont l'écho de la passion dont font preuve les utilisateurs jour après jour, voilà ce qui nous rend fiers. Par notre approche différente et notre attitude distincte, nous visons à améliorer la vie des gens, à nourrir leur sentiment de liberté et à révolutionner la façon dont les gens perçoivent les fauteuils roulants.

APPRENEZ-EN PLUS Pour en savoir plus et obtenir davantage d'informations sur nos produits, options et accessoires, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse **motioncomposites.com**



Une version mise à jour de ce document est disponible en ligne. Scannez ce code QR pour y accéder.



T 1 866 650-6555

F 1 888 966-6555

motioncomposites.com

EVO CUSTOMS BROCHURE

