


FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

ANGLE AVANT DU CADRE							
	☐	Configuration originale					STD
FA70	☐	70° Angle avant de cadre					SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre					SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre					SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre					SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre					SF

Longueur entre la toile de siège et la palette de l'appui-pied


30,5cm à 48,3cm sans montage haut


17,78cm à 33,02cm avec montage haut

Spécifiez la longueur désirée :

(cm)

Requis



Appui-pied et choix de section fuselée					
Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm		
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège		
30.48	24.13	19.05			
33.02	26.67	21.59			
35.56	29.21	24.13			
38.10	31.75	26.67			
40.64	34.29	29.21	24.13		
43.18	36.83	31.75	26.67		
45.72	39.37	34.29	29.21		
48.26	41.91	36.83	31.75		
50.80	44.45	39.37	34.29		

Note : Une hauteur sol siège de plus de 20" réduit la largeur de l'appui-pieds d'un pouce avec une section fuselée de 2"

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE							
CM00	☐	Configuration originale					STD
CM00	☐	Inclinaison de 0°					SF
CM02	☐	Inclinaison de 2°					SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°					SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°					SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°					SF

CENTRE DE GRAVITÉ

Spécifier la position de la plaque de roue arrière :


Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.

Plage de 0 à 15 cm

Régler à : (cm)

Si non indiqué le réglage est par défaut à 2,5"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG



En cochant cette case et en soumettant le présent formulaire de commande du programme EVO, vous confirmez votre accord et votre engagement à prendre les mesures nécessaires pour appliquer les conditions générales et communiquer les conditions générales du programme EVO à l'utilisateur.

NOTES : SI UNE DE CES OPTIONS N'EST PAS SPÉCIFIÉE, LA CONFIGURATION ORIGINALE SERA UTILISÉE

Il est temps de changer!

Toute pièce personnalisée ou tube de carrossage coloré provenant de la configuration précédente devra être commandée à nouveau.

C'est le moment idéal pour commander de nouvelles options et de nouveaux accessoires.

Référez-vous à la liste de prix pièces: https://www.motioncomposites.com/en_ca/support-and-education/for-professionals/tools-and-forms/parts-price-lists

Notes :