



Helio A6 FICHE DE MESURE - FRMC

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____

Établissement :* _____

Acheteur :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

*Requis

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

MA088 ☐
 Manuel Français (STD)

								Prix public		LPPR/PLV	
MODÈLE								HT	TTC		Codes LPPR
WC19	☐	Fauteuil roulant pliant Helio A6 - aluminium de série 6000 (Capacité de poids : 120 kg) Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique						3,131.00 €	3,303.53 €	3,303.53 €	4100004
WC09	☐	Ensemble avec châssis renforcé (capacité de poids : 159 kg)						663.51 €	700.00 €	700.00 €	4520005
Cadre											
LARGEURS DU SIÈGE ³								HT	TTC		Codes LPPR
SW	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐	45.72 cm ¹ ☐	48.26 cm ¹ ☐	SF	SF	SF	
		50.80 cm ¹ ☐		53.34 cm ² ☐		55.88 cm ² ☐					
PROFONDEURS DU SIÈGE								HT	TTC		Codes LPPR
SD	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐	45.72 cm ☐	48.26 cm ☐	50.80 cm ☐	SF	SF	SF
ANCRAGES DE TRANSPORT								HT	TTC		Codes LPPR
AC35	☐	Ancrages de transport occupé ⁴						SF	SF	SF	

1- Disponible en ensemble châssis renforcé ; 2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

4- Peut interférer avec l'accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé;

[3. Calculateur de largeur](#)



ENSEMBLES								HT	TTC	Codes LPPR	
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et en "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹						SF	SF	SF	

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01;
 Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 5.

Helio A6 - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	30.48cm	33.02cm	35.56cm	31.75cm	34.29cm	36.83cm												
	P2	31.75cm	34.29cm	36.83cm	33.02cm	35.56cm	38.10cm		36.83cm	39.37cm									
12.7cm	P1																		
	P2				33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
	P3	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm		39.37cm	41.91cm						
	P4	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm		41.91cm	44.45cm			
17.78cm	P1										39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm			
	P2							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P3							40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm
	P4	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm
	P5	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.55cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm

Hauteurs disponibles +/- 0.65 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT			Disponibilité	HT	TTC		Codes LPPR
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")	3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF	SF	SF	
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")	6", 8"	SF	SF	SF	
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")	4", 5", 6"	SF	SF	SF	

A6 - Hauteur sol-siège Arrière - Selectionner votre choix

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm	33.02cm	34.92cm ¹	36.19cm	37.46cm
31.75cm	34.29cm	36.19cm	37.46cm	38.73cm
33.02cm	35.56cm	37.46cm	38.73cm	40cm
34.29cm	36.83cm	38.73cm	40cm	41.27cm
35.56cm	38.10cm	40cm	41.27cm	42.54cm
36.83cm	39.37cm	41.27cm	42.54cm	43.81cm
38.10cm	40.64cm	42.54cm	43.81cm	45.08cm
39.37cm	41.91cm	43.81cm	45.08cm	46.35cm
40.64cm	43.18cm	45.08cm	46.35cm	47.62cm
41.91cm	44.45cm	46.35cm	47.62cm	48.89cm
43.18cm	45.72cm	47.62cm	48.89cm	50.16cm
44.45cm	46.99cm	48.89cm ¹	50.16cm	51.43cm

Configuration de base utilisée : bascule de 2.54 cm et centre de gravité à 5.08 cm ¹- Non disponible avec la conduite à propulsion unilatérale

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.25 cm

Potences						
POTENCES AMOVIBLES PIVOT INTERNE ET EXTERNE			HT	TTC		Codes LPPR
FR03-01	☐	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm	Régler à *	SF	SF	SF
FR03-02	☐	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm	Régler à *	SF	SF	SF
FR03-03	☐	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm	Régler à *	SF	SF	SF
FR04-01	☐	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm	Régler à *	SF	SF	SF
FR04-02	☐	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm	Régler à :*	SF	SF	SF
FR04-03	☐	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm	Régler à :*	SF	SF	SF
FR15-01	☐	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵	Régler à :*	SF	SF	SF
FR15-02	☐	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵	Régler à :*	SF	SF	SF
FR15-03	☐	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵	Régler à :*	SF	SF	SF
FR06	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	19.05 - 27.94cm	Régler à :*	SF	SF
FR07	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1, 2}	24.13 - 33.02cm	Régler à :*	SF	SF
FR08	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1, 2}	24.13 - 36.83cm	Régler à :*	SF	SF
OPTIONS DE POTENCES			HT	TTC		Codes LPPR
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec bagues aux potences) ³	12.70 - 34.29cm	Régler à : *	SF	SF
FR10	☐	Relève-jambes avec coussin, réglable ⁴	Gauche ☐ Droit ☐	35.56 - 55.88 cm	Régler à :	SF
FR99	☐	Potences non requises		SF	SF	SF

1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur;

* +/- 1.25cm

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

REPOSES-PIEDS RABATTABLES					HT	TTC		Codes LPPR
FP01	☐	Standard séparées- composite ¹			SF	SF	SF	
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparées- composite ^{*VP01}			SF	SF	SF	
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium			SF	SF	SF	
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium			SF	SF	SF	
FP06	☐	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium			SF	SF	SF	
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS					HT	TTC		Codes LPPR
FP08	☐	Sangles appui-talon réglables en longueur ²			SF	SF	SF	
FP09	☐	Sangles mollets simple			SF	SF	SF	

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec le repose-pieds monobloc

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE					HT	TTC		Codes LPPR
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐ Droit ☐		SF	SF	SF	
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐ Droit ☐		SF	SF	SF	
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐ Droit ☐		SF	SF	SF	
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐ Droit ☐		SF	SF	SF	
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐ Droit ☐		SF	SF	SF	
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐ Droit ☐		SF	SF	SF	

Dossier									
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner une option de poignées de poussée)						HT	TTC		Codes LPPR
BC11-912	☐	Montants droit en aluminium	22.86 - 30.48cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC11-1215	☐	Montants droit en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC11-1518	☐	Montants droit en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC11-1821	☐	Montants droit en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner une options de poignées de poussée)						HT	TTC		Codes LPPR
BC13-1518	☐	Montants droits en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC13-1821	☐	Montants droits en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :	SF	SF	SF	
		Sélectionner l'angle du montant :	85° ¹ ☐ 90° STD ☐ 95° ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐						
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)						HT	TTC		Codes LPPR
PH01	☐	Poignées de poussée				STD	STD	STD	
PH02	☐	Sans poignée de poussée				SF	SF	SF	

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier;

TOILES DE DOSSIER					HT	TTC		Codes LPPR
BH09	☐	Dossier souple à tension réglable en nylon			STD	STD	STD	
BH99	☐	Dossier non requis			- 20.00 €	- 21.10 €		
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix			4510004
COUSSINS DE SIÈGE					HT	TTC		Codes LPPR
SC04	☐	Coussin de 5.08cm			160.00 €	168.80 €	168.80 €	4510005
SC05	☐	Coussin de 7.62cm			180.00 €	189.90 €	189.90 €	4510005
SC99	☐	Coussin non requis			STD	STD	STD	
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix			4510005

Roues arrière									
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, les essieux fixes , inclinaison de 0°</i>						HT	TTC		Codes LPPR
HR74	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²		Gauche ☐ Droit ☐		257.09 €	271.23 €	271.23 €	4520001
HR98	☐	Mains courantes sur le côté opposé non requis				SF	SF	SF	
ROUES					Disponibilité	HT	TTC		Codes LPPR
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ³			20", 22" 24"	STD	STD	STD	
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
PNEUS					Disponibilité	HT	TTC		Codes LPPR
AIRLESS									
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir			20", 22" 24"	SF	SF	SF	
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁶			22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
PNEUMATIQUES									
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24", 25", 26"	STD	STD	STD	
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"	SF	SF	SF	
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁷			22", 24" 25"	SF	SF	SF	

1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceaux dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1";

6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One;les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity 7- Non disponible avec les appuis-bras lorsque l'inclinaison de 3° est sélectionnée.

Mains courantes								
MAINS COURANTES				Disponibilité	HT	TTC		Codes LPPR
HR01	☐	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"	STD	STD	STD	
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²		20", 22", 24", 25"	SF	SF	SF	
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR07-HR18	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs</i>		20", 22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR65-HR71								
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de cœur)		22", 24", 25", 26"	SF	SF	SF	
HR99	☐	Mains courantes non requises			SF	SF	SF	

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.


Options de mains courantes								
ASSEMBLAGE DES MAINS COURANTES					HT	TTC		Codes LPPR
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue		SF	SF	SF	
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		STD	STD	STD	
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions		SF	SF	SF	
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐		SF	SF	SF	
SÉLECTION DU PROTÈGE POUCE POUR MAINS COURANTES NATURAL FIT, SURGE, SURGE LT					HT	TTC		Codes LPPR
HR23	☐	Prise standard			SF	SF	SF	
HR27	☐	Prise super			SF	SF	SF	
HR099	☐	Sans protège pouce			SF	SF	SF	

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

AXES ¹					HT	TTC		Codes LPPR
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD	STD	STD	
AX02	☐	Axes fixes			SF	SF	SF	
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			SF	SF	SF	
PLAQUES D'EXTENSION					HT	TTC		Codes LPPR
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé ²			SF	SF	SF	

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					HT	TTC		Codes LPPR
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD	STD	STD	
CM01	☐	Inclinaison de 1.5°			SF	SF	SF	
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF	SF	SF	



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 3,8 cm (1 1/4")

Plus stable

1.9 cm3.8 cm4.4 cm5.7 cm7 cm

Plus agile

AMPUTÉ ¹

☐☐☐☐☐

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS					HT	TTC		Codes LPPR
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD	STD	STD	
WL02	☐	Freins à tirer			SF	SF	SF	
WL05	☐	Freins ciseaux			SF	SF	SF	
WL99	☐	Freins non-requis			SF	SF	SF	

Accoudoirs								
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "T" ¹ , *VP01					HT	TTC		Codes LPPR
AR13-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm		SF	SF	SF	
AR13-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm		SF	SF	SF	
AR14-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm		SF	SF	SF	
AR14-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm		SF	SF	SF	
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²					HT	TTC		Codes LPPR
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm		SF	SF	SF	
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm		SF	SF	SF	
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm		SF	SF	SF	
AR17	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm		SF	SF	SF	
AR99	☐	Accoudoirs non requis			SF	SF	SF	

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "U" ou en "T")						HT	TTC		Codes LPPR
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		SF	SF	SF	
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		STD	STD	STD	
SG99	☐	Protège-vêtements non requis				SF	SF	SF	

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE POSITIONNEMENT						HT	TTC		Codes LPPR
SB02-S	☐	Type automobile - S (88.9 cm)¹				SF	SF	SF	
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)				SF	SF	SF	
SB02-L	☐	Type automobile - G (152.40 cm)				SF	SF	SF	
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise				STD	STD	STD	

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹						HT	TTC		Codes LPPR
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)				151.66 €	160.00 €	160.00 €	4510001
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)				151.66 €	160.00 €	160.00 €	4510001
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x20.3cm)				151.66 €	160.00 €	160.00 €	4510001
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension (requis avec le dossier à tension ajustable)							

1 - Disponible avec poigné de poussée seulement

ACCESSOIRES						HT	TTC		Codes LPPR
AC03	☐	Anti-basculer à roulettes				SF	SF	SF	
AC29L/R	☐	Anti-basculer pivotant avec levier de bascule ¹	Gauche ☐ OU Droit ☐			23.70 €	25.00 €	25.00 €	4520003
AC27	☐	Levier de bascule ²				25.00 €	26.38 €	26.38 €	4520003
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche				473.93 €	500.00 €	500.00 €	4540001
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"			SF	SF	SF	

1 - Sélectionnez 1 côté seulement; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; Non disponible avec châssis renforcé 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculer

3 - Non disponible avec roue Mag; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				HT	TTC	
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthrax	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)			
AirGrip	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF	SF	SF
Cadre ²	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF	SF	SF

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;


Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton AirGrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

CODE	DÉSIGNATION	Nouveaux PLV en € TTC
4100004	VPH, Achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables	3 303,53 €
4510004	VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur	Dans la limite de 600.00 €
4510005	VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur	Dans la limite de 600.00 €
4520001	VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV	271,23 €
4520003	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV	25,00 €
4510001	VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable	160,00 €

Notes :

Combinaison des fourches et des tiges de fourches




Accents du kit de visibilité



DOSSIERS NXT

› NOTE: Sauf si indiqué autrement, tous les dossiers NXT^{MD} sont livrés avec un ensemble de fixation Quickfit^{MD}. L'ensemble est compatible avec les tubulures de diamètre 1.9 cm, 2.22 cm et 2.54 cm sans cales. L'ensemble permet les ajustements suivants : hauteur, rotation, 12.7cm en profondeur et 25 degrés d'angle en postérieur ou antérieur.

****Chaque dossier s'adapte à des largeurs de fauteuil allant jusqu'à 5.08 cm de plus****



Xtend™ – Dossier thoracique, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 – 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus
- › La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAACB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2138V SF	
NHAACB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2139V SF	
NHAACB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2140V SF	
NHAACB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2141V SF	
NHAACB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2142V SF	

Xtend™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 – 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus
- › La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAPCB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2143V SF	
NHAPCB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2144V SF	
NHAPCB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2145V SF	
NHAPCB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2146V SF	
NHAPCB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2147V SF	



Optima™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère courbe thoracique de 7.6 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb
- › La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOACB1307	*33 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2187V SF	
NOACB1309	*33 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2188V SF	
NOACB1313	*33 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2189V SF	
NOACB1316	*33 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2190V SF	
NOACB1407	35.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2191V SF	
NOACB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2192V SF	
NOACB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2193V SF	
NOACB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2194V SF	
NOACB1507	38.1 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2195V SF	
NOACB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2196V SF	
NOACB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2197V SF	
NOACB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2198V SF	
NOACB1607	40.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2199V SF	
NOACB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2200V SF	

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOACB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2201V SF	
NOACB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2202V SF	
NOACB1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2203V SF	
NOACB1707	43.2 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2204V SF	
NOACB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2205V SF	
NOACB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2206V SF	
NOACB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2207V SF	
NOACB1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2208V SF	
NOACB1807	45.7 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2209V SF	
NOACB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2210V SF	
NOACB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2211V SF	
NOACB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2212V SF	
NOACB1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2213V SF	
NOACB1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2214V SF	
NOACB1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2215V SF	
NOACB2007	50.8 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2216V SF	
NOACB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2217V SF	
NOACB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2218V SF	
NOACB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2219V SF	
NOACB2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2220V SF	
NOACB2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2221V SF	
NOACB2119	53.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2222V SF	
NOACB2213	55.9 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2223V SF	
NOACB2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2224V SF	
NOACB2219	55.9 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2225V SF	

*Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ DEEP – Dossier support thoracique anatomique

- › Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 14-17.8 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb.
- › La housse de remplacement est sans frais lorsqu'achetée avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOPCB1307	*33 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2240V SF	
NOPCB1309	*33 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2241V SF	
NOPCB1313	*33 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2242V SF	
NOPCB1316	*33 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2243V SF	
NOPCB1407	35.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2244V SF	
NOPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2245V SF	
NOPCB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2246V SF	
NOPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2247V SF	
NOPCB1507	38.1 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2248V SF	
NOPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2249V SF	
NOPCB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2250V SF	
NOPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2251V SF	
NOPCB1607	40.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2252V SF	
NOPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2253V SF	
NOPCB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2254V SF	
NOPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2255V SF	
NOPCB1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2256V SF	
NOPCB1707	43.2 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2257V SF	
NOPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2258V SF	
NOPCB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2259V SF	
NOPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2260V SF	
NOPCB1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2261V SF	
NOPCB1807	45.7 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2262V SF	
NOPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2263V SF	
NOPCB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2264V SF	
NOPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2265V SF	
NOPCB1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2266V SF	
NOPCB1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2267V SF	
NOPCB1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2268V SF	
NOPCB2007	50.8 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2269V SF	
NOPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2270V SF	
NOPCB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2271V SF	
NOPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2272V SF	
NOPCB2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2273V SF	
NOPCB2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2274V SF	
NOPCB2119	53.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2275V SF	
NOPCB2213	55.9 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2276V SF	
NOPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2277V SF	
NOPCB2219	55.9 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2278V SF	

*Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ Carbon – Dossier support thoracique, coquille en carbone

- › Ce dossier en fibre de carbone possède une légère courbe thoracique.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).
- › La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOCFACB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2192V SF	
NOCFACB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2193V SF	
NOCFACB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2194V SF	
NOCFACB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2196V SF	
NOCFACB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2197V SF	
NOCFACB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2198V SF	
NOCFACB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2200V SF	
NOCFACB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2201V SF	
NOCFACB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2202V SF	
NOCFACB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2205V SF	
NOCFACB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2206V SF	
NOCFACB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2207V SF	
NOCFACB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2210V SF	
NOCFACB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2211V SF	
NOCFACB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2212V SF	
NOCFACB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2217V SF	
NOCFACB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2218V SF	
NOCFACB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2219V SF	

Optima™ Carbon DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé coquille en carbone

- › De dossier en fibre de carbone possède une courbe thoracique réglable sur une plage de 5,5 po – 7 po.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).
- › La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOCFPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2245V SF	
NOCFPCB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2246V SF	
NOCFPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2247V SF	
NOCFPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2249V SF	
NOCFPCB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2250V SF	
NOCFPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2251V SF	
NOCFPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2253V SF	
NOCFPCB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2254V SF	
NOCFPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2255V SF	
NOCFPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2258V SF	
NOCFPCB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2259V SF	
NOCFPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2260V SF	
NOCFPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2263V SF	
NOCFPCB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2264V SF	
NOCFPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2265V SF	
NOCFPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2270V SF	
NOCFPCB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2271V SF	
NOCFPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510004		NIB-2272V SF	

APPUI-TÊTE, REMBOURRAGES ET MATÉRIEL NXT, MULTIFIT



Sélection de coussins d'appui-tête NXT MultiFit

- › Tous les coussins de tête peuvent être formés pour s'adapter aux besoins individuels.
- › Possèdent un recouvrement lavable et une housse nettoyable supplémentaire
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicaillerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Code LPPR	HT	TTC	TTC	QTÉ
NIB-0785 + NIB-0747 + NIB 0823 	Petit coussin de support de tête anatomique, 22.9 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160 €	
NIB-0784 + NIB-0747 + NIB 0823 	Grand coussin de tête rectangulaire 25.4 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160 €	
NIB-0818 + NIB-0747 + NIB 0823 	Très grand coussin de tête rectangulaire, 35.6 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160 €	

COUSSINS NXT

BioFit
COUSSIN



Coussins BioFit™

- › BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco.
- › La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau.
- › Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées
- › Capacité de poids pour coussins de 25.4-50.8 cm est 300 lb (136 kg), et les coussins de 55.9-61 cm est 400 lb (181.5 kg).
- › Option: choix de la housse de remplacement Smartx3D, de la cale pelvienne ou de la coquille de siège sans frais lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro modèle avec

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	HT	TTC		Code LPPR	QTÉ	Remplacement housse smartx ³⁰ # de modèle Prix	QTÉ
NXCABF1210	30.5 cm	25.4 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1210V SF	
NXCABF1212	30.5 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1212V SF	
NXCABF1214	30.5 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1214V SF	
¹ NXCABF1312	33.0 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1312V SF	
¹ NXCABF1314	33.0 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1314V SF	
¹ NXCABF1315	33.0 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1315V SF	
¹ NXCABF1316	33.0 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1316V SF	
NXCABF1412	35.6 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1412V SF	
NXCABF1414	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1414V SF	
¹ NXCABF1415	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1415V SF	
NXCABF1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1416V SF	
¹ NXCABF1515	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1515V SF	
¹ NXCABF1516	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1516V SF	
¹ NXCABF1517	35.6 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1517V SF	
¹ NXCABF1518	35.6 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1518V SF	
¹ NXCABF1519	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1519V SF	
¹ NXCABF1520	35.6 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1520V SF	
¹ NXCABF1615	40.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1615V SF	
NXCABF1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1616V SF	
¹ NXCABF1617	40.6 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1617V SF	
NXCABF1618	40.6 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1618V SF	
¹ NXCABF1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1619V SF	
NXCABF1620	40.6 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1620V SF	
¹ NXCABF1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1716V SF	
¹ NXCABF1717	43.2 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1717V SF	
¹ NXCABF1718	43.2 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1718V SF	
¹ NXCABF1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1719V SF	
¹ NXCABF1720	43.2 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1720V SF	
NXCABF1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1816V SF	
¹ NXCABF1817	45.7 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1817V SF	
NXCABF1818	45.7 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1818V SF	
¹ NXCABF1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1819V SF	
NXCABF1820	45.7 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1820V SF	
¹ NXCABF1822	45.7 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1822V SF	
¹ NXCABF1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1916V SF	
¹ NXCABF1917	48.3 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1917V SF	
¹ NXCABF1918	48.3 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1918V SF	
¹ NXCABF1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1919V SF	
¹ NXCABF1920	48.3 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF1920V SF	
NXCABF2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2016V SF	
¹ NXCABF2017	50.8 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2017V SF	
NXCABF2018	50.8 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2018V SF	
¹ NXCABF2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2019V SF	
NXCABF2020	50.8 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2020V SF	
¹ NXCABF2022	50.8 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2022V SF	
¹ NXCABF2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2116V SF	
¹ NXCABF2118	53.3 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2118V SF	
¹ NXCABF2120	53.3 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2120V SF	
NXCABF2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2216V SF	
NXCABF2218	55.9 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2218V SF	
NXCABF2220	55.9 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2220V SF	
¹ NXCABF2222	55.9 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCABF2222V SF	

¹ Grandeur non standard/coussin sur mesure.

Accessoires pour coussins/sièges

# de modèle		Description	Dimensions du changement	Prix	QTÉ
NIB-0711		Cale pelvienne de 1.2 cm (en deux)	Toutes les tailles	SF	
RSSI 1600		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 40.6 et 43.2 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	SF	
RSSI 1800		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 45.7 et 48.26 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	SF	
RSSI 2000		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 50.8 – 55.9 cm de largeur et 45.7 – 50.8 cm de profondeur	SF	

Notes: