



Helio C2

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____ Téléphone : * _____

Commandé par : * _____

Thérapeute/Clinicien/Représentant : _____

Courriel : _____

Bénéficiaire : _____

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis MA80 Manuel Anglais MA81 Manuel Français (STD) Taxes en sus

MODÈLE											
1	WC05	Fauteuil roulant pliant Helio C2 ultraléger en carbone (<i>capacité de poids : 265 lb</i>)						WM0000964/ WAMZ	3 545 \$	☐	
2	WC09	Ensemble haute capacité HD (<i>capacité de poids : 350 lb</i>)						WAMF	170 \$	☐	
3	WC10	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°							30 \$		
LARGEURS DU SIÈGE ³											
4	SW	Largeur :	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ⁿ¹ ☐			SF	☐
5	SW	Largeur :	19" ⁿ¹ ☐	20" ⁿ¹ ☐	21" ⁿ² ☐	22" ⁿ² ☐		WAMA	338 \$	☐	
PROFONDEURS DU SIÈGE											
6	SD	Profondeur :	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐			SF	☐
7	SD	Profondeur :	19" ☐	20" ☐				WAMB	255 \$	☐	

1 - Ensemble haute capacité HD disponible

2 - Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD

[3. Calculateur de largeur](#)

ENSEMBLE ULTRALÉGER NEWTON						
8	PK01	Incluant : Palettes réglables en fibre de carbone + Roues arrière ultralégères Newton Gravity		Économisez 245 \$	495 \$	☐

C2 - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	13	14	15	13 1/2	14 1/2	15 1/2												
	P2	13 1/2	14 1/2	15 1/2	14	15	16	14 1/2	15 1/2	16 1/2									
5"	P1																		
	P2				14	15	16	14 1/2	15 1/2	16 1/2									
	P3	14	15	16	14 1/2	15 1/2	16 1/2	15	16	17	15 1/2	16 1/2	17 1/2						
	P4	14 1/2	15 1/2	16 1/2	15	16	17	15 1/2	16 1/2	17 1/2	16	17	18	16 1/2	17 1/2	18 1/2			
7"	P1										16 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	19			
	P2							16 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2			
	P3							17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2	18	19	20	18 1/2	19 1/2	20 1/2
	P4	16 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2	18	19	20	18 1/2	19 1/2	20 1/2	19	20	21
	P5	17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2	18	19	20	18 1/2	19 1/2	20 1/2	19	20	21	19 1/2	20 1/2	21 1/2

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT												
9	CA01	En composite à pneus durs (<i>Largeur de 1"</i>)	3" ☐	4" ☐	5" ☐	6" ☐	7" ☐	8" ☐			SF	☐
10	CA10	Pneumatiques 6" x 1 ¼"									160 \$	☐
11	CA11	Pneumatiques 8" x 1 ¼"									160 \$	☐
12	CA14	Roues en composite UltraCaster de Newton	4" x 1 ½ "								98 \$	☐
13	CA15		5" x 1 ½ "								98 \$	☐
14	CA16		6" x 1 ½ "								98 \$	☐
15	CA17	Roues en aluminium Ultracaster de Newton	4" x 1 ½"								175 \$	☐
16	CA18		5" x 1 ½"								185 \$	☐
17	CA19		6" x 1 ½"								195 \$	☐
OPTIONS POUR ROUES AVANT												
18	CA12	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>)							WAMS	255 \$	☐	
19	CA13	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>non dispo. avec mécanisme de blocage</i>)								489 \$	☐	

C2 - Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée : _____
Roue de 20" ☐		12 1/2	à 17 1/4	
Roue de 22" ☐		13 1/2	à 18 1/4	
Roue de 24" ☐		14 1/2	à 19 1/4	
Roue de 25" ☐		15	à 19 3/4	
Roue de 26" ☐		15 1/2	à 20 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appuie-pieds												
APPUIE-PIEDS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES (pivot interne & externe)												
20	FR03	60° Appuie-pieds pivotants	13.5 - 17" ☐	14.5 - 19.5" ☐	15.5 - 20.5" ☐		Régler à :*			SF	☐	
21	FR04	70° Appuie-pieds pivotants	13.5 - 17" ☐	14.5 - 19.5" ☐	15.5 - 20.5" ☐		Régler à :*			SF	☐	
22	FR15	80° Appuie-pieds pivotants	13.5 - 16" ☐	14.5 - 19.5" ☐	15.5 - 20.5" ☐		Régler à :*			SF	☐	
APPUIE-PIEDS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES (int & ext) 90° À MONTAGE FRONTAL - palettes assemblées sur la structure												
23	FR06	90° pivot int/ext à montage frontal - Standard (<i>pas d'extension</i>) ¹			7.5 - 11"		Régler à :*			SF	☐	
24	FR07	90° pivot int/ext à montage frontal - Extension courte 2" ^{1, 2}			9.5 - 13"		Régler à :*			SF	☐	
25	FR08	90° pivot int/ext à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1, 2}			9.5 - 14.5"		Régler à :*			SF	☐	
OPTIONS D'APPUIE-PIED												
26	FR09	Montage Haut ³ (<i>fixés avec des bagues sur l'appuie-pieds</i>)			5 - 13.5" ☐		Régler à :*			90 \$	☐	
27	FR99	Appuie-pieds non requis								SF	☐	

1 - Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle. 2 - Peut interférer avec les roue. 3- Non disponible avec le montage frontal * +/- 1/2"

APPUIE-JAMBE ÉLÉVATEUR (unité)					L'appuie-jambe élévateur remplace l'appuie-pieds du côté sélectionné				
28	FR10	Appuie-jambe élévateur, réglable de 14" à 22", avec coussin appuie-mollet	Gauche ☐	Droit ☐	Régler à :	WAMK	290 \$	☐	

PALETTES						
29	FP01	Standard - composite			STD	☐
30	FP02	Réglables en angle - composite		WAMJ	145 \$	☐
31	FP03	Réglables en angle - aluminium		WAMJ	165 \$	☐
32	FP04	Réglables en angle - fibre de carbone <i>(avec bandes caoutchouc)</i>		WAMJ	380 \$	☐
33	FP06	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium	WAMJ	SEFND0015	206 \$	☐
34	FP07	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone <i>(avec bandes caoutchouc)</i>	WAMJ	SEFND0015	450 \$	☐

ACCESSOIRES D'APPUIE-PIEDS						
35	FP08	Courroies appuie-talon réglables en longueur <i>(non disponible avec palette pleine largeur)</i>			SF	☐
36	FP09	Courroie appuie-mollets simple		SEFND0010	52 \$	☐
37	FP30	Courroie appuie-mollets Bodypoint Aeromesh		SEFND0010	129 \$	☐

APPUIE-MOIGNON COUSSIN PLAT (pivot extérieur, ajustable en profondeur, largeur, hauteur et en angle) - (unité)								
38	FR27	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐
39	FR28	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐
40	FR29	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 10"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐
41	FR30	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 10"x14"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐
APPUIE-MOIGNON COUSSIN PROFILÉ (pivot extérieur, ajustable en profondeur, largeur, hauteur et en angle) - (unité)								
42	FR32	Appuie-moignon pivot extérieur - profilé 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐
43	FR33	Appuie-moignon pivot extérieur - profilé 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐

Montants de dossier, réglables en hauteur, avec options

MONTANTS DE DOSSIER DROITS											
44	BC06	Montants en carbone	9 - 12" ☐	12 - 15" ☐	15 - 18" ☐	18 - 21" ☐	STD			SF	☐
45	BC08	Montants de 8° en carbone		13 ½ - 15" ☐	15 - 18" ☐	18 - 21" ☐	STD			155 \$	☐
MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE											
46	BC09	Droits en fibre de carbone		12 - 15" ☐	15 - 18" ☐	18 - 21" ☐	STD			309 \$	☐
47	BC10	8° en fibre de carbone		13 ½ - 15" ☐	15 - 18" ☐	18 - 21" ☐	STD			360 \$	☐
48		Sélectionner l'angle du montant :	85° ¹ ☐	90° ☐	95° STD ☐	100° ☐		105° ☐	110° ☐		
Spécifiez la hauteur : ²		(mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier)									
		OPTIONS DE POIGNÉE DE POUSSÉE									
49	PH01	Poignées de poussée								STD	☐
50	PH05	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}								150 \$	☐
51	PH06	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	9 - 20" STD ☐	9-23" ☐						325 \$	☐
52	PH02	Sans poignées de poussée								SF	☐

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés 2 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas 3 - Limite de charge de 265 lbs

4 - Non compatible avec les appuie-bras en L escamotables, les montants de 8 degrés et les plaques d'extension pour amputé

5 - Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appuie-tête et les freins pour aidant

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION ¹ (uniquement disponible avec des poignées de poussée)									
53	PH04	Poignée de poussette (non disponible avec l'option haute capacité)					WAMW	210 \$	☐
54	PH03	Barre de tension de dossier pliante Newton						258 \$	☐

1 - La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent pas être combinées

TOILES DE DOSSIER									
55	BH07	Dossier souple Active-Mesh						SF	☐
56	BH08	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					WAMD/WAME	245 \$	☐
57	BH99	Non requis						STD	☐
DOSSIERS RIGIDES									
58		Dossier NXT					Voir liste de prix		☐

COUSSINS DE SIÈGE									
59	SC01	Coussin de 2"						175 \$	☐
60	SC02	Coussin de 3"						195 \$	☐
61	SC99	Coussin non requis						STD	☐
62		Coussin NXT FIT					Voir liste de prix		☐

Roues arrière

CONDUITE UNILATÉRALE À DOUBLE CERCEAUX ¹ Disponible avec les roues arrière Newton One, les cerceaux en aluminium et plastifiés									
63	HR22	Conduite unilatérale à double cerceaux ^{2, 3}	24"	Gauche ☐	Droit ☐			1 395 \$	☐
64	HR98	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis						NC	☐
ROUES									
65	RW01	Mag ⁴	20" ☐	22" ☐	24" ☐			129 \$	☐
66	RW02	Newton One - roue à rayons ⁵	20" ☐	22" ☐	24" ☐			SF	☐
67	RW03	Newton Gravity - ultralégère	20" ☐	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐	360 \$	☐
68	RW04	Spinergy Spox	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐		800 \$	☐
69		Spinergy Spox couleur des rayons ⁶ Noir STD ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐		SF	☐
70	RW05	Spinergy LX	22" ☐	24" ☐	25" ☐	26" ☐		995 \$	☐
71		Spinergy LX couleur des rayons ⁶ Noir STD ☐	Mau ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐	Rose ☐	Vert ☐
72	RW07	Spinergy CLX Carbon Blade	24" ☐	25" ☐				1 540 \$	☐
73		Spinergy CLX couleur de rayons ⁶ Noir STD ☐	Mau ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐	Rose ☐	Vert ☐
								NC	☐
PNEUS									
74	TI01	Semi-dur Uréthane 1 1/4"			20", 22" 24"			STD	☐
75	TI02	Semi-dur Uréthane à crampons 1 3/8"			22", 24", 25", 26"			110 \$	☐
76	TI04	Semi-dur Uréthane - Shox 1"			22", 24", 25", 26"			130 \$	☐
77	TI05	Pneumatique 1 3/8"			20", 22", 24", 25", 26"			SF	☐
78	TI08	Pneumatique à insert Airless 1 3/8"			22", 24"			215 \$	☐
79	TI06	Pneumatique HP - 1"			20", 22", 24", 25", 26"			110 \$	☐
80	TI07	Pneumatique HP - Schwalbe Marathon Plus 1"			24", 25", 26"			190 \$	☐

1 - Offert avec des cerceaux sur les deux côtés du fauteuil 2 - Seulement offert en position standard 3 - Non disponible avec l'option HD

4 - Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard

5 - Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One

6 - Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production

Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE					
81	HR01	Aluminium anodisé		STD	☐
82	HR02	Plastifiés ³	WAMO	160 \$	☐
83	HR03	Q-Grip Antidérapant en Néoprène ^{1,2,3}	WAMO	430 \$	☐
84	HR07	Newton Air Grip ¹ Noir ☐	WAMO	150 \$	☐
85	HR08	Newton Air Grip ¹ (08) Orange Tangerine ☐ (09) Bourgogne ☐ (10) Bleu Saphir ☐ (11) Vert Monstre ☐ (12) Anthracite ☐ (13) Fuchsia ☐ (14) Bleu Acier ☐ (15) Rouge Ferrari ☐ (16) Vert Acide ☐ (17) Blanc ☐ (18) Bleu ciel ☐	WAMO	330 \$	☐
86	HR28	Surge ^{1,2,3} (1-1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		470 \$	☐
87	HR05	Surge LT ^{1,2,3} (1-1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		500 \$	☐
88	HR04	Natural Fit ^{1,2,3}		310 \$	☐
89	HR99	Cerceau de conduite non requis		SF	☐

1- Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale 2 - Non disponible en 20" 3- Assemblage standard seulement

Options de cerceaux de conduite

Assemblage des cerceaux de conduite en aluminium ou Newton AirGrip					
90	HR29	Assemblage standard	Languette longue	STD	☐
91	HR30	Assemblage rapproché	Languette courte 2 positions	25 \$	☐
92	HR31	Assemblage très rapproché	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐	25 \$	☐
Protège pouce ⁴ pour cerceaux Natural Fit					
93	HR23	Prise standard		\$190	☐
94	HR27	Prise super		\$220	☐
95	HR099	Sans protège pouce		SF	☐


4- Compatible avec cerceaux Surge, Surge LT

ESSIEUX					
96	AX01	Essieux à dégagement rapide	WAMU	STD	☐
97	AX02	Essieux filetés		SF	☐
98	AX03	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique	WAMU	170 \$	☐
PLAQUE D'EXTENSION					
99	AX04	Plaque d'extension pour amputé ¹	WAMT	250 \$	☐

1 - Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
100	CM00	Inclinaison de 0°		STD	☐
101	CM03	Inclinaison de 3°		SF	☐
102	CM06	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)		80 \$	☐

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus Stable												Plus agile	
1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Si un problème de configuration est provoqué par le choix du Centre de Gravité (CG), Motion Composites se réserve la possibilité de modifier le CG à la position la plus près.

BLOCAGES DE ROUE					
103	WL08	Blocages par poussée Newton		STD	☐
104	WL02	Blocages par traction		SF	☐
105	WL04	Anti-recul Newton (recommandé avec pneus à pression standard ou haute pression)	WAMR	175 \$	☐
106	WL13 WL14	Rallonges de 6" amovibles		67 \$	☐
107	WL05	Blocages ciseaux		175 \$	☐
108	WL06	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)		230 \$	☐
109	WL99	Blocages de roue non-requis		SF	☐

Appuie-bras									
APPUIE-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4}				Réglage de hauteur		Fonction			
110	AR01	Garniture de confort courte 10"		8 - 12" STD □	10 - 14" □	Fixe □	Amovible □ STD	380 \$	□
111	AR02	Garniture de confort longue 14"		8 - 12" STD □	10 - 14" □	Fixe □	Amovible □ STD	380 \$	□
APPUIE-BRAS ESCAMOTABLES DE TYPE "T" ¹				Réglage de hauteur					
112	AR03	Garniture de confort courte 10"		8 - 12" STD □	10 - 14" □			360 \$	□
113	AR04	Garniture de confort longue 14"		8 - 12" STD □	10 - 14" □			360 \$	□
APPUIE-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²				Réglage de la hauteur					
114	AR05	Garniture de confort tubulaire		8 - 11"				295 \$	□
115	AR06	Garniture de confort droite courte 10"		8 - 11"				295 \$	□
GARNITURE DE CONFORT en GEL ³									
116	AR12	Garniture de confort longue en GEL 14" - Gel Ovation					SEAND0030	150 \$	□
117	AR99	Appuie-Bras non requis						SF	□
1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes 2 - Peut interférer avec certains dossiers rigides 3 - Non disponible avec l'appuie-bras en "L"; 4 - Non disponible avec blocage pour assistant									
PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appuie-bras en "U" et en "T")									
118	SG01	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)					WAMV	225 \$	□
119	SG02	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes)					WAMV	255 \$	□
120	SG03	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)					WAMV	295 \$	□
121	SG06	Garde-boue en plastique (amovible) ¹					WAMV	320 \$	□
122	SG04	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)					WAMV	495 \$	□
123	SG99	Protège-vêtements non requis						SF	□
				OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS					
124	SG07	Bride de protège-vêtements (paire) ²				Nouveau		SF	□
1 - Non compatible avec des roues arrière de 20" et 22" 2 - Non compatible avec protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)									
CEINTURES DE POSITIONNEMENT									
125	SB01	Type velcro		Standard 35" □	Longue 60" □			45 \$	□
126	SB02	Type auto		Standard 35" □	Longue 60" □			55 \$	□
127	SB07	Attaches pour ceinture de sécurité à deux points (paire)						SF	□
128	SB03	Attaches pour 2 points supplémentaires (nécessaire pour ceinture à 4 points) (paire)						13 \$	□
129	SB04	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée		Moyen 56" □	Grand 61" □			82 \$	□
130	SB05	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée	Petit 51" □	Moyen 56" □	Grand 61" □		SERN0030	170 \$	□
131	SB06	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée	Petit 51" □	Moyen 56" □	Grand 61" □		SERN0020	195 \$	□
132	SB08	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache		Moyen 18" □	Grand 24" □			324 \$	□
133	SB99	Ceinture de sécurité non requis						STD	□
APPUIE-TÊTE									
134	AC01	Appuie-tête profilé, en nylon	Petit (3.5"X6") □	Moyen (4.5"X7") □	Grand (5.5"X8") □			205 \$	□
135	AC28	Monture articulée d'appuie-tête avec barre de tension ¹						338 \$	□
1 - Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension									
ACCESSOIRES									
136	AC03	Anti-basculants à roulettes						115 \$	□
137	AC27	Levier de bascule ¹						60 \$	□
138	AC04	Ancrage de transport (inoccupé)						SF	□
139	AC05	Ancrage WC-19 avec ceinture Q'Straint ²		Ceinture Courte 20-41" □	Ceinture Longue 20-46" □			345 \$	□
140	AC06	Porte-canne	Gauche □	Droite □				105 \$	□
141	AC07	Porte-bouteille d'oxygène - Type E		Gauche			WAMX	375 \$	□
		Non compatible avec appuie-bras en L ou plaque pour amputé							
142	AC08	Protèges-rayons ³ (paire)		Disponible pour : 20", 22", 24", 26"			WAMP	145 \$	□
143	AC09	Protecteurs d'appuie-pieds en néoprène (paire) - Noir					SEFND0035	80 \$	□
144	AC10	Pochette de siège						95 \$	□
145	AC26	Sac BodyPoint Mobility						135 \$	□
146	AC23	Sac à Dos Newton						120 \$	□
147	AC12	Courroie de fermeture à Velcro						50 \$	□
148	AC13	Ensemble d'outils						50 \$	□
149	AC16	Polo Motion Composites	W/S □	W/M □	W/L □			32 \$	□
			M/S □	M/M □	M/L □	M/XL □	M/XXL □	M/XXXL □	M/XXXXL □

1- Ne peut être combiné avec les anti-basculants


2 - Peut interférer avec l'appuie-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

3 - Non disponible avec roue Mag et Spinergy

COULEURS DE CHASSIS									
150	FC01	Noir fibre de carbone ☐						SF	☐
151	FC03	Orange Tangerine ☐	Bourgogne ☐	Bleu Saphir ☐	Vert Monstre ☐			SF	☐
		Anthracite ☐	Fuchsia ☐	Bleu Acier ☐	Rouge Ferrari ☐	Vert Acide ☐			
152	FC99	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :				10 jours additionnels	410 \$	☐	
TOTAL									

150	FC01	Noir fibre de carbone □				SF	□
151	FC03	Orange Tangerine □ Anthracite □	Bourgogne □ Bleu Acier □	Bleu Saphir □ Rouge Ferrari □	Vert Monstre □ Vert Acide □	SF	□
152	FC99	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :				10 jours additionnels	410 \$ □

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Notes :



SÉRIES DE SIÈGES – FAUTEUILS PLIANTS

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA EN VIGUER 1^{ER} MARS 2020

BioFit™ COUSSINS

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓					
	NXCABF1616	15"-16"	16"	595						
	NXCABF1618	15"-16"	18"	595						
	NXCABF1620	15"-16"	20"	595						
	NXCABF1816	17"-18"	16"	595						
	NXCABF1818	17"-18"	18"	595						
	NXCABF1820	17"-18"	20"	595						
						# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
						NXCABF2016	19"-20"	16"	595	
						NXCABF2018	19"-20"	18"	595	
						NXCABF2020	19"-20"	20"	625	
						NXCABF2216	21"-22"	16"	625	
						NXCABF2218	21"-22"	18"	625	
						NXCABF2220	21"-22"	20"	625	

DOSSIER Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NOACB1613	16"-18"	13"	690	
	NOACB1616	16"-18"	16"	690	
	NOACB1619	16"-18"	19"	690	
	NOACB1813	18"-20"	13"	690	
	NOACB1816	18"-20"	16"	690	
	NOACB1819	18"-20"	19"	690	
	NOACB2016	20"-22"	16"	690	
	NOACB2019	20"-22"	19"	690	
	NOACB2213	22"-24"	13"	720	
	NOACB2216	22"-24"	16"	720	
	NOACB2219	22"-24"	19"	720	

DOSSIER Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NOPCB1616	16"-18"	16"	690	
	NOPCB1619	16"-18"	19"	690	
	NOPCB1816	18"-20"	16"	690	
	NOPCB1819	18"-20"	19"	690	
	NOPCB2016	20"-22"	16"	690	
	NOPCB2019	20"-22"	19"	690	
	NOPCB2213	22"-24"	13"	820	
	NOPCB2216	22"-24"	16"	820	
	NOPCB2219	22"-24"	19"	820	

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
	NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
	NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
	NHAACB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
	NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
	NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
	NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	

Classic™ SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NACB1616	16"-18"	16"	690	
	NACB1618	16"-18"	18"	690	
	NACB1816	18"-20"	16"	690	
	NACB1818	18"-20"	18"	690	
	NACB1820	18"-20"	20"	690	
	NACB2020	20"-22"	20"	690	
	NACB2216	22"-24"	16"	720	
	NACB2218	22"-24"	18"	720	
	NACB2220	22"-24"	20"	720	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
	NPCB1616	16"-18"	16"	690	
	NPCB1618	16"-18"	18"	690	
	NPCB1818	18"-20"	18"	690	
	NPCB1820	18"-20"	20"	690	
	NPCB2020	20"-22"	20"	690	
	NPCB2216	22"-24"	16"	720	
	NPCB2218	22"-24"	18"	720	
	NPCB2220	22"-24"	20"	720	

Appui-tête MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

					
# de modèle	\$	✓	# de modèle	\$	✓
10"x 5" Garniture d'appui-tête grand	195		14"x 5" Garniture d'appui-tête très grand	195	

Appui-tête MultiFit™ – FIXATIONS

					
# de modèle	\$	✓	# de modèle	\$	✓
Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	145		Réceptacle d'appui-tête	55	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com