



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

*Requis

MA088 ☐

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE									
WC05	☐	Fauteuil roulant pliant Helio C2 ultraléger en carbone - <i>capacité de 120 kg</i> <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i>							4,295.00 €
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé - <i>capacité de 159 kg</i>							265.00 €
CADRE									
LARGEURS DU SIÈGE ³									
SW	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐	45.72 cm ¹ ☐	48.26 cm ¹ ☐		SF
		50.80 cm ¹ ☐ 53.34 cm ² ☐ 55.88 cm ² ☐							
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐	45.72 cm ☐	48.26 cm ☐		SF
		50.80 cm ☐							
LONGUEUR DU CADRE ⁵									
SP01	☐	Configuration de longueur standard							STD
SP02	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus longue que la configuration standard							SF
SP03	☐	Longueur du cadre 5.08 cm plus longue que la configuration standard							SF
SP04	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus courte que la configuration standard							SF
SP05	☐	Longueur du cadre 5.08 cm plus courte que la configuration standard							SF
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC04	☐	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)							SF
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴			Courte 50-104 cm				310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴			Longue 50-116 cm				310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴							310.00 €

1- Disponible en ensemble châssis renforcé; 2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

[3. Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec les accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé;

5- Voir charte à la page 7



ENSEMBLES									
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹							95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

C2 - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm												
	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
12.7cm	P1																		
	P2				35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	P3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						
	P4	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
17.8cm	P1										41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm			
	P2							41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm			
	P3							43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
	P4	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.34cm
	P5	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm	49.53cm	52.07cm	54.61cm
Froglegs	P1				36.83cm	39.37cm	41.91cm												
	P2	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm									
	P3	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm						

Hauteurs disponibles +/- 0.5 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT						
ROUES AVANT					Disponibilité	
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹				215.00 €
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)				375.00 €

1- Non disponible avec le WC-19

C2 - Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	Spécifier la hauteur désirée :
☐	Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	
☐	Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	
☐	Roue de 25" (63.5cm)	38.10 à 50.16cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	39.37 à 51.34cm	

.Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 2,54cm

ROUES ARRIÈRE							
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>							
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐			730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐			740.00 €
HR98	☐	Mains courantes sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis					SF
ROUES					Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ³			20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox Noir STD ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐			22", 24", 25", 26"		650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX Noir STD ☐ Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐			22", 24", 25", 26"		850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX ⁵ Noir STD ☐ Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐			24", 25"		1,450.00 €
PNEUS					Disponibilité		
AIRLESS							
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir ⁷			20", 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ^{6,7}			22", 24", 25", 26"		90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"		110.00 €
PNEUMATIQUES							
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24", 25", 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁸			22", 24" 25"		95.00 €

1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceaux dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";
2- Seulement offert en position standard; **3-** Non compatible avec les pneus Shox; **4-** Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; **5-** Seulement disponible avec pneus 1";
6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One;les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity **7-** Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;
8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

MAINS COURANTES							
MAINS COURANTES						Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24", 25"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24", 25", 26"		290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"		285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requis					SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; **2-** Non disponible avec roue Mag; **3-** Non disponible avec conduite unilatérale
4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;
 Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS POUR MAINS COURANTES							
Assemblage des mains courantes							
HR29	☐	Assemblage standard <i>Languette longue</i>					SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe <i>Languette longue</i>					STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵ <i>Languette courte 2 positions</i>					26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵ <i>Languette courte 2 positions</i> STD ☐ 1 position ☐					26.00 €
Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT							
HR23	☐	Prise standard					85.00 €
HR27	☐	Prise super					135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce					SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminun et Air Grip;

AXES ¹							
AX01	☐	Axes à dégagement rapide					STD
AX02	☐	Axes fixes					SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique					120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION							
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé ²					190.00 €

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; **2-** Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE							
CM00	☐	Inclinaison de 0°					STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°					SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)					100.00 €

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	Plus stable														
	AMPUTÉ ¹	2.5	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.3	8.9	9.5	10.1	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8 cm

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 43.2cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 6.3cm

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS							
WL08	☐	Freins à pousser Newton					STD
WL16	☐	Freins à pousser aluminium avec rallonges					70.00 €
WL02	☐	Freins à tirer					SF
WL04	☐	Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)					145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15,24cm amovibles ¹ *VP01					70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux					130.00 €
WL06	☐	Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)					185.00 €
WL15	☐	Frein unilatéral par traction ²	Gauche ☐	Droit ☐			295.00 €
WL99	☐	Freins non-requis					SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

POTENCES AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE							
FR03-01	☐	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵			Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵			Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵			Régler à*		SF
FR06	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹		19.05 - 27.94cm	Régler à*		SF
FR07	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1,2}		24.13 - 33.02cm	Régler à*		SF
FR08	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1,2}		24.13 - 36.83cm	Régler à*		SF
OPTIONS DE POTENCES							
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³		12.70 - 34.29cm	Régler à*		80.00 €
FR10	☐	Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche ☐	Droit ☐	Régler à		215.00 €
FR99	☐	Appui-pieds non requis					SF

1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; *+/- 1.25cm

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

REPOSE-PIEDS RABATTABLES							
FP01	☐	Standard séparées- composite ¹					SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparées - composite *VP01					90.00 €
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium					95.00 €
FP04	☐	Réglables en angle Newton, séparées- fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)					395.00 €
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium					215.00 €
FP06	☐	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium					200.00 €
FP07	☐	Palette monobloc, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc					310.00 €

ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS							
FP08	☐	Sangles appui-talon réglables en longueur ²					SF
FP09	☐	Sangles mollets simple					35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh					105.00 €

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec les repose-pieds monobloc

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE							
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €

SIÈGES ET DOSSIERS							
TOILES DE DOSSIER							
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					STD
BH99	☐	Dossier non requis					SF
		Dossier NXT					
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 5.08cm					160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm					180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT					
MONTANTS DE DOSSIER DROITS AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTION DE POIGNÉES DE POUSSÉE							
BC06-912		Montants en carbone	22.86- 30.48cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
BC06-1215		Montants en carbone	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
BC06-1518		Montants en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
BC06-1821		Montants en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
BC08-1315		Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
BC08-1518		Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
BC08-1821		Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		SF
DOSSIER RABATTABLE ¹							
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable					150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et ajustable en angle					225.00 €

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1315; BC10-1518; BC10-1821)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)							
BC09-1215	☐	Montants en carbone	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		195.00 €
BC09-1518	☐	Montants en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		195.00 €
BC09-1821	☐	Montants en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		195.00 €
BC10-1315	☐	Montants de 8° en carbone	34.3 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		195.00 €
BC10-1518	☐	Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		195.00 €
BC10-1821	☐	Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²		195.00 €
		Sélectionner l'angle du montant : 85° ¹ ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐					
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)							
PH01	☐	Poignées de poussée					STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}					150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	22.88 -50.80cm				240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	22.88 - 58.42cm				240.00 €
PH02	☐	Sans poignée de poussée					SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)							
PH04	☐	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option de châssis renforcé)					145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton (non disponible avec la poignée de poussette)					230.00 €

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge 265 lb
4- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables, les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et les plaques d'extension pour amputé
5- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

ACCOUDOIRS							
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01							
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01							
AR03-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
AR04-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²							
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire - courte	20.32-27.94cm				205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire - longue	20.32-27.94cm				205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm				205.00 €
AR17	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm				205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS							
AR12	☐	Garniture de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³					145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis					SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;
3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

ACCESSOIRES							
PROTÈGE-VÊTEMENTS <i>(non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")</i>							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			SF
SG02	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone <i>(fixe)</i>					120.00 €
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			225.00 €
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB02-S	☐	Type automobile - P 88.9cm (35") ¹					55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)					55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - G (152.40 cm)					55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)					90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)					90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)					170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)					170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)					170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)					185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)					185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)					185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)					275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)					275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)					120.00 €
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)					120.00 €
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x20.3cm)					120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension					195.00 €

1- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension

ACCESSOIRES							
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - seulement nécessaire avec une inclinaison des roues de 6°					32.00 €
AC03	☐	Anti-basculé à roulettes					130.00 €
AC29	☐	Anti-basculé pivotant ¹ Gauche ☐ Droit ☐					130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule ²					60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles Gauche ☐ Droit ☐					105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24", 25", 26"					110.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège					70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					120.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton					100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro					50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils					42.00 €

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; Non disponible avec la plaque pour amputé

2- Ne peut être combiné avec les anti-basculé; 3- Non disponible avec roue Mag et Spinerdy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25";

4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐	105€ HR07	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	210.00 €
Cadre ²	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit: 10 jours additionnels																		341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir;

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Charte de longueur de cadre

	Profondeur de siège						
Longueur de cadre	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						
-2	N/A	N/A					

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 9.5
22 po	40.64	2.5 à 7
	43.18+	2.5 à 8.3
	45.72+	2.5 à 9.5
24 po	40.64	2.5 à 5.1
	43.18+	2.5 à 7
	45.72+	2.5 à 9.5



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18	499 €	
	NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.19	499 €	
	NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.20	499 €	
	NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.21	599 €	
	NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.22	599 €	
	NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.23	599 €	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		130 €	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NACB1616	40.64	40.64	499 €	
	NACB1618	40.64	45.72	499 €	
	NACB1816	45.72	40.64	499 €	
	NACB1818	45.72	45.72	499 €	
	NACB1820	45.72	50.80	499 €	
	NACB2020	50.80	50.80	499 €	
	NACB2216	55.88	40.64	599 €	
	NACB2218	55.88	45.72	599 €	
	NACB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NACC		130 €	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €	
NPCB1820	45.72	45.72	499 €	
NPCB2020	45.72	45.72	499 €	
NPCB2216	50.80	40.64	599 €	
NPCB2218	55.88	45.72	599 €	
NPCB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


#	Description	\$	✓
NIB-0784	54.4 x 12.7 cm garniture d'appui-tête grande	160 €	
NIB-0818	35.56 x 12.7 cm garniture d'appui-tête très grande	160 €	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110 €	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com