



HELIO KIDS A

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * Date :
Établissement : *
Acheteur : *
Téléphone : *
Courriel : *
Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐
Bénéficiaire :

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant : *
Téléphone : *
Courriel : *
Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : *
Nom :
Adresse :
Ville : Province :
Code postal :
Tel :

* Requis MA080 ☐ English Manual MA081 ☐ Manuel Français (STD) Taxes en sus

MODÈLE									
WC26	☐	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en aluminium Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids : 165 lb.)						3,195 \$	
Kit de croissance inclus pendant toute la durée de vie prévue du fauteuil roulant Helio Kids. ¹ Le kit de croissance inclus les croisillons, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.									
LARGEUR DU SIÈGE ¹									
SW12	☐	12" ☐	13" ☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐			SF

1- Calculateur de largeur




1- Le kit de croissance est un programme distinct de la garantie limitée du produit. La durée de vie prévue est limitée à 5 ans à compter de la date d'achat initiale, réservée au premier utilisateur uniquement et non transférable.

Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)			
SD12	☐	Toile de 12" - cadre de 14"	SF
SD13	☐	Toile de 13" - cadre de 14"	SF
SD14	☐	Toile de 14" - cadre de 14"	SF
SD15	☐	Toile de 15" - cadre de 15"	SF
SD16	☐	Toile de 16" - cadre de 16"	SF
MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)			
BC11-1215	☐	Montants droits (aluminium)	12 - 15" SF
BC11-1518	☐	Montants droits (aluminium)	15 - 18" SF
BC11-1821	☐	Montants droits (aluminium) - STD	18 - 21" SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés (aluminium)	13.5 - 15" SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18" SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) - STD	18 - 21" SF
Spécifiez la hauteur : ⁵ Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier			
MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)			
BC13-1518	☐	Montants droits (aluminium)	15 - 18" SF
BC13-1821	☐	Montants droits (aluminium) - STD	18 - 21" SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18" SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) - STD	18 - 21" SF
Sélectionner l'angle du montant :		85° ☐	90° ☐
		95° STD ☐	100° ☐
		105° ☐	110° ☐
Spécifiez la hauteur ⁵			

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

PROFONDEUR DU SIÈGE - Réglable en profondeur et en angle (compatible avec le WC-19) ³			
SD14	☐	12" à 15" (toile/cadre de 14")	SF
SD15	☐	13" à 16" (toile/cadre de 15")	SF
SD16	☐	14" à 17" (toile/cadre de 16")	SF
SD17	☐	15" - 18" (toile/cadre de 17")	SF
SD18	☐	16" - 19" (toile/cadre de 18")	SF
Spécifiez la profondeur : ⁴			
3- Capacité de 165 lb avec un dossier réglable en profondeur.			
4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.			
			
MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélect. 1 option de poignées de poussée)			
BC15-912	☐	Montants droits (aluminium) 9 - 12"	SF
BC15-1215	☐	Montants droits (aluminium) 12 - 15"	SF
BC15-1518	☐	Montants droits (aluminium) 15 - 18"	SF
BC15-1821	☐	Montants droits (aluminium) 18 - 21" STD	SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 12 - 15"	SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 15 - 18"	SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 18 - 21" STD	SF
Sélectionner l'angle du montant :		90° ☐	95° STD ☐
		100° ☐	105° ☐
Spécifiez la hauteur : ⁵			

LONGUEUR DU CADRE (voir charte à la page 7)			
SP01	☐	Configuration de longueur standard (Distance de 2 1/8" entre l'assise et l'avant du cadre)	STD
SP02	☐	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard	SF
SP03	☐	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard	SF
SP04	☐	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard	SF

ANCRAGES DE TRANSPORT						
AC04	☐	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)				SF
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture				345 \$
ENSEMBLES						
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹				95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussée et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ;
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
5"	P1																		
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
7"	P1										16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"			
	P2							16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"			
	P3							17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"
Froglegs	P1				14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"												
	P2	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"									
	P3	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT						
ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		120 \$
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹				275 \$
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)				525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée :
☐	Roue de 20" (451)	12 1/2	à 17 1/4	
☐	Roue de 22" (501)	13 1/2	à 18 1/4	
☐	Roue de 24" (540)	14 1/2	à 19 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE							
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>							
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐			1,480 \$
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐			1,595 \$
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis					SF
ROUES ARRIÈRE						Disponibilité	
RW01	☐	Mag ³			20", 22" 24"		1,450 \$
RW02	☐	Newton One - roue à rayons			20", 22" 24"		SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24"		390 \$
RW04	☐	Spinergy Spox Noir STD ☐ Blanc ⁵ ☐ Bleu ⁵ ☐ Rou ⁵ ☐ Jau ⁵ ☐			22", 24"		915 \$
RW05	☐	Spinergy LX Noir STD ☐ Mau ⁵ ☐ Blanc ⁵ ☐ Bleu ⁵ ☐ Rou ⁵ ☐ Jau ⁵ ☐ Rose ⁵ ☐ Vert ⁵ ☐ Org ⁵ ☐			22", 24"		1,135 \$
RW07	☐	Spinergy CLX ⁴ Noir STD ☐ Mau ⁵ ☐ Blanc ⁵ ☐ Bleu ⁵ ☐ Rou ⁵ ☐ Jau ⁵ ☐ Rose ⁵ ☐ Vert ⁵ ☐ Org ⁵ ☐			24"		1,690 \$
PNEUS (la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)						Disponibilité	
AIRLESS							
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir			20", 22" 24"		STD
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁷			22", 24"		120 \$
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Sentinel</i>			20", 22", 24"		150 \$
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen			22", 24"		235 \$
PNEUMATIQUES							
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen			20", 22", 24"		SF
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24"		130 \$
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24"		210 \$
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ⁸			22", 24"		140 \$

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; 2- Seulement offert en position standard;
3 - Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Seulement disponible avec pneus 1";
5 - Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags, Newton One et Newton Gravity; 8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

CERCEAUX DE CONDUITE							
CERCEAUX DE CONDUITE						Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé			20", 22", 24"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24"		95 \$
HR02	☐	Plastifiés ¹			20", 22", 24"		180 \$
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24"		460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24"		
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24"		485 \$
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24"		515 \$
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24"		320 \$
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24"		485 \$
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24"		515 \$
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24"		320 \$
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis					SF


1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE							
Assemblage du cerceau de conduite							
HR29	☐	Assemblage standard Languette longue					STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe ⁶ Languette longue					SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵ Languette courte 2 positions					29 \$
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵ Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ⁶ ☐					29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT							
HR23	☐	Prise standard					200 \$
HR27	☐	Prise super					230 \$
HR099	☐	Sans protège pouce					SF

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;
6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX ¹							
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide					STD
AX02	☐	Essieux filetés					SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique					180 \$
PLAQUE D'EXTENSION							
AX04	☐	Plaque d'extension pour amputé ²					280 \$
1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant							
INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE							
CM00	☐	Inclinaison de 0°					STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°					SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)					85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	Plus stable												Plus agile			
	AMPUTÉ ¹	1"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Si pas indiqué la position par défaut est à 1 1/2"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	☐	Blocages par poussée Newton														STD
WL02	☐	Blocages par traction														SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)														200 \$
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01														75 \$
WL05	☐	Blocages ciseaux														200 \$
WL06	☐	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)														240 \$
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche ☐			Droit ☐										335 \$
WL99	☐	Blocages de roue non-requis														SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR																
FR03-01	☐	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"											Régler à*			SF
FR03-02	☐	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"											Régler à*			SF
FR03-03	☐	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"											Régler à*			SF
FR04-01	☐	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"											Régler à*			SF
FR04-02	☐	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"											Régler à*			SF
FR04-03	☐	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"											Régler à*			SF
FR15-01	☐	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵											Régler à*			SF
FR15-02	☐	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵											Régler à*			SF
FR15-03	☐	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵											Régler à*			SF
FR06	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹						7.5" - 11"					Régler à*			SF
FR07	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1, 2}						9.5" - 13"					Régler à*			SF
FR08	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1, 2}						9.5" - 14.5"					Régler à*			SF
OPTIONS D'APPUI-PIED																
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³						5" - 13.5"					Régler à*			105 \$
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche ☐			Droit ☐		14" - 22"					Régler à			295 \$
FR99	☐	Appui-pieds non requis														SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur;

* +/- 1/2"

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES

FP01	☐	Standard - composite ¹														STD
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite *VP01														155 \$
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium ²														175 \$
FP04	☐	Réglables en angle Newton- fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)														395 \$
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium														175 \$
FP06	☐	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium														215 \$
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)														480 \$

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS

FP08	☐	Courroies appui-talons réglables en longueur (non disponible avec la palette pleine largeur)														SF
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple														62 \$
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh														145 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- La palette Newton ajustable angle (aluminium) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTÉRIEUR

FR27	☐	Appui-moignon - plat 6"x8"				Gauche ☐		Droit ☐								505 \$
FR28	☐	Appui-moignon - plat 8"x10"				Gauche ☐		Droit ☐								505 \$
FR29	☐	Appui-moignon - plat 10"x10"				Gauche ☐		Droit ☐								505 \$
FR30	☐	Appui-moignon - plat 10"x14"				Gauche ☐		Droit ☐								505 \$
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 6"x8"				Gauche ☐		Droit ☐								505 \$
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 8"x10"				Gauche ☐		Droit ☐								505 \$

SIEGES ET POIGNEES DE POUSSEES					
TOILES DE DOSSIER					
BH05	☐	Dossier souple Nylon			SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			265 \$
BH99	☐	Dossier non requis			STD
	☐	Dossier NXT		Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	☐	Coussin de 2"			185 \$
SC02	☐	Coussin de 3"			205 \$
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT		Voir liste de prix	
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE <i>(seulement une option à la fois)</i>					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ¹			165 \$
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{1,2}			345 \$
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{1,2}			345 \$
PH02	☐	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION <i>(uniquement disponible avec des poignées de poussée)</i>					
PH04	☐	Poignée de poussette <i>(poignée de poussée incluses)</i>			220 \$
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton <i>(Non disponible avec la poignée de poussette)</i>			275 \$
¹ - Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête, les freins pour aidant ² - Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur, les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et les plaques d'extension pour amputé					
APPUI-BRAS					
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01					
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10") ⁴ 6" - 10"			385 \$
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"			385 \$
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"			385 \$
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14") ⁴ 6" - 10"			385 \$
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"			385 \$
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"			385 \$
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" ^{2,5}					
AR07	☐	APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I"			350 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS					
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation			160 \$
AR99	☐	Appui-Bras non requis			SF
¹ - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes ² - Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18 - 21"; Non disponible avec la toile de dossier; ³ - Non disponible avec l'appui-bras en "I" et l'appui-bras en "T" court; ⁴ - Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière; ⁵ - Non disponible avec la tablette					
ACCESSOIRES					
PROTÈGE-VÊTEMENTS <i>(non disponible avec les appui-bras en "T")</i>					
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	235 \$
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	320 \$
SG06	☐	Garde-boue en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	340 \$
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	535 \$
SG99	☐	Protège-vêtements non requis			SF
¹ - Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";					
CEINTURES DE SÉCURITÉ					
SB01-S	☐	Type velcro réglable - Petit 35"			50 \$
SB01-L	☐	Type velcro réglable - Grand 60"			50 \$
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 35"			80 \$
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 48"			80 \$
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 60"			80 \$
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non remboursée - Moyen 56"			105 \$
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non remboursée - Grand 61"			105 \$
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, remboursée - Petit 51"			195 \$
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, remboursée - Moyen 56"			195 \$
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, remboursée - Grand 61"			195 \$
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, remboursée - Petit 51"			220 \$
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, remboursée - Moyen 56"			220 \$
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, remboursée - Grand 61"			220 \$
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15 \$
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"			365 \$
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"			365 \$
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD
APPUI-TÊTE ¹					
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")			215 \$
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")			215 \$
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")			215 \$
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹			365 \$
¹ - Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable					

ACCESSOIRES							
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°					35 \$
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes					125 \$
AC29	☐	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐			190 \$
AC27	☐	Levier de bascule ²					70 \$
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐			115 \$
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					395 \$
AC08	☐	Protèges-rayons clairs ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24"					165 \$
AC41	☐	Tablette					375 \$
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					90 \$
AC10	☐	Pochette de siège					105 \$
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					80 \$
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					150 \$
AC23	☐	Sac à Dos Newton					135 \$
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro					60 \$
AC13	☐	Ensemble d'outils					60 \$

1- Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants; 3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy

4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs																			
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthrax	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
AirGrip	☐ \$160	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cadre ² (SF)	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Appui-pieds	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels
																			422 \$

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton AirGrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir; 3- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)

Combinaisons de fourches et Tiges de fourche



Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

COUSSINS BioFit™		LARGEUR					
PROFONDEUR		12"	13"	14"	15"	16"	
	12"	\$750	\$750	\$750		N/D	
	13"						
	14"	\$750	\$750	\$750			
	15"		\$750	\$750	\$750	\$750	
	16"		\$750	\$750	\$750	\$750	
	17"	N/D			\$750	\$750	
	18"	N/D			\$750	\$750	
	19"	N/D			\$750	\$750	
	20"	N/D			\$750	\$750	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections							N/C

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur. (35.6-45.7 cm)	\$96	

THORACIC SHAPE	Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE							
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOACB1413	\$870		NIB-2193V	\$156	
	14"	16"	NOACB1416	\$870		NIB-2194V	\$156	
	15"	13"	NOACB1513	\$870		NIB-2197V	\$156	
	15"	16"	NOACB1516	\$870		NIB-2198V	\$156	
	16"	13"	NOACB1613	\$870		NIB-2201V	\$156	
	16"	16"	NOACB1616	\$870		NIB-2202V	\$156	
	16"	19"	NOACB1619	\$870		NIB-2203V	\$156	

THORACIC SHAPE	Optima Carbon™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB							
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOCFACB1413	\$1,380		NIB-2193V	\$156	
	14"	16"	NOCFACB1416	\$1,380		NIB-2194V	\$156	
	15"	13"	NOCFACB1513	\$1,380		NIB-2197V	\$156	
	15"	16"	NOCFACB1516	\$1,380		NIB-2198V	\$156	
	16"	13"	NOCFACB1613	\$1,380		NIB-2201V	\$156	
	16"	16"	NOCFACB1616	\$1,380		NIB-2202V	\$156	

THORACIC SHAPE	Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE							
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOPCB1413	\$990		NIB-2246V	\$156	
	14"	16"	NOPCB1416	\$990		NIB-2247V	\$156	
	15"	13"	NOPCB1513	\$990		NIB-2250V	\$156	
	15"	16"	NOPCB1516	\$990		NIB-2251V	\$156	
	16"	13"	NOPCB1613	\$990		NIB-2254V	\$156	
	16"	16"	NOPCB1616	\$990		NIB-2255V	\$156	
	16"	19"	NOPCB1619	\$990		NIB-2256V	\$156	

THORACIC SHAPE	Optima Carbon™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB							
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOCFPCB1413	\$1,500		NIB-2246V	\$156	
	14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,500		NIB-2247V	\$156	
	15"	13"	NOCFPCB1513	\$1,500		NIB-2250V	\$156	
	15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,500		NIB-2251V	\$156	
	16"	13"	NOCFPCB1613	\$1,500		NIB-2254V	\$156	
	16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,500		NIB-2255V	\$156	

THORACIC SHAPE	Xtend™ LOW HEIGHT ADJUSTABLE THORACIC BACK SUPPORT							
	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NHAACB(L)1213/17	12"	13"-17"	\$870		NIB-2148V	\$156	
	NHAACB(L)1413/17	14"	13"-17"	\$870		NIB-2149V	\$156	
	NHAACB(L)1613/17	16"	13"-17"	\$870		NIB-2150V	\$156	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoiyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle	\$246	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	\$84	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	\$84	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈL	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	\$246	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très gra	\$246	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈL	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	\$180	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	\$72	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ V	\$156	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ V	\$156	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com