



HELIO KIDS

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____ Téléphone : * _____

Commandé par : * _____

Thérapeute/Clinicien/Représentant : _____

Courriel : _____

Bénéficiaire : _____

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____


Tel : _____ * Requis

* Requis

MA080 English Manual MA081 Manuel Français (STD) Taxes en sus

MODÈLE				
1	WC06	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en fibre de carbone Incluant dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids : 175 lb.)		WM0000563/WAMZ 3 545 \$ ☐
2	WC10	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs)- nécessaire seulement avec une inclinaison des roues 6°		30 \$ ☐
Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Kids Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appuie-pieds et les palettes d'appuie-pieds.				
LARGEUR DU SIÈGE ¹				
3	SW12	Largeur du siège :	12" ☐ 13" ☐ 14" ☐ 15" ☐ 16" ☐	SF ☐
PROFONDEURS DU SIÈGE (Toile de siège et châssis à profondeur fixe pour plus de rigidité et de légèreté)				
4	SD14	12" à 15" (toile/cadre de 14")	réglable à :	SF ☐
5	SD15	13" à 16" (toile/cadre de 15")	réglable à :	SF ☐
6	SD16	14" à 17" (toile/cadre de 16")	réglable à :	SF ☐
7	SD17	15" - 18" (toile/cadre de 17")	réglable à :	SF ☐
8	SD18	16" - 19" (toile/cadre de 18")	réglable à :	SF ☐

Réglage de la profondeur obtenue par la translation du montant de dossier.



[1. Calculateur de largeur](#)

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	13	14	15	13 1/2	14 1/2	15 1/2												
	P2	13 1/2	14 1/2	15 1/2	14	15	16	14 1/2	15 1/2	16 1/2									
5"	P1																		
	P2				14	15	16	14 1/2	15 1/2	16 1/2									
	P3	14	15	16	14 1/2	15 1/2	16 1/2	15	16	17	15 1/2	16 1/2	17 1/2						
	P4	14 1/2	15 1/2	16 1/2	15	16	17	15 1/2	16 1/2	17 1/2	16	17	18	16 1/2	17 1/2	18 1/2			
7"	P1										16 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	19			
	P2							16 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2			
	P3							17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2	18	19	20	18 1/2	19 1/2	20 1/2
	P4	16 1/2	17 1/2	18 1/2	17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2	18	19	20	18 1/2	19 1/2	20 1/2	19	20	21
	P5	17	18	19	17 1/2	18 1/2	19 1/2	18	19	20	18 1/2	19 1/2	20 1/2	19	20	21	19 1/2	20 1/2	21 1/2

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaisons de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT												
9	CA01	Pneus durs 1"	3" ☐	4" ☐	5" ☐	6" ☐	7" ☐	8" ☐			SF	☐
10	CA10	Pneumatiques 6" x 1 ¼"									160 \$	☐
11	CA11	Pneumatiques 8" x 1 ¼"									160 \$	☐
12	CA14	Roues en composite UltraCaster de Newton	4" x 1 ½ "								98 \$	☐
13	CA15		5" x 1 ½ "								98 \$	☐
14	CA16		6" x 1 ½ "								98 \$	☐
15	CA17	Roues en aluminium Ultracaster de Newton	4" x 1 ½"								175 \$	☐
16	CA18		5" x 1 ½"								185 \$	☐
17	CA19		6" x 1 ½"								195 \$	☐
OPTIONS POUR ROUES AVANT												
18	CA12	Mécanisme de blocage de roues avant <i>(disponible avec tiges +1" ou +2" seulement)</i>								255 \$	☐	
19	CA13	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs <i>(non dispo. avec mécanisme de blocage)</i>									489 \$	☐

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée :
Roue de 20 po ☐		12 1/2	à 17 1/4	
Roue de 22 po ☐		13 1/2	à 18 1/4	
Roue de 24 po ☐		14 1/2	à 19 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appuie-pieds									
APPUIE-PIEDS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES (A&E)									
20	FR03	60° Appuie-pieds pivotants	13.5 - 17" □	14.5 - 19.5" □	15.5 - 20.5" □	Régler à :*		SF	□
21	FR04	70° Appuie-pieds pivotants	13.5 - 17" □	14.5 - 19.5" □	15.5 - 20.5" □	Régler à :*		SF	□
22	FR15	80° Appuie-pieds pivotants	13.5 - 16" □	14.5 - 19.5" □	15.5 - 20.5" □	Régler à :*		SF	□
90° APPUIE-PIEDS (A&E) AVEC MONTAGE FRONTAL (palettes montées sur la structure d'appuie-pied)									
23	FR06	90° pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	7.5 - 11"			Régler à :*		SF	□
24	FR07	90° pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1, 2}	9.5 - 13"			Régler à :*		130 \$	□
25	FR08	90° pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1, 2}	9.5 - 14.5"			Régler à :*		130 \$	□
OPTIONS D'APPUIE-PIED ³									
26	FR09	Montage Haut (fixés avec bagues aux appuie-pieds)	5 - 13.5" □			Régler à :*		90 \$	□
27	FR99	Appuie-pieds non requis						SF	□

*1 - Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle 2 - Peut interférer avec les roues avant 3 - Non disponible avec le montage frontal * +/- 1/2"*

APPUIE-JAMBE ÉLÉVATEUR (unité)										
28	FR10	Appuie-jambe élévateur avec coussin, réglable de 14" à 22"	Gauche ☐	Droit ☐	Régler à :	WAMK	290 \$	☐		

PALETTES RABATTABLES						
29	FP01	Standard - composite			STD	☐
30	FP02	Réglables en angle - composite		WAMJ	145 \$	☐
31	FP03	Réglables en angle - aluminium ¹		WAMJ	165 \$	☐
32	FP04	Réglables en angle - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)		WAMJ	380 \$	☐
33	FP05	Ajustables en angle, extra-profondes - aluminium		WAMJ	165 \$	☐
34	FP06	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium	WAMJ	SEFND0015	206 \$	☐
35	FP07	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)	WAMJ	SEFND0015	450 \$	☐
ACCESSOIRES D'APPUIE-PIEDS						
36	FP08	Courroies appuie-talon réglables en longueur (non disponible avec palette pleine largeur)			SF	☐
37	FP09	Courroie appuie-mollets simple		SEFND0010	52 \$	☐
38	FP30	Courroie appuie-mollets Bodypoint Aeromesh		SEFND0010	129 \$	☐

1 - La palette Newton ajustable angle (aluminum) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur

APPUIE-MOIGNON COUSSIN PLAT (pivot extérieur, ajustable en profondeur, largeur, hauteur et en angle) - (unité)									
39	FR27	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐	
40	FR28	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐	
41	FR29	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 10"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐	
42	FR30	Appuie-moignon pivot extérieur - plat 10"x14"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐	
APPUIE-MOIGNON COUSSIN PROFILÉ (pivot extérieur, ajustable en profondeur, largeur, hauteur et en angle) - (unité)									
43	FR32	Appuie-moignon pivot extérieur - profilé 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐	
44	FR33	Appuie-moignon pivot extérieur - profilé 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	Nouveau	SEFND0005	\$475	☐	

Dossiers réglables en profondeur et en angle avec options

MONTANTS DE DOSSIER - Réglable en profondeur et en Angle									
45	BC15	Montants droits en aluminium	9 - 12" ☐	12 - 15" ☐	15 - 18" ☐	18 - 21" ☐	STD		SF ☐
46	BC16	Montants de dossier 8° à 8" en aluminium	12 - 15" ☐	15 - 18" ☐	18 - 21" ☐	STD		105 \$	☐
47		Choisir l'angle :	90° ☐	95° STD ☐	100° ☐	105° ☐			
Spécifiez la hauteur : ¹									
(mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier)									
OPTIONS DE POIGNÉE DE POUSSÉE									
48	PH01	Poignées de poussée						STD	☐
49	PH05	Poignées de poussée rabattables ²						150 \$	☐
50	PH02	Sans poignées de poussée						SF	☐

1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas 2 - Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION ³ (uniquement disponible avec des poignées de poussée)									
51	PH04	Poignée de poussette					WAMW	210 \$	☐
52	PH03	Barre de tension de dossier pliante Newton						258 \$	☐

3 - La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées

TOILES DE DOSSIER									
53	BH07	Dossier souple Active-Mesh						SF	☐
54	BH08	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					WAMD/WAME	245 \$	☐
55	BH99	Toile de dossier non requise						STD	☐
DOSSIERS RIGIDES									
56		Dossier NXT					Voir liste de prix		☐

COUSSINS DE SIÈGE									
57	SC01	Coussin de 2"						175 \$	☐
58	SC02	Coussin de 3"						195 \$	☐
59	SC99	Coussin non requis						STD	☐
60		Coussin NXT FIT					Voir liste de prix		☐

Roues arrière									
CONDUITE UNILATÉRALE À DOUBLE CERCEAUX ¹ Disponible avec les roues arrière Newton One, les cerceaux en aluminium et plastifiés									
61	HR22	Conduite unilatérale à double cerceaux ^{2, 3}	24"	Gauche ☐	Droit ☐			1 395 \$	☐
62	HR98	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis						NC	☐
ROUES ARRIÈRE									
63	RW01	Mag ⁴	20" ☐	22" ☐	24" ☐			129 \$	☐
64	RW02	Newton One - roue à rayons ⁵	20" ☐	22" ☐	24" ☐			SF	☐
65	RW03	Newton Gravity - ultralégère	20" ☐	22" ☐	24" ☐			360 \$	☐
66	RW04	Spinergy Spox		22" ☐	24" ☐			800 \$	☐
67		Spinergy Spox couleur des rayons ⁶ Noir STD ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐		SF	☐
68	RW05	Spinergy LX		22" ☐	24" ☐			995 \$	☐
69		Spinergy LX couleur des rayons ⁶ Noir STD ☐	Mau ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐	Rose ☐	Vert ☐
70	RW07	Spinergy CLX Carbon Blade			24" ☐			1 540 \$	☐
71		Spinergy CLX couleur de rayons ⁶ Noir STD ☐	Mau ☐	Blanc ☐	Bleu ☐	Rou ☐	Jau ☐	Rose ☐	Vert ☐
PNEUS						Disponibilité			
72	TI01	Semi-dur Uréthane 1 1/4"			20" à 24"			STD	☐
73	TI02	Semi-dur Uréthane à crampons 1 3/8"			22", 24"			110 \$	☐
74	TI04	Semi-dur Uréthane - Shox 1"			22", 24"			130 \$	☐
75	TI05	Pneumatique 1 3/8"			20" à 24"			SF	☐
76	TI08	Pneumatique à insert Airless 1 3/8"			22", 24"			215 \$	☐
77	TI06	Pneumatique HP - 1"			20" à 24"			110 \$	☐
78	TI07	Pneumatique HP+ - Schwalbe Marathon Plus 1"			24"			190 \$	☐

1 - Offert avec des cerceaux sur les deux côtés du fauteuil 2 - Seulement offert en position standard 3 - Non disponible avec l'option HD

4 - Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard 5 - Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One

6 - Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production

Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE					
79	HR01	Aluminium anodisé		STD	☐
80	HR02	Plastifiés ³	WAMO	160 \$	☐
81	HR03	Q-Grip Antidérapant en Néoprène ^{1,2,3}	WAMO	430 \$	☐
82	HR07	Newton Air Grip ¹ <i>Noir</i> ☐	WAMO	\$150	☐
83	HR08	Newton Air Grip ¹ (08) Orange Tangerine ☐ (09) Bourgogne ☐ (10) Bleu Saphir ☐ (11) Vert Monstre ☐ (12) Anthracite ☐ (13) Fuchsia ☐ (14) Bleu Acier ☐ (15) Rouge Ferrari ☐ (16) Vert Acide ☐ (17) Blanc ☐ (18) Bleu ciel ☐	WAMO	330 \$	☐
84	HR28	Surge ^{1,2,3} (1-1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		470 \$	☐
85	HR05	Surge LT ^{1,2,3} (1-1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		500 \$	☐
86	HR04	Natural Fit ^{1,2,3}		310 \$	☐
87	HR99	Cerceaux de conduite non requis		SF	☐

1- Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale

2 - Non disponible en 20"

3- Assemblage standard seulement

Options de cerceaux de conduite

Assemblage des cerceaux de conduite en aluminium ou Newton AirGrip					
88	HR29	Assemblage standard	Languette longue	STD	☐
89	HR30	Assemblage rapproché	Languette courte 2 positions	25 \$	☐
90	HR31	Assemblage très rapproché	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐	25 \$	☐
Protège pouce ⁴ pour cerceaux Natural Fit					
91	HR23	Prise standard		\$190	☐
92	HR27	Prise super		\$220	☐
93	HR099	Sans protège pouce		SF	☐


4- Compatible avec cerceaux Surge, Surge LT

ESSIEUX					
94	AX01	Essieux à dégagement rapide		STD	☐
95	AX02	Essieux filetés		SF	☐
96	AX03	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique		170 \$	☐
PLAQUE D'EXTENSION					
97	AX04	Plaque d'extension pour amputé (peut interférer avec le dossier ajustable) ¹		250 \$	☐

1 - Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
98	CM00	Inclinaison de 0°		STD	☐
99	CM03	Inclinaison de 3°		SF	☐
100	CM06	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)		80 \$	☐

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue


Plus Stable												Plus agile			
1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2 1/4"

Si un problème de configuration est provoqué par le choix du Centre de Gravité (CG), Motion Composites se réserve la possibilité de modifier le CG à la position la plus près.

BLOCAGES DE ROUE					
101	WL08	Blocages par poussée Newton		STD	☐
102	WL02	Blocages par traction		SF	☐
103	WL04	Anti-recul Newton (recommandé avec pneus à pression standard ou haute pression)	WAMR	175 \$	☐
104	WL13 WL14	Rallonges de 6" amovibles		67 \$	☐
105	WL05	Blocages ciseaux		175 \$	☐
106	WL06	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)		230 \$	☐
107	WL99	Blocages de roue non-requis		SF	☐

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Notes :



SÉRIES DE SIÈGES – FAUTEUILS PLIANTS

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA EN VIGUER 1^{ER} MARS 2020

BioFit™ COUSSINS

	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓					
	NXCABF1616	15"-16"	16"	595						
	NXCABF1618	15"-16"	18"	595						
	NXCABF1620	15"-16"	20"	595						
	NXCABF1816	17"-18"	16"	595						
	NXCABF1818	17"-18"	18"	595						
	NXCABF1820	17"-18"	20"	595						
						# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
						NXCABF2016	19"-20"	16"	595	
						NXCABF2018	19"-20"	18"	595	
						NXCABF2020	19"-20"	20"	625	
						NXCABF2216	21"-22"	16"	625	
						NXCABF2218	21"-22"	18"	625	
						NXCABF2220	21"-22"	20"	625	

DOSSIER Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

	Optima	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
		NOACB1613	16"-18"	13"	690	
		NOACB1616	16"-18"	16"	690	
		NOACB1619	16"-18"	19"	690	
		NOACB1813	18"-20"	13"	690	
		NOACB1816	18"-20"	16"	690	
		NOACB1819	18"-20"	19"	690	
		NOACB2016	20"-22"	16"	690	
		NOACB2019	20"-22"	19"	690	
		NOACB2213	22"-24"	13"	720	
		NOACB2216	22"-24"	16"	720	
		NOACB2219	22"-24"	19"	720	

DOSSIER Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

	Optima DEEP	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
		NOPCB1616	16"-18"	16"	690	
		NOPCB1619	16"-18"	19"	690	
		NOPCB1816	18"-20"	16"	690	
		NOPCB1819	18"-20"	19"	690	
		NOPCB2016	20"-22"	16"	690	
		NOPCB2019	20"-22"	19"	690	
		NOPCB2213	22"-24"	13"	820	
		NOPCB2216	22"-24"	16"	820	
		NOPCB2219	22"-24"	19"	820	

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	Xtend	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
		NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
		NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
		NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
		NHAACB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	Xtend DEEP	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
		NHAACB1616/20	16"-18"	16"-20"	690	
		NHAACB1816/20	18"-20"	16"-20"	690	
		NHAACB2016/20	20"-22"	16"-20"	690	
		NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"	720	

Classic™ SUPPORT PELVIEN

	Classic	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
		NACB1616	16"-18"	16"	690	
		NACB1618	16"-18"	18"	690	
		NACB1816	18"-20"	16"	690	
		NACB1818	18"-20"	18"	690	
		NACB1820	18"-20"	20"	690	
		NACB2020	20"-22"	20"	690	
		NACB2216	22"-24"	16"	720	
		NACB2218	22"-24"	18"	720	
		NACB2220	22"-24"	20"	720	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	Classic DEEP	# de modèle	Largeur de fauteuil	Profondeur	\$	✓
		NPCB1616	16"-18"	16"	690	
		NPCB1618	16"-18"	18"	690	
		NPCB1818	18"-20"	18"	690	
		NPCB1820	18"-20"	20"	690	
		NPCB2020	20"-22"	20"	690	
		NPCB2216	22"-24"	16"	720	
		NPCB2218	22"-24"	18"	720	
		NPCB2220	22"-24"	20"	720	

Appui-tête MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

		
# de modèle	\$	✓
10" x 5" Garniture d'appui-tête grand	195	

		
# de modèle	\$	✓
14" x 5" Garniture d'appui-tête très grand	195	

Appui-tête MultiFit™ – FIXATIONS

		
# de modèle	\$	✓
Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	145	

		
# de modèle	\$	✓
Réceptacle d'appui-tête	55	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com