



HELIO KIDS

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis

MA080 ☐
English Manual

MA081 ☐
Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE				
WC06	☐	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids : 165 lb.)	WM0000563	2,945 \$
WC08	☐	Option fibre de carbone	WAMZ	1,450 \$
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°		35 \$
Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Kids Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.				
LARGEUR DU SIÈGE ¹				
SW12	☐	12" ☐	13" ☐	14" ☐
		15" ☐	16" ☐	SF


1. Calculateur de largeur



Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)				
SD12	☐	Toile de 12" - cadre de 14"		SF
SD13	☐	Toile de 13" - cadre de 14"		SF
SD14	☐	Toile de 14" - cadre de 14"		SF
SD15	☐	Toile de 15" - cadre de 15"		SF
SD16	☐	Toile de 16" - cadre de 16"		SF
MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)				
BC11-1215	☐	Montants droits (aluminium)	12 - 15"	SF
BC11-1518	☐	Montants droits (aluminium)	15 - 18"	SF
BC11-1821	☐	Montants droits (aluminium) - STD	18 - 21"	SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés (aluminium)	13.5 - 15"	SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18"	SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) -STD	18 - 21"	SF
Spécifiez la hauteur : ⁵ Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier				
MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)				
BC13-1518	☐	Montants droits (aluminium)	15 - 18"	SF
BC13-1821	☐	Montants droits (aluminium) - STD	18 - 21"	SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18"	SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) -STD	18 - 21"	SF
Sélectionner l'angle du montant :		85° ☐	90° ☐	95° STD ☐
		100° ☐	105° ☐	110° ☐
Spécifiez la hauteur ⁵				

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

PROFONDEUR DU SIÈGE - Réglable en profondeur et en angle (compatible avec le WC-19) ³				
SD14	☐	12" à 15" (toile/cadre de 14")		SF
SD15	☐	13" à 16" (toile/cadre de 15")		SF
SD16	☐	14" à 17" (toile/cadre de 16")		SF
SD17	☐	15" - 18" (toile/cadre de 17")		SF
SD18	☐	16" - 19" (toile/cadre de 18")		SF
Spécifiez la profondeur : ⁴				
3- Capacité de 165 lb avec un dossier réglable en profondeur.				
4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.				
		NOUVEAU ET AMÉLIORÉ Maintenant compatible avec les ancrages WC-19		
MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélect. 1 option de poignées de poussée)				
BC15-912	☐	Montants droits (aluminium) 9 - 12"		SF
BC15-1215	☐	Montants droits (aluminium) 12 - 15"		SF
BC15-1518	☐	Montants droits (aluminium) 15 - 18"		SF
BC15-1821	☐	Montants droits (aluminium) 18 - 21" STD		SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 12 - 15"		SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 15 - 18"		SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 18 - 21" STD		SF
Sélectionner l'angle du Montant :		90° ☐	95° STD ☐	100° ☐
		105° ☐		
Spécifiez la hauteur : ⁵				

ANCRAGES DE TRANSPORT						
AC04	☐	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)				SF
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec <i>ceinture Q'Straint</i> ⁶ Ceinture Courte 20-41"				365 \$
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec <i>ceinture Q'Straint</i> ⁶ Ceinture Longue 20-46"				365 \$
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁶				345 \$

6- Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur

ENSEMBLES						
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹				95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ;
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
5"	P1																		
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
7"	P1										16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"			
	P2							16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"			
	P3							17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"
Froglegs	P1				14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"												
	P2	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"									
	P3	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 \$
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹			WAMS	275 \$
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)				525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée : _____
☐	Roue de 20" (451)	12 1/2	à 17 1/4	
☐	Roue de 22" (501)	13 1/2	à 18 1/4	
☐	Roue de 24" (540)	14 1/2	à 19 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds						
APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR						
FR03-01	☐	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵		Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵		Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵		Régler à*		SF
FR06	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (<i>pas d'extension</i>) ¹	7.5" - 11"	Régler à*		SF
FR07	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1,2}	9.5" - 13"	Régler à*		SF
FR08	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1,2}	9.5" - 14.5"	Régler à*		SF
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	☐	Montage Haut (<i>fixés avec bagues aux appui-pieds</i>) ³	5" - 13.5"	Régler à*		105 \$
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche ☐ Droit ☐ 14" - 22"	Régler à	WAMK	295 \$
FR99	☐	Appui-pieds non requis				SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; * +/- 1/2"
 4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES						
FP01	☐	Standard - composite ¹				STD
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite ^{*VP01}			WAMJ	155 \$
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium ²			WAMJ	175 \$
FP04	☐	Réglables en angle Newton- fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)			WAMJ	395 \$
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			WAMJ	175 \$
FP06	☐	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium		WAMJ	SEFND0015	215 \$
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)		WAMJ	SEFND0015	480 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP08	☐	Courroies appui-talons réglables en longueur (<i>non disponible avec la palette pleine largeur</i>)				SF
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple			SEFND0010	57 \$
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			SEFND0010	140 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- La palette Newton ajustable angle (aluminum) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTÉRIEUR						
FR27	☐	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche ☐ Droit ☐		SEFND0005	505 \$
FR28	☐	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche ☐ Droit ☐		SEFND0005	505 \$
FR29	☐	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche ☐ Droit ☐		SEFND0005	505 \$
FR30	☐	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche ☐ Droit ☐		SEFND0005	505 \$
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche ☐ Droit ☐		SEFND0005	505 \$
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche ☐ Droit ☐		SEFND0005	505 \$

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>seulement une option à la fois</i>)						
PH01	☐	Poignées de poussée				STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ¹				165 \$
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{1,2}				345 \$
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{1,2}				345 \$
PH02	☐	Sans poignées de poussée				SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (<i>uniquement disponible avec des poignées de poussée</i>)						
PH04	☐	Poignée de poussette (<i>poignée de poussée incluses</i>)			WAMW	220 \$
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton (<i>Non disponible avec la poignée de poussette</i>)				275 \$

1- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête, les freins pour aidant
 2- Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur, les montants de 8 degrés et les plaques d'extension pour amputé

TOILES DE DOSSIER						
BH07	☐	Dossier souple Active-Mesh				SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			WAMD/WAME	260 \$
BH99	☐	Dossier non requis				STD
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	☐	Coussin de 2"				185 \$
SC02	☐	Coussin de 3"				205 \$
SC99	☐	Coussin non requis				STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix	

Roues arrière						
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>						
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐		WAML 1,480 \$
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐		WAML 1,595 \$
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis				SF
ROUES ARRIÈRE					Disponibilité	
RW01	☐	Mag ³			20", 22" 24"	140 \$
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ⁴			20", 22" 24"	SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24"	390 \$
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ⁵ ☐ Bleu ⁵ ☐ Rou ⁵ ☐ Jau ⁵ ☐	22", 24"	875 \$
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐	Mau ⁵ ☐ Blanc ⁵ ☐ Bleu ⁵ ☐ Rou ⁵ ☐ Jau ⁵ ☐ Rose ⁵ ☐ Vert ⁵ ☐ Org ⁵ ☐	22", 24"	1,095 \$
RW07	☐	Spinergy CLX ⁶	Noir STD ☐	Mau ⁵ ☐ Blanc ⁵ ☐ Bleu ⁵ ☐ Rou ⁵ ☐ Jau ⁵ ☐ Rose ⁵ ☐ Vert ⁵ ☐ Org ⁵ ☐	24"	1,650 \$
PNEUS					Disponibilité	
AIRLESS						
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir			20", 22" 24"	STD
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁷			22", 24"	120 \$
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24"	140 \$
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen			22", 24"	225 \$
PNEUMATIQUES						
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen			20", 22", 24"	SF
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24"	120 \$
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24"	200 \$
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ⁸			22", 24"	130 \$

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; 2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox; 5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One; 8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

Cerceaux de conduite						
CERCEAUX DE CONDUITE					Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé			20", 22", 24"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24"	85 \$
HR02	☐	Plastifiés ¹			20", 22", 24"	WAMO 170 \$
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24"	WAMO 460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24"	WAMO
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24"	485 \$
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24"	515 \$
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24"	320 \$
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24"	485 \$
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24"	515 \$
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24"	320 \$
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale 4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de cerceaux de conduite						
Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions			29 \$
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐			29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				200 \$
HR27	☐	Prise super				230 \$
HR099	☐	Sans protège pouce				SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

ESSIEUX ¹						
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide			WAMU	STD
AX02	☐	Essieux filetés				SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique			WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION						
AX04	☐	Plaque d'extension pour amputé ²			WAMT	275 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	☐	Inclinaison de 0°				STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°				SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)				85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus stable

X =

AMPUTÉ¹

1"

1/4"

1/2"

3/4"

2"

1/4"

1/2"

3/4"

3"

1/4"

1/2"

3/4"

4"

Si pas indiqué la position par défaut est à 1 1/2"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 23½"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	☐	Blocages par poussée Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ			STD
WL16	☐	Blocages par poussée aluminium avec rallonges				73 \$
WL02	☐	Blocages par traction				SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			WAMR	185 \$
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01				73 \$
WL05	☐	Blocages ciseaux				185 \$
WL06	☐	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)				240 \$
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ² Gauche ☐ Droit ☐			WAMN	335 \$
WL99	☐	Blocages de roue non-requis				SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)
 2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras					
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01					
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10") ⁴ 6" - 10"			380 \$
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"			380 \$
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"			380 \$
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14") ⁴ 6" - 10"			380 \$
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"			380 \$
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"			380 \$
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" ²					
AR07	☐	APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I"			350 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS					
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation		SEAND0030	160 \$
AR99	☐	Appui-Bras non requis			SF


1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes 2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18 - 21"; Non disponible avec la toile de dossier
 3- Non disponible avec l'appui-bras en "I" et l'appui-bras en "T" court; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "T")					
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	WAMV 235 \$
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	WAMV 320 \$
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	WAMV 340 \$
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	WAMV 510 \$
SG99	☐	Protège-vêtements non requis			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE SÉCURITÉ					
SB01-S	☐	Type velcro réglable - Petit 35"			50 \$
SB01-L	☐	Type velcro réglable - Grand 60"			50 \$
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 35"			60 \$
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 48"			60 \$
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 60"			60 \$
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"			95 \$
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"			95 \$
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"		SERND0030	185 \$
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"		SERND0030	185 \$
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"		SERND0030	185 \$
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"		SERND0020	210 \$
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"		SERND0020	210 \$
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"		SERND0020	210 \$
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15 \$
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"			355 \$
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"			355 \$
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

Combinaisons de fourches et Tiges de fourche



Accents du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.5 à 3.75
22 po	16	1.0 à 2.75
	17	1.0 à 3.25
	18+	1.0 à 3.75
24 po	16	1.0 à 2.0
	17	1.0 à 2.75
	18+	1.0 à 3.75



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue EVO Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

 Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")	LARGEUR					
		12"	13"	14"	15"	16"
	12"	625\$	625\$	625\$		N/A
	13"					
	14"	625\$	625\$	625\$		
	15"		625\$	625\$	625\$	625\$
	16"		625\$	625\$	625\$	625\$
	17"	N/A			625\$	625\$
	18"	N/A			625\$	625\$
	19"	N/A			625\$	625\$
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections						SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
 *Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
 RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	80\$	

FORME THORACIQUE	 Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB						 Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	14"	13"	NOCFACB1413	\$1,150	NOACB1413	\$725	14"	13"	NOCFPCB1413	\$1,250	NOPCB1413	\$825
	14"	16"	NOCFACB1416	\$1,150	NOACB1416	\$725	14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,250	NOPCB1416	\$825
	15"	13"	NOCFACB1513	\$1,150	NOACB1513	\$725	15"	13"	NOCFPCB1513	\$1,250	NOPCB1513	\$825
	15"	16"	NOCFACB1516	\$1,150	NOACB1516	\$725	15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,250	NOPCB1516	\$825
	16"	13"	NOCFACB1613	\$1,150	NOACB1613	\$725	16"	13"	NOCFPCB1613	\$1,250	NOPCB1613	\$825
	16"	16"	NOCFACB1616	\$1,150	NOACB1616	\$725	16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,250	NOPCB1616	\$825
	16"	19"			NOACB1619	\$725	16"	19"			NOPCB1619	\$825
	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOACC		130\$		Housse et mousse de rechange		NOPCC		130\$		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	\$725	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	\$725	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	\$725	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		\$130	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	#	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grand	205\$	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF	150\$	