



FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

SEATING EFFECTIF JUILLET 2025

Prix public hors taxe / TVA 5,5%

DE COMMANDE

Établissement:* _____

Envoyé à:* _____

Commandé par:* _____

Nom: _____

Téléphone:* _____

Adresse: _____

Courriel:* _____

Ville: _____ Province: _____

Code postal: _____

Téléphone: _____



160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

DOSSIERS NXT

› NOTE: Sauf si indiqué autrement, tous les dossiers NXT^{MD} sont livrés avec un ensemble de fixation Quickfit^{MD}. L'ensemble est compatible avec les tubulures de diamètre 1.9 cm, 2.22 cm et 2.54 cm sans cales. L'ensemble permet les ajustements suivants : hauteur, rotation, 12.7cm en profondeur et 25 degrés d'angle en postérieur ou antérieure. Les housses d'incontinences sont disponibles gratuitement pour les Xtends et Biofits uniquement. Pour tous les autres dossiers, les housses d'incontinence sont disponibles, mais sont payantes. Préciser le numéro de modèle lors de la commande.

****Chaque dossier s'adapte à des largeurs de fauteuil allant jusqu'à 5.08 cm de plus****



Xtend™ – Dossier thoracique, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 – 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAACB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	499 €		NIB-1588 89 €		NIB-2138V 89 €	
NHAACB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	499 €		NIB-1589 89 €		NIB-2139V 89 €	
NHAACB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	499 €		NIB-1590 89 €		NIB-2140V 89 €	
NHAACB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	599 €		NIB-1591 89 €		NIB-2141V 89 €	
NHAACB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	599 €		NIB-1592 89 €		NIB-2142V 89 €	

Xtend™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 – 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAPCB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	499 €		NIB-1593 89 €		NIB-2143V 89 €	
NHAPCB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	499 €		NIB-1594 89 €		NIB-2144V 89 €	
NHAPCB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	499 €		NIB-1595 89 €		NIB-2145V 89 €	
NHAPCB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	599 €		NIB-1596 89 €		NIB-2146V 89 €	
NHAPCB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	599 €		NIB-1597 89 €		NIB-2147V 89 €	

Xtend™ LOW – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 33-43.2 cm avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur de 8.9 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
² NHAACB (L)1213/17	30.5 cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1598 89 €		NIB-2148V 89 €	
NHAACB (L)1413/17	35.6 cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1599 89 €		NIB-2149V 89 €	
NHAACB (L)1613/17	40.6cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1600 89 €		NIB-2150V 89 €	
NHAACB (L)1813/17	45.7cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1601 89 €		NIB-2151V 89 €	
NHAACB (L)2013/17	50.8 cm	33 - 43.2 cm	599 €		NIB-1602 89 €		NIB-2152V 89 €	
NHAACB (L)2213/17	55.9 cm	33 - 43.2 cm	599 €		NIB-1603 89 €		NIB-2153V 89 €	

²Le Xtend low court 12 po de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement.

Xtend™ LOW DEEP – Dossier thoracique court, anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 33-43.2 cm avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
² NHAPCB(L)1213/17	30.5 cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1604 89 €		NIB-2154V 89 €	
NHAPCB(L)1413/17	35.6 cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1605 89 €		NIB-2155V 89 €	
NHAPCB(L)1613/17	40.6cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1606 89 €		NIB-2156V 89 €	
NHAPCB(L)1813/17	45.7cm	33 - 43.2 cm	499 €		NIB-1607 89 €		NIB-2157V 89 €	
NHAPCB(L)2013/17	50.8 cm	33 - 43.2 cm	599 €		NIB-1608 89 €		NIB-2158V 89 €	
NHAPCB(L)2213/17	55.9 cm	33 - 43.2 cm	599 €		NIB-1609 89 €		NIB-2159V 89 €	

²Le Xtend low court 30.5 cm de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement.

Classic

DOSSIER SUPPORT PELVIEN

CLASSIC



CLASSIC DEEP



Classic™ – Dossier support pelvien

- › Le dossier fournit un contour léger de 3 pouces pour s'adapter aux activités de l'utilisateur actif.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NACB1616	40.6 cm	40.6 cm	499 €		NIB-2163V 89 €	
NACB1618	40.6 cm	45.7 cm	499 €		NIB-2164V 89 €	
NACB1620	40.6 cm	50.8 cm	499 €		NIB-2165V 89 €	
NACB1816	45.7 cm	40.6 cm	499 €		NIB-2166V 89 €	
NACB1818	45.7 cm	45.7 cm	499 €		NIB-2167V 89 €	
NACB1820	45.7 cm	50.8 cm	499 €		NIB-2168V 89 €	
NACB2016	50.8 cm	40.6 cm	499 €		NIB-2169V 89 €	
NACB2018	50.8 cm	45.7 cm	499 €		NIB-2170V 89 €	
NACB2020	50.8 cm	50.8 cm	499 €		NIB-2171V 89 €	
NACB2216	55.9 cm	40.6 cm	599 €		NIB-2172V 89 €	
NACB2218	55.9 cm	45.7 cm	599 €		NIB-2173V 89 €	
NACB2220	55.9 cm	50.8 cm	599 €		NIB-2174V 89 €	

Classic™ DEEP – Dossier anatomique prononcé support pelvien

- › Dispose d'un contour pelvien profond réglable en profondeur de 14-17.8 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	499 €		NIB-2175V 89 €	
NPCB1618	40.6 cm	45.7 cm	499 €		NIB-2176V 89 €	
NPCB1620	40.6 cm	50.8 cm	499 €		NIB-2177V 89 €	
NPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	499 €		NIB-2178V 89 €	
NPCB1818	45.7 cm	45.7 cm	499 €		NIB-2179V 89 €	
NPCB1820	45.7 cm	50.8 cm	499 €		NIB-2180V 89 €	
NPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	499 €		NIB-2181V 89 €	
NPCB2018	50.8 cm	45.7 cm	499 €		NIB-2182V 89 €	
NPCB2020	50.8 cm	50.8 cm	499 €		NIB-2183V 89 €	
NPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	599 €		NIB-2184V 89 €	
NPCB2218	55.9 cm	45.7 cm	599 €		NIB-2185V 89 €	
NPCB2220	55.9 cm	50.8 cm	599 €		NIB-2186V 89 €	



DOSSIER PERSONNALISÉ SUPPORT PELVIEN

üFIT



üFIT
DEEP



üFit™ – Dossier personnalisé support pelvien

- › Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 22.2 cm (déduire 8.3 cm si rembourrage en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que les cyphose, scoliose ou lordose
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOUFACB1416	35.6 cm	40.6 cm	699 €	
NOUFACB1418	35.6 cm	45.7 cm	699 €	
NOUFACB1420	35.6 cm	50.8 cm	699 €	
NOUFACB1616	40.6 cm	40.6 cm	699 €	
NOUFACB1618	40.6 cm	45.7 cm	699 €	
NOUFACB1620	40.6 cm	50.8 cm	699 €	
NOUFACB1816	45.7 cm	40.6 cm	699 €	
NOUFACB1818	45.7 cm	45.7 cm	699 €	
NOUFACB1820	45.7 cm	50.8 cm	699 €	
NOUFACB2016	50.8 cm	40.6 cm	699 €	
NOUFACB2018	50.8 cm	45.7 cm	699 €	
NOUFACB2020	50.8 cm	50.8 cm	699 €	
NOUFACB2216	55.9 cm	40.6 cm	799 €	
NOUFACB2218	55.9 cm	45.7 cm	799 €	
NOUFACB2220	55.9 cm	50.8 cm	799 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-1468V 89 €	
NIB-1473V 89 €	
NIB-1478V 89 €	
NIB-1469V 89 €	
NIB-1474V 89 €	
NIB-1479V 89 €	
NIB-1470V 89 €	
NIB-1475V 89 €	
NIB-1480V 89 €	
NIB-1471V 89 €	
NIB-1476V 89 €	
NIB-1481V 89 €	
NIB-1472V 89 €	
NIB-1477V 89 €	
NIB-1482V 89 €	

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

üFit™ DEEP– Dossier personnalisé support pelvien

- › Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 22.2 cm (déduire 8.3 cm si rembourrage en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que les cyphose, scoliose ou lordose
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOUFPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	799 €	
NOUFPCB1418	35.6 cm	45.7 cm	799 €	
NOUFPCB1420	35.6 cm	50.8 cm	799 €	
NOUFPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	799 €	
NOUFPCB1618	40.6 cm	45.7 cm	799 €	
NOUFPCB1620	40.6 cm	50.8 cm	799 €	
NOUFPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	799 €	
NOUFPCB1818	45.7 cm	45.7 cm	799 €	
NOUFPCB1820	45.7 cm	50.8 cm	799 €	
NOUFPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	799 €	
NOUFPCB2018	50.8 cm	45.7 cm	799 €	
NOUFPCB2020	50.8 cm	50.8 cm	799 €	
NOUFPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	899 €	
NOUFPCB2218	55.9 cm	45.7 cm	899 €	
NOUFPCB2220	55.9 cm	50.8 cm	899 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-1513V 89 €	
NIB-1518V 89 €	
NIB-1523V 89 €	
NIB-1514V 89 €	
NIB-1519V 89 €	
NIB-1524V 89 €	
NIB-1515V 89 €	
NIB-1520V 89 €	
NIB-1525V 89 €	
NIB-1516V 89 €	
NIB-1521V 89 €	
NIB-1526V 89 €	
NIB-1517V 89 €	
NIB-1522V 89 €	
NIB-1527V 89 €	

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

ÛFIT II

DOSSIER THORACIQUE PERSONNALISÉ

ÛFIT II



ÛFIT II DEEP



ÛFit II™ – Dossier thoracique personnalisé

- › Le dossier ÛFit II possède un support thoracique de 19.6 cm (déduire 8.3 cm pour le coussin en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose et lordose.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	
					#de modèle Prix	QTÉ
NOUFXACB1416	35.6 cm	40.6 cm	725 €			NIB-1713V 89 €
NOUFXACB1418	35.6 cm	45.7 cm	725 €			NIB-1718V 89 €
NOUFXACB1420	35.6 cm	50.8 cm	725 €			NIB-1723V 89 €
NOUFXACB1616	40.6 cm	40.6 cm	725 €			NIB-1714V 89 €
NOUFXACB1618	40.6 cm	45.7 cm	725 €			NIB-1719V 89 €
NOUFXACB1620	40.6 cm	50.8 cm	725 €			NIB-1724V 89 €
NOUFXACB1816	45.7 cm	40.6 cm	725 €			NIB-1715V 89 €
NOUFXACB1818	45.7 cm	45.7 cm	725 €			NIB-1720V 89 €
NOUFXACB1820	45.7 cm	50.8 cm	725 €			NIB-1725V 89 €
NOUFXACB2016	50.8 cm	40.6 cm	725 €			NIB-1716V 89 €
NOUFXACB2018	50.8 cm	45.7 cm	725 €			NIB-1721V 89 €
NOUFXACB2020	50.8 cm	50.8 cm	725 €			NIB-1726V 89 €
NOUFXACB2216	55.9 cm	40.6 cm	799 €			NIB-1717V 89 €
NOUFXACB2218	55.9 cm	45.7 cm	799 €			NIB-1722V 89 €
NOUFXACB2220	55.9 cm	50.8 cm	799 €			NIB-1727V 89 €

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

ÛFit II™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé et personnalisé

- › Le dossier ÛFit II Deep anatomique prononcé possède un support thoracique de 23.5 cm (déduire 8.3 cm pour le coussin en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose et lordose.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	
					#de modèle Prix	QTÉ
NOUFXPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	825 €			NIB-1728V 89 €
NOUFXPCB1418	35.6 cm	45.7 cm	825 €			NIB-1733V 89 €
NOUFXPCB1420	35.6 cm	50.8 cm	825 €			NIB-1738V 89 €
NOUFXPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	825 €			NIB-1729V 89 €
NOUFXPCB1618	40.6 cm	45.7 cm	825 €			NIB-1734V 89 €
NOUFXPCB1620	40.6 cm	50.8 cm	825 €			NIB-1739V 89 €
NOUFXPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	825 €			NIB-1730V 89 €
NOUFXPCB1818	45.7 cm	45.7 cm	825 €			NIB-1735V 89 €
NOUFXPCB1820	45.7 cm	50.8 cm	825 €			NIB-1740V 89 €
NOUFXPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	825 €			NIB-1731V 89 €
NOUFXPCB2018	50.8 cm	45.7 cm	825 €			NIB-1736V 89 €
NOUFXPCB2020	50.8 cm	50.8 cm	825 €			NIB-1741V 89 €
NOUFXPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	899 €			NIB-1732V 89 €
NOUFXPCB2218	55.9 cm	45.7 cm	899 €			NIB-1737V 89 €
NOUFXPCB2220	55.9 cm	50.8 cm	899 €			NIB-1742V 89 €

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

Options facultatives pour dossier ÛFit™

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
UF Custom-Visco	Option facultative de mousse Visco gel	Spécifiez le numéro du modèle lorsque vous commandez.	120 €	
NIB-1935	Paquet de ÛCubesMD de remplacement 1" ÛCubes (10 ensembles double de ÛCubes 1" X 2")	Tous les dossiers ÛFit	53 €	
NIB-1531	Paquet de ÛCubesMD de remplacement 2" ÛCubes (10 ensembles double de ÛCubes 2" X 2")	Tous les dossiers ÛFit	54 €	
NIB-1936	Paquet de ÛCubesMD de remplacement 3" ÛCubes (10 ensembles double de ÛCubes 3" X 2")	Tous les dossiers ÛFit	55 €	

Optima

DOSSIER SUPPORT
THORACIQUE

OPTIMA



OPTIMA
DEEP



OPTIMA
CARBON



OPTIMA
CARBON DEEP



Optima™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère courbe thoracique de 7.6 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	
					#de modèle Prix	QTÉ
NOACB1307	*33 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2187V 89 €
NOACB1309	*33 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2188V 89 €
NOACB1313	*33 cm	33 cm	499 €			NIB-2189V 89 €
NOACB1316	*33 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2190V 89 €
NOACB1407	35.6 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2191V 89 €
NOACB1409	35.6 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2192V 89 €
NOACB1413	35.6 cm	33 cm	499 €			NIB-2193V 89 €
NOACB1416	35.6 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2194V 89 €
NOACB1507	38.1 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2195V 89 €
NOACB1509	38.1 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2196V 89 €
NOACB1513	38.1 cm	33 cm	499 €			NIB-2197V 89 €
NOACB1516	38.1 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2198V 89 €
NOACB1607	40.6 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2199V 89 €
NOACB1609	40.6 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2200V 89 €
NOACB1613	40.6 cm	33 cm	499 €			NIB-2201V 89 €
NOACB1616	40.6 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2202V 89 €
NOACB1619	40.6 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2203V 89 €
NOACB1707	43.2 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2204V 89 €
NOACB1709	43.2 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2205V 89 €
NOACB1713	43.2 cm	33 cm	499 €			NIB-2206V 89 €
NOACB1716	43.2 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2207V 89 €
NOACB1719	43.2 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2208V 89 €
NOACB1807	45.7 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2209V 89 €
NOACB1809	45.7 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2210V 89 €
NOACB1813	45.7 cm	33 cm	499 €			NIB-2211V 89 €
NOACB1816	45.7 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2212V 89 €
NOACB1819	45.7 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2213V 89 €
NOACB1916	48.3 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2214V 89 €
NOACB1919	48.3 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2215V 89 €
NOACB2007	50.8 cm	17.8 cm	499 €			NIB-2216V 89 €
NOACB2009	50.8 cm	22.9 cm	499 €			NIB-2217V 89 €
NOACB2013	50.8 cm	33 cm	499 €			NIB-2218V 89 €
NOACB2016	50.8 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2219V 89 €
NOACB2019	50.8 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2220V 89 €
NOACB2116	53.3 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2221V 89 €
NOACB2119	53.3 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2222V 89 €
NOACB2213	55.9 cm	33 cm	499 €			NIB-2223V 89 €
NOACB2216	55.9 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2224V 89 €
NOACB2219	55.9 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2225V 89 €
NOACB2316	58.4 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2226V 89 €
NOACB2319	58.4 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2227V 89 €
NOACB2416	61 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2228V 89 €
NOACB2419	62 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2229V 89 €
NOACB2516	63.5 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2230V 89 €
NOACB2519	63.5 cm	48.3 cm	499 €			NIB-2231V 89 €
NOACB2616	66 cm	40.6 cm	499 €			NIB-2232V 89 €

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOACB2619	66 cm	48.3 cm	499 €	
NOACB2716	68.6 cm	40.6 cm	499 €	
NOACB2719	68.6 cm	48.3 cm	499 €	
NOACB2816	71.1 cm	40.6 cm	499 €	
NOACB2819	71.1 cm	48.3 cm	499 €	
NOACB2916	73.7 cm	40.6 cm	499 €	
NOACB2919	73.7 cm	48.3 cm	499 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2233V 89 €	
NIB-2234V 89 €	
NIB-2235V 89 €	
NIB-2236V 89 €	
NIB-2237V 89 €	
NIB-2238V 89 €	
NIB-2239V 89 €	

*Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé

- › Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 14-17.8 cm.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOPCB1307	*33 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB1309	*33 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB1313	*33 cm	33 cm	499 €	
NOPCB1316	*33 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1407	35.6 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB1413	35.6 cm	33 cm	499 €	
NOPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1507	38.1 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB1513	38.1 cm	33 cm	499 €	
NOPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1607	40.6 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB1613	40.6 cm	33 cm	499 €	
NOPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1619	40.6 cm	48.3 cm	499 €	
NOPCB1707	43.2 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB1713	43.2 cm	33 cm	499 €	
NOPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1719	43.2 cm	48.3 cm	499 €	
NOPCB1807	45.7 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB1813	45.7 cm	33 cm	499 €	
NOPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1819	45.7 cm	48.3 cm	499 €	
NOPCB1916	48.3 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB1919	48.3 cm	48.3 cm	499 €	
NOPCB2007	50.8 cm	17.8 cm	499 €	
NOPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	499 €	
NOPCB2013	50.8 cm	33 cm	499 €	
NOPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	499 €	
NOPCB2019	50.8 cm	48.3 cm	499 €	
NOPCB2116	53.3 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2119	53.3 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2213	55.9 cm	33 cm	599 €	
NOPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2219	55.9 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2316	58.4 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2319	58.4 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2416	61 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2419	62 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2516	63.5 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2519	63.5 cm	48.3 cm	599 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2240V 89 €	
NIB-2241V 89 €	
NIB-2242V 89 €	
NIB-2243V 89 €	
NIB-2244V 89 €	
NIB-2245V 89 €	
NIB-2246V 89 €	
NIB-2247V 89 €	
NIB-2248V 89 €	
NIB-2249V 89 €	
NIB-2250V 89 €	
NIB-2251V 89 €	
NIB-2252V 89 €	
NIB-2253V 89 €	
NIB-2254V 89 €	
NIB-2255V 89 €	
NIB-2256V 89 €	
NIB-2257V 89 €	
NIB-2258V 89 €	
NIB-2259V 89 €	
NIB-2260V 89 €	
NIB-2261V 89 €	
NIB-2262V 89 €	
NIB-2263V 89 €	
NIB-2264V 89 €	
NIB-2265V 89 €	
NIB-2266V 89 €	
NIB-2267V 89 €	
NIB-2268V 89 €	
NIB-2269V 89 €	
NIB-2270V 89 €	
NIB-2271V 89 €	
NIB-2272V 89 €	
NIB-2273V 89 €	
NIB-2274V 89 €	
NIB-2275V 89 €	
NIB-2276V 89 €	
NIB-2277V 89 €	
NIB-2278V 89 €	
NIB-2279V 89 €	
NIB-2280V 89 €	
NIB-2281V 89 €	
NIB-2282V 89 €	
NIB-2283V 89 €	
NIB-2284V 89 €	

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOPCB2616	66 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2619	66 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2716	68.6 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2719	68.6 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2816	71.1 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2819	71.1 cm	48.3 cm	599 €	
NOPCB2916	73.7 cm	40.6 cm	599 €	
NOPCB2919	73.7 cm	48.3 cm	599 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2285V 89 €	
NIB-2286V 89 €	
NIB-2287V 89 €	
NIB-2288V 89 €	
NIB-2289V 89 €	
NIB-2290V 89 €	
NIB-2291V 89 €	
NIB-2292V 89 €	

*Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ Carbon – Dossier support thoracique, coquille en carbone

- › Ce dossier en fibre de carbone possède une légère courbe thoracique.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOCFACB1409	35.6 cm	22.9 cm	799 €	
NOCFACB1413	35.6 cm	33 cm	799 €	
NOCFACB1416	35.6 cm	40.6 cm	799 €	
NOCFACB1509	38.1 cm	22.9 cm	799 €	
NOCFACB1513	38.1 cm	33 cm	799 €	
NOCFACB1516	38.1 cm	40.6 cm	799 €	
NOCFACB1609	40.6 cm	22.9 cm	799 €	
NOCFACB1613	40.6 cm	33 cm	799 €	
NOCFACB1616	40.6 cm	40.6 cm	799 €	
NOCFACB1709	43.2 cm	22.9 cm	799 €	
NOCFACB1713	43.2 cm	33 cm	799 €	
NOCFACB1716	43.2 cm	40.6 cm	799 €	
NOCFACB1809	45.7 cm	22.9 cm	799 €	
NOCFACB1813	45.7 cm	33 cm	799 €	
NOCFACB1816	45.7 cm	40.6 cm	799 €	
NOCFACB2009	50.8 cm	22.9 cm	799 €	
NOCFACB2013	50.8 cm	33 cm	799 €	
NOCFACB2016	50.8 cm	40.6 cm	799 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2192V 89 €	
NIB-2193V 89 €	
NIB-2194V 89 €	
NIB-2196V 89 €	
NIB-2197V 89 €	
NIB-2198V 89 €	
NIB-2200V 89 €	
NIB-2201V 89 €	
NIB-2202V 89 €	
NIB-2205V 89 €	
NIB-2206V 89 €	
NIB-2207V 89 €	
NIB-2210V 89 €	
NIB-2211V 89 €	
NIB-2212V 89 €	
NIB-2217V 89 €	
NIB-2218V 89 €	
NIB-2219V 89 €	

Optima™ Carbon DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé coquille en carbone

- › De dossier en fibre de carbone possède une courbe thoracique réglable sur une plage de 5,5 po – 7 po.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOCFPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	899 €	
NOCFPCB1413	35.6 cm	33 cm	899 €	
NOCFPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	899 €	
NOCFPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	899 €	
NOCFPCB1513	38.1 cm	33 cm	899 €	
NOCFPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	899 €	
NOCFPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	899 €	
NOCFPCB1613	40.6 cm	33 cm	899 €	
NOCFPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	899 €	
NOCFPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	899 €	
NOCFPCB1713	43.2 cm	33 cm	899 €	
NOCFPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	899 €	
NOCFPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	899 €	
NOCFPCB1813	45.7 cm	33 cm	899 €	
NOCFPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	899 €	
NOCFPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	899 €	
NOCFPCB2013	50.8 cm	33 cm	899 €	
NOCFPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	899 €	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2245V 89 €	
NIB-2246V 89 €	
NIB-2247V 89 €	
NIB-2249V 89 €	
NIB-2250V 89 €	
NIB-2251V 89 €	
NIB-2253V 89 €	
NIB-2254V 89 €	
NIB-2255V 89 €	
NIB-2258V 89 €	
NIB-2259V 89 €	
NIB-2260V 89 €	
NIB-2263V 89 €	
NIB-2264V 89 €	
NIB-2265V 89 €	
NIB-2270V 89 €	
NIB-2271V 89 €	
NIB-2272V 89 €	

Trousse de fixation 2 points pour dossier en carbone Optima

- › Sans frais lorsque commandé avec un dossier support. Spécifiez le modèle de dossier avec la commande.

# de modèle	Description	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points. Extensible en largeur pour s'ajuster à 3 grandeurs	38.1-55.9 cm	22.9, 33, 40.6 cm	75 €	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro. Non extensible en largeur	38.1-55.9 cm	22.9, 33 cm	75 €	

Armadillo

SUPPORT DORSAL MULTI-AJUSTABLE



Armadillo™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère forme anatomique et des options pour des butées latérales et pelviennes.
- › Conçu pour les utilisateurs avec cyphose ou autres pathologies spinales
- › Capacité de poids pour les dossiers de 40.6 cm - 50.8 cm est 300 lb (136 kg)
- › Les dossiers Armadillo ne sont pas livrés avec manette de déclenchement.
- › **Pas d'échange de quincaillerie possible.**




# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NMAPSB14	35.6 cm	40.6 cm	625 €		NIB-2293V 89 €	
NMAPSB16	40.6 cm	40.6 cm	625 €		NIB-2294V 89 €	
NMAPSB18	45.7 cm	45.7 cm	625 €		NIB-2295V 89 €	
NMAPSB18-TALL	45.7 cm	50.8 cm	625 €		NIB-2296V 89 €	
NMAPSB20	50.8 cm	45.7 cm	625 €		NIB-2297V 89 €	
NMAPSB20-TALL	50.8 cm	50.8 cm	625 €		NIB-2298V 89 €	
NMAPSB22	55.9 cm	45.7 cm	625 €		NIB-2299V 89 €	
NMAPSB22-TALL	55.9 cm	50.8 cm	625 €		NIB-2300V 89 €	
NMAPSB24	61 cm	45.7 cm	625 €		NIB-2301V 89 €	
NMAPSB24-TALL	61 cm	50.8 cm	625 €		NIB-2302V 89 €	

Armadillo™ – Contour latéral additionnel

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-1937	Contour latéral de 5.08 cm, paire. Fournit un léger contour pour le soutien latéral.	71 €	

Ensembles de fixation optionnel


- › Tous les dossiers sont livrés avec un ensemble de fixation à déclenchement rapide NIB-1004 droit ou NIB-1178 gauche.
- › L'ensemble 2 points fixes possède une plage de réglage d'angle de 25 degrés antérieur et postérieur, l'ensemble 4 points possède en moyenne une plage de 15 degrés (en fonction de la distance entre les fixations).

# de modèle	Description	Xtend/Xtend Low	Classic	Optima	Optima Carbon	üFit	Armadillo	Prix	QTÉ
NIB-1207	 Ensemble fixation 2 Points	N/A	Optionnel 1	Optionnel 1	Optionnel	Optionnel 1	N/A	75 €	
NIB-1642	 Ensemble fixation 2 Points Micro (une paire est requise lors de la commande d'un support dorsal complet)	N/A	N/A	Optionnel 2 & 3	Optionnel 2 & 3	N/A	N/A	38 €	
NIB-1969	 Ensemble fixation 4 Points	Optionnel 4 & 3	Optionnel 3	Optionnel 3	Optionnel 3	Optionnel 3	N/A	75 €	

1 - Utilisez seulement avec les dossiers de 40.6 cm de haut ou moins. 2 - Utilisez seulement avec les dossiers de 33 cm de hauteur ou moins. 3 - Non réglable en largeur Convient à un fauteuil de la même largeur que le dossier.
4 - Limitation du réglage de la hauteur à 7.62 cm







Accessoires facultatifs pour dossiers

# de modèle	Description	Largeur du fauteuil	Prix	QTÉ
Custom - Visco	Option facultative de mousse Visco gel (deux densités, 0.5 po de mousse polyuréthane avec une couche supérieure de 1 po en mousse Visco gel)	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	120 €	
Custom IC Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	155 €	
NIB-0190	Support pelvien lombaire avec rembourrages (paire)	Tous	53 €	
NIB-0191	Support latéral avec petit rembourrage (paire)	35.6-40.6 cm	24 €	
NIB-0192	Support latéral avec grand rembourrage (paire)	43.2-55.9 cm	24 €	
NIB-1004	Ensemble de montage, kit de fixation, droite	N/A	75 €	
NIB-1178	Ensemble de montage, kit de fixation, la gauche	N/A	75 €	
NIB-0789	Ensemble de remplacement du déclenchement une main	35.6-40.6 cm	34 €	
NIB-1051	Déclenchement avec une seule main (sans frais, lorsqu' acheté en même temps que le dossier en carbone)	40.6-55.9 cm	36 €	
NIB-0576	Ensemble de remplacement du déclenchement une main	55.9-61cm	36 €	

# de modèle		Description	Largeur du fauteuil	Prix	QTÉ
NIB-1938		Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.9-33.0 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078		Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.6-40.6 cm de large (P)	35.6-40.6 cm	53 €	
NIB-1079		Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.2-48.3 cm de large (M)	43.2-48.3 cm	53 €	
NIB-1080		Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.8-55.9 cm de large (G)	50.8-55.9 cm	53 €	
NIB-1938		Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.9-33.0 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1081		Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.4-66.0 cm de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

DOSSIERS NXT, À BUTÉES LATÉRALES POUR LE TRONC

Dossier avec butées latérales pour le tronc, hauteur fixe et hauteur ajustable

# de modèle	Description	Prix	QTÉ	Housse en néoprène # de modèle Prix	QTÉ	Coussin et remplacement # de modèle Prix	QTÉ
NLAFS-NLPHS	 Butées latérales courtes, avec un petit rembourrage (8.9 cm profondeur x 8.3 cm hauteur)	125 €		NIB-0572 30 €		NIB-0699 45 €	
NLAFS-NLPHL	 Butées latérales courtes, avec un grand rembourrage (10.2 cm profondeur x 8.9 cm hauteur)	125 €		NIB-0572 30 €		NIB-0698 45 €	
NLASS-NLPSS	 Butées latérales courtes, escamotables, avec petit rembourrage (8.9 cm profondeur x 8.3 cm hauteur)	175 €		NIB-0572 30 €		NIB-0699 45 €	
NLASS-NLPSL	 Butées latérales courtes, escamotables, avec grand rembourrage (10.2 cm profondeur x 8.9 cm hauteur)	175 €		NIB-0572 30 €		NIB-0698 45 €	
NLASA-NLPSL	 Butées latérales courtes, ajustables en longueur, escamotable, avec un grand rembourrage (10.2 cm profondeur x 8.9 cm hauteur)	200 €		NIB-0572 30 €		NIB-0698 45 €	
NLASA-NLPTSS	 Butées latérales courtes, ajustables en longueur, escamotable, avec deux petits rembourrages ajustables (8.9 cm profondeur x 8.3 cm hauteur)	200 €		NIB-0572 30 €		*NIB-0699 45 €	

NOTE: Tous les supports latéraux rétractables sont livrés pour côté droit. Pour changer vers le côté gauche, voir les instructions dans l'emballage.
*Cet item utilise 2 petits coussins, le code et le prix sont pour un seul coussin de remplacement.

Butées latérales pour tronc/pelvien pour dossier Armadillo (NMAPS)

- > Tous les dossiers Armadillo sont réglables en largeur sur une plage de 8.25 cm.
- > Sauf si indiqué autrement, ils s'adaptent sur les deux côtés; droit ou gauche.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse en néoprène # de modèle Prix	QTÉ	Coussin et remplacement # de modèle Prix	QTÉ
NMAPS-LCS-L ou R	Contour ajustable, rembourrage en deux supports avec deux rembourrages.	125 €		NIB-0573 30 €		NIB-0728 45 €	
NMAPS-DLTSF	Support latéral profond avec grand coussin de 19 x 16.5 cm	140 €		NIB-1413 30 €		NIB-1304 53 €	
NMAPS-LPS	Support latéral pelvien avec petit coussin de 8.89 x 8.26 cm	125 €		NIB-0572 30 €		NIB-0699 45 €	
NMAPS-DLTS	Support rétractable latéral profond avec très grand coussin de 19 x 16.5 cm	220 €		NIB-1413 30 €		*NIB-1304 53 €	

*Cet item utilise 2 petits coussins, le code et le prix sont pour un seul coussin de remplacement.




Butées latérales pour le tronc – Grille de compatibilité

	Xtend Standard & DEEP	Xtend LOW Standard & DEEP	Classic Standard & DEEP	üFit Standard & DEEP	Optima Standard & DEEP	Optima Carbon Standard & DEEP	Armadillo
NLAFS-NLPHS							
NLAFS-NLPHL							
NLASS-NLPSS							
NLASS-NLPSL							
NLASA-NLPSL							
NLASA-NLPTSS							
NMAPS-LCS-L ou R							
NMAPS-LPS							
NMAPS-DLTSF							
NMAPS-DLTS							

APPUI-TÊTE, REMBOURRAGES ET MATÉRIEL NXT, MULTIFIT



Sélection de coussins d'appui-tête NXT MultiFit

- › Tous les coussins de tête peuvent être formés pour s'adapter aux besoins individuels.
- › Possèdent un recouvrement lavable et une housse nettoyable supplémentaire
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicailerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-0785 	Petit coussin de support de tête anatomique, 22.9 x 12.7 cm	160 €	
NIB-0784 	Grand coussin de tête rectangulaire, 25.4 x 12.7 cm	160 €	
NIB-0818 	Très grand coussin de tête rectangulaire, 35.6 x 12.7 cm	160 €	

Fixation d'appui-tête et accessoires NXT, MultiFit

- › L'ensemble de fixation multiaxes facilite le réglage de l'appui-tête dans une grande variété de positions.
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicailerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-0747 	Ensemble de fixation multiaxes réglable et détachable, 2 leviers de déclenchement rapide additionnels sont inclus.	110 €	
NIB-0823 	Réceptacle de l'appui-tête – Pour le montage de l'appui-tête sur le système de siège	45 €	



# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-1200	Adaptateur universel de l'appui-tête (compatible avec tous les dossiers NXT sauf le 22.9cm de haut	55 €	
NIB-1306	Ensemble de fixation multiaxes rabattable, réglable et détachable, 2 leviers de détente rapide additionnels sont inclus.	195 €	
NIB-1210	Ensemble d'appui-tête rabattable. Peut être fixé sur NIB-0747 pour rabattre l'appui-tête	80 €	
NIB-0725	Levier à détente rapide d'appui-tête, chacun	12 €	
NIB-0824	Collier de remplacement d'appui-tête, chacun	12 €	

NXT MultiFit™ Pièces de Rechange

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-1874	Kit de pivot d'appui-tête (sphère ronde) et bague de remplacement	45 €	
NIB-1875	Kit de "pivot link" pour support d'appui-tête	36 €	
NIB-1876	Ensemble de visserie pour "pivot link" pour support d'appui-tête	8 €	
NIB-1870	Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé NIB 0785	36 €	
NIB-1871	Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé Grand format NIB-0784	36 €	
NIB-1872	Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé format Très Grand NIB-0818 XL	36 €	
NIB-1866	Housse pour appui-tête profilé NIB-0785	36 €	
NIB-1867	Housse pour appui-tête profilé format Grand NIB-0784	36 €	
NIB-1868	Housse pour appui-tête profilé format Très Grand NIB-0818	36 €	

COUSSINS NXT

BioFit
COUSSIN



Coussins BioFit™

- › BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco.
- › La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau.
- › Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées
- › Capacité de poids pour coussins de 25.4-50.8 cm est 300 lb (136 kg), et les coussins de 55.9-61 cm est 400 lb (181.5 kg).
- › Option: Remplacer la housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections sans frais, lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro modèle avec la commande.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse d'incontinence optionnelle # de modèle Prix	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
NXCABF1010	25.4 cm	25.4 cm	339.47 €		NXCCAF1010V 89 €		NXCCBF1010V 89 €	
NXCABF1012	25.4 cm	30.5 cm	339.47 €		NXCCAF1012V 89 €		NXCCBF1012V 89 €	
NXCABF1014	25.4 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1014V 89 €		NXCCBF1014V 89 €	
NXCABF1210	30.5 cm	25.4 cm	339.47 €		NXCCAF1210V 89 €		NXCCBF1210V 89 €	
NXCABF1212	30.5 cm	30.5 cm	339.47 €		NXCCAF1212V 89 €		NXCCBF1212V 89 €	
NXCABF1214	30.5 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1214V 89 €		NXCCBF1214V 89 €	
¹ NXCABF1312	33.0 cm	30.5 cm	339.47 €		NXCCAF1312V 89 €		NXCCBF1312V 89 €	
¹ NXCABF1314	33.0 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1314V 89 €		NXCCBF1314V 89 €	
¹ NXCABF1315	33.0 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1315V 89 €		NXCCBF1315V 89 €	
¹ NXCABF1316	33.0 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1316V 89 €		NXCCBF1316V 89 €	
NXCABF1412	35.6 cm	30.5 cm	339.47 €		NXCCAF1412V 89 €		NXCCBF1412V 89 €	
NXCABF1414	35.6 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1414V 89 €		NXCCBF1414V 89 €	
¹ NXCABF1415	35.6 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1415V 89 €		NXCCBF1415V 89 €	
NXCABF1416	35.6 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1416V 89 €		NXCCBF1416V 89 €	
¹ NXCABF1515	35.6 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1515V 89 €		NXCCBF1515V 89 €	
¹ NXCABF1516	35.6 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1516V 89 €		NXCCBF1516V 89 €	
¹ NXCABF1517	35.6 cm	43.2 cm	339.47 €		NXCCAF1517V 89 €		NXCCBF1517V 89 €	
¹ NXCABF1518	35.6 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF1518V 89 €		NXCCBF1518V 89 €	
¹ NXCABF1519	35.6 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1519V 89 €		NXCCBF1519V 89 €	
¹ NXCABF1520	35.6 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF1520V 89 €		NXCCBF1520V 89 €	
¹ NXCABF1615	40.6 cm	35.6 cm	339.47 €		NXCCAF1615V 89 €		NXCCBF1615V 89 €	
NXCABF1616	40.6 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1616V 89 €		NXCCBF1616V 89 €	
¹ NXCABF1617	40.6 cm	43.2 cm	339.47 €		NXCCAF1617V 89 €		NXCCBF1617V 89 €	
NXCABF1618	40.6 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF1618V 89 €		NXCCBF1618V 89 €	
¹ NXCABF1619	40.6 cm	48.3 cm	339.47 €		NXCCAF1619V 89 €		NXCCBF1619V 89 €	
NXCABF1620	40.6 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF1620V 89 €		NXCCBF1620V 89 €	
¹ NXCABF1716	43.2 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1716V 89 €		NXCCBF1716V 89 €	
¹ NXCABF1717	43.2 cm	43.2 cm	339.47 €		NXCCAF1717V 89 €		NXCCBF1717V 89 €	
¹ NXCABF1718	43.2 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF1718V 89 €		NXCCBF1718V 89 €	
¹ NXCABF1719	43.2 cm	48.3 cm	339.47 €		NXCCAF1719V 89 €		NXCCBF1719V 89 €	
¹ NXCABF1720	43.2 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF1720V 89 €		NXCCBF1720V 89 €	
NXCABF1816	45.7 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1816V 89 €		NXCCBF1816V 89 €	
¹ NXCABF1817	45.7 cm	43.2 cm	339.47 €		NXCCAF1817V 89 €		NXCCBF1817V 89 €	
NXCABF1818	45.7 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF1818V 89 €		NXCCBF1818V 89 €	
¹ NXCABF1819	45.7 cm	48.3 cm	339.47 €		NXCCAF1819V 89 €		NXCCBF1819V 89 €	
NXCABF1820	45.7 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF1820V 89 €		NXCCBF1820V 89 €	
¹ NXCABF1822	45.7 cm	55.9 cm	339.47 €		NXCCAF1822V 89 €		NXCCBF1822V 89 €	
¹ NXCABF1916	48.3 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF1916V 89 €		NXCCBF1916V 89 €	
¹ NXCABF1917	48.3 cm	43.2 cm	339.47 €		NXCCAF1917V 89 €		NXCCBF1917V 89 €	
¹ NXCABF1918	48.3 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF1918V 89 €		NXCCBF1918V 89 €	
¹ NXCABF1919	48.3 cm	48.3 cm	339.47 €		NXCCAF1919V 89 €		NXCCBF1919V 89 €	
¹ NXCABF1920	48.3 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF1920V 89 €		NXCCBF1920V 89 €	
NXCABF2016	50.8 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF2016V 89 €		NXCCBF2016V 89 €	

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse d'incontinence optionnelle # de modèle Prix	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
¹ NXCABF2017	50.8 cm	43.2 cm	339.47 €		NXCCAF2017V 89 €		NXCCBF2017V 89 €	
NXCABF2018	50.8 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF2018V 89 €		NXCCBF2018V 89 €	
¹ NXCABF2019	50.8 cm	48.3 cm	339.47 €		NXCCAF2019V 89 €		NXCCBF2019V 89 €	
NXCABF2020	50.8 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF2020V 89 €		NXCCBF2020V 89 €	
¹ NXCABF2022	50.8 cm	55.9 cm	339.47 €		NXCCAF2022V 89 €		NXCCBF2022V 89 €	
¹ NXCABF2116	53.3 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF2116V 89 €		NXCCBF2116V 89 €	
¹ NXCABF2118	53.3 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF2118V 89 €		NXCCBF2118V 89 €	
¹ NXCABF2120	53.3 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF2120V 89 €		NXCCBF2120V 89 €	
NXCABF2216	55.9 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF2216V 89 €		NXCCBF2216V 89 €	
NXCABF2218	55.9 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF2218V 89 €		NXCCBF2218V 89 €	
NXCABF2220	55.9 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF2220V 89 €		NXCCBF2220V 89 €	
¹ NXCABF2222	55.9 cm	55.9 cm	339.47 €		NXCCAF2222V 89 €		NXCCBF2222V 89 €	
¹ NXCABF2316	58.4 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF2316V 89 €		NXCCBF2316V 89 €	
¹ NXCABF2318	58.4 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF2318V 89 €		NXCCBF2318V 89 €	
¹ NXCABF2320	58.4 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF2320V 89 €		NXCCBF2320V 89 €	
NXCABF2416	61.0 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF2416V 89 €		NXCCBF2416V 89 €	
NXCABF2418	61.0 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF2418V 89 €		NXCCBF2418V 89 €	
NXCABF2420	61.0 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF2420V 89 €		NXCCBF2420V 89 €	
¹ NXCABF2422	61.0 cm	55.9 cm	339.47 €		NXCCAF2422V 89 €		NXCCBF2422V 89 €	
¹ NXCABF2616	66.0 cm	40.6 cm	439.47 €		NXCCAF2616V 89 €		NXCCBF2616V 89 €	
¹ NXCABF2618	66.0 cm	45.7 cm	439.47 €		NXCCAF2618V 89 €		NXCCBF2618V 89 €	
¹ NXCABF2620	66.0 cm	50.8 cm	439.47 €		NXCCAF2620V 89 €		NXCCBF2620V 89 €	
¹ NXCABF2622	66.0 cm	55.9 cm	439.47 €		NXCCAF2622V 89 €		NXCCBF2622V 89 €	

¹ Grandeur non standard/coussin sur mesure.



Coussins nüFit™

- › nüFit est un coussin profilé multicouche conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un coussin confortable avec un bon positionnement et qui présentent un faible risque de lésions cutanées.
- › Une housse extérieure en Airmesh et une housse intérieure d'incontinence sont incluses
- › Capacité de poids : 300 lb (136 kg).

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse d'incontinence optionnelle # de modèle Prix	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
NXCANF1616	40.6 cm	40.6 cm	309.47 €		NXCCAF1616V 89 €		NXCCNF1616V 89 €	
NXCANF1618	40.6 cm	45.7 cm	309.47 €		NXCCAF1618V 89 €		NXCCNF1618V 89 €	
NXCANF1620	40.6 cm	50.8 cm	309.47 €		NXCCAF1620V 89 €		NXCCNF1620V 89 €	
NXCANF1816	45.7 cm	40.6 cm	309.47 €		NXCCAF1816V 89 €		NXCCNF1816V 89 €	
NXCANF1818	45.7 cm	45.7 cm	309.47 €		NXCCAF1818V 89 €		NXCCNF1818V 89 €	
¹ NXCANF1820	45.7 cm	50.8 cm	309.47 €		NXCCAF1820V 89 €		NXCCNF1820V 89 €	
¹ NXCANF2016	50.8 cm	40.6 cm	309.47 €		NXCCAF2016V 89 €		NXCCNF2016V 89 €	
¹ NXCANF2018	50.8 cm	45.7 cm	309.47 €		NXCCAF2018V 89 €		NXCCNF2018V 89 €	
¹ NXCANF2020	50.8 cm	50.8 cm	309.47 €		NXCCAF2020V 89 €		NXCCNF2020V 89 €	
¹ NXCANF2216	55.9 cm	40.6 cm	339.47 €		NXCCAF2216V 89 €		NXCCNF2216V 89 €	
¹ NXCANF2218	55.9 cm	45.7 cm	339.47 €		NXCCAF2218V 89 €		NXCCNF2218V 89 €	
¹ NXCANF2220	55.9 cm	50.8 cm	339.47 €		NXCCAF2220V 89 €		NXCCNF2220V 89 €	

¹ Grandeur non standard/coussin sur mesure.

Housse intérieure additionnelle pour coussins BioFit et NüFit



# de modèle	Dimensions du coussin	Prix	QTÉ	# de modèle	Dimensions du coussin	Prix	QTÉ
NXCCIF1010V	25.4 x 25.4 cm	89 €		NXCCIF1817V	45.7 x 43.1 cm	89 €	
NXCCIF1012V	25.4 x 30.4 cm	89 €		NXCCIF1818V	45.7 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1014V	25.4 x 35.5 cm	89 €		NXCCIF1819V	45.7 x 48.2 cm	89 €	
NXCCIF1210V	30.4 x 25.4 cm	89 €		NXCCIF1820V	45.7 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1212V	30.4 x 30.4 cm	89 €		NXCCIF1822V	45.7 x 55.9 cm	89 €	
NXCCIF1214V	30.4 x 35.6 cm	89 €		NXCCIF2016V	50.8 x 40.6 cm	89 €	
NXCCIF1312V	33.0 x 30.4 cm	89 €		NXCCIF2017V	50.8 x 43.1 cm	89 €	
NXCCIF1314V	33.0 x 35.5cm	89 €		NXCCIF2018V	50.8 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1315V	33.0 x 38.1 cm	89 €		NXCCIF2019V	50.8 x 48.2 cm	89 €	
NXCCIF1316V	33.0 x 40.6 cm	89 €		NXCCIF2020V	50.8 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1412V	35.6 x 30.4 cm	89 €		NXCCIF2022V	50.8 x 55.9 cm	89 €	
NXCCIF1414V	35.6 x 35.6 cm	89 €		NXCCIF2116V	53.3 x 40.6 cm	89 €	
NXCCIF1415V	35.6 x 38.1 cm	89 €		NXCCIF2118V	53.3 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1416V	36.6 x 40.6 cm	89 €		NXCCIF2120V	53.3 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1515V	38.1 x 38.1 cm	89 €		NXCCIF2216V	55.9 x 40.6 cm	89 €	
NXCCIF1516V	38.1 x 40.6 cm	89 €		NXCCIF2218V	55.9 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1517V	38.1 x 43.1 cm	89 €		NXCCIF2220V	55.9 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1518V	38.1 x 45.7cm	89 €		NXCCIF2222V	55.9 x55.9 cm	89 €	
NXCCIF1519V	38.1 x 48.2 cm	89 €		NXCCIF2316V	58.4 x 40.6 cm	89 €	
NXCCIF1520V	38.1 x 50.8 cm	89 €		NXCCIF2318V	58.4 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1615V	40.6 x 38.1 cm	89 €		NXCCIF2320V	58.4 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1616V	40.6 x 40.6 cm	89 €		NXCCIF2416V	61.0 x 40.6 cm	89 €	
NXCCIF1617V	40.6 x 43.1 cm	89 €		NXCCIF2418V	61.0 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1618V	40.6 x 45.7 cm	89 €		NXCCIF2420V	61.0 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1619V	40.6 x 48.2 cm	89 €		NXCCIF2422V	61.0 x55.9 cm	89 €	
NXCCIF1620V	40.6 x 50.8 cm	89 €		NXCCIF2616V	66.0 x 40.6 cm	89 €	
NXCCIF1716V	43.1 x 40.6 cm	89 €		NXCCIF2618V	66.0 x 45.7 cm	89 €	
NXCCIF1717V	43.1 x 43.1 cm	89 €		NXCCIF2620V	66.0 x 50.8 cm	89 €	
NXCCIF1718V	40.6 x 45.7 cm	89 €		NXCCIF2622V	66.0 x 55.9 cm	89 €	
NXCCIF1719V	43.1 x 48.2 cm	89 €					
NXCCIF1720V	43.1 x 50.8 cm	89 €					
NXCCIF1816V	45.7 x 40.6 cm	89 €					

Personnalisation du coussin BioFit and NüFit™

- › S'il vous plaît, spécifier quel modèle de coussin vous souhaitez acheter, et sélectionner la modification.
- › Note: La modification sera apportée à la taille du coussin sélectionné. Par exemple «NXCABF1818» avec NSDR2.

# de modèle	Description	Dimensions du changement	Prix	QTÉ
NSDR1	Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 2.5 cm	120 €	
NSDR2	Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 5.1 cm	120 €	
NSDR3	Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 7.6 cm	120 €	
NLLDR1	Différence de la longueur de la jambe droite	Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 2.5 cm	120 €	
NLLDR2	Différence de la longueur de la jambe droite	Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 5.1 cm	120 €	
NLLDL1	Différence de la longueur de la jambe gauche	Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 2.5 cm	120 €	
NLLDL2	Différence de la longueur de la jambe gauche	Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 5.1 cm	120 €	
NCWR	Réduction de la largeur de coussin	Demande spéciale - nécessite une autorisation	120 €	

Accessoires pour coussins/sièges

# de modèle		Description	Dimensions du changement	Prix	QTÉ
NIB-0711		Cale pelvienne de 1.2 cm (en deux)	Toutes les tailles	55 €	
RSSI 1600		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 40.6 et 43.2 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	55 €	
RSSI 1800		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 45.7 et 48.26 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	55 €	
RSSI 2000		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 50.8 – 55.9 cm de largeur et 45.7 – 50.8 cm de profondeur	55 €	

Notes: