

DE COMMANDE

Établissement:* _____

Envoyé à:* _____

Commandé par:* _____

Nom: _____

Téléphone:* _____

Adresse: _____

Courriel:* _____

Ville: _____ Province: _____

Code postal: _____

Téléphone: _____



160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T. +1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

DOSSIERS NXT

› NOTE: Sauf si indiqué autrement, tous les dossiers NXT^{MD} sont livrés avec un ensemble de fixation Quickfit^{MD}. L'ensemble est compatible avec les tubulures de diamètre ¾ po, 7/8 po et 1 po sans cales. L'ensemble permet les ajustements suivants : hauteur, rotation, 5 po (12.7cm) en profondeur et 25 degrés d'angle en postérieur ou antérieur. Les housses d'incontinences sont disponibles gratuitement pour les Xtends et Biofits uniquement. Pour tous les autres dossiers, les housses d'incontinence sont disponibles mais sont payantes. Préciser le numéro de modèle lors de la commande.

****Chaque dossier s'adapte à des largeurs de fauteuil allant jusqu'à 2" de plus****



Xtend™ – Dossier thoracique, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 16 po – 20 po (40.6 – 50.8 cm) avec une légère courbe thoracique latérale de, 3.5 po (8.9 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm)

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAACB1616/20	16" (40.6cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$655		NIB-1588 \$125		NIB-2138V \$125	
NHAACB1816/20	18" (45.7cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$655		NIB-1589 \$125		NIB-2139V \$125	
NHAACB2016/20	20" (50.8 cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$655		NIB-1590 \$125		NIB-2140V \$125	
NHAACB2216/20	22" (55.9 cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$825		NIB-1591 \$125		NIB-2141V \$125	
NHAACB2416/20	24" (61.0 cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$825		NIB-1592 \$125		NIB-2142V \$125	

Xtend™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 16 po – 20 po (40.6 – 50.8 cm) avec une légère courbe thoracique latérale de, 3.5 po (8.9 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm)

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAPCB1616/20	16" (40.6cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$655		NIB-1593 \$125		NIB-2143V \$125	
NHAPCB1816/20	18" (45.7cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$655		NIB-1594 \$125		NIB-2144V \$125	
NHAPCB2016/20	20" (50.8 cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$655		NIB-1595 \$125		NIB-2145V \$125	
NHAPCB2216/20	22" (55.9 cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$825		NIB-1596 \$125		NIB-2146V \$125	
NHAPCB2416/20	24" (61.0 cm)	16"-20" (40.6-50.8 cm)	\$825		NIB-1597 \$125		NIB-2147V \$125	

Xtend™ LOW – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 13 po-17 po (33-43.2 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur de 35,5 po (8.9 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
² NHAACB (L)1213/17	12" (30.5 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1598 \$125		NIB-2148V \$125	
NHAACB (L)1413/17	14" (35.6 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1599 \$125		NIB-2149V \$125	
NHAACB (L)1613/17	16" (40.6cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1600 \$125		NIB-2150V \$125	
NHAACB (L)1813/17	18" (45.7cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1601 \$125		NIB-2151V \$125	
NHAACB (L)2013/17	20" (50.8 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1602 \$125		NIB-2152V \$125	
NHAACB (L)2213/17	22" (55.9 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$825		NIB-1603 \$125		NIB-2153V \$125	

²Le Xtend low court 12 po de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement.

Xtend™ LOW DEEP – Dossier thoracique court, anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 13 po-17 po (33-43.2 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
² NHAPCB(L)1213/17	12" (30.5 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1604 \$125		NIB-2154V \$125	
NHAPCB(L)1413/17	14" (35.6 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1605 \$125		NIB-2155V \$125	
NHAPCB(L)1613/17	16" (40.6cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1606 \$125		NIB-2156V \$125	
NHAPCB(L)1813/17	18" (45.7cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1607 \$125		NIB-2157V \$125	
NHAPCB(L)2013/17	20" (50.8 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$655		NIB-1608 \$125		NIB-2158V \$125	
NHAPCB(L)2213/17	22" (55.9 cm)	13"-17" (33-43.2 cm)	\$825		NIB-1609 \$125		NIB-2159V \$125	

²Le Xtend low court 12 po de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement.

Classic

DOSSIER SUPPORT PELVIEN

CLASSIC



CLASSIC DEEP



Classic™ – Dossier support pelvien

- › Le dossier fournit un contour léger de 3 pouces pour s'adapter aux activités de l'utilisateur actif.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NACB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$655		NIB-2163V \$125	
NACB1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$655		NIB-2164V \$125	
NACB1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$655		NIB-2165V \$125	
NACB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$655		NIB-2166V \$125	
NACB1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$655		NIB-2167V \$125	
NACB1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$655		NIB-2168V \$125	
NACB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$655		NIB-2169V \$125	
NACB2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$655		NIB-2170V \$125	
NACB2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$655		NIB-2171V \$125	
NACB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$825		NIB-2172V \$125	
NACB2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$825		NIB-2173V \$125	
NACB2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$825		NIB-2174V \$125	

Classic™ DEEP – Dossier anatomique prononcé support pelvien

- › Dispose d'un contour pelvien profond réglable en profondeur de 5,5-7 po (14-17.8 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NPCB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$655		NIB-2175V \$125	
NPCB1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$655		NIB-2176V \$125	
NPCB1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$655		NIB-2177V \$125	
NPCB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$655		NIB-2178V \$125	
NPCB1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$655		NIB-2179V \$125	
NPCB1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$655		NIB-2180V \$125	
NPCB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$655		NIB-2181V \$125	
NPCB2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$655		NIB-2182V \$125	
NPCB2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$655		NIB-2183V \$125	
NPCB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$825		NIB-2184V \$125	
NPCB2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$825		NIB-2185V \$125	
NPCB2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$825		NIB-2186V \$125	



DOSSIER PERSONNALISÉ SUPPORT PELVIEN

üFIT



üFIT
DEEP



üFit™ – Dossier

- › Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 8,75 po (22.2 cm) (soustraire 3,25 po (8.3 cm si rembourrage en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que les cyphose, scoliose ou lordose
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NOUFACB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1468V \$125	
NOUFACB1418	14" (35.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1473V \$125	
NOUFACB1420	14" (35.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1478V \$125	
NOUFACB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1469V \$125	
NOUFACB1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1474V \$125	
NOUFACB1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1479V \$125	
NOUFACB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1470V \$125	
NOUFACB1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1475V \$125	
NOUFACB1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1480V \$125	
NOUFACB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1471V \$125	
NOUFACB2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1476V \$125	
NOUFACB2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1481V \$125	
NOUFACB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$1175		NIB-1472V \$125	
NOUFACB2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$1175		NIB-1477V \$125	
NOUFACB2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$1175		NIB-1482V \$125	

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

üFit™ DEEP– Dossier personnalisé support pelvien

- › Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 8.75 po (22.2 cm) (soustraire 3.25 po (8.3 cm si rembourrage en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que les cyphose, scoliose ou lordose
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NOUFPCB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$1045		NIB-1513V \$125	
NOUFPCB1418	14" (35.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$1045		NIB-1518V \$125	
NOUFPCB1420	14" (35.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$1045		NIB-1523V \$125	
NOUFPCB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$1045		NIB-1514V \$125	
NOUFPCB1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$1045		NIB-1519V \$125	
NOUFPCB1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$1045		NIB-1524V \$125	
NOUFPCB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$1045		NIB-1515V \$125	
NOUFPCB1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$1045		NIB-1520V \$125	
NOUFPCB1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$1045		NIB-1525V \$125	
NOUFPCB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$1045		NIB-1516V \$125	
NOUFPCB2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$1045		NIB-1521V \$125	
NOUFPCB2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$1045		NIB-1526V \$125	
NOUFPCB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$1255		NIB-1517V \$125	
NOUFPCB2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$1255		NIB-1522V \$125	
NOUFPCB2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$1255		NIB-1527V \$125	

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

ÛFIT II

DOSSIER THORACIQUE
PERSONNALISÉ

ÛFIT II



ÛFIT II
DEEP



ÛFit II™ – Dossier thoracique personnalisé

- › Le dossier ÛFit II possède un support thoracique de 7.75 po (19.6 cm) (déduire 3.25 po (8.3 cm) pour le coussin en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose et lordose.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	
					#de modèle Prix	QTÉ
NOUFXACB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1713V	\$125
NOUFXACB1418	14" (35.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1718V	\$125
NOUFXACB1420	14" (35.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1723V	\$125
NOUFXACB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1714V	\$125
NOUFXACB1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1719V	\$125
NOUFXACB1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1724V	\$125
NOUFXACB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1715V	\$125
NOUFXACB1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1720V	\$125
NOUFXACB1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1725V	\$125
NOUFXACB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$995		NIB-1716V	\$125
NOUFXACB2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$995		NIB-1721V	\$125
NOUFXACB2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$995		NIB-1726V	\$125
NOUFXACB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$1045		NIB-1717V	\$125
NOUFXACB2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$1045		NIB-1722V	\$125
NOUFXACB2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$1045		NIB-1727V	\$125

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

ÛFit II™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé et personnalisé

- › Le dossier ÛFit II Deep anatomique prononcé possède un support thoracique de 9.55 po (23.5 cm) (déduire 3.25 po (8.3 cm) pour le coussin en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose et lordose.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	
					#de modèle Prix	QTÉ
NOUFXPCB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$1100		NIB-1728V	\$125
NOUFXPCB1418	14" (35.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$1100		NIB-1733V	\$125
NOUFXPCB1420	14" (35.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$1100		NIB-1738V	\$125
NOUFXPCB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$1100		NIB-1729V	\$125
NOUFXPCB1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$1100		NIB-1734V	\$125
NOUFXPCB1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$1100		NIB-1739V	\$125
NOUFXPCB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$1100		NIB-1730V	\$125
NOUFXPCB1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$1100		NIB-1735V	\$125
NOUFXPCB1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$1100		NIB-1740V	\$125
NOUFXPCB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$1100		NIB-1731V	\$125
NOUFXPCB2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$1100		NIB-1736V	\$125
NOUFXPCB2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$1100		NIB-1741V	\$125
NOUFXPCB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$1255		NIB-1732V	\$125
NOUFXPCB2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$1255		NIB-1737V	\$125
NOUFXPCB2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$1255		NIB-1742V	\$125

*Option: Remplacement de la housse avec frais.

Options facultatives pour dossier ÛFit™

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NIB-1935	Paquet de ÛCubesMD de remplacement 1" ÛCubes (10 ensembles double de ÛCubes 1" X 2")	Tous les dossiers ÛFit		\$70
NIB-1531	Paquet de ÛCubesMD de remplacement 2" ÛCubes (10 ensembles double de ÛCubes 2" X 2")	Tous les dossiers ÛFit		\$70
NIB-1936	Paquet de ÛCubesMD de remplacement 3" ÛCubes (10 ensembles double de ÛCubes 3" X 2")	Tous les dossiers ÛFit		\$70

Optima

DOSSIER SUPPORT THORACIQUE

OPTIMA



OPTIMA DEEP



OPTIMA CARBON



OPTIMA CARBON DEEP



Optima™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère courbe thoracique de 3 po (7.6 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 23 po (58.4 cm) et plus ont une capacité de poids de 550lb

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	
					#de modèle Prix	QTÉ
NOACB1307	*13" (33 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2187V \$125
NOACB1309	*13" (33 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2188V \$125
NOACB1313	*13" (33 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2189V \$125
NOACB1316	*13" (33 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2190V \$125
NOACB1407	14" (35.6 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2191V \$125
NOACB1409	14" (35.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2192V \$125
NOACB1413	14" (35.6 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2193V \$125
NOACB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2194V \$125
NOACB1507	15" (38.1 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2195V \$125
NOACB1509	15" (38.1 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2196V \$125
NOACB1513	15" (38.1 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2197V \$125
NOACB1516	15" (38.1 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2198V \$125
NOACB1607	16" (40.6 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2199V \$125
NOACB1609	16" (40.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2200V \$125
NOACB1613	16" (40.6 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2201V \$125
NOACB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2202V \$125
NOACB1619	16" (40.6 cm)	19" (48.3 cm)	\$695			NIB-2203V \$125
NOACB1707	17" (43.2 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2204V \$125
NOACB1709	17" (43.2 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2205V \$125
NOACB1713	17" (43.2 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2206V \$125
NOACB1716	17" (43.2 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2207V \$125
NOACB1719	17" (43.2 cm)	19" (48.3 cm)	\$695			NIB-2208V \$125
NOACB1807	18" (45.7 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2209V \$125
NOACB1809	18" (45.7 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2210V \$125
NOACB1813	18" (45.7 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2211V \$125
NOACB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2212V \$125
NOACB1819	18" (45.7 cm)	19" (48.3 cm)	\$695			NIB-2213V \$125
NOACB1916	19" (48.3 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2214V \$125
NOACB1919	19" (48.3 cm)	19" (48.3 cm)	\$695			NIB-2215V \$125
NOACB2007	20" (50.8 cm)	7" (17.8 cm)	\$695			NIB-2216V \$125
NOACB2009	20" (50.8 cm)	9" (22.9 cm)	\$695			NIB-2217V \$125
NOACB2013	20" (50.8 cm)	13" (33 cm)	\$695			NIB-2218V \$125
NOACB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2219V \$125
NOACB2019	20" (50.8 cm)	19" (48.3 cm)	\$695			NIB-2220V \$125
NOACB2116	21" (53.3 cm)	16" (40.6 cm)	\$695			NIB-2221V \$125
NOACB2119	21" (53.3 cm)	19" (48.3 cm)	\$695			NIB-2222V \$125
NOACB2213	22" (55.9 cm)	13" (33 cm)	\$745			NIB-2223V \$125
NOACB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$745			NIB-2224V \$125
NOACB2219	22" (55.9 cm)	19" (48.3 cm)	\$745			NIB-2225V \$125
NOACB2316	23" (58.4 cm)	16" (40.6 cm)	\$745			NIB-2226V \$125
NOACB2319	23" (58.4 cm)	19" (48.3 cm)	\$745			NIB-2227V \$125
NOACB2416	24" (61 cm)	16" (40.6 cm)	\$745			NIB-2228V \$125
NOACB2419	24" (61 cm)	19" (48.3 cm)	\$745			NIB-2229V \$125
NOACB2516	25" (63.5 cm)	16" (40.6 cm)	\$745			NIB-2230V \$125
NOACB2519	25" (63.5 cm)	19" (48.3 cm)	\$745			NIB-2231V \$125
NOACB2616	26" (66 cm)	16" (40.6 cm)	\$745			NIB-2232V \$125

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOACB2619	26" (66 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOACB2716	27" (68.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOACB2719	27" (68.6 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOACB2816	28" (71.1 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOACB2819	28" (71.1 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOACB2916	29" (73.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOACB2919	29" (73.7 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2233V \$125	
NIB-2234V \$125	
NIB-2235V \$125	
NIB-2236V \$125	
NIB-2237V \$125	
NIB-2238V \$125	
NIB-2239V \$125	

*Dossiers de 14 po ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé

- › Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 5.5 po – 7 po (14-17.8 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 23 po (58.4 cm) et plus ont une capacité de poids de 550lb.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOPCB1307	*13" (33 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB1309	*13" (33 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB1313	*13" (33 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB1316	*13" (33 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1407	14" (35.6 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB1409	14" (35.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB1413	14" (35.6 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1507	15" (38.1 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB1509	15" (38.1 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB1513	15" (38.1 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB1516	15" (38.1 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1607	16" (40.6 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB1609	16" (40.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB1613	16" (40.6 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1619	16" (40.6 cm)	19" (48.3 cm)	\$695	
NOPCB1707	17" (43.2 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB1709	17" (43.2 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB1713	17" (43.2 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB1716	17" (43.2 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1719	17" (43.2 cm)	19" (48.3 cm)	\$695	
NOPCB1807	18" (45.7 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB1809	18" (45.7 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB1813	18" (45.7 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1819	18" (45.7 cm)	19" (48.3 cm)	\$695	
NOPCB1916	19" (48.3 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB1919	19" (48.3 cm)	19" (48.3 cm)	\$695	
NOPCB2007	20" (50.8 cm)	7" (17.8 cm)	\$695	
NOPCB2009	20" (50.8 cm)	9" (22.9 cm)	\$695	
NOPCB2013	20" (50.8 cm)	13" (33 cm)	\$695	
NOPCB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB2019	20" (50.8 cm)	19" (48.3 cm)	\$695	
NOPCB2116	21" (53.3 cm)	16" (40.6 cm)	\$695	
NOPCB2119	21" (53.3 cm)	19" (48.3 cm)	\$695	
NOPCB2213	22" (55.9 cm)	13" (33 cm)	\$745	
NOPCB2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2219	22" (55.9 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOPCB2316	23" (58.4 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2319	23" (58.4 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOPCB2416	24" (61 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2419	24" (61 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOPCB2516	25" (63.5 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2519	25" (63.5 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2240V \$125	
NIB-2241V \$125	
NIB-2242V \$125	
NIB-2243V \$125	
NIB-2244V \$125	
NIB-2245V \$125	
NIB-2246V \$125	
NIB-2247V \$125	
NIB-2248V \$125	
NIB-2249V \$125	
NIB-2250V \$125	
NIB-2251V \$125	
NIB-2252V \$125	
NIB-2253V \$125	
NIB-2254V \$125	
NIB-2255V \$125	
NIB-2256V \$125	
NIB-2257V \$125	
NIB-2258V \$125	
NIB-2259V \$125	
NIB-2260V \$125	
NIB-2261V \$125	
NIB-2262V \$125	
NIB-2263V \$125	
NIB-2264V \$125	
NIB-2265V \$125	
NIB-2266V \$125	
NIB-2267V \$125	
NIB-2268V \$125	
NIB-2269V \$125	
NIB-2270V \$125	
NIB-2271V \$125	
NIB-2272V \$125	
NIB-2273V \$125	
NIB-2274V \$125	
NIB-2275V \$125	
NIB-2276V \$125	
NIB-2277V \$125	
NIB-2278V \$125	
NIB-2279V \$125	
NIB-2280V \$125	
NIB-2281V \$125	
NIB-2282V \$125	
NIB-2283V \$125	
NIB-2284V \$125	

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOPCB2616	26" (66 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2619	26" (66 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOPCB2716	27" (68.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2719	27" (68.6 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOPCB2816	28" (71.1 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2819	28" (71.1 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	
NOPCB2916	29" (73.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$745	
NOPCB2919	29" (73.7 cm)	19" (48.3 cm)	\$745	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2285V \$125	
NIB-2286V \$125	
NIB-2287V \$125	
NIB-2288V \$125	
NIB-2289V \$125	
NIB-2290V \$125	
NIB-2291V \$125	
NIB-2292V \$125	

*Dossiers de 14 po ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ Carbon – Dossier support thoracique, coquille en carbone

- › Ce dossier en fibre de carbone possède une légère courbe thoracique.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg)

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOCFACB1409	14" (35.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$870	
NOCFACB1413	14" (35.6 cm)	13" (33 cm)	\$900	
NOCFACB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$930	
NOCFACB1509	15" (38.1 cm)	9" (22.9 cm)	\$870	
NOCFACB1513	15" (38.1 cm)	13" (33 cm)	\$900	
NOCFACB1516	15" (38.1 cm)	16" (40.6 cm)	\$930	
NOCFACB1609	16" (40.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$870	
NOCFACB1613	16" (40.6 cm)	13" (33 cm)	\$900	
NOCFACB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$930	
NOCFACB1709	17" (43.2 cm)	9" (22.9 cm)	\$870	
NOCFACB1713	17" (43.2 cm)	13" (33 cm)	\$900	
NOCFACB1716	17" (43.2 cm)	16" (40.6 cm)	\$930	
NOCFACB1809	18" (45.7 cm)	9" (22.9 cm)	\$870	
NOCFACB1813	18" (45.7 cm)	13" (33 cm)	\$900	
NOCFACB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$930	
NOCFACB2009	20" (50.8 cm)	9" (22.9 cm)	\$870	
NOCFACB2013	20" (50.8 cm)	13" (33 cm)	\$900	
NOCFACB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$930	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2192V \$125	
NIB-2193V \$125	
NIB-2194V \$125	
NIB-2196V \$125	
NIB-2197V \$125	
NIB-2198V \$125	
NIB-2200V \$125	
NIB-2201V \$125	
NIB-2202V \$125	
NIB-2205V \$125	
NIB-2206V \$125	
NIB-2207V \$125	
NIB-2210V \$125	
NIB-2211V \$125	
NIB-2212V \$125	
NIB-2217V \$125	
NIB-2218V \$125	
NIB-2219V \$125	

Optima™ Carbon DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé coquille en carbone

- › De dossier en fibre de carbone possède une courbe thoracique réglable sur une plage de 5,5 po – 7 po.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg)

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NOCFPCB1409	14" (35.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$965	
NOCFPCB1413	14" (35.6 cm)	13" (33 cm)	\$985	
NOCFPCB1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$1025	
NOCFPCB1509	15" (38.1 cm)	9" (22.9 cm)	\$965	
NOCFPCB1513	15" (38.1 cm)	13" (33 cm)	\$985	
NOCFPCB1516	15" (38.1 cm)	16" (40.6 cm)	\$1025	
NOCFPCB1609	16" (40.6 cm)	9" (22.9 cm)	\$965	
NOCFPCB1613	16" (40.6 cm)	13" (33 cm)	\$985	
NOCFPCB1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$1025	
NOCFPCB1709	17" (43.2 cm)	9" (22.9 cm)	\$965	
NOCFPCB1713	17" (43.2 cm)	13" (33 cm)	\$985	
NOCFPCB1716	17" (43.2 cm)	16" (40.6 cm)	\$1025	
NOCFPCB1809	18" (45.7 cm)	9" (22.9 cm)	\$965	
NOCFPCB1813	18" (45.7 cm)	13" (33 cm)	\$985	
NOCFPCB1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$1025	
NOCFPCB2009	20" (50.8 cm)	9" (22.9 cm)	\$965	
NOCFPCB2013	20" (50.8 cm)	13" (33 cm)	\$985	
NOCFPCB2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$1025	

Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NIB-2245V \$125	
NIB-2246V \$125	
NIB-2247V \$125	
NIB-2249V \$125	
NIB-2250V \$125	
NIB-2251V \$125	
NIB-2253V \$125	
NIB-2254V \$125	
NIB-2255V \$125	
NIB-2258V \$125	
NIB-2259V \$125	
NIB-2260V \$125	
NIB-2263V \$125	
NIB-2264V \$125	
NIB-2265V \$125	
NIB-2270V \$125	
NIB-2271V \$125	
NIB-2272V \$125	

Trousse de fixation 2 points pour dossier en carbone Optima

- › Sans frais lorsque commandé avec un dossier support. Spécifiez le modèle de dossier avec la commande.

# de modèle	Description	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points. Extensible en largeur pour s'ajuster à 3 grandeurs	15"-22" (38.1-55.9 cm)	9", 13", 16" (22.9-33-40.6 cm)	\$100	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro. Non extensible en largeur	15"-22" (38.1-55.9 cm)	9", 13" (22.9-33 cm)	\$100	

Armadillo

THE MULTI-ADJUSTABLE POSTURAL BACK SUPPORT



Armadillo™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère forme anatomique et des options pour des butées latérales et pelviennes.
- › Conçu pour les utilisateurs avec cyphose ou autres pathologies spinales
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus
- › Les dossiers Armadillo ne sont pas livrés avec manette de déclenchement.
- › **Pas d'échange de quincaillerie possible.**




# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	Prix	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NMAPSB14	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$875		NIB-2293V \$125	
NMAPSB16	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$875		NIB-2294V \$125	
NMAPSB18	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$875		NIB-2295V \$125	
NMAPSB18-TALL	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$875		NIB-2296V \$125	
NMAPSB20	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$875		NIB-2297V \$125	
NMAPSB20-TALL	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$875		NIB-2298V \$125	
NMAPSB22	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$990		NIB-2299V \$125	
NMAPSB22-TALL	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$990		NIB-2300V \$125	
NMAPSB24	24" (61 cm)	18" (45.7 cm)	\$990		NIB-2301V \$125	
NMAPSB24-TALL	24" (61 cm)	20" (50.8 cm)	\$990		NIB-2302V \$125	

Armadillo™ – Contour latéral additionnel

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-1937	Contour latéral de 2", paire. Fournit un léger contour pour le soutien latéral.		\$94

Ensembles de fixation optionnel

- › Tous les dossiers sont livrés avec un ensemble de fixation à déclenchement rapide NIB-1004 droit ou NIB-1178 gauche.
- › L'ensemble 2 points fixes possède une plage de réglage d'angle de 25 degrés antérieur et postérieur, l'ensemble 4 points possède en moyenne une plage de 15 degrés (en fonction de la distance entre les fixations).


# de modèle	Description	Xtend/Xtend Low	Classic	Optima	Optima Carbon	üFit	Armadillo	Prix	QTÉ
NIB-1207	 Ensemble fixation 2 Points	N/A	Optionnel 1	Optionnel 1	Optionnel	Optionnel 1	N/A	\$100	
NIB-1642	 Ensemble fixation 2 Points Micro (une paire est requise lors de la commande d'un support dorsal complet)	N/A	N/A	Optionnel 2 & 3	Optionnel 2 & 3	N/A	N/A	\$50	
NIB-1969	 Ensemble fixation 4 Points	Optionnel 4 & 3	Optionnel 3	Optionnel 3	Optionnel 3	Optionnel 3	N/A	\$100	

1 - Utilisez seulement avec les dossiers de 16 po de haut ou moins. 2 - Utilisez seulement avec les dossiers de 13po. (33 cm) de hauteur ou moins. 3 - Non réglable en largeur Convient à un fauteuil de la même largeur que le dossier.

4 - Limitation du réglage de la hauteur à 3 po







Accessoires facultatifs pour dossiers

# de modèle	Description	Largeur du fauteuil	Prix	QTÉ
Custom IC Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	\$160	
NIB-0190	Support pelvien lombaire avec rembourrages (paire)	Tous	\$205	
NIB-0191	Support latéral avec petit rembourrage (paire)	14"-16" (35.6-40.6 cm)	\$32	
NIB-0192	Support latéral avec grand rembourrage (paire)	17"-22" (43.2-55.9 cm)	\$32	
NIB-1004	Ensemble de montage, kit de fixation, droite	N/A	\$32	
NIB-1178	Ensemble de montage, kit de fixation, la gauche	N/A	\$100	
NIB-0789	Ensemble de remplacement du déclenchement une main	14"-16" (35.6-40.6 cm)	\$100	
NIB-1051	Déclenchement avec une seule main (sans frais, lorsqu' acheté en même temps que le dossier en carbone)	16"-22" (40.6-55.9 cm)	\$45	
NIB-0576	Ensemble de remplacement du déclenchement une main	22"-24" (55.9-61cm)	\$47	

# de modèle		Description	Largeur du fauteuil	Prix	QTÉ
NIB-1938		Rabat d'intimité pour les dossiers de 11" - 13" de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)		\$65
NIB-1078		Rabat d'intimité pour les dossiers de 14" - 16" de large (P)	14"-16" (35.6-40.6 cm)		\$65
NIB-1079		Rabat d'intimité pour les dossiers de 17" - 19" de large (M)	17"-19" (43.2-48.3 cm)		\$65
NIB-1080		Rabat d'intimité pour les dossiers de 20" - 22" de large (G)	20"-22" (50.8-55.9 cm)		\$65
NIB-1938		Rabat d'intimité pour les dossiers de 11" - 13" de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)		\$65
NIB-1081		Rabat d'intimité pour les dossiers de 23" - 26" de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)		\$65

DOSSIERS NXT, À BUTÉES LATÉRALES POUR LE TRONC

Dossier avec butées latérales pour le tronc, hauteur fixe et hauteur ajustable

# de modèle	Description	Prix	QTÉ	Housse en néoprène # de modèle Prix	QTÉ	Coussin et remplacement # de modèle Prix	QTÉ
NLAFS-NLPHS	 Butées latérales courtes, avec un petit rembourrage (3.5" profondeur x 3.25" hauteur (8.9 x 8.3 cm))	\$110		NIB-0572 \$38		NIB-0699 \$58	
NLAFS-NLPHL	 Butées latérales courtes, avec un grand rembourrage (4" profondeur x 3.5" hauteur (10.2 x 8.9 cm))	\$120		NIB-0572 \$38		NIB-0698 \$58	
NLASS-NLPSS	 Butées latérales courtes, escamotables, avec petit rembourrage (3.5" profondeur x 3.25" hauteur (8.9 x 8.3 cm))	\$165		NIB-0572 \$38		NIB-0699 \$58	
NLASS-NLPSL	 Butées latérales courtes, escamotables, avec grand rembourrage (4" profondeur x 3.5" hauteur (10.2 x 8.9 cm))	\$185		NIB-0572 \$38		NIB-0698 \$58	
NLASA-NLPSL	 Butées latérales courtes, ajustables en longueur, escamotable, avec un grand rembourrage (4" profondeur x 3.5" hauteur (10.2 x 8.9 cm))	\$165		NIB-0572 \$38		NIB-0698 \$58	
NLASA-NLPTSS	 Butées latérales courtes, ajustables en longueur, escamotable, avec deux petits rembourrages ajustables (3.5" profondeur x 3.25" hauteur (8.9 x 8.3 cm))	\$205		NIB-0572 \$38		*NIB-0699 \$58	

NOTE: Tous les supports latéraux rétractables sont livrés pour côté droit. Pour changer vers le côté gauche, voir les instructions dans l'emballage.

*Cet item utilise 2 petits coussins, le code et le prix sont pour un seul coussin de remplacement.

Butées latérales pour tronc/pelvien pour dossier Armadillo (NMAPS)

- › Tous les dossiers Armadillo sont réglables en largeur sur une plage de 3,25 po.
- › Sauf si indiqué autrement, ils s'adaptent sur les deux côtés; droit ou gauche.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse en néoprène # de modèle Prix	QTÉ	Coussin et remplacement # de modèle Prix	QTÉ
NMAPS-LCS-L or R	Contour ajustable, rembourrage en deux supports avec deux rembourrages.	\$135		NIB-0573 \$38		NIB-0728 \$58	
NMAPS-DLTSF	Support latéral profond avec grand coussin de 7.5" H x 6.5" (19 x 16.5 cm)	\$185		NIB-1413 \$38		NIB-1304 \$65	
NMAPS-LPS	Support latéral pelvien avec petit coussin de 3.5" D x 3.25"H (8.89 x 8.26 cm)	\$125		NIB-0572 \$38		NIB-0699 \$58	
NMAPS-DLTS	Support rétractable latéral profond avec très grand coussin de 7.5" H x 6.5" (19 x 16.5 cm)	\$295		NIB-1413 \$38		*NIB-1304 \$65	

*Cet item utilise 2 petits coussins, le code et le prix sont pour un seul coussin de remplacement.




Butées latérales pour le tronc – Grille de compatibilité

	Xtend Standard & DEEP	Xtend LOW Standard & DEEP	Classic Standard & DEEP	üFit Standard & DEEP	Optima Standard & DEEP	Optima Carbon Standard & DEEP	Armadillo
NLAFS-NLPHS							
NLAFS-NLPHL							
NLASS-NLPSS							
NLASS-NLPSL							
NLASA-NLPSL							
NLASA-NLPTSS							
NMAPS-LCS-L or R							
NMAPS-LPS							
NMAPS-DLTSF							
NMAPS-DLTS							

APPUI-TÊTE, REMBOURRAGES ET MATÉRIEL NXT, MULTIFIT



Sélection de coussins d'appui-tête NXT MultiFit

- › Tous les coussins de tête peuvent être formés pour s'adapter aux besoins individuels.
- › Possèdent un recouvrement lavable et une housse nettoyable supplémentaire
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicailerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-0785 	Petit coussin de support de tête anatomique, 9" x 5" (22.9 x 12.7 cm)	\$195	
NIB-0784 	Grand coussin de tête rectangulaire, 10" x 5" (25.4 x 12.7 cm)	\$195	
NIB-0818 	Très grand coussin de tête rectangulaire, 14" x 5" (35.6 x 12.7 cm)	\$195	

Fixation d'appui-tête et accessoires NXT, MultiFit

- › L'ensemble de fixation multiaxes facilite le réglage de l'appui-tête dans une grande variété de positions.
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicailerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-0747 	Ensemble de fixation multiaxes réglable et détachable, 2 leviers de déclenchement rapide additionnels sont inclus.	\$145	
NIB-0823 	Réceptacle de l'appui-tête – Pour le montage de l'appui-tête sur le système de siège	\$58	


# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-1200	Adaptateur universel de l'appui-tête (compatible avec tous les dossiers NXT sauf le 9" (22.9cm) de haut	\$65	
NIB-1306	Ensemble de fixation multiaxes rabattable, réglable et détachable, 2 leviers de détente rapide additionnels sont inclus.	\$260	
NIB-1210	Ensemble d'appui-tête rabattable. Peut être fixé sur NIB-0747 pour rabattre l'appui-tête	\$105	
NIB-0725	Levier à détente rapide d'appui-tête, chacun	\$14	
NIB-0824	Collier de remplacement d'appui-tête, chacun	\$14	

NXT MultiFit™ Pièces de Rechange

# de modèle	Description	Prix	QTÉ
NIB-1874	Kit de pivot d'appui-tête (sphère ronde) et bague de remplacement	\$58	
NIB-1875	Kit de "pivot link" pour support d'appui-tête	\$45	
NIB-1876	Ensemble de visserie pour "pivot link" pour support d'appui-tête	\$8	
NIB-1870	Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé NIB 0785	\$45	
NIB-1871	Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé Grand format NIB-0784	\$45	
NIB-1872	Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé format Très Grand NIB-0818 XL	\$45	
NIB-1866	Housse pour appui-tête profilé NIB-0785	\$45	
NIB-1867	Housse pour appui-tête profilé format Grand NIB-0784	\$45	
NIB-1868	Housse pour appui-tête profilé format Très Grand NIB-0818	\$45	

COUSSINS NXT

BioFit
COUSSIN



Coussins BioFit™

- › BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco.
- › La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau.
- › Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées
- › Capacité de poids pour coussins de 10 po - 20 po (25.4-50.8 cm) est 300 lb (136 kg), coussins de 22 po – 26 po (55.9-61 cm) est 400 lb (181.5 kg).
- › Option: Remplacer la housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections sans frais, lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro modèle avec la commande.

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse d'incontinence optionnelle # de modèle Prix	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
NXCABF1010	10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)	\$425		NXCCAF1010V \$125		NXCCBF1010V \$125	
NXCABF1012	10" (25.4 cm)	12" (30.5 cm)	\$425		NXCCAF1012V \$125		NXCCBF1012V \$125	
NXCABF1014	10" (25.4 cm)	14" (35.6 cm)	\$425		NXCCAF1014V \$125		NXCCBF1014V \$125	
NXCABF1210	12" (30.5 cm)	10" (25.4 cm)	\$425		NXCCAF1210V \$125		NXCCBF1210V \$125	
NXCABF1212	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)	\$425		NXCCAF1212V \$125		NXCCBF1212V \$125	
NXCABF1214	12" (30.5 cm)	14" (35.6 cm)	\$425		NXCCAF1214V \$125		NXCCBF1214V \$125	
¹ NXCABF1312	13"(33.0 cm)	12" (30.5 cm)	\$425		NXCCAF1312V \$125		NXCCBF1312V \$125	
¹ NXCABF1314	13"(33.0 cm)	14" (35.6 cm)	\$425		NXCCAF1314V \$125		NXCCBF1314V \$125	
¹ NXCABF1315	13"(33.0 cm)	15" (38.1 cm)	\$425		NXCCAF1315V \$125		NXCCBF1315V \$125	
¹ NXCABF1316	13"(33.0 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF1316V \$125		NXCCBF1316V \$125	
NXCABF1412	14" (35.6 cm)	12" (30.5 cm)	\$425		NXCCAF1412V \$125		NXCCBF1412V \$125	
NXCABF1414	14" (35.6 cm)	14" (35.6 cm)	\$425		NXCCAF1414V \$125		NXCCBF1414V \$125	
¹ NXCABF1415	14" (35.6 cm)	15" (38.1 cm)	\$425		NXCCAF1415V \$125		NXCCBF1415V \$125	
NXCABF1416	14" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF1416V \$125		NXCCBF1416V \$125	
¹ NXCABF1515	15" (35.6 cm)	15" (38.1 cm)	\$425		NXCCAF1515V \$125		NXCCBF1515V \$125	
¹ NXCABF1516	15" (35.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF1516V \$125		NXCCBF1516V \$125	
¹ NXCABF1517	15" (35.6 cm)	17" (43.2 cm)	\$425		NXCCAF1517V \$125		NXCCBF1517V \$125	
¹ NXCABF1518	15" (35.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$425		NXCCAF1518V \$125		NXCCBF1518V \$125	
¹ NXCABF1519	15" (35.6 cm)	15" (38.1 cm)	\$425		NXCCAF1519V \$125		NXCCBF1519V \$125	
¹ NXCABF1520	15" (35.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$425		NXCCAF1520V \$125		NXCCBF1520V \$125	
¹ NXCABF1615	16" (40.6 cm)	15" (38.1 cm)	\$425		NXCCAF1615V \$125		NXCCBF1615V \$125	
NXCABF1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF1616 V \$125		NXCCBF1616V \$125	
¹ NXCABF1617	16" (40.6 cm)	17" (43.2 cm)	\$425		NXCCAF1617V \$125		NXCCBF1617V \$125	
NXCABF1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$425		NXCCAF1618V \$125		NXCCBF1618V \$125	
¹ NXCABF1619	16" (40.6 cm)	19" (48.2 cm)	\$425		NXCCAF1619V \$125		NXCCBF1619V \$125	
NXCABF1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$425		NXCCAF1620V \$125		NXCCBF1620V \$125	
¹ NXCABF1716	17" (43.2 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF1716V \$125		NXCCBF1716V \$125	
¹ NXCABF1717	17" (43.2 cm)	17" (43.2 cm)	\$425		NXCCAF1717V \$125		NXCCBF1717V \$125	
¹ NXCABF1718	17" (43.2 cm)	18" (45.7 cm)	\$425		NXCCAF1718V \$125		NXCCBF1718V \$125	
¹ NXCABF1719	17" (43.2 cm)	19" (48.2 cm)	\$425		NXCCAF1719V \$125		NXCCBF1719V \$125	
¹ NXCABF1720	17" (43.2 cm)	20" (50.8 cm)	\$425		NXCCAF1720V \$125		NXCCBF1720V \$125	
NXCABF1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF1816V \$125		NXCCBF1816V \$125	
¹ NXCABF1817	18" (45.7 cm)	17" (43.2 cm)	\$425		NXCCAF1817V \$125		NXCCBF1817V \$125	
NXCABF1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$425		NXCCAF1818V \$125		NXCCBF1818V \$125	
¹ NXCABF1819	18" (45.7 cm)	19" (48.2 cm)	\$425		NXCCAF1819V \$125		NXCCBF1819V \$125	
NXCABF1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF1820V \$145		NXCCBF1820V \$145	
¹ NXCABF1822	18" (45.7 cm)	22" (55.9 cm)	\$460		NXCCAF1822V \$145		NXCCBF1822V \$145	
¹ NXCABF1916	19" (48.3 cm)	16" (40.6 cm)	\$460		NXCCAF1916V \$145		NXCCBF1916V \$145	
¹ NXCABF1917	19" (48.3 cm)	17" (43.2 cm)	\$460		NXCCAF1917V \$145		NXCCBF1917V \$145	
¹ NXCABF1918	19" (48.3 cm)	18" (45.7 cm)	\$460		NXCCAF1918V \$145		NXCCBF1918V \$145	
¹ NXCABF1919	19" (48.3 cm)	19" (48.2 cm)	\$460		NXCCAF1919V \$145		NXCCBF1919V \$145	
¹ NXCABF1920	19" (48.3 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF1920V \$145		NXCCBF1920V \$145	
NXCABF2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$460		NXCCAF2016V \$145		NXCCBF2016V \$145	

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse d'incontinence optionnelle # de modèle Prix	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
¹ NXCABF2017	20" (50.8 cm)	17" (43.2 cm)	\$460		NXCCAF2017V \$145		NXCCBF2017V \$145	
NXCABF2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$460		NXCCAF2018V \$145		NXCCBF2018V \$145	
¹ NXCABF2019	20" (50.8 cm)	19" (48.2 cm)	\$460		NXCCAF2019V \$145		NXCCBF2019V \$145	
NXCABF2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF2020V \$145		NXCCBF2020V \$145	
¹ NXCABF2022	20" (50.8 cm)	22" (55.9 cm)	\$460		NXCCAF2022V \$145		NXCCBF2022V \$145	
¹ NXCABF2116	21" (53.3 cm)	16" (40.6 cm)	\$460		NXCCAF2116V \$145		NXCCBF2116V \$145	
¹ NXCABF2118	21" (53.3 cm)	18" (45.7 cm)	\$460		NXCCAF2118V \$145		NXCCBF2118V \$145	
¹ NXCABF2120	21" (53.3 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF2120V \$145		NXCCBF2120V \$145	
NXCABF2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$460		NXCCAF2216V \$145		NXCCBF2216V \$145	
NXCABF2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$460		NXCCAF2218V \$145		NXCCBF2218V \$145	
NXCABF2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF2220V \$145		NXCCBF2220V \$145	
¹ NXCABF2222	22" (55.9 cm)	22" (55.9 cm)	\$460		NXCCAF2222V \$145		NXCCBF2222V \$145	
¹ NXCABF2316	23" (58.4 cm)	16" (40.6 cm)	\$460		NXCCAF2316V \$145		NXCCBF2316V \$145	
¹ NXCABF2318	23" (58.4 cm)	18" (45.7 cm)	\$460		NXCCAF2318V \$145		NXCCBF2318V \$145	
¹ NXCABF2320	23" (58.4 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF2320V \$145		NXCCBF2320V \$145	
NXCABF2416	24" (61.0 cm)	16" (40.6 cm)	\$460		NXCCAF2416V \$145		NXCCBF2416V \$145	
NXCABF2418	24" (61.0 cm)	18" (45.7 cm)	\$460		NXCCAF2418V \$145		NXCCBF2418V \$145	
NXCABF2420	24" (61.0 cm)	20" (50.8 cm)	\$460		NXCCAF2420V \$145		NXCCBF2420V \$145	
¹ NXCABF2422	24" (61.0 cm)	22" (55.9 cm)	\$460		NXCCAF2422V \$145		NXCCBF2422V \$145	
¹ NXCABF2616	26" (66.0 cm)	16" (40.6 cm)	\$605		NXCCAF2616V \$145		NXCCBF2616V \$145	
¹ NXCABF2618	26" (66.0 cm)	18" (45.7 cm)	\$605		NXCCAF2618V \$145		NXCCBF2618V \$145	
¹ NXCABF2620	26" (66.0 cm)	20" (50.8 cm)	\$605		NXCCAF2620V \$145		NXCCBF2620V \$145	
¹ NXCABF2622	26" (66.0 cm)	22" (55.9 cm)	\$605		NXCCAF2622V \$145		NXCCBF2622V \$145	

¹ Grandeur non standard/coussin sur mesure.



Coussins NüFit™

- › NüFit est un coussin profilé multicouche conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un coussin confortable avec un bon positionnement et qui présentent un faible risque de lésions cutanées.
- › Une housse extérieure en Airmesh et une housse intérieure d'incontinence sont incluses
- › Capacité de poids : 300 lb (136 kg).

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	Prix	QTÉ	Housse d'incontinence optionnelle # de modèle Prix	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
NXCANF1616	16" (40.6 cm)	16" (40.6 cm)	\$395		NXCCAF1616V \$125		NXCCNF1616V \$125	
NXCANF1618	16" (40.6 cm)	18" (45.7 cm)	\$395		NXCCAF1618V \$125		NXCCNF1618V \$125	
NXCANF1620	16" (40.6 cm)	20" (50.8 cm)	\$395		NXCCAF1620V \$125		NXCCNF1620V \$125	
NXCANF1816	18" (45.7 cm)	16" (40.6 cm)	\$395		NXCCAF1816V \$125		NXCCNF1816V \$125	
NXCANF1818	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	\$395		NXCCAF1818V \$125		NXCCNF1818V \$125	
¹ NXCANF1820	18" (45.7 cm)	20" (50.8 cm)	\$425		NXCCAF1820V \$145		NXCCNF1820V \$145	
¹ NXCANF2016	20" (50.8 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF2016V \$145		NXCCNF2016V \$145	
¹ NXCANF2018	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	\$425		NXCCAF2018V \$145		NXCCNF2018V \$145	
¹ NXCANF2020	20" (50.8 cm)	20" (50.8 cm)	\$425		NXCCAF2020V \$145		NXCCNF2020V \$145	
¹ NXCANF2216	22" (55.9 cm)	16" (40.6 cm)	\$425		NXCCAF2216V \$145		NXCCNF2216V \$145	
¹ NXCANF2218	22" (55.9 cm)	18" (45.7 cm)	\$425		NXCCAF2218V \$145		NXCCNF2218V \$145	
¹ NXCANF2220	22" (55.9 cm)	20" (50.8 cm)	\$425		NXCCAF2220V \$145		NXCCNF2220V \$145	

¹ Grandeur non standard/coussin sur mesure.

Housse intérieure supplémentaire pour coussins BioFit et NüFit



# de modèle	Dimensions du coussin	Prix	QTÉ	# de modèle	Dimensions du coussin	Prix	QTÉ
NXCCIF1010V	10" x 10" (25.4 x 25.4 cm)	\$65		NXCCIF1817V	18" x 17" (45.7 x 43.1 cm)	\$65	
NXCCIF1012V	10" x 12" (25.4 x 30.4 cm)	\$65		NXCCIF1818V	18" x 18" (45.7 x 45.7 cm)	\$65	
NXCCIF1014V	10" x 14" (25.4 x 35.5 cm)	\$65		NXCCIF1819V	18" x 19" (45.7 x 48.2 cm)	\$65	
NXCCIF1210V	12" x 10" (30.4 x 25.4 cm)	\$65		NXCCIF1820V	18" x 20" (45.7 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1212V	12" x 12" (30.4 x 30.4 cm)	\$65		NXCCIF1822V	18" x 22" (45.7 x 55.9 cm)	\$65	
NXCCIF1214V	12" x 14" (30.4 x 35.6 cm)	\$65		NXCCIF2016V	20" x 16" (50.8 x 40.6 cm)	\$65	
NXCCIF1312V	13" x 12" (33.0 x 30.4 cm)	\$65		NXCCIF2017V	20" x 17" (50.8 x 43.1 cm)	\$65	
NXCCIF1314V	13" x 14" (33.0 x 35.5cm)	\$65		NXCCIF2018V	20" x 18" (50.8 x 45.7 cm)	\$65	
NXCCIF1315V	13" x 15" (33.0 x 38.1 cm)	\$65		NXCCIF2019V	20" x 19" (50.8 x 48.2 cm)	\$65	
NXCCIF1316V	13" x 16" (33.0 x 40.6 cm)	\$65		NXCCIF2020V	20" x 20" (50.8 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1412V	14" x 12" (35.6 x 30.4 cm)	\$65		NXCCIF2022V	20" x 22" (50.8 x 55.9 cm)	\$65	
NXCCIF1414V	14" x 14" (35.6 x 35.6 cm)	\$65		NXCCIF2116V	21" x 16" (53.3 x 40.6 cm)	\$65	
NXCCIF1415V	14" x 15" (35.6 x 38.1 cm)	\$65		NXCCIF2118V	21" x 18" (53.3 x 45.7 cm)	\$65	
NXCCIF1416V	14" x 16" (36.6 x 40.6 cm)	\$65		NXCCIF2120V	21" x 20" (53.3 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1515V	15" x 15" (38.1 x 38.1 cm)	\$65		NXCCIF2216V	22" x 16" (55.9 x 40.6 cm)	\$65	
NXCCIF1516V	15" x 16" (38.1 x 40.6 cm)	\$65		NXCCIF2218V	22" x 18" (55.9 x 45.7 cm)	\$65	
NXCCIF1517V	15" x 17" (38.1 x 43.1 cm)	\$65		NXCCIF2220V	22" x 20" (55.9 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1518V	15" x 18" (38.1 x 45.7cm)	\$65		NXCCIF2222V	22" x 22" (55.9 x 55.9 cm)	\$65	
NXCCIF1519V	15" x 19" (38.1 x 48.2 cm)	\$65		NXCCIF2316V	23" x 16" (58.4 x 40.6 cm)	\$65	
NXCCIF1520V	15" x 20" (38.1 x 50.8 cm)	\$65		NXCCIF2318V	23" x 18" (58.4 x 45.7 cm)	\$65	
NXCCIF1615V	16" x 15" (40.6 x 38.1 cm)	\$65		NXCCIF2320V	23" x 20" (58.4 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1616V	16" x 16" (40.6 x 40.6 cm)	\$65		NXCCIF2416V	24" x 16" (61.0 x 40.6 cm)	\$65	
NXCCIF1617V	16" x 17" (40.6 x 43.1 cm)	\$65		NXCCIF2418V	24" x 18" (61.0 x 45.7 cm) `	\$65	
NXCCIF1618V	16" x 18" (40.6 x 45.7 cm)	\$65		NXCCIF2420V	24" x 20" (61.0 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1619V	16" x 19" (40.6 x 48.2 cm)	\$65		NXCCIF2422V	24" x 22" (61.0 x 55.9 cm)	\$65	
NXCCIF1620V	16" x 20" (40.6 x 50.8 cm)	\$65		NXCCIF2616V	26" x 16" (66.0 x 40.6 cm)	\$65	
NXCCIF1716V	17" x 16" (43.1 x 40.6 cm)	\$65		NXCCIF2618V	26" x 18" (66.0 x 45.7 cm)	\$65	
NXCCIF1717V	17" x 17" (43.1 x 43.1 cm)	\$65		NXCCIF2620V	26" x 20" (66.0 x 50.8 cm)	\$65	
NXCCIF1718V	17" x 18" (40.6 x 45.7 cm)	\$65		NXCCIF2622V	26" x 22" (66.0 x 55.9 cm)	\$65	
NXCCIF1719V	17" x 19" (43.1 x 48.2 cm)	\$65					
NXCCIF1720V	17" x 20" (43.1 x 50.8 cm)	\$65					
NXCCIF1816V	18" x 16" (45.7 x 40.6 cm)	\$65					

Personnalisation du coussin BioFit and NüFit™

- › S'il vous plaît, spécifier quel modèle de coussin vous souhaitez acheter, et sélectionner la modification.
- › Note: La modification sera apportée à la taille du coussin sélectionné. Par exemple «NXCAF1818» avec NSDR2.

Description	Dimensions du changement	Prix	QTÉ
Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 1" (2.5 cm)	\$160	
Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 2" (5.1 cm)	\$160	
Réduction de la profondeur du siège	Profondeur de coussin moins que 3" (7.6 cm)	\$160	
Différence de la longueur de la jambe droite	Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 1" (2.5 cm)	\$160	
Différence de la longueur de la jambe droite	Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 2" (5.1 cm)	\$160	
Différence de la longueur de la jambe gauche	Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 1" (2.5 cm)	\$160	
Différence de la longueur de la jambe gauche	Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 2" (5.1 cm)	\$160	
Réduction de la largeur de coussin	Demande spéciale - nécessite une autorisation	\$160	

Accessoires pour coussins/sièges

# de modèle		Description	Dimensions du changement	Prix	QTÉ
NIB-0711		Cale pelvienne de 0.5" (1.2 cm) (en deux)	Toutes les tailles	\$77	
RSSI 1600		Coquille de siège	S'adapte 16", 17" (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14" à 18" profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)	\$77	
RSSI 1800		Coquille de siège	S'adapte 18", 19" (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14" à 18" profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)	\$77	
RSSI 2000		Coquille de siège	S'adapte 20"- 22" (50.8 – 55.9 cm) de largeur et 18" à 20" profondeur de coussin (45.7 – 50.8 cm)	\$77	

Notes: