

Établissement: \*

Envoyé à: \*

Commandé par: \*

Nom:

Téléphone: \*

Adresse:

Courriel: \*

Ville:

Province:

Code postal:

Téléphone:



160 Armand-Majeau Sud  
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0  
T. +1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555  
[quotes@motioncomposites.com](mailto:quotes@motioncomposites.com)  
[orders@motioncomposites.com](mailto:orders@motioncomposites.com)  
[www.motioncomposites.com](http://www.motioncomposites.com)

## DOSSIERS NXT

› NOTE: Sauf si indiqué autrement, tous les dossiers NXT<sup>MD</sup> sont livrés avec un ensemble de fixation Quickfit<sup>MD</sup>. L'ensemble est compatible avec les tubulures de diamètre ¾ po, 7/8 po et 1 po sans cales. L'ensemble permet les ajustements suivants : hauteur, rotation, 5 po (12.7 cm) en profondeur et 25 degrés d'angle en postérieur ou antérieur.  
Les housses d'incontinences sont disponibles gratuitement pour les Xtends et Biofits uniquement. Pour tous les autres dossiers, les housses d'incontinence sont disponibles mais sont payantes. Préciser le numéro de modèle lors de la commande.

**\*\*Chaque dossier s'adapte à des largeurs de fauteuil allant jusqu'à 2" de plus\*\***



### Xtend™ – Dossier thoracique, ajustable en hauteur

- › Plaque de réglage en hauteur sans intervalle de 16 po – 20 po (40.6 – 50.8 cm) avec une légère courbe thoracique latérale de, 3.5 po (8.9 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm)

| # de modèle   | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier     | Prix  | QTÉ | Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections | QTÉ | Housse et mousse de remplacement #de modèle   Prix | QTÉ |
|---------------|---------------------|------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| NHAACB1616/20 | 16" (40.6cm)        | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 870\$ |     | NIB-1588   156\$                                                  |     | NIB-2138V   156\$                                  |     |
| NHAACB1816/20 | 18" (45.7cm)        | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 870\$ |     | NIB-1589   156\$                                                  |     | NIB-2139V   156\$                                  |     |
| NHAACB2016/20 | 20" (50.8 cm)       | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 870\$ |     | NIB-1590   156\$                                                  |     | NIB-2140V   156\$                                  |     |
| NHAACB2216/20 | 22" (55.9 cm)       | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 906\$ |     | NIB-1591   156\$                                                  |     | NIB-2141V   156\$                                  |     |
| NHAACB2416/20 | 24" (61.0 cm)       | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 906\$ |     | NIB-1592   156\$                                                  |     | NIB-2142V   156\$                                  |     |

### Xtend™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plaque de réglage en hauteur sans intervalle de 16 po – 20 po (40.6 – 50.8 cm) avec une légère courbe thoracique latérale de, 3.5 po (8.9 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm)

| # de modèle   | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier     | Prix  | QTÉ | Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections | QTÉ | Housse et mousse de remplacement #de modèle   Prix | QTÉ |
|---------------|---------------------|------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| NHAPCB1616/20 | 16" (40.6cm)        | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 870\$ |     | NIB-1593   156\$                                                  |     | NIB-2143V   156\$                                  |     |
| NHAPCB1816/20 | 18" (45.7cm)        | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 870\$ |     | NIB-1594   156\$                                                  |     | NIB-2144V   156\$                                  |     |
| NHAPCB2016/20 | 20" (50.8 cm)       | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 870\$ |     | NIB-1595   156\$                                                  |     | NIB-2145V   156\$                                  |     |
| NHAPCB2216/20 | 22" (55.9 cm)       | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 906\$ |     | NIB-1596   156\$                                                  |     | NIB-2146V   156\$                                  |     |
| NHAPCB2416/20 | 24" (61.0 cm)       | 16"-20" (40.6-50.8 cm) | 906\$ |     | NIB-1597   156\$                                                  |     | NIB-2147V   156\$                                  |     |

### Xtend™ LOW – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plaque de réglage en hauteur sans intervalle de 13 po-17 po (33-43.2 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur de 35,5 po (8.9 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

| # de modèle                    | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier   | Prix  | QTÉ | Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections | QTÉ | Housse et mousse de remplacement #de modèle   Prix | QTÉ |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| <sup>2</sup> NHAACB (L)1213/17 | 12" (30.5 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1598   156\$                                                  |     | NIB-2148V   156\$                                  |     |
| NHAACB (L)1413/17              | 14" (35.6 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1599   156\$                                                  |     | NIB-2149V   156\$                                  |     |
| NHAACB (L)1613/17              | 16" (40.6cm)        | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1600   156\$                                                  |     | NIB-2150V   156\$                                  |     |
| NHAACB (L)1813/17              | 18" (45.7cm)        | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1601   156\$                                                  |     | NIB-2151V   156\$                                  |     |
| NHAACB (L)2013/17              | 20" (50.8 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1602   156\$                                                  |     | NIB-2152V   156\$                                  |     |
| NHAACB (L)2213/17              | 22" (55.9 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 906\$ |     | NIB-1603   156\$                                                  |     | NIB-2153V   156\$                                  |     |

<sup>2</sup>Le Xtend low court 12 po de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement.

### Xtend™ LOW DEEP – Dossier thoracique court, anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- › Plaque de réglage en hauteur sans intervalle de 13 po-17 po (33-43.2 cm) avec une courbe thoracique latérale réglable en profondeur.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

| # de modèle                   | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier   | Prix  | QTÉ | Housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections | QTÉ | Housse et mousse de remplacement #de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| <sup>2</sup> NHAPCB(L)1213/17 | 12" (30.5 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1604   156\$                                                  |     | NIB-2154V   156\$                                  |     |
| NHAPCB(L)1413/17              | 14" (35.6 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1605   156\$                                                  |     | NIB-2155V   156\$                                  |     |
| NHAPCB(L)1613/17              | 16" (40.6cm)        | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1606   156\$                                                  |     | NIB-2156V   156\$                                  |     |
| NHAPCB(L)1813/17              | 18" (45.7cm)        | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1607   156\$                                                  |     | NIB-2157V   156\$                                  |     |
| NHAPCB(L)2013/17              | 20" (50.8 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 870\$ |     | NIB-1608   156\$                                                  |     | NIB-2158V   156\$                                  |     |
| NHAPCB(L)2213/17              | 22" (55.9 cm)       | 13"-17" (33-43.2 cm) | 906\$ |     | NIB-1609   156\$                                                  |     | NIB-2159V   156\$                                  |     |

<sup>2</sup>Le Xtend low court 12 po de largeur n'est pas livré avec manette de déclenchement.

Classic

## DOSSIER SUPPORT PELVIEN

CLASSIC



CLASSIC  
DEEP



### Classic™ – Dossier support pelvien

- › Le dossier fournit un contour léger de 3 pouces pour s'adapter aux activités de l'utilisateur actif.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix  | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NACB1616    | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2163V   156\$                                     |     |
| NACB1618    | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 870\$ |     | NIB-2164V   156\$                                     |     |
| NACB1620    | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 870\$ |     | NIB-2165V   156\$                                     |     |
| NACB1816    | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2166V   156\$                                     |     |
| NACB1818    | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 870\$ |     | NIB-2167V   156\$                                     |     |
| NACB1820    | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 870\$ |     | NIB-2168V   156\$                                     |     |
| NACB2016    | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2169V   156\$                                     |     |
| NACB2018    | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 870\$ |     | NIB-2170V   156\$                                     |     |
| NACB2020    | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 870\$ |     | NIB-2171V   156\$                                     |     |
| NACB2216    | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2172V   156\$                                     |     |
| NACB2218    | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 906\$ |     | NIB-2173V   156\$                                     |     |
| NACB2220    | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 906\$ |     | NIB-2174V   156\$                                     |     |

### Classic™ DEEP – Dossier anatomique prononcé support pelvien

- › Dispose d'un contour pelvien profond réglable en profondeur de 5,5-7 po (14-17.8 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus.

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NPCB1616    | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 996\$  |     | NIB-2175V   156\$                                     |     |
| NPCB1618    | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 996\$  |     | NIB-2176V   156\$                                     |     |
| NPCB1620    | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 996\$  |     | NIB-2177V   156\$                                     |     |
| NPCB1816    | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 996\$  |     | NIB-2178V   156\$                                     |     |
| NPCB1818    | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 996\$  |     | NIB-2179V   156\$                                     |     |
| NPCB1820    | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 996\$  |     | NIB-2180V   156\$                                     |     |
| NPCB2016    | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 996\$  |     | NIB-2181V   156\$                                     |     |
| NPCB2018    | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 996\$  |     | NIB-2182V   156\$                                     |     |
| NPCB2020    | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 996\$  |     | NIB-2183V   156\$                                     |     |
| NPCB2216    | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2184V   156\$                                     |     |
| NPCB2218    | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2185V   156\$                                     |     |
| NPCB2220    | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2186V   156\$                                     |     |



## DOSSIER PERSONNALISÉ SUPPORT PELVIEN

üFIT



üFIT  
DEEP



### üFit™ – Dossier

- › Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 8,75 po (22.2 cm) (soustraire 3,25 po (8.3 cm si rembourrage en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que les cyphose, scoliose ou lordose
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOUFACB1416 | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1468V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1418 | 14" (35.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1473V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1420 | 14" (35.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1478V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1616 | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1469V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1618 | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1474V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1620 | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1479V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1816 | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1470V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1818 | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1475V   156\$                                     |     |
| NOUFACB1820 | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1480V   156\$                                     |     |
| NOUFACB2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1471V   156\$                                     |     |
| NOUFACB2018 | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1476V   156\$                                     |     |
| NOUFACB2020 | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1128\$ |     | NIB-1481V   156\$                                     |     |
| NOUFACB2216 | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1254\$ |     | NIB-1472V   156\$                                     |     |
| NOUFACB2218 | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1254\$ |     | NIB-1477V   156\$                                     |     |
| NOUFACB2220 | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1254\$ |     | NIB-1482V   156\$                                     |     |

\*Option: Remplacement de la housse avec frais.

### üFit™ DEEP– Dossier personnalisé support pelvien

- › Le dossier üFit Deep possède une forme pelvienne de 8.75 po (22.2 cm) (soustraire 3.25 po (8.3 cm si rembourrage en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que les cyphose, scoliose ou lordose
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOUFPCB1416 | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1513V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1418 | 14" (35.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1518V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1420 | 14" (35.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1523V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1616 | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1514V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1618 | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1519V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1620 | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1524V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1816 | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1515V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1818 | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1520V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB1820 | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1525V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1516V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB2018 | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1521V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB2020 | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1248\$ |     | NIB-1526V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB2216 | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1506\$ |     | NIB-1517V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB2218 | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1506\$ |     | NIB-1522V   156\$                                     |     |
| NOUFPCB2220 | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1506\$ |     | NIB-1527V   156\$                                     |     |

\*Option: Remplacement de la housse avec frais.



## DOSSIER THORACIQUE PERSONNALISÉ



### ÛFit II™ – Dossier thoracique personnalisé

- › Le dossier ÛFit II possède un support thoracique de 7.75 po (19.6 cm) (déduire 3.25 po (8.3 cm) pour le coussin en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose et lordose.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

| # de modèle  | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|--------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOUFXACB1416 | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1713V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1418 | 14" (35.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1718V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1420 | 14" (35.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1723V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1616 | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1714V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1618 | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1719V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1620 | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1724V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1816 | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1715V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1818 | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1720V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB1820 | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1725V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1716V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB2018 | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1721V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB2020 | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1194\$ |     | NIB-1726V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB2216 | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1254\$ |     | NIB-1717V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB2218 | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1254\$ |     | NIB-1722V   156\$                                     |     |
| NOUFXACB2220 | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1254\$ |     | NIB-1727V   156\$                                     |     |

\*Option: Remplacement de la housse avec frais.

### ÛFit II™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé et personnalisé

- › Le dossier ÛFit II Deep anatomique prononcé possède un support thoracique de 9.55 po (23.5 cm) (déduire 3.25 po (8.3 cm) pour le coussin en mousse).
- › Il est conçu pour les utilisateurs ayant des pathologies telles que la cyphose, scoliose et lordose.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus

| # de modèle  | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|--------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOUFXPCB1416 | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1728V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1418 | 14" (35.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1733V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1420 | 14" (35.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1738V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1616 | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1729V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1618 | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1734V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1620 | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1739V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1816 | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1730V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1818 | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1735V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB1820 | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1740V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1731V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB2018 | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1736V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB2020 | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1314\$ |     | NIB-1741V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB2216 | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1506\$ |     | NIB-1732V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB2218 | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1506\$ |     | NIB-1737V   156\$                                     |     |
| NOUFXPCB2220 | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1506\$ |     | NIB-1742V   156\$                                     |     |

\*Option: Remplacement de la housse avec frais.

### Options facultatives pour dossier ÛFit™

| # de modèle | Largeur du fauteuil                                                                     | Hauteur du dossier     | Prix | QTÉ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|
| NIB-1935    | Paquet de ÛCubesMD de remplacement 1" ÛCubes<br>(10 ensembles double de ÛCubes 1" X 2") | Tous les dossiers ÛFit | 84\$ |     |
| NIB-1531    | Paquet de ÛCubesMD de remplacement 2" ÛCubes<br>(10 ensembles double de ÛCubes 2" X 2") | Tous les dossiers ÛFit | 84\$ |     |
| NIB-1936    | Paquet de ÛCubesMD de remplacement 3" ÛCubes<br>(10 ensembles double de ÛCubes 3" X 2") | Tous les dossiers ÛFit | 84\$ |     |

Optima

## DOSSIER SUPPORT THORACIQUE

OPTIMA



OPTIMA DEEP



OPTIMA CARBON



OPTIMA CARBON DEEP



### Optima™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère courbe thoracique de 3 po (7.6 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 23 po (58.4 cm) et plus ont une capacité de poids de 550lb

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix  | QTE | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTE |
|-------------|---------------------|--------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOACB1307   | *13" (33 cm)        | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2187V   156\$                                     |     |
| NOACB1309   | *13" (33 cm)        | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2188V   156\$                                     |     |
| NOACB1313   | *13" (33 cm)        | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2189V   156\$                                     |     |
| NOACB1316   | *13" (33 cm)        | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2190V   156\$                                     |     |
| NOACB1407   | 14" (35.6 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2191V   156\$                                     |     |
| NOACB1409   | 14" (35.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2192V   156\$                                     |     |
| NOACB1413   | 14" (35.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2193V   156\$                                     |     |
| NOACB1416   | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2194V   156\$                                     |     |
| NOACB1507   | 15" (38.1 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2195V   156\$                                     |     |
| NOACB1509   | 15" (38.1 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2196V   156\$                                     |     |
| NOACB1513   | 15" (38.1 cm)       | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2197V   156\$                                     |     |
| NOACB1516   | 15" (38.1 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2198V   156\$                                     |     |
| NOACB1607   | 16" (40.6 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2199V   156\$                                     |     |
| NOACB1609   | 16" (40.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2200V   156\$                                     |     |
| NOACB1613   | 16" (40.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2201V   156\$                                     |     |
| NOACB1616   | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2202V   156\$                                     |     |
| NOACB1619   | 16" (40.6 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 870\$ |     | NIB-2203V   156\$                                     |     |
| NOACB1707   | 17" (43.2 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2204V   156\$                                     |     |
| NOACB1709   | 17" (43.2 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2205V   156\$                                     |     |
| NOACB1713   | 17" (43.2 cm)       | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2206V   156\$                                     |     |
| NOACB1716   | 17" (43.2 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2207V   156\$                                     |     |
| NOACB1719   | 17" (43.2 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 870\$ |     | NIB-2208V   156\$                                     |     |
| NOACB1807   | 18" (45.7 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2209V   156\$                                     |     |
| NOACB1809   | 18" (45.7 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2210V   156\$                                     |     |
| NOACB1813   | 18" (45.7 cm)       | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2211V   156\$                                     |     |
| NOACB1816   | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2212V   156\$                                     |     |
| NOACB1819   | 18" (45.7 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 870\$ |     | NIB-2213V   156\$                                     |     |
| NOACB1916   | 19" (48.3 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2214V   156\$                                     |     |
| NOACB1919   | 19" (48.3 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 870\$ |     | NIB-2215V   156\$                                     |     |
| NOACB2007   | 20" (50.8 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 870\$ |     | NIB-2216V   156\$                                     |     |
| NOACB2009   | 20" (50.8 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 870\$ |     | NIB-2217V   156\$                                     |     |
| NOACB2013   | 20" (50.8 cm)       | 13" (33 cm)        | 870\$ |     | NIB-2218V   156\$                                     |     |
| NOACB2016   | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 870\$ |     | NIB-2219V   156\$                                     |     |
| NOACB2019   | 20" (50.8 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 870\$ |     | NIB-2220V   156\$                                     |     |
| NOACB2116   | 21" (53.3 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2221V   156\$                                     |     |
| NOACB2119   | 21" (53.3 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2222V   156\$                                     |     |
| NOACB2213   | 22" (55.9 cm)       | 13" (33 cm)        | 906\$ |     | NIB-2223V   156\$                                     |     |
| NOACB2216   | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2224V   156\$                                     |     |
| NOACB2219   | 22" (55.9 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2225V   156\$                                     |     |
| NOACB2316   | 23" (58.4 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2226V   156\$                                     |     |
| NOACB2319   | 23" (58.4 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2227V   156\$                                     |     |
| NOACB2416   | 24" (61 cm)         | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2228V   156\$                                     |     |
| NOACB2419   | 24" (61 cm)         | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2229V   156\$                                     |     |
| NOACB2516   | 25" (63.5 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2230V   156\$                                     |     |
| NOACB2519   | 25" (63.5 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2231V   156\$                                     |     |
| NOACB2616   | 26" (66 cm)         | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2232V   156\$                                     |     |

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix  | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOACB2619   | 26" (66 cm)         | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2233V   156\$                                     |     |
| NOACB2716   | 27" (68.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2234V   156\$                                     |     |
| NOACB2719   | 27" (68.6 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2235V   156\$                                     |     |
| NOACB2816   | 28" (71.1 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2236V   156\$                                     |     |
| NOACB2819   | 28" (71.1 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2237V   156\$                                     |     |
| NOACB2916   | 29" (73.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 906\$ |     | NIB-2238V   156\$                                     |     |
| NOACB2919   | 29" (73.7 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 906\$ |     | NIB-2239V   156\$                                     |     |

\*Dossiers de 14 po ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

### Optima™ DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé

- › Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 5.5 po – 7 po (14-17.8 cm).
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus
- › Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 23 po (58.4 cm) et plus ont une capacité de poids de 550lb.

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOPCB1307   | *13" (33 cm)        | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2240V   156\$                                     |     |
| NOPCB1309   | *13" (33 cm)        | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2241V   156\$                                     |     |
| NOPCB1313   | *13" (33 cm)        | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2242V   156\$                                     |     |
| NOPCB1316   | *13" (33 cm)        | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2243V   156\$                                     |     |
| NOPCB1407   | 14" (35.6 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2244V   156\$                                     |     |
| NOPCB1409   | 14" (35.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2245V   156\$                                     |     |
| NOPCB1413   | 14" (35.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2246V   156\$                                     |     |
| NOPCB1416   | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2247V   156\$                                     |     |
| NOPCB1507   | 15" (38.1 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2248V   156\$                                     |     |
| NOPCB1509   | 15" (38.1 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2249V   156\$                                     |     |
| NOPCB1513   | 15" (38.1 cm)       | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2250V   156\$                                     |     |
| NOPCB1516   | 15" (38.1 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2251V   156\$                                     |     |
| NOPCB1607   | 16" (40.6 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2252V   156\$                                     |     |
| NOPCB1609   | 16" (40.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2253V   156\$                                     |     |
| NOPCB1613   | 16" (40.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2254V   156\$                                     |     |
| NOPCB1616   | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2255V   156\$                                     |     |
| NOPCB1619   | 16" (40.6 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 990\$  |     | NIB-2256V   156\$                                     |     |
| NOPCB1707   | 17" (43.2 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2257V   156\$                                     |     |
| NOPCB1709   | 17" (43.2 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2258V   156\$                                     |     |
| NOPCB1713   | 17" (43.2 cm)       | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2259V   156\$                                     |     |
| NOPCB1716   | 17" (43.2 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2260V   156\$                                     |     |
| NOPCB1719   | 17" (43.2 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 990\$  |     | NIB-2261V   156\$                                     |     |
| NOPCB1807   | 18" (45.7 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2262V   156\$                                     |     |
| NOPCB1809   | 18" (45.7 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2263V   156\$                                     |     |
| NOPCB1813   | 18" (45.7 cm)       | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2264V   156\$                                     |     |
| NOPCB1816   | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2265V   156\$                                     |     |
| NOPCB1819   | 18" (45.7 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 990\$  |     | NIB-2266V   156\$                                     |     |
| NOPCB1916   | 19" (48.3 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2267V   156\$                                     |     |
| NOPCB1919   | 19" (48.3 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 990\$  |     | NIB-2268V   156\$                                     |     |
| NOPCB2007   | 20" (50.8 cm)       | 7" (17.8 cm)       | 990\$  |     | NIB-2269V   156\$                                     |     |
| NOPCB2009   | 20" (50.8 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 990\$  |     | NIB-2270V   156\$                                     |     |
| NOPCB2013   | 20" (50.8 cm)       | 13" (33 cm)        | 990\$  |     | NIB-2271V   156\$                                     |     |
| NOPCB2016   | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 990\$  |     | NIB-2272V   156\$                                     |     |
| NOPCB2019   | 20" (50.8 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 990\$  |     | NIB-2273V   156\$                                     |     |
| NOPCB2116   | 21" (53.3 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2274V   156\$                                     |     |
| NOPCB2119   | 21" (53.3 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2275V   156\$                                     |     |
| NOPCB2213   | 22" (55.9 cm)       | 13" (33 cm)        | 1032\$ |     | NIB-2276V   156\$                                     |     |
| NOPCB2216   | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2277V   156\$                                     |     |
| NOPCB2219   | 22" (55.9 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2278V   156\$                                     |     |
| NOPCB2316   | 23" (58.4 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2279V   156\$                                     |     |
| NOPCB2319   | 23" (58.4 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2280V   156\$                                     |     |
| NOPCB2416   | 24" (61 cm)         | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2281V   156\$                                     |     |
| NOPCB2419   | 24" (61 cm)         | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2282V   156\$                                     |     |
| NOPCB2516   | 25" (63.5 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2283V   156\$                                     |     |
| NOPCB2519   | 25" (63.5 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2284V   156\$                                     |     |

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOPCB2616   | 26" (66 cm)         | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2285V   156\$                                     |     |
| NOPCB2619   | 26" (66 cm)         | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2286V   156\$                                     |     |
| NOPCB2716   | 27" (68.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2287V   156\$                                     |     |
| NOPCB2719   | 27" (68.6 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2288V   156\$                                     |     |
| NOPCB2816   | 28" (71.1 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2289V   156\$                                     |     |
| NOPCB2819   | 28" (71.1 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2290V   156\$                                     |     |
| NOPCB2916   | 29" (73.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2291V   156\$                                     |     |
| NOPCB2919   | 29" (73.7 cm)       | 19" (48.3 cm)      | 1032\$ |     | NIB-2292V   156\$                                     |     |

\*Dossiers de 14 po ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement , car ils ne peuvent s'y fixer.

### Optima™ Carbon – Dossier support thoracique, coquille en carbone

- › Ce dossier en fibre de carbone possède une légère courbe thoracique.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg)

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOCFACB1409 | 14" (35.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1380\$ |     | NIB-2192V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1413 | 14" (35.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 1380\$ |     | NIB-2193V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1416 | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1380\$ |     | NIB-2194V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1509 | 15" (38.1 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1380\$ |     | NIB-2196V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1513 | 15" (38.1 cm)       | 13" (33 cm)        | 1380\$ |     | NIB-2197V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1516 | 15" (38.1 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1380\$ |     | NIB-2198V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1609 | 16" (40.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1380\$ |     | NIB-2200V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1613 | 16" (40.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 1380\$ |     | NIB-2201V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1616 | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1380\$ |     | NIB-2202V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1709 | 17" (43.2 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1380\$ |     | NIB-2205V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1713 | 17" (43.2 cm)       | 13" (33 cm)        | 1380\$ |     | NIB-2206V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1716 | 17" (43.2 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1380\$ |     | NIB-2207V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1809 | 18" (45.7 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1380\$ |     | NIB-2210V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1813 | 18" (45.7 cm)       | 13" (33 cm)        | 1380\$ |     | NIB-2211V   156\$                                     |     |
| NOCFACB1816 | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1380\$ |     | NIB-2212V   156\$                                     |     |
| NOCFACB2009 | 20" (50.8 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1380\$ |     | NIB-2217V   156\$                                     |     |
| NOCFACB2013 | 20" (50.8 cm)       | 13" (33 cm)        | 1380\$ |     | NIB-2218V   156\$                                     |     |
| NOCFACB2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1380\$ |     | NIB-2219V   156\$                                     |     |

### Optima™ Carbon DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé coquille en carbone

- › De dossier en fibre de carbone possède une courbe thoracique réglable sur une plage de 5,5 po – 7 po.
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg)

| # de modèle | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOCFPCB1409 | 14" (35.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1500\$ |     | NIB-2245V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1413 | 14" (35.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 1500\$ |     | NIB-2246V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1416 | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1500\$ |     | NIB-2247V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1509 | 15" (38.1 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1500\$ |     | NIB-2249V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1513 | 15" (38.1 cm)       | 13" (33 cm)        | 1500\$ |     | NIB-2250V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1516 | 15" (38.1 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1500\$ |     | NIB-2251V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1609 | 16" (40.6 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1500\$ |     | NIB-2253V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1613 | 16" (40.6 cm)       | 13" (33 cm)        | 1500\$ |     | NIB-2254V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1616 | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1500\$ |     | NIB-2255V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1709 | 17" (43.2 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1500\$ |     | NIB-2258V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1713 | 17" (43.2 cm)       | 13" (33 cm)        | 1500\$ |     | NIB-2259V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1716 | 17" (43.2 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1500\$ |     | NIB-2260V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1809 | 18" (45.7 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1500\$ |     | NIB-2263V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1813 | 18" (45.7 cm)       | 13" (33 cm)        | 1500\$ |     | NIB-2264V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB1816 | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1500\$ |     | NIB-2265V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB2009 | 20" (50.8 cm)       | 9" (22.9 cm)       | 1500\$ |     | NIB-2270V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB2013 | 20" (50.8 cm)       | 13" (33 cm)        | 1500\$ |     | NIB-2271V   156\$                                     |     |
| NOCFPCB2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1500\$ |     | NIB-2272V   156\$                                     |     |

### Trousse de fixation 2 points pour dossier en carbone Optima

- › Sans frais lorsque commandé avec un dossier support .Spécifiez le modèle de dossier avec la commande.

| # de modèle | Description                                                                       | Largeur du fauteuil    | Hauteur du dossier             | Prix  | QTÉ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| NIB-1207    | Ensemble de fixation 2 points. Extensible en largeur pour s'ajuster à 3 grandeurs | 15"-22" (38.1-55.9 cm) | 9", 13", 16" (22.9-33-40.6 cm) | 120\$ |     |
| NIB-1642    | Ensemble de fixation 2 points Micro. Non extensible en largeur                    | 15"-22" (38.1-55.9 cm) | 9", 13" (22.9-33 cm)           | 120\$ |     |

Armadillo

## THE MULTI-ADJUSTABLE POSTURAL BACK SUPPORT



### Armadillo™ – Dossier support thoracique

- › Possède une légère forme anatomique et des options pour des butées latérales et pelviennes.
- › Conçu pour les utilisateurs avec cyphose ou autres pathologies spinales
- › Capacité de poids pour les dossiers de 20 po (50.8 cm) ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 22 po (55.9 cm) et plus
- › Les dossiers Armadillo ne sont pas livrés avec manette de déclenchement.
- › **Pas d'échange de quincaillerie possible.**

| # de modèle   | Largeur du fauteuil | Hauteur du dossier | Prix   | QTÉ | Housse et mousse de remplacement<br>#de modèle   Prix | QTÉ |
|---------------|---------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NMAPSB14      | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1254\$ |     | NIB-2293V   156\$                                     |     |
| NMAPSB16      | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)      | 1254\$ |     | NIB-2294V   156\$                                     |     |
| NMAPSB18      | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1254\$ |     | NIB-2295V   156\$                                     |     |
| NMAPSB18-TALL | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1254\$ |     | NIB-2296V   156\$                                     |     |
| NMAPSB20      | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1254\$ |     | NIB-2297V   156\$                                     |     |
| NMAPSB20-TALL | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1254\$ |     | NIB-2298V   156\$                                     |     |
| NMAPSB22      | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)      | 1434\$ |     | NIB-2299V   156\$                                     |     |
| NMAPSB22-TALL | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)      | 1434\$ |     | NIB-2300V   156\$                                     |     |
| NMAPSB24      | 24" (61 cm)         | 18" (45.7 cm)      | 1434\$ |     | NIB-2301V   156\$                                     |     |
| NMAPSB24-TALL | 24" (61 cm)         | 20" (50.8 cm)      | 1434\$ |     | NIB-2302V   156\$                                     |     |

### Armadillo™ – Contour latéral additionnel

| # de modèle | Description                                                                     | Prix  | QTÉ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| NIB-1937    | Contour latéral de 2", paire. Fournit un léger contour pour le soutien latéral. | 114\$ |     |

### Ensembles de fixation optionnel

Tous les dossiers sont livrés avec un ensemble de fixation à déclenchement rapide NIB-1004 droit ou NIB-1178 gauche. Les ensembles de fixation fixes sont sans frais en remplacement de la fixation standard. L'ensemble 2 points fixes possède une plage de réglage d'angle de 25 degrés antérieur et postérieur, l'ensemble 4 points possède en moyenne une plage de 15 degrés (en fonction de la distance entre les fixations).

| # de modèle | Description                                                                                              | Xtend/Xtend Low | Classic     | Optima          | Optima Carbon   | üFit        | Armadillo | Prix  | QTÉ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----|
| NIB-1207    | Ensemble fixation 2 Points                                                                               | N/A             | Optionnel 1 | Optionnel 1     | Optionnel       | Optionnel 1 | N/A       | 120\$ |     |
| NIB-1647    | Ensemble fixation 2 Points Micro (une paire est requise lors de la commande d'un support dorsal complet) | N/A             | N/A         | Optionnel 2 & 3 | Optionnel 2 & 3 | N/A         | N/A       | 60\$  |     |
| NIB-1969    | Ensemble fixation 4 Points                                                                               | Optionnel 4 & 3 | Optionnel 3 | Optionnel 3     | Optionnel 3     | Optionnel 3 | N/A       | 120\$ |     |

1 - Utilisez seulement avec les dossiers de 16 po de haut ou moins. 2 - Utilisez seulement avec les dossiers de 13po. (33 cm) de hauteur ou moins. 3 - Non réglable en largeur Convient à un fauteuil de la même largeur que le dossier.

4 - Limitation du réglage de la hauteur à 3 po

### Accessoires facultatifs pour dossiers

| # de modèle     | Description                                                                                                                                  | Largeur du fauteuil                                  | Prix  | QTÉ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----|
| NIB-1564        | Option facultative de mousse Visco gel (deux densités, 0.5 po de mousse polyuréthane avec une couche supérieure de 1 po en mousse Visco gel) | Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez | 160\$ |     |
| Custom IC Cover | Housse nettoyable optionnelle                                                                                                                | Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez | 246\$ |     |
| NIB-0190        | Support pelvien lombaire avec rembourrages (paire)                                                                                           | Tous                                                 | 39\$  |     |
| NIB-0191        | Support latéral avec petit rembourrage (paire)                                                                                               | 14"-16" (35.6-40.6 cm)                               | 39\$  |     |
| NIB-0192        | Support latéral avec grand rembourrage (paire)                                                                                               | 17"-22" (43.2-55.9 cm)                               | 39\$  |     |
| NIB-1004        | Ensemble de montage, kit de fixation, droite                                                                                                 | N/A                                                  | 120\$ |     |
| NIB-1178        | Ensemble de montage, kit de fixation, la gauche                                                                                              | N/A                                                  | 120\$ |     |
| NIB-0789        | Ensemble de remplacement du déclenchement une main                                                                                           | 14"-16" (35.6-40.6 cm)                               | 54\$  |     |
| NIB-1051        | Déclenchement avec une seule main (sans frais, lorsqu' acheté en même temps que le dossier en carbone)                                       | 16"-22" (40.6-55.9 cm)                               | 57\$  |     |
| NIB-0576        | Ensemble de remplacement du déclenchement une main                                                                                           | 22"-24" (55.9-61cm)                                  | 57\$  |     |

| # de modèle |                                                                                   | Description                                                   | Largeur du fauteuil        | Prix | QTÉ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----|
| NIB-1938    |  | Rabat d'intimité pour les dossiers de 11" - 13" de large (TP) | 11" - 13" (27.9 - 33.0 cm) | 84\$ |     |
| NIB-1078    |                                                                                   | Rabat d'intimité pour les dossiers de 14" - 16" de large (P)  | 14"-16" (35.6-40.6 cm)     | 84\$ |     |
| NIB-1079    |                                                                                   | Rabat d'intimité pour les dossiers de 17" - 19" de large (M)  | 17"-19" (43.2-48.3 cm)     | 84\$ |     |
| NIB-1080    |                                                                                   | Rabat d'intimité pour les dossiers de 20" - 22" de large (G)  | 20"-22" (50.8-55.9 cm)     | 84\$ |     |
| NIB-1938    |                                                                                   | Rabat d'intimité pour les dossiers de 11" - 13" de large (TP) | 11" - 13" (27.9 - 33.0 cm) | 84\$ |     |
| NIB-1081    |                                                                                   | Rabat d'intimité pour les dossiers de 23" - 26" de large (TG) | 23" - 26" (58.4 - 66.0 cm) | 84\$ |     |

## DOSSIERS NXT, À BUTÉES LATÉRALES POUR LE TRONC

### Dossier avec butées latérales pour le tronc, hauteur fixe et hauteur ajustable

| # de modèle                                                                                         | Description                                                                                                                                              | Prix  | QTÉ | Housse en néoprène<br># de modèle   Prix | QTÉ | Coussin et remplacement<br># de modèle   Prix | QTÉ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| NLAFS-NLPHS<br>    | Butées latérales courtes, avec un petit rembourrage (3.5" profondeur x 3.25" hauteur (8.9 x 8.3 cm))                                                     | 198\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0699   72\$                               |     |
| NLAFS-NLPHL<br>    | Butées latérales courtes, avec un grand rembourrage (4" profondeur x 3.5" hauteur (10.2 x 8.9 cm))                                                       | 198\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0698   72\$                               |     |
| NLASS-NLPSS<br>    | Butées latérales courtes, escamotables, avec petit rembourrage (3.5" profondeur x 3.25" hauteur (8.9 x 8.3 cm))                                          | 276\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0699   72\$                               |     |
| NLASS-NLPSL<br>    | Butées latérales courtes, escamotables, avec grand rembourrage (4" profondeur x 3.5" hauteur (10.2 x 8.9 cm))                                            | 276\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0698   72\$                               |     |
| NLASA-NLPSL<br>   | Butées latérales courtes, ajustables en longueur, escamotable, avec un grand rembourrage (4" profondeur x 3.5" hauteur (10.2 x 8.9 cm))                  | 318\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0698   72\$                               |     |
| NLASA-NLPTSS<br> | Butées latérales courtes, ajustables en longueur, escamotable, avec deux petits rembourrages ajustables (3.5" profondeur x 3.25" hauteur (8.9 x 8.3 cm)) | 318\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0699   72\$                               |     |

NOTE: Tous les supports latéraux rétractables sont livrés pour côté droit. Pour changer vers le côté gauche, voir les instructions dans l'emballage.

\*Cet item utilise 2 petits coussins, le code et le prix sont pour un seul coussin de remplacement.

### Butées latérales pour tronc/pelvien pour dossier Armadillo (NMAPS)

- › Tous les dossiers Armadillo sont réglables en largeur sur une plage de 3,25 po.
- › Sauf si indiqué autrement, ils s'adaptent sur les deux côtés; droit ou gauche.

| # de modèle      | Largeur du fauteuil                                                                         | Prix  | QTÉ | Housse en néoprène<br># de modèle   Prix | QTÉ | Coussin et remplacement<br># de modèle   Prix | QTÉ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| NMAPS-LCS-L or R | Contour ajustable, rembourrage en deux supports avec deux rembourrages.                     | 198\$ |     | NIB-0573   48\$                          |     | NIB-0728   72\$                               |     |
| NMAPS-DLTSF      | Support latéral profond avec grand coussin de 7.5" H x 6.5" (19 x 16.5 cm)                  | 222\$ |     | NIB-1413   48\$                          |     | NIB-1304   84\$                               |     |
| NMAPS-LPS        | Support latéral pelvien avec petit coussin de 3.5" D x 3.25"H (8.89 x 8.26 cm)              | 198\$ |     | NIB-0572   48\$                          |     | NIB-0699   72\$                               |     |
| NMAPS-DLTS       | Support rétractable latéral profond avec très grand coussin de 7.5" H x 6.5" (19 x 16.5 cm) | 348\$ |     | NIB-1413   48\$                          |     | *NIB-1304   84\$                              |     |

\*Cet item utilise 2 petits coussins, le code et le prix sont pour un seul coussin de remplacement.

### Butées latérales pour le tronc – Grille de compatibilité

|                  | Xtend Standard & DEEP | Xtend LOW Standard & DEEP | Classic Standard & DEEP | üFit Standard & DEEP | Optima Standard & DEEP | Optima Carbon Standard & DEEP | Armadillo |
|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| NLAFS-NLPHS      |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NLAFS-NLPHL      |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NLASS-NLPSS      |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NLASS-NLPSL      |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NLASA-NLPSL      |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NLASA-NLPTSS     |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NMAPS-LCS-L or R |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NMAPS-LPS        |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NMAPS-DLTSF      |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |
| NMAPS-DLTS       |                       |                           |                         |                      |                        |                               |           |

## APPUI-TÊTE, REMBOURRAGES ET MATÉRIEL NXT, MULTIFIT

### Sélection de coussins d'appui-tête NXT MultiFit

- › Tous les coussins de tête peuvent être formés pour s'adapter aux besoins individuels.
- › Possèdent un recouvrement lavable et une housse nettoyable supplémentaire
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicailerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

| # de modèle                                                                                   | Description                                                           | Prix  | QTÉ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| NIB-0785<br> | Petit coussin de support de tête anatomique, 9" x 5" (22.9 x 12.7 cm) | 246\$ |     |
| NIB-0784<br> | Grand coussin de tête rectangulaire, 10" x 5" (25.4 x 12.7 cm)        | 246\$ |     |
| NIB-0818<br> | Très grand coussin de tête rectangulaire, 14" x 5" (35.6 x 12.7 cm)   | 246\$ |     |

### Fixation d'appui-tête et accessoires NXT, MultiFit

- › L'ensemble de fixation multiaxes facilite le réglage de l'appui-tête dans une grande variété de positions.
- › LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicailerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.


| # de modèle                                                                                   | Description                                                                                                        | Prix  | QTÉ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| NIB-0747<br> | Ensemble de fixation multiaxes réglable et détachable, 2 leviers de déclenchement rapide additionnels sont inclus. | 180\$ |     |
| NIB-0823<br> | Réceptacle de l'appui-tête – Pour le montage de l'appui-tête sur le système de siège                               | 72\$  |     |

| # de modèle | Description                                                                                                              | Prix  | QTÉ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| NIB-1200    | Adaptateur universel de l'appui-tête (compatible avec tous les dossiers NXT sauf le 9" (22.9cm) de haut                  | 84\$  |     |
| NIB-1306    | Ensemble de fixation multiaxes rabattable, réglable et détachable, 2 leviers de détente rapide additionnels sont inclus. | 318\$ |     |
| NIB-1210    | Ensemble d'appui-tête rabattable. Peut être fixé sur NIB-0747 pour rabattre l'appui-tête                                 | 132\$ |     |
| NIB-0725    | Levier à détente rapide d'appui-tête, chacun                                                                             | 18\$  |     |
| NIB-0824    | Collier de remplacement d'appui-tête, chacun                                                                             | 18\$  |     |

### NXT MultiFit™ Pièces de Rechange

| # de modèle | Description                                                                    | Prix | QTÉ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| NIB-1874    | Kit de pivot d'appui-tête (sphère ronde) et bague de remplacement              | 72\$ |     |
| NIB-1875    | Kit de "pivot link" pour support d'appui-tête                                  | 57\$ |     |
| NIB-1876    | Ensemble de visserie pour "pivot link" pour support d'appui-tête               | 12\$ |     |
| NIB-1870    | Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé NIB 0785                      | 57\$ |     |
| NIB-1871    | Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé Grand format NIB-0784         | 57\$ |     |
| NIB-1872    | Housse facile à nettoyer pour appui-tête profilé format Très Grand NIB-0818 XL | 57\$ |     |
| NIB-1866    | Housse pour appui-tête profilé NIB-0785                                        | 57\$ |     |
| NIB-1867    | Housse pour appui-tête profilé format Grand NIB-0784                           | 57\$ |     |
| NIB-1868    | Housse pour appui-tête profilé format Très Grand NIB-0818                      | 57\$ |     |

## COUSSINS NXT



### Coussins BioFit™

- › BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco.
- › La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau.
- › Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées
- › Capacité de poids pour coussins de 10 po - 20 po (25.4-50.8 cm) est 300 lb (136 kg), coussins de 22 po – 26 po (55.9-61 cm) est 400 lb (181.5 kg).
- › Option: Remplacer la housse et mousse de remplacement étanche prévenant les infections sans frais, lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro modèle avec la commande.

| # de modèle             | Largeur du fauteuil | Profondeur du fauteuil | Prix  | QTÉ | Housse d'incontinence optionnelle # de modèle   Prix | QTÉ | Remplacement housse smartx <sup>3D</sup> # de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| NXCABF1010              | 10" (25.4 cm)       | 10" (25.4 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1010V   156\$                                  |     | NXCCBF1010V   156\$                                         |     |
| NXCABF1012              | 10" (25.4 cm)       | 12" (30.5 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1012V   156\$                                  |     | NXCCBF1012V   156\$                                         |     |
| NXCABF1014              | 10" (25.4 cm)       | 14" (35.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1014V   156\$                                  |     | NXCCBF1014V   156\$                                         |     |
| NXCABF1210              | 12" (30.5 cm)       | 10" (25.4 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1210V   156\$                                  |     | NXCCBF1210V   156\$                                         |     |
| NXCABF1212              | 12" (30.5 cm)       | 12" (30.5 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1212V   156\$                                  |     | NXCCBF1212V   156\$                                         |     |
| NXCABF1214              | 12" (30.5 cm)       | 14" (35.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1214V   156\$                                  |     | NXCCBF1214V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1312 | 13" (33.0 cm)       | 12" (30.5 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1312V   156\$                                  |     | NXCCBF1312V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1314 | 13" (33.0 cm)       | 14" (35.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1314V   156\$                                  |     | NXCCBF1314V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1315 | 13" (33.0 cm)       | 15" (38.1 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1315V   156\$                                  |     | NXCCBF1315V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1316 | 13" (33.0 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1316V   156\$                                  |     | NXCCBF1316V   156\$                                         |     |
| NXCABF1412              | 14" (35.6 cm)       | 12" (30.5 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1412V   156\$                                  |     | NXCCBF1412V   156\$                                         |     |
| NXCABF1414              | 14" (35.6 cm)       | 14" (35.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1414V   156\$                                  |     | NXCCBF1414V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1415 | 14" (35.6 cm)       | 15" (38.1 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1415V   156\$                                  |     | NXCCBF1415V   156\$                                         |     |
| NXCABF1416              | 14" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1416V   156\$                                  |     | NXCCBF1416V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1515 | 15" (35.6 cm)       | 15" (38.1 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1515V   156\$                                  |     | NXCCBF1515V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1516 | 15" (35.6 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1516V   156\$                                  |     | NXCCBF1516V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1517 | 15" (35.6 cm)       | 17" (43.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1517V   156\$                                  |     | NXCCBF1517V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1518 | 15" (35.6 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1518V   156\$                                  |     | NXCCBF1518V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1519 | 15" (35.6 cm)       | 15" (38.1 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1519V   156\$                                  |     | NXCCBF1519V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1520 | 15" (35.6 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1520V   156\$                                  |     | NXCCBF1520V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1615 | 16" (40.6 cm)       | 15" (38.1 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1615V   156\$                                  |     | NXCCBF1615V   156\$                                         |     |
| NXCABF1616              | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1616V   156\$                                  |     | NXCCBF1616V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1617 | 16" (40.6 cm)       | 17" (43.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1617V   156\$                                  |     | NXCCBF1617V   156\$                                         |     |
| NXCABF1618              | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1618V   156\$                                  |     | NXCCBF1618V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1619 | 16" (40.6 cm)       | 19" (48.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1619V   156\$                                  |     | NXCCBF1619V   156\$                                         |     |
| NXCABF1620              | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1620V   156\$                                  |     | NXCCBF1620V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1716 | 17" (43.2 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1716V   156\$                                  |     | NXCCBF1716V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1717 | 17" (43.2 cm)       | 17" (43.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1717V   156\$                                  |     | NXCCBF1717V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1718 | 17" (43.2 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1718V   156\$                                  |     | NXCCBF1718V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1719 | 17" (43.2 cm)       | 19" (48.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1719V   156\$                                  |     | NXCCBF1719V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1720 | 17" (43.2 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1720V   156\$                                  |     | NXCCBF1720V   156\$                                         |     |
| NXCABF1816              | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1816V   156\$                                  |     | NXCCBF1816V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1817 | 18" (45.7 cm)       | 17" (43.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1817V   156\$                                  |     | NXCCBF1817V   156\$                                         |     |
| NXCABF1818              | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1818V   156\$                                  |     | NXCCBF1818V   156\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1819 | 18" (45.7 cm)       | 19" (48.2 cm)          | 750\$ |     | NXCCAF1819V   156\$                                  |     | NXCCBF1819V   156\$                                         |     |
| NXCABF1820              | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1820V   180\$                                  |     | NXCCBF1820V   180\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1822 | 18" (45.7 cm)       | 22" (55.9 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1822V   180\$                                  |     | NXCCBF1822V   180\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1916 | 19" (48.3 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1916V   180\$                                  |     | NXCCBF1916V   180\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1917 | 19" (48.3 cm)       | 17" (43.2 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1917V   180\$                                  |     | NXCCBF1917V   180\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1918 | 19" (48.3 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1918V   180\$                                  |     | NXCCBF1918V   180\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1919 | 19" (48.3 cm)       | 19" (48.2 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1919V   180\$                                  |     | NXCCBF1919V   180\$                                         |     |
| <sup>1</sup> NXCABF1920 | 19" (48.3 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF1920V   180\$                                  |     | NXCCBF1920V   180\$                                         |     |
| NXCABF2016              | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2016V   180\$                                  |     | NXCCBF2016V   180\$                                         |     |

| # de modèle             | Largeur du fauteuil | Profondeur du fauteuil | Prix  | QTÉ | Housse d'incontinence<br>optionnelle<br># de modèle   Prix | QTÉ | Remplacement housse<br>smartx <sup>3D</sup> # de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> NXCABF2017 | 20" (50.8 cm)       | 17" (43.2 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2017V   180\$                                        |     | NXCCBF2017V   180\$                                            |     |
| NXCABF2018              | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2018V   180\$                                        |     | NXCCBF2018V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2019 | 20" (50.8 cm)       | 19" (48.2 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2019V   180\$                                        |     | NXCCBF2019V   180\$                                            |     |
| NXCABF2020              | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2020V   180\$                                        |     | NXCCBF2020V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2022 | 20" (50.8 cm)       | 22" (55.9 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2022V   180\$                                        |     | NXCCBF2022V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2116 | 21" (53.3 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2116V   180\$                                        |     | NXCCBF2116V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2118 | 21" (53.3 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2118V   180\$                                        |     | NXCCBF2118V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2120 | 21" (53.3 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2120V   180\$                                        |     | NXCCBF2120V   180\$                                            |     |
| NXCABF2216              | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2216V   180\$                                        |     | NXCCBF2216V   180\$                                            |     |
| NXCABF2218              | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2218V   180\$                                        |     | NXCCBF2218V   180\$                                            |     |
| NXCABF2220              | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2220V   180\$                                        |     | NXCCBF2220V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2222 | 22" (55.9 cm)       | 22" (55.9 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2222V   180\$                                        |     | NXCCBF2222V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2316 | 23" (58.4 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2316V   180\$                                        |     | NXCCBF2316V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2318 | 23" (58.4 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2318V   180\$                                        |     | NXCCBF2318V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2320 | 23" (58.4 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2320V   180\$                                        |     | NXCCBF2320V   180\$                                            |     |
| NXCABF2416              | 24" (61.0 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2416V   180\$                                        |     | NXCCBF2416V   180\$                                            |     |
| NXCABF2418              | 24" (61.0 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2418V   180\$                                        |     | NXCCBF2418V   180\$                                            |     |
| NXCABF2420              | 24" (61.0 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2420V   180\$                                        |     | NXCCBF2420V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2422 | 24" (61.0 cm)       | 22" (55.9 cm)          | 786\$ |     | NXCCAF2422V   180\$                                        |     | NXCCBF2422V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2616 | 26" (66.0 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 876\$ |     | NXCCAF2616V   180\$                                        |     | NXCCBF2616V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2618 | 26" (66.0 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 876\$ |     | NXCCAF2618V   180\$                                        |     | NXCCBF2618V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2620 | 26" (66.0 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 876\$ |     | NXCCAF2620V   180\$                                        |     | NXCCBF2620V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCABF2622 | 26" (66.0 cm)       | 22" (55.9 cm)          | 876\$ |     | NXCCAF2622V   180\$                                        |     | NXCCBF2622V   180\$                                            |     |

<sup>1</sup> Grandeur non standard/coussin sur mesure.



### Coussins NūFit™

- › NūFit est un coussin profilé multicouche conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'un coussin confortable avec un bon positionnement et qui présentent un faible risque de lésions cutanées.
- › Une housse extérieure en Airmesh et une housse intérieure d'incontinence sont incluses
- › Capacité de poids : 300 lb (136 kg).

| # de modèle             | Largeur du fauteuil | Profondeur du fauteuil | Prix  | QTÉ | Housse d'incontinence<br>optionnelle<br># de modèle   Prix | QTÉ | Remplacement housse<br>smartx <sup>3D</sup> # de modèle   Prix | QTÉ |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| NXCANF1616              | 16" (40.6 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF1616V   156\$                                        |     | NXCCNF1616V   156\$                                            |     |
| NXCANF1618              | 16" (40.6 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF1618V   156\$                                        |     | NXCCNF1618V   156\$                                            |     |
| NXCANF1620              | 16" (40.6 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF1620V   156\$                                        |     | NXCCNF1620V   156\$                                            |     |
| NXCANF1816              | 18" (45.7 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF1816V   156\$                                        |     | NXCCNF1816V   156\$                                            |     |
| NXCANF1818              | 18" (45.7 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF1818V   156\$                                        |     | NXCCNF1818V   156\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF1820 | 18" (45.7 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF1820V   180\$                                        |     | NXCCNF1820V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF2016 | 20" (50.8 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF2016V   180\$                                        |     | NXCCNF2016V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF2018 | 20" (50.8 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF2018V   180\$                                        |     | NXCCNF2018V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF2020 | 20" (50.8 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF2020V   180\$                                        |     | NXCCNF2020V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF2216 | 22" (55.9 cm)       | 16" (40.6 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF2216V   180\$                                        |     | NXCCNF2216V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF2218 | 22" (55.9 cm)       | 18" (45.7 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF2218V   180\$                                        |     | NXCCNF2218V   180\$                                            |     |
| <sup>1</sup> NXCANF2220 | 22" (55.9 cm)       | 20" (50.8 cm)          | 570\$ |     | NXCCAF2220V   180\$                                        |     | NXCCNF2220V   180\$                                            |     |

<sup>1</sup> Grandeur non standard/coussin sur mesure.

## Housse intérieure additionnelle pour coussins BioFit et NüFit


| # de modèle | Dimensions du coussin      | Prix | QTÉ | # de modèle | Dimensions du coussin      | Prix | QTÉ |
|-------------|----------------------------|------|-----|-------------|----------------------------|------|-----|
| NXCCIF1010V | 10" x 10" (25.4 x 25.4 cm) | 84\$ |     | NXCCIF1817V | 18" x 17" (45.7 x 43.1 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1012V | 10" x 12" (25.4 x 30.4 cm) | 84\$ |     | NXCCIF1818V | 18" x 18" (45.7 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1014V | 10" x 14" (25.4 x 35.5 cm) | 84\$ |     | NXCCIF1819V | 18" x 19" (45.7 x 48.2 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1210V | 12" x 10" (30.4 x 25.4 cm) | 84\$ |     | NXCCIF1820V | 18" x 20" (45.7 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1212V | 12" x 12" (30.4 x 30.4 cm) | 84\$ |     | NXCCIF1822V | 18" x 22" (45.7 x 55.9 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1214V | 12" x 14" (30.4 x 35.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2016V | 20" x 16" (50.8 x 40.6 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1312V | 13" x 12" (33.0 x 30.4 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2017V | 20" x 17" (50.8 x 43.1 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1314V | 13" x 14" (33.0 x 35.5 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2018V | 20" x 18" (50.8 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1315V | 13" x 15" (33.0 x 38.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2019V | 20" x 19" (50.8 x 48.2 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1316V | 13" x 16" (33.0 x 40.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2020V | 20" x 20" (50.8 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1412V | 14" x 12" (35.6 x 30.4 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2022V | 20" x 22" (50.8 x 55.9 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1414V | 14" x 14" (35.6 x 35.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2116V | 21" x 16" (53.3 x 40.6 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1415V | 14" x 15" (35.6 x 38.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2118V | 21" x 18" (53.3 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1416V | 14" x 16" (36.6 x 40.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2120V | 21" x 20" (53.3 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1515V | 15" x 15" (38.1 x 38.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2216V | 22" x 16" (55.9 x 40.6 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1516V | 15" x 16" (38.1 x 40.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2218V | 22" x 18" (55.9 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1517V | 15" x 17" (38.1 x 43.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2220V | 22" x 20" (55.9 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1518V | 15" x 18" (38.1 x 45.7 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2222V | 22" x 22" (55.9 x 55.9 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1519V | 15" x 19" (38.1 x 48.2 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2316V | 23" x 16" (58.4 x 40.6 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1520V | 15" x 20" (38.1 x 50.8 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2318V | 23" x 18" (58.4 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1615V | 16" x 15" (40.6 x 38.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2320V | 23" x 20" (58.4 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1616V | 16" x 16" (40.6 x 40.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2416V | 24" x 16" (61.0 x 40.6 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1617V | 16" x 17" (40.6 x 43.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2418V | 24" x 18" (61.0 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1618V | 16" x 18" (40.6 x 45.7 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2420V | 24" x 20" (61.0 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1619V | 16" x 19" (40.6 x 48.2 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2422V | 24" x 22" (61.0 x 55.9 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1620V | 16" x 20" (40.6 x 50.8 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2616V | 26" x 16" (66.0 x 40.6 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1716V | 17" x 16" (43.1 x 40.6 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2618V | 26" x 18" (66.0 x 45.7 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1717V | 17" x 17" (43.1 x 43.1 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2620V | 26" x 20" (66.0 x 50.8 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1718V | 17" x 18" (40.6 x 45.7 cm) | 84\$ |     | NXCCIF2622V | 26" x 22" (66.0 x 55.9 cm) | 84\$ |     |
| NXCCIF1719V | 17" x 19" (43.1 x 48.2 cm) | 84\$ |     |             |                            |      |     |
| NXCCIF1720V | 17" x 20" (43.1 x 50.8 cm) | 84\$ |     |             |                            |      |     |
| NXCCIF1816V | 18" x 16" (45.7 x 40.6 cm) | 84\$ |     |             |                            |      |     |

### Personnalisation du coussin BioFit and NüFit™

- › S'il vous plaît, spécifier quel modèle de coussin vous souhaitez acheter, et sélectionner la modification.
- › Note: La modification sera apportée à la taille du coussin sélectionné. Par exemple «NXCABF1818» avec NSDR2.

| Description                                  | Dimensions du changement                                            | Prix  | QTÉ |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Réduction de la profondeur du siège          | Profondeur de coussin moins que 1" (2.5 cm)                         | 192\$ |     |
| Réduction de la profondeur du siège          | Profondeur de coussin moins que 2" (5.1 cm)                         | 192\$ |     |
| Réduction de la profondeur du siège          | Profondeur de coussin moins que 3" ( 7.6 cm)                        | 192\$ |     |
| Différence de la longueur de la jambe droite | Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 1" (2.5 cm) | 192\$ |     |
| Différence de la longueur de la jambe droite | Profondeur de coussin droite de l'utilisateur moins que 2" (5.1 cm) | 192\$ |     |
| Différence de la longueur de la jambe gauche | Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 1" (2.5 cm) | 192\$ |     |
| Différence de la longueur de la jambe gauche | Profondeur de coussin gauche de l'utilisateur moins que 2" (5.1 cm) | 192\$ |     |
| Réduction de la largeur de coussin           | Demande spéciale - nécessite une autorisation                       | 192\$ |     |

Accessoires pour coussins/sièges

| # de modèle |                                                                                   | Description                               | Dimensions du changement                                                                           | Prix | QTÉ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| NIB-0711    |  | Cale pelvienne de 0.5" (1.2 cm) (en deux) | Toutes les tailles                                                                                 | 96\$ |     |
| RSSI 1600   |  | Coquille de siège                         | S'adapte 16", 17" (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14" à 18" profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)  | 96\$ |     |
| RSSI 1800   |                                                                                   | Coquille de siège                         | S'adapte 18", 19" (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14" à 18" profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm) | 96\$ |     |
| RSSI 2000   |                                                                                   | Coquille de siège                         | S'adapte 20"- 22" (50.8 – 55.9 cm) de largeur et 18" à 20" profondeur de coussin (45.7 – 50.8 cm)  | 96\$ |     |

Notes: