



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

* Requis

MA088 ☐

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE			
WC20	☐	Fauteuil roulant pliant VELOCE - capacité de 120 kg <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i>	4,745.00 €
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé - capacité de 159 kg	265.00 €
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°	32.00 €
Cadre			
LARGEURS DU SIÈGE ³			
SW	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm ☐ 48.26 cm ☐ 50.80 cm ☐ 53.34 cm ☐ 55.88 cm ☐	SF
PROFONDEURS DU SIÈGE			
SD	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm ☐ 48.26 cm ☐ 50.80 cm ☐	SF
LONGUEUR DU CHÂSSIS (profondeur de l'assise plus distance entre l'assise et le devant du châssis) ⁴			
SP01	☐	Configuration de longueur standard ⁵	STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.54 cm plus longue que la configuration standard	SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5.08 cm plus longue que la configuration standard	SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.54 cm plus courte que la configuration standard	SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5.08 cm plus courte que la configuration standard	SF
ANCRAGES DE TRANSPORT			
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁶ Courte 50-104 cm	310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁶ Longue 50-116 cm	310.00 €
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁶	310.00 €

1- Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues; 2- Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;

4- Voir la charte à la page 7; 5- 10.15cm entre l'assise et le devant du cadre; 6- Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD;

7- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle

[3. Calculateur de largeur](#)




Hauteur sol-siège AVANT

Taille des roues avant	Hauteur disponible +0.63cm	
☐ Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.3cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.3cm	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant

Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 0.63cm	
☐ Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	



ROUES AVANT			Disponibilité	
CA01-03 à CA01-06	☐	En composite à pneus durs (1")	3", 4", 5"	SF
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")	4", 5"	SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")	4", 5"	130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT				
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs		375.00 €

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	
☐	Roue de 22" (55.88cm)	34.29cm à 46.35cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐	Roue de 24" (60.9cm)	36.83cm à 48.89cm	
☐	Roue de 25" (63.5cm)	38.10cm à 50.16cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	39.37cm à 51.43cm	


Configuration utilisée: pente du siège à 2.54 cm avec un centre de gravité à 5.08cm

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.27 cm


ANGLE FRONTAL DE CHÂSSIS						
FA70	☐	70° Angle avant de cadre				SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre				SF

LONGUEUR DE LA TOILE DE SIÈGE À L'APPUI-PIEDS						
Spécifiez la mesure :		La longueur doit être au moins 4.5 cm plus courte que la hauteur sol-siège				

* 1+/- 1.27 cm



Appui-pied et choix de section fuselée		
Largeur du siège	Droit ¹	Section fuselée de 2.5cm
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège
35.56cm	29.21 cm	24.130 cm
38.10cm	31.75 cm	26.670 cm
40.64cm	34.29 cm	29.210 cm
43.18cm	36.83 cm	31.750 cm
45.72cm	39.37 cm	34.290 cm
48.26cm	41.91 cm	36.830 cm
50.80cm	44.45 cm	39.370 cm
53.34cm	46.99 cm	41.910 cm
55.88cm	49.53 cm	44.450 cm



1- Non compatible avec les repose-pieds repliables

REPOSE-PIEDS RABATTABLES						
FP06	☐	Palette monobloc relevable réglable en angle - aluminium				NC
FP07	☐	Palette monobloc relevable réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)				310.00 €
FP28	☐	Palette monobloc automatique et réglable en angle - aluminium				270.00 €
FP29	☐	Palette monobloc automatique et réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)				335.00 €
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP09	☐	Sangles mollets simple				35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh				105.00 €

Dossiers									
MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)									
BC06-912	☐	Montants droits en carbone	22.86 - 30.48cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC06-1215	☐	Montants droits en carbone	30.48 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC06-1518	☐	Montants droits en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC06-1821	☐	Montants droits en carbone	45.72 - 53.37cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC08-1315	☐	Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC08-1518	☐	Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC08-1821	☐	Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF		
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable à angle fixe					150.00 €		
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et réglable en angle					225.00 €		
1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1315; BC10-1518; BC10-1821)									
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)									
BC09-1215	☐	Montants droits en carbone	30.48 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €		
BC09-1518	☐	Montants droits en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €		
BC09-1821	☐	Montants droits en carbone	45.72 - 53.37cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €		
BC10-1315	☐	Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €		
BC10-1518	☐	Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €		
BC10-1821	☐	Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €		
		Sélectionner l'angle du montant :		85° ¹ ☐	90° ☐	95° STD ☐	100° ☐	105° ☐	110° ☐
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)									
PH01	☐	Poignées de poussée					SF		
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ^{3, 5}					150.00 €		
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm ^{3, 4, 5}					240.00 €		
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm ^{3, 4, 5}					240.00 €		
PH02	☐	Sans poignées de poussée					SF		
TOILES DE DOSSIER									
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					STD		
BH99	☐	Dossier non requis					SF		
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix				
COUSSINS DE SIÈGE									
SC01	☐	Coussin de 5.08cm					160.00 €		
SC02	☐	Coussin de 7.62cm					180.00 €		
SC99	☐	Coussin non requis					STD		
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix				

Freins					
WL08	☐	Freins à pousser Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ		STD
WL16	☐	Freins à pousser aluminium avec rallonges			70.00 €
WL02	☐	Freins à tirer			SF
WL04	☐	Freins anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles ¹			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche ☐ Droit ☐		295.00 €
WL99	☐	Freins non requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04);
2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Accoudoirs					
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (<i>Convertible en accoudoirs amovibles de type "T"</i>) ¹					
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐	270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐	270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐	270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐	270.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹					
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²					
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm		205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm		205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm		205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm		205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS					
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - <i>Gel Ovation</i> ³			145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis			SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non disponible avec les protège-vêtements en fibre de carbone fixes

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;

PROTÈGE-VÊTEMENTS (<i>non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T"</i>)					
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	SF
SG02	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (<i>fixes</i>)			120.00 €
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	225.00 €
SG99	☐	Protèges vêtements non-requis			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB02-S	☐	Type automobile - Petit (88.9 cm) ¹			55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)			55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - Grand (152.40 cm)			55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen (142.24 cm)			90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand (154.94 cm)			90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit (129.54 cm)			170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen (142.24 cm)			170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand (154.94 cm)			170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit (129.54 cm)			185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen (142.24 cm)			185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand (154.94 cm)			185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen (73.66 cm)			275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand (93.98 cm)			275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹					
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)			120.00 €
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)			120.00 €
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)			120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension			195.00 €

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES									
AC03	☐	Anti-basculer à roulettes							130.00 €
AC29	☐	Anti-basculer pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐				130.00 €	
AC27	☐	Levier de bascule ²							60.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire)		Disponible pour : 22 po, 24 po, 26 po,					110.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐				105.00 €	
AC10	☐	Pochette de siège							70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton							70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility							120.00 €
AC23	☐	Sac à dos Newton							100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro							50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils							52.00 €
AC16	☐	Polo Motion Composites	F/S ☐	F/M ☐	F/L ☐			32.00 €	
			H/S ☐	H/M ☐	H/L ☐	H/XL ☐	H/XXL ☐		H/XXXL ☐

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm;

2- Ne peut être combiné avec les anti-basculer; 3- Non disponible avec roue Spinergy

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthraxite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																					
AirGrip	☐	105€	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	210.00 €
Cadre	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
																					
Accent ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit;																		10 jours additionnels	341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-pliants/veloce#temoignage

Charte de longueur de châssis

Longueur de châssis	Profondeur de siège					
	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	50.80
STD	N/A					
2.54						N/A
5.08					N/A	N/A
-2.54	N/A	N/A				
-5.08	N/A	N/A	N/A			

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 in	40.64+	4.4 à 10.2
22 in	40.64+	6.3 à 10.2
24 in	40.64+	2.5 à 10.2

Codes LPP			
	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE	9110204	603.65 €
	VHP,PROPULSION MANUELLE,PLIANT A DOSSIER FIXE	9110316	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76 €
PRISE EN CHARGE			
	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE	9310268	63.41 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue**
EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18	499 €	
	NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.19	499 €	
	NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.20	499 €	
	NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.21	599 €	
	NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.22	599 €	
	NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.23	599 €	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		130 €	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NACB1616	40.64	40.64	499 €	
	NACB1618	40.64	45.72	499 €	
	NACB1816	45.72	40.64	499 €	
	NACB1818	45.72	45.72	499 €	
	NACB1820	45.72	50.80	499 €	
	NACB2020	50.80	50.80	499 €	
	NACB2216	55.88	40.64	599 €	
	NACB2218	55.88	45.72	599 €	
	NACB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NACC		130 €	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €	
NPCB1820	45.72	45.72	499 €	
NPCB2020	45.72	45.72	499 €	
NPCB2216	50.80	40.64	599 €	
NPCB2218	55.88	45.72	599 €	
NPCB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


#	Description	\$	✓
NIB-0784	54.4 x 12.7 cm garniture d'appui-tête grande	160 €	
NIB-0818	35.56 x 12.7 cm garniture d'appui-tête très grande	160 €	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110 €	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com