



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis

MA088 ☐

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE								
WC20	☐	Fauteuil roulant pliant VELOCE - capacité de 120 kg <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i>						4,745.00 €
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé - capacité de 159 kg						265.00 €
CADRE								
LARGEURS DU SIÈGE ³								
SW	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm ☐						SF
		48.26 cm ☐ 50.80 cm ☐ 53.34 cm ☐ 55.88 cm ☐						
PROFONDEURS DU SIÈGE								
SD	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm ☐						SF
		48.26 cm ☐ 50.80 cm ☐						
LONGUEUR DU CHÂSSIS (profondeur de l'assise plus distance entre l'assise et le devant du châssis) ⁴								
SP01	☐	Configuration de longueur standard ⁵						STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.54 cm plus longue que la configuration standard						SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5.08 cm plus longue que la configuration standard						SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.54 cm plus courte que la configuration standard						SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5.08 cm plus courte que la configuration standard						SF
ANCRAGES DE TRANSPORT								
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁶ Courte 50-104 cm						310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁶ Longue 50-116 cm						310.00 €
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁶						310.00 €

1- Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues; 2- Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;

3. [Calculateur de largeur](#)

4- Voir la charte à la page 7; 5- 10.15cm entre l'assise et le devant du cadre; 6- Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD;


7- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle

Hauteur sol-siège AVANT

Taille des roues avant	Hauteur disponible +0.63cm	
☐ Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.3cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.3cm	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant

Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	
☐ Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐ Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐ Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	



ROUES AVANT


ROUES AVANT				Disponibilité	
CA01-03 à CA01-06	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"	SF
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"	SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"	130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs			375.00 €

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐	Roue de 22" (55.88cm)	34.29cm à 46.35cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	36.83cm à 48.89cm	
☐	Roue de 25" (63.5cm)	38.10cm à 50.16cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	39.37cm à 51.43cm	


Configuration utilisée: pente du siège à 2.54 cm avec un centre de gravité à 5.08cm

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.27 cm


ANGLE FRONTAL DE CHÂSSIS						
FA70	☐	70° Angle avant de cadre				SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre				SF

LONGUEUR DE LA TOILE DE SIÈGE À L'APPUI-PIEDS					
Spécifiez la mesure :		La longueur doit être au moins 4.5 cm plus courte que la hauteur sol-siège			

* +/- 1.27 cm



Appui-pied et choix de section fuselée		
Largeur du siège	Droit ¹	Section fuselée de 2.5cm
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège
35.56cm	29.21 cm	24.130 cm
38.10cm	31.75 cm	26.670 cm
40.64cm	34.29 cm	29.210 cm
43.18cm	36.83 cm	31.750 cm
45.72cm	39.37 cm	34.290 cm
48.26cm	41.91 cm	36.830 cm
50.80cm	44.45 cm	39.370 cm
53.34cm	46.99 cm	41.910 cm
55.88cm	49.53 cm	44.450 cm



1- Non compatible avec les repose-pieds repliables

ROUES ARRIÈRE						
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>						
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐		730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐		740.00 €
HR98	☐	Main courante sur le côté opposé non requise				NC
ROUES ARRIÈRE					Disponibilité	
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ³			22" 24"	STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			22", 24", 25", 26"	295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐	22", 24", 25", 26"	650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐ Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐		22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX ⁵	Noir STD ☐ Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐		24", 25"	1,450.00 €
PNEUS					Disponibilité	
AIRLESS						
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir ⁷			22" 24"	SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ^{6,7}			22", 24", 25", 26"	90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"	110.00 €
PNEUMATIQUES						
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			22", 24", 25", 26"	STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"	65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁸			22", 24", 25"	95.00 €

1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22"; 2- Seulement offert en position standard

3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1";

6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity

7- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée; 8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

MAINS COURANTES					
MAINS COURANTES				Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé		22", 24", 25", 26"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²		22", 24", 25"	65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}		22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix</i>		22", 24", 25", 26"	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}		22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)		22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requises			SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4 - Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;

Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS POUR MAINS COURANTES					
Assemblage des mains courantes					
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue		SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions		26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐		26.00 €
Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			85.00 €
HR27	☐	Prise super			135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce			SF

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

AXES ¹					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €

1 - Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux

CAROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			100.00 €

CENTRE DE GRAVITÉ

A technical line drawing of a wheelchair chassis from the side. It shows the rear frame tube and the mounting points for the rear wheels. A horizontal dimension line with arrows at both ends is positioned below the chassis, labeled with the letter 'X'. The line indicates the distance from the front edge of the rear tube to the center of the wheel hub.

X =

Choisir la position de la plaque de roue arrière											
Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue											
Plus Stable											
2.5	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.3	8.9	9.5
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8 cm
Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 40.6 cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm
Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 6.3 cm
Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

Freins					
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD
WL16	☐	Freins à pousser aluminium avec rallonges			70.00 €
WL02	☐	Freins à tirer			SF
WL04	☐	Frens anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles ¹			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche ☐ Droit ☐		295.00 €
WL99	☐	Freins non requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04);

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

REPOSE-PIEDS RABATTABLES					
FP06	☐	Palette monobloc relevable réglable en angle - aluminium			NC
FP07	☐	Palette monobloc relevable réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			310.00 €
FP28	☐	Palette monobloc automatique et réglable en angle - aluminun			270.00 €
FP29	☐	Palette monobloc automatique et réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			335.00 €
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS					
FP09	☐	Sangles mollets simple			35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

SIÈGES ET DOSSIERS							
TOILES DE DOSSIER							
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					STD
BH99	☐	Dossier non requis					SF
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 5.08cm					160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm					180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix		
MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)							
BC06-912	☐	Montants droits en carbone	22.86 - 30.48cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
BC06-1215	☐	Montants droits en carbone	30.48 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
BC06-1518	☐	Montants droits en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
BC06-1821	☐	Montants droits en carbone	45.72 - 53.37cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
BC08-1315	☐	Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
BC08-1518	☐	Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
BC08-1821	☐	Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		SF
DOSSIER RABATTABLE ¹							
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable					150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et ajustable en angle					225.00 €

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable.

Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1315; BC10-1518; BC10-1821)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)							
BC09-1215	☐	Montants droits en carbone	30.48 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €
BC09-1518	☐	Montants droits en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €
BC09-1821	☐	Montants droits en carbone	45.72 - 53.37cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €
BC10-1315	☐	Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €
BC10-1518	☐	Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €
BC10-1821	☐	Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	incréments de 1/2"	Régler à ²		195.00 €
		Sélectionner l'angle du montant :		85° ¹ ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐			

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)							
PH01	☐	Poignées de poussée					SF
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}					150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm ^{3,4,5}					240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm ^{3,4,5}					240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée					SF

1- Non disponible avec un montant de 8°; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas;mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 120 kg

4- Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés; les montants de 22.86 - 30.48cm 5- Non compatible avec l'appui-tête et les freins pour aidant;

ACCOUDOIRS							
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en accoudoirs amovibles de type "T") ¹							
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐			270.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹							
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²							
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm				205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm				205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm				205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm				205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS							
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³					145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis					SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non disponible avec les protège-vêtements en fibre de carbone fixes

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;

ACCESSOIRES							
PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			SF
SG02	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes)					120.00 €
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			225.00 €
SG99	☐	Protèges vêtements non-requis					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE POSITIONNEMENT				
SB02-S	☐	Type automobile - Petit (88.9 cm) ¹		55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)		55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - Grand (152.40 cm)		55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen (142.24 cm)		90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand (154.94 cm)		90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit (129.54 cm)		170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen (142.24 cm)		170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand (154.94 cm)		170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit (129.54 cm)		185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen (142.24 cm)		185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand (154.94 cm)		185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)		15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen (73.66 cm)		275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand (93.98 cm)		275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise		STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹				
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)		120.00 €
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)		120.00 €
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x20.3cm)		120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension		195.00 €

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES				
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - <i>nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°</i>		32.00 €
AC03	☐	Anti-bascule à roulettes		130.00 €
AC29	☐	Anti-bascule pivotant ¹ Gauche ☐ Droit ☐		130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule ²		60.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire) <i>Disponible pour : 22", 24", 25", 26"</i>		110.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles Gauche ☐ Droit ☐		105.00 €
AC10	☐	Pochette de siège		70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton		70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility		120.00 €
AC23	☐	Sac à dos Newton		100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro		50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils		52.00 €

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; Non disponible avec la plaque pour amputé

2- Ne peut être combiné avec les anti-bascule; 3- Non disponible avec roue Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																					
AirGrip	☐ 105€ HR07		☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre		☐ STD FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	SF
																					
Accent ²	☐ STD FC12		☐ FC13					☐ FC15		☐ FC10	☐ FC16			☐ FC11			☐ FC14				SF
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																		10 jours additionnels	341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-pliants/veloce#temoignage

Charte de longueur de châssis

Longueur de châssis	Profondeur de siège						
	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	48.26	50.80
STD	N/A						
2.54							N/A
5.08						N/A	N/A
-2.54	N/A	N/A					
-5.08	N/A	N/A	N/A				

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 in	40.64+	4.4 à 10.2
22 in	40.64+	6.3 à 10.2
24 in	40.64+	2.5 à 10.2



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18	499 €	
	NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.19	499 €	
	NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.20	499 €	
	NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.21	599 €	
	NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.22	599 €	
	NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.23	599 €	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		130 €	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NACB1616	40.64	40.64	499 €	
	NACB1618	40.64	45.72	499 €	
	NACB1816	45.72	40.64	499 €	
	NACB1818	45.72	45.72	499 €	
	NACB1820	45.72	50.80	499 €	
	NACB2020	50.80	50.80	499 €	
	NACB2216	55.88	40.64	599 €	
	NACB2218	55.88	45.72	599 €	
	NACB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NACC		130 €	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €	
NPCB1820	45.72	45.72	499 €	
NPCB2020	45.72	45.72	499 €	
NPCB2216	50.80	40.64	599 €	
NPCB2218	55.88	45.72	599 €	
NPCB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


#	Description	\$	✓
NIB-0784	54.4 x 12.7 cm garniture d'appui-tête grande	160 €	
NIB-0818	35.56 x 12.7 cm garniture d'appui-tête très grande	160 €	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110 €	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com