160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com





APEX
FORMULAIRE DE COMMANDE - INTERNATIONAL

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement : *

Acheteur : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du détaillant/représentant

détaillant/représentant : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : *

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

MA043 ☐ *Manual Anglais* | *MA044* ☐ *Manuel Allemand* | *MA045* ☐ *Manuel Italien* | *MA046* ☐ *Manuel Néerlandais* | *MA047* ☐ *Manuel Espagnol* | *MA048* ☐ *Manuel Francais (STD)* | *MA090* ☐ *Manuel Portugais*

MODÈLE						
WC11	☐	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger **ALUMINIUM** *(Capacité de charge de 120kg/265 lb)*	*Cadre en aluminium à triple épaisseur variée / Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium / Barre rigidifiante de siège en aluminium / Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.*			**$2,895**
WC21	☐	Ensemble Apex en **FIBRE DE CARBONE** *(Fini fibre de carbone lustré)*	*Cadre ultra-léger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, barre d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.*			**$1,995**
EVO-R	☐	Programme EVO - redimenssionnement du fauteuil*	*Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil*		Aluminium Carbone	**$750** **$1000**

**En sélecitonnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE* https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions

CADRE

LARGEURS DU SIÈGE													
SW	☐	30.48 (12") ☐	33.02 (13") ☐	35.56 (14") ☐	38.10(15") ☐	40.64(16") ☐	43.18 (17") ☐	45.72 (18") ☐					SF
	☐	48.26 (19") ☐	50.80 (20") ☐										$535
PROFONDEURS DU SIÈGE													
SD	☐	30.48 (12") ☐	33.02 (13") ☐	35.56 (14") ☐	38.10(15") ☐	40.64(16") ☐	43.18 (17") ☐	45.72 (18") ☐					SF
	☐	48.26 (19") ☐	50.80 (20") ☐										$515

LONGUEUR DU CADRE					
SP01	☐	Configuration de longueur standard [1]			STD
SP02	☐	Longueur du cadre 2.5 cm (1") plus longue que la configuration standard			SF
SP03	☐	Longueur du cadre 5 cm (2") plus longue que la configuration standard			SF
SP04	☐	Longueur du cadre 2.5 cm (1") plus courte que la configuration standard			SF
SP05	☐	Longueur du cadre 5 cm (2") plus courte que la configuration standard			SF
ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [2,3]	Ceinture Courte 50-104 (20-41")		$365
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [1,3]	Ceinture Longue 50-116 (20-46")		$365
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture [3]			$335

1- *Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre;* ***2-*** *Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;*

3- *Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.*


4. Calculateur de largeur

Hauteur sol-siège avant

Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 1/4"	
☐ Roue de 3"	35.6cm à 53.3cm (14" à 21")	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐ Roue de 4"	36.8cm à 53.3cm (14.5" à 21")	
☐ Roue de 5"	39.4cm à 53.3cm (15.5" à 21")	*(pouces)*
☐ Roue de 6"	41.9cm à 53.3cm (16.5" à 21") (N.D. avec une angle de cadre à 90°)	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant

Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 1/4"	
☐ Roue de 3"	38.7cm à 53.3cm (15.25'' à 21'')	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐ Roue de 4"	40.0cm à 53.3cm (15.75'' à 21'')	
☐ Roue de 5"	42.54cm à 53.3cm (16.75'' à 21'')	*(pouces)*
☐ Roue de 6"	45.08cm à 53.3cm (17.75'' à 21'') (N.D. avec une angle de cadre à 90°)	




ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-06	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6"		SF
CA10	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6"		$175
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		$105
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		$210
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				$515

Hauteur sol-siège arrière

	DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles +- 1/4 po	
☐	Roue de 20'' (451)	35.5cm à 44.5cm (14'' à 17.5'')	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 22'' (501)	35.5cm à 47cm (14'' à 18.5'')	
☐	Roue de 24'' (540)	38.1cm à 49.5cm (15'' à 19.5'')	_____ *(pouces)*
☐	Roue de 25'' (559)	39.4cm à 50.8cm (15.5'' à 20'')	
☐	Roue de 26'' (590)	40.6cm à 50.8cm (16'' à 20'')	



ROUES ARRIÈRE

ROUES ARRIÈRE				Disponibilité		
RW01	☐	Mag [1]		20", 22" 24"		$57
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [2]		20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère		20", 22", 24", 25", 26"		$350
RW04	☐	Spinergy Spox	**Noir STD** ☐ Blanc [3] ☐ Bleu [3] ☐ Rou [3] ☐ Jau [3] ☐	22", 24", 25", 26"		$895
RW05	☐	Spinergy LX	**Noir STD** ☐ Mau [3] ☐ Blanc [3] ☐ Bleu [3] ☐ Rou [3] ☐ Jau [3] ☐ Rose [3] ☐ Vert [3] ☐ Org [3] ☐	22", 24", 25", 26"		$1,125
RW07	☐	Spinergy CLX [4]	**Noir STD** ☐ Mau [3] ☐ Blanc [3] ☐ Bleu [3] ☐ Rou [3] ☐ Jau [3] ☐ Rose [3] ☐ Vert [3] ☐ Org [3] ☐	24", 25"		$1,600
PNEUS ***(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)***				**Disponibilité**		
		AIRLESS				
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief léger, noir		20", 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen, noir [5]		22", 24", 25", 26"		$105
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm (1") - Sans relief, noir - *Sentinel*		20", 22", 24", 25", 26"		$125
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen [6]		22", 24", 26"		$90
		PNEUMATIQUES				
TI05	☐	Pneumatique 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen		20", 22", 24", 26"		STD
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*		20", 22", 24", 25", 26"		$110
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*		24", 25", 26"		$145
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm (2") - Gros relief, noir [7]		22", 24" 25"		$115

1- *Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard;* ***2-*** *Non compatible avec les pneus Shox; 3-Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production;*
4- *Seulement compatible avec les pneus de 1";* ***5-*** *Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags, Newton One et Newton Gravity*
6- *Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26"* ***7-*** *Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées*

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE				Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]		20", 22", 24", 25"		$80
HR02	☐	Plastifiés [1]		20", 22", 24", 25", 26"		$145
HR03	☐	Antidérapants [1,2]		22", 24", 25", 26"		$380
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip [2]	*Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix*	20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge [1,2,3]	*(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		$425
HR05	☐	Surge LT [1,2,3]	*(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		$465
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3]		22", 24", 25", 26"		$395
HR62	☐	Simi H [1,2]	*(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		$395
HR63	☐	Nova H [1,2]	*(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		$425
HR64	☐	Optimum H [1,2]	*(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		$325
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis				SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale*
3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe [4]	*Languette longue*			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [3]	*Languette courte 2 positions*			$32
HR31	☐	Assemblage très rapproché [3]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [4] ☐			$32
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				$95
HR27	☐	Prise super				$150
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

3- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*

4- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX					
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide			STD
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique			$135
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM02	☐	Inclinaison de 2°			SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ


Spécifier la position de la plaque de roue arrière :

Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.

Plage de 0 à 6"	**Régler à :** _____ (pouces)

Si non indiqué le réglage est par défaut à 2,5"


Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG




BLOCAGE DE ROUES					
WL08	☐	Blocages par poussée Newton			STD
WL02	☐	Blocages par traction			SF
WL04	☐	Anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			$165
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles [1]			$83
WL05	☐	Blocages ciseaux			$155
WL99	☐	Blocage de roues non requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

ANGLE AVANT DU CADRE					
FA70	☐	70° Angle avant de cadre *(non disponible avec l'option carbone)*			SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre			SF




Longueur entre la toile de siège et la palette de l'appui-pied	
30,5cm à 48,3cm (12" à 19") sans montage haut 17,78cm à 33,02cm (7" à 13") avec montage haut [1]	**Spécifiez la longueur désirée [2]:** _____ *(pouces)* *Requis*



1- Choisir le montage haut dans la section des palettes; 2- La longueur entre la toile de siège et la palette pourrait ne pas être disponible selon la configuration demandée

Appui-pied et choix de section fuselée

Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.54cm	Section fuselée de 5.08cm
Mesure extérieure	6,4cm plus étroit que la largeur du siège	11,4cm plus étroit que la largeur du siège	16,6 cm plus étroit que la largeur du siège
30.5 *12"*	24.1 *9.5"* ☐	19.1 *7.5"* ☐	
33.0 *13"*	26.7 *10.5"* ☐	21.6 *8.5"* ☐	
35.6 *14"*	29.2 *11.5"* ☐	24.1 *9.5"* ☐	
38.1 *15"*	31.8 *12.5"* ☐	26.7 *10.5"* ☐	
40.6 *16"*	34.3 *13.5"* ☐	29.2 *11.5"* ☐	24.1 *9.5"* ☐
43.2 *17"*	36.8 *14.5"* ☐	31.8 *12.5"* ☐	26.7 *10.5"* ☐
45.7 *18"*	39.4 *15.5"* ☐	34.3 *13.5"* ☐	29.2 *11.5"* ☐
48.3 *19"*	41.9 *16.5"* ☐	36.8 *14.5"* ☐	31.8 *12.5"* ☐
50.8 *20"*	44.5 *17.5"* ☐	39.4 *15.5"* ☐	34.3 *13.5"* ☐



Note : Une hauteur sol siège de plus de 20" réduit la largeur de l'appui-pieds d'un pouce avec une section fuselée de 2"

PALETTES D'APPUI-PIEDS					
FP12	☐	Tubulaire à forme ouverte [1]			STD
FP13	☐	Tubulaire avec palette en ABS			SF
FP31	☐	Pleine largeur, Newton réglable en angle (*aluminium)*			$105
FP32	☐	Pleine largeur, Newton réglable en angle *(fibre de carbone avec inserts caoutchouté)*			$190
FP14	☐	Pleine largeur, rabattable vers l'arrière et réglable en angle *(aluminium)*			$210
FP15	☐	Pleine largeur, rabattable vers l'arrière et réglable en angle *(fibre de carbone)*			$300
FR25	☐	Montage haut avec palette pleine largeur ajustable en angle *(Aluminum)*			$180
FR26	☐	Montage haut avec palette pleine largeur ajustable en angle *(fibre de carbone avec inserts caoutchouté)*			$250
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS					
FP16	☐	Surélevée de 2" *(uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium)* [2]			$78
FP09	☐	Courroie appui-mollets			$43
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			$125

1- Disponible sur tous les cadres fuselés droit; fuselage 1" avec une largeur de 14" et plus; fuselage de 2" avec une largeur de 16" et plus

2- Non disponible avec le montage haut

SIÈGES ET DOSSIERS


TOILE DE DOSSIER					
BH03	☐	Dossier souple Syntech-Suede			SF
BH04	☐	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede			$180
BH99	☐	Dossier non requis			
	☐	Dossier NXT		*Voir liste de prix*	
COUSSINS					
SC01	☐	Coussin de 2"			$194
SC02	☐	Coussin de 3"			$200
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT		*Voir liste de prix*	
DOSSIER RABATTABLE					
BC20	☐	Dossier verrouillable			STD
BC21	☐	Ultra léger (*sans système de verrou dans la positon ouverte ou fermée*) [2]			$105

MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE ***(Non disponible avec poignées de poussées)***

BC	☐	**Hauteur fixe sans poignées de poussée**	*(30) 22.8cm/9"* ☐	*(31) 24.1cm/9.5"* ☐	*(32) 25.4cm/10"* ☐	*(33) 26.7cm/10.5"* ☐	*(34) 27.9 cm/11"* ☐
		(35) 29.2cm/11.5" ☐	*(36) 30.5cm/12"* ☐	*(37) 31.7cm/12.5"* ☐	*(38) 33cm/13"* ☐	*(39) 34.3cm/13.5"* ☐	*(40) 35.5cm/14"* ☐	*(41) 35.8cm/14.5"* ☐
		(42) 38.1cm/15" ☐	*(43) 39.4cm/15.5"* ☐	*(44) 40.6cm/16"* ☐	*(45) 41.9cm/16.5"* ☐	*(46) 43.2cm/17"* ☐	*(47) 44.5cm/17.5"* ☐	*(48) 45.7cm/18"* ☐
		(49) 47cm/18.5" ☐	*(50) 48.3/19"* ☐	*(51) 49.5cm/19.5"* ☐	*(52) 50.8cm/20"* ☐	*(53) 52.7cm/20.5"* ☐	*(54) 53.3cm/21"* ☐	

SF


MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*

BC	☐	**Montants de dossier droit** (22) 9 - 12"/ 22.8 - 30.5cm ☐ (23) 12 - 15" / 30.5 - 38.1cm ☐ (24) 15 - 18 / 38.1 - 45.7cm ☐ (25) 18 - 21" / 45.7 - 53.3cm ☐	SF
Spécifiez la hauteur :*		*(par incréments de 1/2", mesuré à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier)* * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas	
		Choisir l'angle du dossier : [1] 101° ☐ 99° ☐ 96° ☐ **93°** ☐ 90° ☐ 87° ☐ 83° ☐ 80° ☐ 	STD

1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables			$150
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm (9-20") [1]			$330
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm (9-23") [1]			$330
PH02	☐	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSSETTE					
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues)*			$175

1- Non compatible avec les appui-bras en L escamotables; Non disponible avec les montants de 22.8 à 30.5 cm (9" à 12"); lorsque le l'ancrage de transport WC-19 est sélectionné, seule la barre rigidifiante 10.16 cm (4") est disponible

OPTIONS POUR LES DOSSIERS					
BC61	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm (1") [1,4]			$195
BC62	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm (2") [2,4]			$195
BC56	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 7.62cm (3") [3,4]			$195
BC57	☐	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62cm (3")			STD
BC55	☐	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16cm (4") en Aluminium			SF
BC88	☐	**Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante** _____ *(pouces)* *Mesurer à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante - mesure standard 5.7"* *La position la plus basse est à 4.25"* 			$135

*Si choisi avec l'option WC-19: **1-** Profondeur maximale de 19po; **2-** profondeur maximale de 18po; **3-** pronfondeur maximale de 17po; **4-** Seulement compatible avec l'option d'ancrages WC-19 **sans** la ceinture Q'Straint*

APPUIS-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1]						
AR13-610	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10") [3]	15.25 - 25cm (6" - 10")			$360
AR03-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")			$360
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")			$360
AR14-610	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14") [3]	15.25 - 25cm (6" - 10")			$360
AR04-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")			$360
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")			$360
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" [2]						
AR05	☐	Garniture de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			$250
AR23	☐	Garniture de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			$250
AR06	☐	Garniture de confort courte 25.4 cm (10")	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			$250
AR17	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			$250
OPTIONS D'APPUI-BRAS						
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") [4] - *Gel Ovation*				$165
AR99	☐	Appui-bras non requis				SF

***1-** Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; **2-** Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; **3-** Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière*
***4** - Seulement disponible avec les appui-bras en "T" longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS *(non disponible avec l'appui-bras en T)*							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$210
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$315
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$295
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$550
SG99	☐	Aucun protège-vêtements					STD

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2° ; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1"*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB01-S	☐	Type velcro réglable - **Petit 88.9cm (35")** [1]			$50
SB01-L	☐	Type velcro réglable - **Grand 152.40cm (60")**			$50
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit 88.9cm (35")** [1]			$95
SB02-M	☐	Type automobile - **Moyen 121.92cm (48")**			$95
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand 152.40cm (60")**			$95
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			$95
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			$95
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit 129.54cm (51")**			$185
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			$185
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			$185
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit 129.54cm (51")**			$205
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			$205
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			$205
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			$17
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen 73.66 (18")**			$310
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand 93.98cm (24")**			$310
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES					
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes			$155
AC06	☐	Porte canne et béquilles	Gauche ☐ Droit ☐		$130
AC08	☐	Protèges-rayons [1] *(paire)*	*Disponible pour : 22", 24", 25"[2], 26"*		$125
AC10	☐	Pochette de siège			$83
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton			$62
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility			$135
AC23	☐	Sac à dos			$130
AC13	☐	Ensemble d'outils			$50

1- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 2- Le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

Couleurs

Options [1]	Noir [3]	Fibre de carbone [3]	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ $125		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$265
Cadre (SF)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	À dét. [4] ☐
Tube de carrossage	☐ STD/SF		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$60
Accent [2]	☐ STD		☐					☐		☐	☐			☐			☐				SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:																*10 jours additionnels*		$390

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*

2- *Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:* https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

3 *- Le cadre noir est STD avec l'aluminium; Le cadre fibre de carbone est STD avec le cadre en carbone;* *4- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande*

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.


Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS RIGIDES – FORMULAIRE DE COMMANDE -INTL

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____
(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
12"	$425	$425	$425		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
13"						N/D	N/D	N/D	N/D
14"	$425	$425	$425						
15"		$425	$425	$425	$425				
16"		$425	$425	$425	$425	$425	$425	$460	$460
17"	N/D			$425	$425	$425	$425	$460	$460
18"	N/D			$425	$425	$425	$425	$460	$460
19"	N/D			$425	$425	$425	$425	$460	$460
20"	N/D			$425	$425	$425	$460	$460	$460

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	$77	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	$77	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm)de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	$77	

THORACIC SHAPE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
13"	7"	NOACB1307	$695	☐	NIB-2187V	$125	☐
13"	9"	NOACB1309	$695	☐	NIB-2188V	$125	☐
13"	13"	NOACB1313	$695	☐	NIB-2189V	$125	☐
13"	16"	NOACB1316	$695	☐	NIB-2190V	$125	☐
14"	7"	NOACB1407	$695	☐	NIB-2191V	$125	☐
14"	9"	NOACB1409	$695	☐	NIB-2192V	$125	☐
14"	13"	NOACB1413	$695	☐	NIB-2193V	$125	☐
14"	16"	NOACB1416	$695	☐	NIB-2194V	$125	☐
15"	7"	NOACB1507	$695	☐	NIB-2195V	$125	☐
15"	9"	NOACB1509	$695	☐	NIB-2196V	$125	☐
15"	13"	NOACB1513	$695	☐	NIB-2197V	$125	☐
15"	16"	NOACB1516	$695	☐	NIB-2198V	$125	☐
16"	7"	NOACB1607	$695	☐	NIB-2199V	$125	☐
16"	9"	NOACB1609	$695	☐	NIB-2200V	$125	☐
16"	13"	NOACB1613	$695	☐	NIB-2201V	$125	☐
16"	16"	NOACB1616	$695	☐	NIB-2202V	$125	☐
17"	7"	NOACB1707	$695	☐	NIB-2204V	$125	☐
17"	9"	NOACB1709	$695	☐	NIB-2205V	$125	☐
17"	13"	NOACB1713	$695	☐	NIB-2206V	$125	☐
17"	16"	NOACB1716	$695	☐	NIB-2207V	$125	☐
18"	7"	NOACB1807	$695	☐	NIB-2209V	$125	☐
18"	9"	NOACB1809	$695	☐	NIB-2210V	$125	☐
18"	13"	NOACB1813	$695	☐	NIB-2211V	$125	☐
18"	16"	NOACB1816	$695	☐	NIB-2212V	$125	☐
20"	7"	NOACB2007	$695	☐	NIB-2216V	$125	☐
20"	9"	NOACB2009	$695	☐	NIB-2217V	$125	☐
20"	13"	NOACB2013	$695	☐	NIB-2218V	$125	☐
20"	16"	NOACB2016	$695	☐	NIB-2219V	$125	☐



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE =
ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
13"	7"						
13"	9"						
13"	13"						
13"	16"						
14"	7"						
14"	9"	NOCFACB1409	$870	☐	NIB-2192V	$125	☐
14"	13"	NOCFACB1413	$900	☐	NIB-2193V	$125	☐
14"	16"	NOCFACB1416	$930	☐	NIB-2194V	$125	☐
15"	7"						
15"	9"	NOCFACB1509	$870	☐	NIB-2196V	$125	☐
15"	13"	NOCFACB1513	$900	☐	NIB-2197V	$125	☐
15"	16"	NOCFACB1516	$930	☐	NIB-2198V	$125	☐
16"	7"						
16"	9"	NOCFACB1609	$870	☐	NIB-2200V	$125	☐
16"	13"	NOCFACB1613	$900	☐	NIB-2201V	$125	☐
16"	16"	NOCFACB1616	$930	☐	NIB-2202V	$125	☐
17"	7"						
17"	9"	NOCFACB1709	$870	☐	NIB-2205V	$125	☐
17"	13"	NOCFACB1713	$900	☐	NIB-2206V	$125	☐
17"	16"	NOCFACB1716	$930	☐	NIB-2207V	$125	☐
18"	7"						
18"	9"	NOCFACB1809	$870	☐	NIB-2210V	$125	☐
18"	13"	NOCFACB1813	$900	☐	NIB-2211V	$125	☐
18"	16"	NOCFACB1816	$930	☐	NIB-2212V	$125	☐
20"	7"						
20"	9"	NOCFACB2009	$870	☐	NIB-2217V	$125	☐
20"	13"	NOCFACB2013	$900	☐	NIB-2218V	$125	☐
20"	16"	NOCFACB2016	$930	☐	NIB-2219V	$125	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

THORACIC SHAPE



Optima™ DEEP

THORACIC BACK SUPPORT

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
13"	7"	NOPCB1307	$695	☐	NIB-2240V	$125	☐
13"	9"	NOPCB1309	$695	☐	NIB-2241V	$125	☐
13"	13"	NOPCB1313	$695	☐	NIB-2242V	$125	☐
13"	16"	NOPCB1316	$695	☐	NIB-2243V	$125	☐
14"	7"	NOPCB1407	$695	☐	NIB-2244V	$125	☐
14"	9"	NOPCB1409	$695	☐	NIB-2245V	$125	☐
14"	13"	NOPCB1413	$695	☐	NIB-2246V	$125	☐
14"	16"	NOPCB1416	$695	☐	NIB-2247V	$125	☐
15"	7"	NOPCB1507	$695	☐	NIB-2248V	$125	☐
15"	9"	NOPCB1509	$695	☐	NIB-2249V	$125	☐
15"	13"	NOPCB1513	$695	☐	NIB-2250V	$125	☐
15"	16"	NOPCB1516	$695	☐	NIB-2251V	$125	☐
16"	7"	NOPCB1607	$695	☐	NIB-2252V	$125	☐
16"	9"	NOPCB1609	$695	☐	NIB-2253V	$125	☐
16"	13"	NOPCB1613	$695	☐	NIB-2254V	$125	☐
16"	16"	NOPCB1616	$695	☐	NIB-2255V	$125	☐
17"	7"	NOPCB1707	$695	☐	NIB-2257V	$125	☐
17"	9"	NOPCB1709	$695	☐	NIB-2258V	$125	☐
17"	13"	NOPCB1713	$695	☐	NIB-2259V	$125	☐
17"	16"	NOPCB1716	$695	☐	NIB-2260V	$125	☐
18"	7"	NOPCB1807	$695	☐	NIB-2262V	$125	☐
18"	9"	NOPCB1809	$695	☐	NIB-2263V	$125	☐
18"	13"	NOPCB1813	$695	☐	NIB-2264V	$125	☐
18"	16"	NOPCB1816	$695	☐	NIB-2265V	$125	☐
20"	7"	NOPCB2007	$695	☐	NIB-2269V	$125	☐
20"	9"	NOPCB2009	$695	☐	NIB-2270V	$125	☐
20"	13"	NOPCB2013	$695	☐	NIB-2271V	$125	☐
20"	16"	NOPCB2016	$695	☐	NIB-2272V	$125	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE =
ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
13"	7"						
13"	9"						
13"	13"						
13"	16"						
14"	7"						
14"	9"	NOCFPCB1409	$965	☐	NIB-2245V	$125	☐
14"	13"	NOCFPCB1413	$985	☐	NIB-2246V	$125	☐
14"	16"	NOCFPCB1416	$1,025	☐	NIB-2247V	$125	☐
15"	7"						
15"	9"	NOCFPCB1509	$965	☐	NIB-2249V	$125	☐
15"	13"	NOCFPCB1513	$985	☐	NIB-2250V	$125	☐
15"	16"	NOCFPCB1516	$1,025	☐	NIB-2251V	$125	☐
16"	7"						
16"	9"	NOCFPCB1609	$965	☐	NIB-2253V	$125	☐
16"	13"	NOCFPCB1613	$985	☐	NIB-2254V	$125	☐
16"	16"	NOCFPCB1616	$1,025	☐	NIB-2255V	$125	☐
17"	7"						
17"	9"	NOCFPCB1709	$965	☐	NIB-2258V	$125	☐
17"	13"	NOCFPCB1713	$985	☐	NIB-2259V	$125	☐
17"	16"	NOCFPCB1716	$1,025	☐	NIB-2260V	$125	☐
18"	7"						
18"	9"	NOCFPCB1809	$965	☐	NIB-2263V	$125	☐
18"	13"	NOCFPCB1813	$985	☐	NIB-2264V	$125	☐
18"	16"	NOCFPCB1816	$1,025	☐	NIB-2265V	$125	☐
20"	7"						
20"	9"	NOCFPCB2009	$965	☐	NIB-2270V	$125	☐
20"	13"	NOCFPCB2013	$985	☐	NIB-2271V	$125	☐
20"	16"	NOCFPCB2016	$1,025	☐	NIB-2272V	$125	☐

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit corresponde à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	SF	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	SF	

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	$160	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	$65	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	$65	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	$65	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	$65	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	$65	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF_____V	$125	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF_____V	$145	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF_____V	$125	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF_____V	$145	

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com