EZPZ-SP & AP

Chaises mobiles de douche et d'aisance



EZPZ-SP
à propulsion autonome

EZPZ-AP
à propulsion assistée

Les **chaises mobiles de douche et d'aisance EZPZ** offrent la qualité, le confort exceptionnel et le fonctionnement Raz Design à prix abordable. Leurs éléments standards, comme un cadre en aluminium anticorrosif, un dossier souple et des roues avant se verrouillant font de ces chaises d'aisance une solution de choix pour un usage à la maison ou dans les établissements.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :

- Accoudoirs rétractables vers le haut
- Siège profilé
- Ajustement de la hauteur sans outil
- Bassin et couvercle ergonomiques

Les chaises mobiles de douche et d'aisance EZPZ sont exceptionnellement durables et faciles à nettoyer. Idéales pour prévenir la propagation des infections.

CARACTÉRISTIQUES



Cadre d'aluminium anticorrosif ajustable en hauteur sans outil



Hauteur ajustable sans outil (EZPZ-AP) – pour dégager la cuvette ou effectuer des transferts à la même hauteur



Siège au contour ergonomique offrant le meilleur confort de cette catégorie



Repose-pieds pivotants et amovibles – facilitent les transferts



Dossier souple et flexible – confortable et facile à nettoyer



Accoudoirs rétractables vers le haut – facilitent les transferts



Roues avant à double dispositif de blocage (pivotent et roulent) – stabilisent la chaise à la toilette, pour se laver et lors des transferts



Bassin avec couvercle – doté d'un déflecteur pare-éclaboussures et d'une surface très brillante pour un nettoyage facile

OPTIONS



Revêtement de siège souple – moulé ou en mousse profilée pour améliorer la distribution de la pression, le confort et le positionnement



Ceinture de bassin – boucle à déclenchement latéral *(sangle standard ou en tissu prévenant les infections)*



Ceinture thoracique – 1 morceau avec boucle à déclenchement latéral *(sangle standard ou en tissu prévenant les infections)*



Lanière repose-jambes amovible prévenant les infections – sèche rapidement



Accoudoirs se verrouillant – sécurité accrue pendant les transferts



Supports latéraux pivotants – offrent un support latéral au tronc



Essieux à dégagement rapide (EZPZ-SP) – facilitent le transport de la chaise

CARACTÉRISTIQUES	EZPZ-AP	EZPZ-SP
CAPACITÉ DE CHARGE	330 lb	330 lb
LARGEUR DU SIÈGE	19,6 po	19,6 po
PROFONDEUR DU SIÈGE (de l'avant du montant de dossier à l'avant du siège)	16,9 po	16,9 po
LARGEUR DU DOSSIER	18,5 po	18,5 po
HAUTEUR DU DOSSIER (du dessus du siège au haut du rembourrage)	16,9 po	16,9 po
DÉGAGEMENT AU-DESSUS DE LA CUVETTE	De 15,3 à 19,2 po	De 15,3 à 19,2 po
DÉGAGEMENT AUTOUR DE LA CUVETTE	16,9 po	16,9 po
HAUTEUR ACCOUDOIRS-SIÈGE	9 po	9 po
HAUTEUR SOL-SIÈGE – par incréments de 1 po	De 18,8 à 22,8 po	De 18,8 à 22,8 po
LARGEUR TOTALE	22,8 po	27,9 po
POIDS DU PRODUIT	35,2 lb	39,6 lb
COMPOSITION DU CADRE	ALUMINIUM	ALUMINIUM