EZPZ-AT

Chaise mobile de douche et d'aisance basculante



Les **chaises mobiles de douche et d'aisance EZPZ** offrent la qualité, le confort exceptionnel et le fonctionnement Raz Design à prix abordable. Leurs éléments standards, comme un cadre en aluminium anticorrosif, un dossier souple et des roues avant se verrouillant font de ces chaises d'aisance une solution de choix pour un usage à la maison ou dans les établissements.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :

- Plage de basculement de 35°
- Accoudoirs rétractables vers le haut
- Siège et appuie-tête profilés
- Cylindres mécaniques en acier inoxydable
- Ajustement de la hauteur sans outil

Les chaises mobiles de douche et d'aisance EZPZ sont exceptionnellement durables et faciles à nettoyer. Idéales pour prévenir la propagation des infections.

CARACTÉRISTIQUES


Cadre d'aluminium anticorrosif ajustable en hauteur sans outil


Support de tête moulé et coussiné – ajustable avant-arrière et en hauteur


Siège profilé offrant le meilleur confort de cette catégorie


Repose-pieds pivotants et amovibles – facilitent les transferts


Dossier souple et flexible – confortable et facile à nettoyer


Accoudoirs rétractables vers le haut – facilitent les transferts


Roues avant à double dispositif de blocage – stabilisent la chaise à la toilette, pour se laver et lors des transferts


Bassin avec couvercle – doté d'un déflecteur pare-éclaboussures

OPTIONS


Revêtement de siège souple – moulé et/ou en mousse profilée pour distribuer la pression et améliorer le confort et le positionnement


Ceinture de bassin avec boucle à déclenchement latéral *(sangle standard ou en tissu prévenant les infections)*


Ceinture thoracique standard – 1 morceau avec boucle à déclenchement latéral


Ceinture thoracique anti-infection – 1 morceau avec boucle à déclenchement latéral


Lanière repose-jambes amovible prévenant les infections – sèche rapidement


Un dispositif anti-basculement peut être ajouté à l'avant ou à l'arrière – ajoute 1 po de longueur


Accoudoirs se verrouillant – sécurité accrue lors des transferts


Supports pivotants offrant un support latéral au tronc

CARACTÉRISTIQUES	CHAISE MOBILE DE DOUCHE ET D'AISANCE EZPZ-AT
CAPACITÉ DE CHARGE	330 lb
PLAGE DE BASCULEMENT	Plage de basculement de 35°, y compris un basculement arrière de 5° en option
LARGEUR DU SIÈGE	19,5 po
PROFONDEUR DU SIÈGE (de l'avant du montant de dossier à l'avant du siège)	17 po
LARGEUR DU DOSSIER	18,5 po
HAUTEUR DU DOSSIER (du dessus du siège au haut du rembourrage)	17 po
DÉGAGEMENT AU-DESSUS DE LA CUVETTE	9 po
DÉGAGEMENT AUTOUR DE LA CUVETTE	De 20 à 24 po
HAUTEUR ACCOUDOIRS-SIÈGE	23 po
HAUTEUR SOL-SIÈGE – par incréments de 1 po	40 lb
LARGEUR TOTALE	23"
POIDS DU PRODUIT	40 LBS
COMPOSITION DU CADRE	ALUMINIUM