MOTION COMPOSITES SAS
42 AVENUE DU CHAMP DE GRETZ
62180 VERTON
03.91.16.06.52
devis@motioncomposites.com
cmd@motioncomposites.com



6.8

MOVE

FORMULAIRE DE COMMANDE - BELGIQUE/LUXEMBOURG

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement :*

Acheteur :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : *

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

MA083 ☐ *Manual Anglais* *MA084* ☐ *Manuel Allemand* *MA088* ☐ *Manuel Italien* *MA086* ☐ *Manuel Néerlandais* *MA087* ☐ *Manuel Espagnol* *MA088* ☐ *Manuel Francais (STD)* *MA089* ☐ *Manuel Portugais*

MODÈLE				Codes LPP	Tarif HT/TVA 5,5%
WC01	☐	Fauteuil roulant pliant **MOVE** aluminium *(capacité de poids : 120kg)* *Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique*		9110204	**1,590.00 €**
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé *(capacité de poids : 159kg)*			265.00 €
CADRE					
LARGEURS DU SIÈGE [3]					
SW	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm [1] ☐ 48.26 cm [1] ☐ 50.80 cm [1] ☐ 55.88 cm [2] ☐			SF
PROFONDEURS DU SIÈGE					
SD	☐	40.64cm ☐ 43.18cm ☐ 45.7cm ☐ 50.80cm ☐			SF
ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC04	☐	Ancrages de transport *(inoccupé)*			SF
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint [4]	Courte 50-104 cm		310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint [4]	Longue 50-116 cm		310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture [4]			310.00 €

1- *Disponibe en ensemble châssis renforcé* ***2-*** *Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé*

3. Calculateur de largeur

4- *Peut interférer avec les accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé*

ENSEMBLES				
VP01	☐	Kit de visibilité : *un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites* [1]		95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ****VP01*** *;*
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 5.

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue 4" (10.16cm) Longueur des tiges STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	Roue 5" (12.70cm) Longueur des tiges STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	Roue 6" (15.24cm) Longueur des tiges STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	Roue 7" (17.78cm) Longueur des tiges STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	Roue 8" (20.32cm) Longueur des tiges STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	31.75cm ☐	34.29cm ☐	36.83cm ☐												
	P2	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐		36.83cm ☐	39.37cm ☐									
12.7cm	P1															
	P2	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	34.29cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐									
	P3	34.29cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐		39.37cm ☐	41.91cm ☐						
	P4	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐		41.91cm ☐	44.45cm ☐			
17.78cm	P1							39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐			
	P2				39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐			
	P3				40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐
	P4	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.80cm ☐
	P5	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.80cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐
Froglegs	P1	34.3cm ☐	36.8cm ☐	39.4cm ☐												
	P2	35.6cm ☐	38.1cm ☐	40.6cm ☐	36.8cm ☐	38.1cm ☐	40.6cm ☐									
	P3	36.8cm ☐	39.4cm ☐	41.9cm ☐	38.1cm ☐	40.6cm ☐	43.2cm ☐	39.4cm ☐	41.9cm ☐	44.5cm ☐						

Hauteurs disponibles +- +/- 0.65cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00 €

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encerclez la configuration désirée

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	36.83cm ☐	38.1cm ☐
33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	39.37cm ☐	40.6cm ☐
35.56cm ☐	38.10cm ☐	40,64cm ☐	41.91cm ☐	43.2cm ☐
38.10cm ☐	40,64cm ☐	43.18cm ☐	44.45cm ☐	45.7cm ☐
40,64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	46.99cm ☐	48.3cm ☐
43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	49.53cm ☐	50.8cm ☐

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.27cm

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] *Uniquement disponible avec les roues Newton One, axes fixes , inclinaison de 0°*							
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2]	Gauche ☐	Droit ☐		9310297	730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2]	Gauche ☐	Droit ☐		9310297	740.00 €
HR98	☐	Main courante sur le côté opposé non requise					SF
ROUES ARRIÈRE					**Disponibilité**		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [3]			20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		295.00 €
PNEUS *(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)*					**Disponibilité**		
		AIRLESS					
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir			20", 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir			22", 24", 25", 26"		90.00 €
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - *Sentinel*			22", 24", 25", 26"		110.00 €
		PNEUMATIQUES					
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*			20", 22", 24", 25", 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*			24", 25", 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir			22", 24" 25"		95.00 €

1- *Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeur 22";*

2- *Seulement offert en position standard;* ***3-*** *Non compatible avec les pneus Shox;*

MAINS COURANTES

MAINS COURANTES			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	20", 22", 24", 25"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24", 25", 26"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip[2] *Voir à la page 5 pour les choix de couleurs et prix*	20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24", 25", 26"		290.00 €
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		340.00 €
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		285.00 €
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis			SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag;* ***3-*** *Non disponible avec conduite unilatérale*
4 *- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;*
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS POUR MAINS COURANTES


Position d'assemblage des mains courantes						
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe[6]	*Languette longue*			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5]	*Languette courte 2 positions*			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [6] ☐			26.00 €
Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

5- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*
6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

AXES *(Inclinaison de 0°)* [1]						
AX01	☐	Axes à dégagement rapide				STD
AX02	☐	Axes filetés				SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique				120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION						
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé[2]				190.00 €

1- *Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux;* ***2-*** *Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant*

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 1.9cm

Plus stable				Plus agile
AMPUTÉ [1] ☐		**1.9 cm** ☐		5.08 cm ☐

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS						
WL08	☐	Freins à pousser Newton				STD
WL02	☐	Freins à tirer				SF
WL04	☐	Anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*				145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles [1] *VP01				70.00 €
WL06	☐	Freins pour Assistant *(kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)*				185.00 €
WL15	☐	Frein unilatéral par traction[2] Gauche ☐ Droit ☐				295.00 €
WL99	☐	Freins non-requis				SF

1- *Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)*
2- *Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

POTENCES

POTENCES AMOVIBLES ET PIVOTANTS À L'EXTÉRIEUR						
FR01-01	☐	60° potences pivotantes	34.29 - 44.45cm (13.5 - 17.5")	Régler à*	9310280	SF
FR01-02	☐	60° potences pivotantes	39.37 - 49.53cm (15.5 - 19.5")	Régler à*	9310280	SF
FR01-03	☐	60° potences pivotantes	43.18 - 53.34cm (17 - 21")	Régler à*	9310280	SF
FR02-01	☐	70° potences pivotantes	34.29 - 44.45cm (13.5 - 17.5")	Régler à*	9310280	SF
FR02-02	☐	70° potences pivotantes	39.37 - 49.53cm (15.5 - 19.5")	Régler à*	9310280	SF
FR02-03	☐	70° potences pivotantes	43.18 - 53.34cm (17 - 21")	Régler à*	9310280	SF
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	☐	Montage Haut *(fixés avec bagues aux appui-pieds)*	*12.70 - 34.29cm*	Régler à*		80.00 €
FR10	☐	Relèvei-jambes élévateur avec coussin, réglable [1] Gauche ☐ Droit ☐	*35.56 - 55.88 cm*	Régler à		215.00 €
FR99	☐	Potences non requises				SF

1- *L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec le montage haut*

* +/- 1/2"

REPOSE-PIEDS RABATTABLES						
FP01	☐	Standard séparées- composite				SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparées - composite *VP01				90.00 €
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium				95.00 €
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium				215.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS						
FP08	☐	Sangles appui-talon réglables en longueur				SF
FP09	☐	Sangles mollets simple				35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh				105.00 €

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐ Droit ☐			375.00 €
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐ Droit ☐			375.00 €
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐ Droit ☐			375.00 €
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐ Droit ☐			375.00 €
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐ Droit ☐			375.00 €
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐ Droit ☐			375.00 €

SIÈGES ET DOSSIERS

TOILES DE DOSSIER						
BH06	☐	Dossier souple à tension réglable en nylon			9310305	STD
BH99	☐	Dossier non requis				SF
COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	☐	Coussin de 5.08cm			9310305	160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm			9310305	180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis				STD
MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES						
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm			SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72cm			SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm			SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	53.34 - 60.96cm *incréments de 2.54cm*	Régler à[2]		80.00 €
DOSSIER RABATTABLE [1]						
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable				150.00 €

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC02-16; BC02-20)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES						
BC02-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm			130.00 €
BC02-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm			130.00 €
	Sélectionner l'angle du montant :	90° ☐	95° **STD** ☐	100° ☐	105° ☐	110° ☐

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION [1] *(uniquement disponible avec des poignées de poussée)*						
PH04	☐	Poignée de poussette				145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton				230.00 €

1- *La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées*

ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") [1, 4] ***VP01**								
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1] ***VP01**								
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm					240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm					240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" [2]								
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm					205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm					205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm					205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm					205.00 €
OPTIONS D'ACCOUDOIRS								
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - *Gel Ovation* [3]						145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis						SF

1- *Peut avoir une restriction d'ajustment de 1.27cm aux extrêmes;* ***2-*** *Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assisant;*

3- *Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;* ***4-*** *Non disponible avec blocage pour assistant;*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS *(non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")*								
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (*amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐				SF
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐				STD
SG99	☐	Protège-vêtements non requis						SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT								
SB02-S	☐	Type automobile - **S (88.9cm)** [1]						55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - **M (121.92cm)**						55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - **G (152.40 cm)**						55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **M (142.24 cm)**						90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **G (154.94 cm)**						90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **P (129.54 cm)**						170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **M (142.24 cm)**						170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **G (154.94 cm)**						170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **P (129.54 cm)**						185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **M (142.24 cm)**						185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **G (154.94 cm)**						185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)						15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **M (73.66 cm)**						275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **G (93.98 cm)**						275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise						STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE [1]								
AC01-S	☐	Petit coussin de support de tête anatomique (22.9 x 12.7 cm)					9310268	120.00 €
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (25.4 x 12.7 cm)					9310268	120.00 €
AC01-L	☐	Très grand coussin de tête rectangulaire (35.6 x 12.7 cm)					9310268	120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension					9310268	195.00 €

1- *Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée*

ACCESSOIRES								
AC03	☐	Anti-bascule à roulettes						130.00 €
AC29	☐	Anti-bascule pivotant[1]	Gauche ☐	Droit ☐				130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule [2]						60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐				105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène [4] - Type D et E - installation à gauche						285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons [3] *(paire)*	Disponible pour : 20", 22", 24", 25", 26"					110.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir						55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège						70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton						70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility						120.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton						100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro						50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils						42.00 €

1- *Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm;*

2- *Ne peut être combiné avec les anti-bascule;* ***3-*** *Non disponible avec roue Mag et Spinergy; le protège-rayons 24" sera installé sur la roue 25"*


4 *- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19*

Couleurs																				
Options [1]	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ 105€ HR07	☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre [2] (95€)	☐ STD/SF FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	À dét. [3] ☐
FC99	☐	Couleur personnalisée			Indiquer la couleur PPG Paintit:													*10 jours additionnels*		341.00 €

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*

2- *Avec croisillon noir;* ***3*** *- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 40.64 cm et plus

Roues arrière : doit être de 24 po et moins

Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°

Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"

Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement

Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur

Non compatible avec les extensions de blocage de roues

Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	5.08
22 po	40.64	1.90 à 5.08
	43.18+	1.90 à 5.08
24 po	40.64	1.9
	43.18	1.90 à 5.08
	45.72+	1.90 à 5.08

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.

Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil
OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____
(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
35.56 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €								
38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €						
40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
43.18 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
45.72 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
48.26 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
50.80 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm)de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOACB1413	499 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOACB1416	499 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOACB1513	499 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOACB1516	499 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOACB1613	499 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOACB1616	499 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
40.64	48.26	NOACB1619	499 €	☐	NIB-2203V	130 €	☐
43.18	33.02	NOACB1713	499 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOACB1716	499 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	33.02	NOACB1813	499 €	☐	NIB-2208V	130 €	☐
45.72	40.64	NOACB1816	499 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	48.26	NOACB1819	499 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
48.26	40.64	NOACB1916	499 €	☐	NIB-2213V	130 €	☐
48.26	48.26	NOACB1919	499 €	☐	NIB-2215V	130 €	☐
50.80	33.02	NOACB2013	499 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOACB2016	499 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐
50.80	48.26	NOACB2019	499 €	☐	NIB-2220V	130 €	☐
53.34	40.64	NOACB2116	499 €	☐	NIB-2221V	130 €	☐
53.34	48.26	NOACB2119	499 €	☐	NIB-2222V	130 €	☐
55.88	33.02	NOACB2213	549 €	☐	NIB-2223V	130 €	☐
55.88	40.64	NOACB2216	549 €	☐	NIB-2224V	130 €	☐
55.88	48.26	NOACB2219	549 €	☐	NIB-2225V	130 €	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOCFACB1516	799 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐

FORME THORACIQUE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOPCB1413	499 €		NIB-2246V	130 €	
35.56	40.64	NOPCB1416	499 €		NIB-2247V	130 €	
38.10	33.02	NOPCB1513	499 €		NIB-2250V	130 €	
38.10	406.4	NOPCB1516	499 €		NIB-2251V	130 €	
40.64	33.02	NOPCB1613	499 €		NIB-2254V	130 €	
40.64	40.64	NOPCB1616	499 €		NIB-2255V	130 €	
40.64	48.26	NOPCB1619	499 €		NIB-2256V	130 €	
43.18	33.02	NOPCB1713	499 €		NIB-2259V	130 €	
43.18	40.64	NOPCB1716	499 €		NIB-2260V	130 €	
45.72	33.02	NOPCB1813	499 €		NIB-2264V	130 €	
45.72	40.64	NOPCB1816	499 €		NIB-2265V	130 €	
45.72	48.26	NOPCB1819	499 €		NIB-2266V	130 €	
48.26	40.64	NOPCB1916	499 €		NIB-2267V	130 €	
48.26	48.26	NOPCB1919	499 €		NIB-2268V	130 €	
50.80	33.02	NOPCB2013	499 €		NIB-2271V	130 €	
50.80	40.64	NOPCB2016	499 €		NIB-2272V	130 €	
50.80	48.26	NOPCB2019	499 €		NIB-2273V	130 €	
53.34	40.64	NOPCB2116	499 €		NIB-2274V	130 €	
53.34	48.26	NOPCB2119	499 €		NIB-2275V	130 €	
55.88	33.02	NOPCB2213	549 €		NIB-2276V	130 €	
55.88	40.64	NOPCB2216	549 €		NIB-2277V	130 €	
55.88	48.26	NOPCB2219	549 €		NIB-2278V	130 €	



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €		NIB-2246V	130 €	
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €		NIB-2247V	130 €	
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €		NIB-2250V	130 €	
38.10	406.4	NOCFPCB1516	899 €		NIB-2251V	130 €	
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €		NIB-2254V	130 €	
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €		NIB-2255V	130 €	
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €		NIB-2259V	130 €	
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €		NIB-2260V	130 €	
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €		NIB-2264V	130 €	
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €		NIB-2265V	130 €	
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €		NIB-2271V	130 €	
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €		NIB-2272V	130 €	

FORME THORACIQUE



Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	38.48	33.02-43.18	499 €		NIB-2148V	130 €	
NHAACB(L)1413/17	35.56	33.02-43.19	499 €		NIB-2149V	130 €	
NHAACB(L)1613/17	40.64	33.02-43.20	499 €		NIB-2150V	130 €	
NHAACB(L)1813/17	45.72	33.02-43.21	499 €		NIB-2151V	130 €	
NHAACB (L)2013/17	50.8	33.02-43.22	499 €		NIB-2152V	130 €	
NHAACB (L)2213/17	55.88	33.02-43.23	549 €		NIB-2153V	130 €	



Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €		NIB-2143V	130 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €		NIB-2144V	130 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €		NIB-2145V	130 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	549 €		NIB-2146V	130 €	

FORME PELVIQUE



Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NACB1616	40.64	40.64	499 €		NIB-2163V	130 €	
NACB1618	40.64	45.72	499 €		NIB-2164V	130 €	
NACB1816	45.72	40.64	499 €		NIB-2166V	130 €	
NACB1818	45.72	45.72	499 €		NIB-2167V	130 €	
NACB1820	45.72	50.8	499 €		NIB-2168V	130 €	
NACB2020	50.8	50.8	499 €		NIB-2171V	130 €	
NACB2216	55.88	40.64	549 €		NIB-2172V	130 €	
NACB2218	55.88	45.72	549 €		NIB-2173V	130 €	
NACB2220	55.88	50.8	549 €		NIB-2174V	130 €	



Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €		NIB-2175V	130 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €		NIB-2176V	130 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €		NIB-2179V	130 €	
NPCB1820	45.72	50.8	499 €		NIB-2180V	130 €	
NPCB2020	50.8	50.8	499 €		NIB-2183V	130 €	
NPCB2216	55.88	40.64	499 €		NIB-2184V	130 €	
NPCB2218	55.88	45.72	549 €		NIB-2185V	130 €	
NPCB2220	55.88	50.8	549 €		NIB-2186V	130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	**89 €**	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	**53 €**	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	**53 €**	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	**53 €**	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	**53 €**	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	**53 €**	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0784	54.4x12.7cm garniture d'appui-tête grand	**160 €**	
	NIB-0818	35.56x 2.7 m garniture d'appui-tête très grand	**160 €**	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	**110 €**	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	**45 €**	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF_____V	**87 €**	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF_____V	**100 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF_____V	**87 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF_____V	**100 €**	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com