BANCS DE TRANSFERT COULISSANTS POUR BAIGNOIRES TRAKZ

Trakz-AT (à basculement assisté) et Trakz-AP (à propulsion assistée)

L'ACCÈS AU BAIN EN TOUTE SIMPLICITÉ – **AUCUNE RÉNOVATION NÉCESSAIRE**



RAZ TRAKZ-AT
Basculement assisté

TRAKZ est un système de banc de transfert coulissant grâce auquel les gens peuvent se laver au-dessus d'une baignoire sans devoir faire des rénovations dispendieuses.

- Convient idéalement aux aînés et aux personnes à mobilité réduite.
- Favorise l'autonomie et l'accessibilité chez soi.
- Offre une solution polyvalente et durable pour des soins accessibles.
- Utiliser le bassin d'aisance Trakz permet de réduire les transferts et de faire sa toilette en toute sécurité; il s'intègre facilement au pont pour les transferts.
- Doté d'un système de basculement à arc double, Trakz-AT est le siège sur le marché qui demande le moins d'effort de basculement pour le positionnement, facilitant les transferts et le passage au-dessus de la baignoire

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE **TRAKZ-AT** ET **TRAKZ- AP**

Système de sécurité breveté ZbrilokMC – Trakz est le premier système de banc de transfert coulissant pour baignoire du monde doté d'un élément de sécurité breveté qui empêche le siège et l'utilisateur de bouger sur le pont si celui-ci n'est pas solidement verrouillé à la base baignoire et à la base mobile. Cette conception brevetée exclusive à Raz peut prévenir des blessures graves.

7 **longueurs de pont** standards + sur mesure

Base baignoire facile à installer et à retirer… sans outil!

Système de roulement pour des transferts en douceur d'une base à l'autre



Trakz-AT

Les accoudoirs amovibles permettent à la base mobile de passer les portes étroites

Le coussin de siège amovible facilite le nettoyage

Basculement et pivotement – géométrie de basculement à arc double (Trakz-AT seulement)

Plage de basculement de 35° – pour redistribuer la pression, positionner le tronc et soulever les pieds du client au-dessus de la paroi de la baignoire
Grâce à la géométrie de basculement à arc double, on réduit l'effort nécessaire au basculement et le banc Trakz peut être installé beaucoup plus près du mur arrière

CARACTÉRISTIQUES	TRAKZ-AP	TRAKZ-AT
CAPACITÉ DE CHARGE	352 lbs	
LARGEUR TOTALE – avec accoudoirs – sans les accoudoirs	23 po 20,75 po	
LONGUEUR TOTALE avec appuie-pieds standards	35,5 po	36 po
PLAGE DE BASCULEMENT	S.O.	35°
HAUTEUR DU DOSSIER	20 po	
LONGUEUR DE PONT	7 po, 8,5 po, 9,5 po, 10,5 po, 12,5 po, 14,5 po, 16,5 po et sur mesure	
DISTANCE HAUT DU SIÈGE-DESSOUS DU PONT	6,25 po	8,5 po
DISTANCE SOL-DESSOUS DU PONT – Configuration de la base – haut – Configuration de la base – basse	 15,75 po – 19,75 po in 1 po increments 11,75 po – 15,75 po in 1 po increments	
SEAT WIDTH	18 po	
SEAT DEPTH	17 po	
CLEARANCE HEIGHT UNDER SEAT – Configuration de la base – haut – Configuration de la base – basse * sans les fixations : +0.75 po	 16,25 po – 20,25 po, par incréments de 1 po* 11,25 po – 15,25 po, par incréments de 1 po*	
HAUTEUR ACCOUDOIRS-SIÈGE	10 po	
HAUTEUR SOL-SIÈGE – Configuration de la base – haut – Configuration de la base – basse	 22 po – 25 po, par incréments de 1 po 17 po – 21 po, par incréments de 1 po	 24,5 po – 27,5 po, par incréments de 1 po 19,5 po – 23,5 po, par incréments de 1 po
POIDS DU PRODUIT	77,5 lbs	95 lbs
COMPOSITION DU CADRE – cadre de la base – cadre de dossier et appuie-pieds – quincaillerie	 Aluminium[1] Acier inoxydable[1] Acier inoxydable[1]	

[1] Garantie à vie contre la corrosion

Une garantie limitée de 2 ans couvre le cadre contre les défauts de fabrication. Une garantie limitée d'un an couvre tous les autres composants, sous réserve des exclusions liées à l'usure normale. Les caractéristiques et les options peuvent être modifiées sans préavis.

motioncomposites.com
T 1 (866) 650-6555 | F 1 (888) 966-6555