MOTION COMPOSITES
160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com



6.8

VELOCE

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement : *

Acheteur : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à :*

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

** Requis*

MA080 ☐ *Manuel Anglais* *MA081* ☐ *Manuel Français (STD)*

MODÈLE										*Taxes en sus*
WC20	☐	Fauteuil roulant pliant VELOCE *(capacité de 265 lb)*								**5,295 $**
WC09	☐	Ensemble haute capacité **HD** *(capacité de 350 lb)*								205 $
CADRE										
LARGEURS DU SIÈGE [3]										
SW	☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" [2] ☐				SF
	☐	19" [2] ☐	20" [2] ☐	21" [7] ☐	22" [7] ☐					365 $
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	☐	14" [1] ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐				SF
	☐	19" ☐	20" ☐							280 $
LONGUEUR DU CADRE (profondeur de l'assise plus distance entre l'assise et le devant du cadre) [4]										
SP01	☐	Configuration de longueur standard [5]								STD
SP02	☐	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard								SF
SP03	☐	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard								SF
SP04	☐	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard								SF
SP05	☐	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard								SF
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [6] Ceinture Courte 20-41"								370 $
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [6] Ceinture Longue 20-46"								370 $
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture [6]								345 $


1- *Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues;* ***2-*** *Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;* *3. Calculateur de largeu*
4- *Voir la charte à la page 7;* ***5-*** *4.375" entre l'assise et le devant du cadre ;* ***6-*** *Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD;*
7- *Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle*

Hauteur sol-siège AVANT

	Taille des roues avant	Hauteur disponible +-1/4"	
☐	Roue de 3"	14" à 21"	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 4"	14.5" à 21"	
☐	Roue de 5"	15.5" à 21"	(pouces)
☐	Roue de 6"	16.5" à 21" (ND avec angle avant de 90°)	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant

	Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 1/4"	
☐	Roue de 3"	15.25'' à 21''	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 4"	15.75'' à 21''	
☐	Roue de 5"	16.75'' à 21''	*(pouces)*
☐	Roue de 6"	17.75'' à 21'' (N/A with 90° front frame)	



ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-06	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6"		SF
CA10	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6"		170 $
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		120 $
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 $
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				525 $

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

	DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles	
☐	Roue de 22 po (501)	13 1/2" à 18 1/4"	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 24 po (540)	14 1/2" à 19 1/4"	
☐	Roue de 25 po (559)	15" à 19 3/4"	_____ (pouces)
☐	Roue de 26 po (590)	15 1/2" à 20 1/4"	

Configuration utilisée: pente du siège à 1" avec un centre de gravité à 2"

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°*						
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2]	Gauche ☐	Droit ☐		1,480 $
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2]	Gauche ☐	Droit ☐		1,595 $
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis				NC

ROUES ARRIÈRE			Disponibilité		
RW01	☐	Mag [3]	22" 24"		150 $
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [4]	22" 24"		SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	22", 24", 25", 26"		390 $
RW04	☐	Spinergy Spox **Noir STD** ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐	22", 24", 25", 26"		915 $
RW05	☐	Spinergy LX **Noir STD** ☐ Mau [5] ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐ Rose [5] ☐ Vert [5] ☐ Org [5] ☐	22", 24", 25", 26"		1,135 $
RW07	☐	Spinergy CLX [6] **Noir STD** ☐ Mau [5] ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐ Rose [5] ☐ Vert [5] ☐ Org [5] ☐	24", 25"		1,690 $
PNEUS *(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)*			**Disponibilité**		
		AIRLESS			
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir [9]	22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir [7,9]	22", 24", 25", 26"		120 $
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - *Sentinel*	20",22", 24", 25", 26"		150 $
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen [8]	22", 24", 26"		235 $
		PNEUMATIQUES			
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen [9]	22", 24", 26"		SF
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*	22", 24", 25", 26"		130 $
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*	24", 25", 26"		210 $
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir [10]	22", 24" 25"		140 $

1- *Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";*

2- *Seulement offert en position standard;* ***3*** *- Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard;* ***4-*** *Non compatible avec les pneus Shox;*

5 *- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus;* ***6-*** *Seulement disponible avec pneus 1";* ***7-*** *Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags, Newton One et Newton Gravity*

8- *Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26";* ***9-*** *Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;*

10- *Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.*

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE				Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé		22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]		22", 24", 25"		95 $
HR02	☐	Plastifiés [1]		22", 24", 25", 26"		180 $
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]		22", 24", 25", 26"		460 $
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip [2]	*Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix*	22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4]	*(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		485 $
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4]	*(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		515 $
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]		22", 24", 25", 26"		320 $
HR62	☐	Simi H [1,2,3]	*(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		485 $
HR63	☐	Nova H [1,2,3]	*(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		515 $
HR64	☐	Optimum H [1,2,3]	*(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		320 $
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis				SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag;* ***3-*** *Non disponible avec conduite unilatérale*

4 *- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;*
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe[6]	*Languette longue*			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5]	*Languette courte 2 positions*			29 $
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [6] ☐			29 $
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				200 $
HR27	☐	Prise super				230 $
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

5- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*


6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX [1]						
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide				STD
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique				180 $

1- *Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux*

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	☐	Inclinaison de 0°				STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°				SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°				85 $

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus Stable												
1" ☐	**1"** 1/4 ☐	1/2" ☐	3/4" ☐	**2"** ☐	1/4" ☐	1/2" ☐	3/4" ☐	**3"** ☐	1/4" ☐	1/2" ☐	3/4" ☐	**4"** ☐

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5''

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16'' et un centre de gravité supérieur à 2½''


Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26 » et un centre de gravité supérieur à 2½''

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

BLOCAGES DE ROUE						
WL08	☐	Blocages par poussée Newton				STD
WL02	☐	Blocages par traction				SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*				200 $
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles[1]				75 $
WL05	☐	Blocages ciseaux				185 $
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction [2]	Gauche ☐ Droit ☐			335 $
WL99	☐	Blocages de roue non-requis				SF


1- *Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04);*

2- *Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs


ANGLE FRONTAL DE CHASSIS						
FA70	☐	70° Angle avant de cadre				SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre				SF

LONGUEUR DE LA TOILE DE SIÈGE À L'APPUI-PIEDS		
Spécifiez la mesure[1] :		*La longueur doit être au moins 1 ¾ " plus courte que la hauteur sol-siège*

1- *+/- 1/2 pouce*



Appui-pieds et choix de section fuselée		
Largeur du siège	**Droit [1]**	**Section fuselée de 1"**
Mesure extérieure	**2 ½" plus étroit que la largeur du siège**	**4 ½" plus étroit que la largeur du siège**
14"	11.5" ☐	9.5" ☐
15"	12.5" ☐	10.5" ☐
16"	13.5" ☐	11.5" ☐
17"	14.5" ☐	12.5" ☐
18"	15.5" ☐	13.5" ☐
19"	16.5" ☐	14.5" ☐
20"	17.5" ☐	15.5" ☐
21"	18.5" ☐	16.5" ☐
22"	19.5" ☐	17.5" ☐



1- Non compatible avec les palettes repliables

PALETTES RABATTABLES							
FP06	☐	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium					STD
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)					480 $
FP28	☐	Pleine largeur repliable et réglable en angle - aluminum					380 $
FP29	☐	Pleine largeur repliable et réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)					470 $
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS							
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple					62 $
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh					145 $

SIÈGES ET DOSSIERS

DOSSIER							
BH07	☐	Dossier souple Active-Mesh					SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					265 $
BH99	☐	Dossier non requis					SF
	☐	Dossier NXT				*Voir liste de prix*	
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 2"					185 $
SC02	☐	Coussin de 3"					205 $
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT				*Voir liste de prix*	
MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*							
BC06-912	☐	Montants droits en carbone	9" - 12"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	SF
BC06-1215	☐	Montants droits en carbone	12" - 15"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	SF
BC06-1518	☐	Montants droits en carbone	15" - 18"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	SF
BC06-1821	☐	Montants droits en carbone	18" - 21"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	SF
BC08-1315	☐	Montants de 8° en carbone	13 ½" - 15"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	170 $
BC08-1518	☐	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	170 $
BC08-1821	☐	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	170 $
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*							
BC09-1215	☐	Montants droits en carbone	12" - 15"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	330 $
BC09-1518	☐	Montants droits en carbone	15" - 18"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	330 $
BC09-1821	☐	Montants droits en carbone	18" - 21"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	330 $
BC10-1315	☐	Montants de 8° en carbone	13 ½" - 15"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	380 $
BC10-1518	☐	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	380 $
BC10-1821	☐	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	*incréments de 1/2"*		Régler à[2]	380 $
		Sélectionner l'angle du montant :	85° [1] ☐	90° ☐	95° **STD** ☐ 100° ☐	105° ☐ 110° ☐	
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*							
PH01	☐	Poignées de poussée					SF
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables [3, 5]					165 $
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" [3,4, 5]					345 $
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" [3,4, 5]					345 $
PH02	☐	Sans poignées de poussée					SF

1- *Non disponible avec un montant de 8°;* ***2-*** *Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier;* ***3-*** *Limite de charge de 265 lb*

4- *Non compatible avec les appui-bras en "L", les montants de 8°; les montants de 9-12"* ***5-*** *Non compatible avec l'appui-tête et les freins pour aidant*

APPUI-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (convertible en type "T") [1]							
AR01-812	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"	Fixe ☐	Amovible STD ☐		405 $
AR01-1014	☐	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"	Fixe ☐	Amovible STD ☐		405 $
AR02-812	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"	Fixe ☐	Amovible STD ☐		405 $
AR02-1014	☐	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"	Fixe ☐	Amovible STD ☐		405 $
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1]							
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10")	6" - 10" [4]				385 $
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"				385 $
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"				385 $
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14")	- 6-10" [4]				385 $
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"				385 $
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"				385 $
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" [2]							
AR05	☐	Garniture de confort tubulaire courte	8 - 11"				325 $
AR23	☐	Garniture de confort tubulaire longue	8 - 11"				325 $
AR06	☐	Garniture de confort courte (10")	8 - 11"				325 $
AR17	☐	Garniture de confort longue (14")	8 - 11"				325 $
OPTIONS D'APPUI-BRAS							
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") [3] - *Gel Ovation*					160 $
AR99	☐	Appui-bras non requis					SF

1- *Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes;* ***2-*** *Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non disponible avec les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;*

3- *Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;* ***4-*** *Peut avoir un restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS *(non disponible avec les appui-bras en "U" et en "T")*							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			235 $
SG02	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone *(fixes)*					285 $
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			320 $
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			340 $
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			535 $
SG99	☐	Protèges vêtements non-requis					SF

***1-** Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB01-S	☐	Type velcro réglable - **Petit 35"** [1]			50 $
SB01-L	☐	Type velcro réglable - **Grand 60"**			50 $
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit 35"** [1]			80 $
SB02-M	☐	Type automobile - **Moyen 48"**			80 $
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand 60"**			80 $
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen 56"**			105 $
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand 61"**			105 $
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit 51"**			195 $
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen 56"**			195 $
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand 61"**			195 $
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit 51"**			220 $
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen 56"**			220 $
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand 61"**			220 $
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15 $
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen 18"**			365 $
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand 24"**			365 $
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE [1]					
AC01-S	☐	Petit coussin appui-tête anatomique (9"x5")			215 $
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (10"x5")			215 $
AC01-L	☐	TG coussin de tête rectangulaire (14"x5")			215 $
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension			365 $

***1-** Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée*

ACCESSOIRES							
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) *nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°*					35 $
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes					125 $
AC29	☐	Anti-basculant pivotant[1]	Gauche ☐	Droit ☐			190 $
AC27	☐	Levier de bascule [2]					70 $
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐			115 $
AC08	☐	Protèges-rayons [3] *(paire)*	*Disponible pour : 22", 24", 25", 26"*				165 $
AC10	☐	Pochette de siège					105 $
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					150 $
AC23	☐	Sac à dos Newton					135 $
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					80 $
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro™					60 $
AC13	☐	Ensemble d'outils					60 $

***1-** Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; Non disponible avec la plaque pour amputé*

***2** - Ne peut être combiné avec les anti-basculants; **3-** Non disponible avec roue Mag et Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"*

Couleurs

Options [1]	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ $160		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$350
Cadre (SF)		☐ (STD)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	À dét. [3] ☐
Accent [2]	☐		☐					☐		☐	☐			☐			☐				SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:																*10 jours additionnels*		$422

***1-** La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*

***2-** Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-pliants/veloce#temoignage*

***3** - La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD	N/A						
1							N/A
2						N/A	N/A
-1	N/A	N/A					
-2	N/A	N/A	N/A				

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 16 po et plus

Roues arrière : doit être de 24 po et moins

Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°

Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"

Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement

Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur

Non compatible avec les extensions de blocage de roues

Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.75 à 4
22 po	16+	2.5 à 4
24 po	16+	1 à 4

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

EVO CUSTOM

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.


Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____

(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
12"	$750	$750	$750	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
14"	$750	$750	$750								
15"		$750	$750	$750	$750						
16"		$750	$750	$750	$750	$750	$750	$786	$786	$786	$786
17"	N/D			$750	$750	$750	$750	$786	$786		
18"	N/D			$750	$750	$750	$750	$786	$786	$786	$786
19"	N/D			$750	$750	$750	$750	$786	$786		
20"	N/D			$750	$750	$750	$786	$786	$786	$786	$786

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	$96	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	$96	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm)de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	$96	

FORME THORACIQUE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOACB1413	$870	☐	NIB-2193V	$156	☐
14"	16"	NOACB1416	$870	☐	NIB-2194V	$156	☐
15"	13"	NOACB1513	$870	☐	NIB-2197V	$156	☐
15"	16"	NOACB1516	$870	☐	NIB-2198V	$156	☐
16"	13"	NOACB1613	$870	☐	NIB-2201V	$156	☐
16"	16"	NOACB1616	$870	☐	NIB-2202V	$156	☐
16"	19"	NOACB1619	$870	☐	NIB-2203V	$156	☐
17"	13"	NOACB1713	$870	☐	NIB-2206V	$156	☐
17"	16"	NOACB1716	$870	☐	NIB-2207V	$156	☐
18"	13"	NOACB1813	$870	☐	NIB-2208V	$156	☐
18"	16"	NOACB1816	$870	☐	NIB-2211V	$156	☐
18"	19"	NOACB1819	$870	☐	NIB-2212V	$156	☐
19"	16"	NOACB1916	$870	☐	NIB-2213V	$156	☐
19"	19"	NOACB1919	$870	☐	NIB-2215V	$156	☐
20"	13"	NOACB2013	$870	☐	NIB-2218V	$156	☐
20"	16"	NOACB2016	$870	☐	NIB-2219V	$156	☐
20"	19"	NOACB2019	$870	☐	NIB-2220V	$156	☐
21"	16"	NOACB2116	$906	☐	NIB-2221V	$156	☐
21"	19"	NOACB2119	$906	☐	NIB-2222V	$156	☐
22"	13"	NOACB2213	$906	☐	NIB-2223V	$156	☐
22"	16"	NOACB2216	$906	☐	NIB-2224V	$156	☐
22"	19"	NOACB2219	$906	☐	NIB-2225V	$156	☐



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFACB1413	$1,380	☐	NIB-2193V	$156	☐
14"	16"	NOCFACB1416	$1,380	☐	NIB-2194V	$156	☐
15"	13"	NOCFACB1513	$1,380	☐	NIB-2197V	$156	☐
15"	16"	NOCFACB1516	$1,380	☐	NIB-2198V	$156	☐
16"	13"	NOCFACB1613	$1,380	☐	NIB-2201V	$156	☐
16"	16"	NOCFACB1616	$1,380	☐	NIB-2202V	$156	☐
17"	13"	NOCFACB1713	$1,380	☐	NIB-2206V	$156	☐
17"	16"	NOCFACB1716	$1,380	☐	NIB-2207V	$156	☐
18"	13"	NOCFACB1813	$1,380	☐	NIB-2211V	$156	☐
18"	16"	NOCFACB1816	$1,380	☐	NIB-2212V	$156	☐
20"	13"	NOCFACB2013	$1,380	☐	NIB-2218V	$156	☐
20"	16"	NOCFACB2016	$1,380	☐	NIB-2219V	$156	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FORME THORACIQUE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOPCB1413	$990		NIB-2246V	$156	
14"	16"	NOPCB1416	$990		NIB-2247V	$156	
15"	13"	NOPCB1513	$990		NIB-2250V	$156	
15"	16"	NOPCB1516	$990		NIB-2251V	$156	
16"	13"	NOPCB1613	$990		NIB-2254V	$156	
16"	16"	NOPCB1616	$990		NIB-2255V	$156	
16"	19"	NOPCB1619	$990		NIB-2256V	$156	
17"	13"	NOPCB1713	$990		NIB-2259V	$156	
17"	16"	NOPCB1716	$990		NIB-2260V	$156	
18"	13"	NOPCB1813	$990		NIB-2264V	$156	
18"	16"	NOPCB1816	$990		NIB-2265V	$156	
18"	19"	NOPCB1819	$990		NIB-2266V	$156	
19"	16"	NOPCB1916	$990		NIB-2267V	$156	
19"	19"	NOPCB1919	$990		NIB-2268V	$156	
20"	13"	NOPCB2013	$990		NIB-2271V	$156	
20"	16"	NOPCB2016	$990		NIB-2272V	$156	
20"	19"	NOPCB2019	$990		NIB-2273V	$156	
21"	16"	NOPCB2116	$1,032		NIB-2274V	$156	
21"	19"	NOPCB2119	$1,032		NIB-2275V	$156	
22"	13"	NOPCB2213	$1,032		NIB-2276V	$156	
22"	16"	NOPCB2216	$1,032		NIB-2277V	$156	
22"	19"	NOPCB2219	$1,032		NIB-2278V	$156	



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFPCB1413	$1,500		NIB-2246V	$156	
14"	16"	NOCFPCB1416	$1,500		NIB-2247V	$156	
15"	13"	NOCFPCB1513	$1,500		NIB-2250V	$156	
15"	16"	NOCFPCB1516	$1,500		NIB-2251V	$156	
16"	13"	NOCFPCB1613	$1,500		NIB-2254V	$156	
16"	16"	NOCFPCB1616	$1,500		NIB-2255V	$156	
17"	13"	NOCFPCB1713	$1,500		NIB-2259V	$156	
17"	16"	NOCFPCB1716	$1,500		NIB-2260V	$156	
18"	13"	NOCFPCB1813	$1,500		NIB-2264V	$156	
18"	16"	NOCFPCB1816	$1,500		NIB-2265V	$156	
20"	13"	NOCFPCB2013	$1,500		NIB-2271V	$156	
20"	16"	NOCFPCB2016	$1,500		NIB-2272V	$156	

FORME THORACIQUE



Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	12"	13"-17"	$870		NIB-2148V	$156	
NHAACB(L)1413/17	14"	13"-17"	$870		NIB-2149V	$156	
NHAACB(L)1613/17	16"	13"-17"	$870		NIB-2150V	$156	
NHAACB(L)1813/17	18"	13"-17"	$870		NIB-2151V	$156	
NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	$870		NIB-2152V	$156	
NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	$906		NIB-2153V	$156	



Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	$870		NIB-2143V	$156	
NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	$870		NIB-2144V	$156	
NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	$870		NIB-2145V	$156	
NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	$906		NIB-2146V	$156	

FORME PELVIQUE



Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NACB1616	16"	16"	$870		NIB-2163V	$156	
NACB1618	16"	18"	$870		NIB-2164V	$156	
NACB1816	18"	16"	$870		NIB-2166V	$156	
NACB1818	18"	18"	$870		NIB-2167V	$156	
NACB1820	18"	20"	$870		NIB-2168V	$156	
NACB2020	20"	20"	$870		NIB-2171V	$156	
NACB2216	22"	16"	$906		NIB-2172V	$156	
NACB2218	22"	18"	$906		NIB-2173V	$156	
NACB2220	22"	20"	$906		NIB-2174V	$156	



Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NPCB1616	16"	16"	$996		NIB-2175V	$156	
NPCB1618	16"	18"	$996		NIB-2176V	$156	
NPCB1818	18"	18"	$996		NIB-2179V	$156	
NPCB1820	18"	20"	$996		NIB-2180V	$156	
NPCB2020	18"	20"	$996		NIB-2183V	$156	
NPCB2216	20"	16"	$1,032		NIB-2184V	$156	
NPCB2218	22"	18"	$1,032		NIB-2185V	$156	
NPCB2220	22"	20"	$1,032		NIB-2186V	$156	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	$246	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	$84	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	$84	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	$84	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	$84	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	$84	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	$246	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grar	$246	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	$180	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	$72	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF_____V	$156	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF_____V	$180	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF_____V	$156	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF_____V	$180	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com