MOTION COMPOSITES SAS
42 AVENUE DU CHAMP DE GRETZ
62180 VERTON
03.91.16.06.52
devis@motioncomposites.com
cmd@motioncomposites.com



6.8

VELOCE

FORMULAIRE DE COMMANDE - BELGIQUE/LUXEMBOURG

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement :*

Acheteur :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à :

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

*Requis — MA083 ☐ Manual Anglais — MA084 ☐ Manuel Allemand — MA085 ☐ Manuel Italien — MA086 ☐ Manuel Néerlandais — MA087 ☐ Manuel Espagnol — MA088 ☐ Manuel Français (STD) — MA089 ☐ Manuel Portugais

			Tarif HT/TVA 5,5%
MODÈLE			
WC20	☐	Fauteuil roulant pliant VELOCE - *capacité de 120 kg* *Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique*	**4,745.00 €**
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé - capacité de 159 kg	265.00 €
CADRE			
LARGEURS DU SIÈGE [3]			
SW	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm [2] ☐ 48.26 cm [2] ☐ 50.80 cm [2] ☐ 53.34 cm [7] ☐ 55.88 cm [7] ☐	SF
PROFONDEURS DU SIÈGE			
SD	☐	35.56 cm [1] ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm ☐ 48.26 cm ☐ 50.80cm ☐	SF
LONGUEUR DU CHÂSSIS (profondeur de l'assise plus distance entre l'assise et le devant du châssis) [4]			
SP01	☐	Configuration de longueur standard [5]	STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.54 cm plus longue que la configuration standard	SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5.08 cm plus longue que la configuration standard	SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.54 cm plus courte que la configuration standard	SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5.08 cm plus courte que la configuration standard	SF
ANCRAGES DE TRANSPORT			
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [6] Courte 50-104 cm	310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [6] Longue 50-116 cm	310.00 €
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture [6]	310.00 €

1- *Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues;* ***2-*** *Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;* [3. Calculateur de largeur]

4- *Voir la charte à la page 7;* ***5-*** *10.15cm entre l'assise et le devant du cadre ;* ***6-*** *Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD;*


7- *Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle*

Hauteur sol-siège AVANT

	Taille des roues avant	Hauteur disponible +-0.63cm	
☐	Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.3cm	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.3cm	
☐	Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.3cm	*(cm)*

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant

	Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 0.63cm	
☐	Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐	Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	*(cm)*



			Disponibilité		
ROUES AVANT					
CA01-03 à CA01-06	☐	En composite à pneus durs (1")	3", 4", 5"		SF
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")	4", 5"		SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")	4", 5"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs			375.00 €

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	
☐	Roue de 22" *(55.88cm)*	34.29cm à 46.35cm	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 24" *(60.9cm)*	36.83cm à 48.89cm	
☐	Roue de 25" *(63.5cm)*	38.10cm à 50.16cm	_____ (cm)
☐	Roue de 26" *(66.04cm)*	39.37cm à 51.43cm	

Configuration utilisée: pente du siège à 2.54 cm avec un centre de gravité à 5.08cm

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.27 cm

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°*					
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2] Gauche ☐ Droit ☐			730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2] Gauche ☐ Droit ☐			740.00 €
HR98	☐	Main courante sur le côté opposé non requise			NC
ROUES ARRIÈRE			Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [3]	22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	22", 24", 25", 26"		295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox **Noir STD** ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐	22", 24", 25", 26"		650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX **Noir STD** ☐ Mau [4] ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐ Rose [4] ☐ Vert [4] ☐ Org [4] ☐	22", 24", 25", 26"		850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX[5] **Noir STD** ☐ Mau [4] ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐ Rose [4] ☐ Vert [4] ☐ Org [4] ☐	24", 25"		1,450.00 €
PNEUS *(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)*			Disponibilité		
		AIRLESS			
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir [7]	22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir [6,7]	22", 24", 25", 26"		90.00 €
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - *Sentinel*	20",22", 24", 25", 26"		110.00 €
		PNEUMATIQUES			
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*	22", 24", 25", 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*	24", 25", 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir [8]	22", 24", 25"		95.00 €

1- *Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceaix dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";* ***2-*** *Seulement offert en position standard*
3- *Non compatible avec les pneus Shox;* ***4-*** *Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production;* ***5-*** *Seulement disponible avec pneus 1";* ***6*** *- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One et Newton Gravity*
7 *- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;* ***8-*** *Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.*

MAINS COURANTES

MAINS COURANTES			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	22", 24", 25"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24", 25", 26"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip[2] *Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix*	22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24", 25", 26"		290.00 €
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		340.00 €
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requises			SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag;* ***3-*** *Non disponible avec conduite unilatérale*
4 *- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;*
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS POUR MAINS COURANTES

Assemblage des mains courantes					
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*		SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe[6]	*Languette longue*		STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5]	*Languette courte 2 positions*		26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [6] ☐		26.00 €
Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			85.00 €
HR27	☐	Prise super			135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce			SF


5- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*
6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

AXES [1]					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €

1 *- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux*

CAROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			100.00 €

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus Stable												
2.5 ☐	3.2 ☐	3.8 ☐	4.4 ☐	**5.1** ☐	5.7 ☐	6.3 ☐	7 ☐	**7.6** ☐	8.3 ☐	8.9 ☐	9.5 ☐	**10.2** ☐

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 3.8 cm

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 40.6 cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 6.3 cm


Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

Freins					
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD
WL02	☐	Freins à tirer			SF
WL04	☐	Frens anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles [1]			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction [2] Gauche ☐ Droit ☐			295.00 €
WL99	☐	Freins non requis			SF

1- *Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04);*


2- *Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs


ANGLE FRONTAL DE CHÂSSIS						
FA70	☐	70° Angle avant de cadre				SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre				SF

LONGUEUR DE LA TOILE DE SIÈGE À L'APPUI-PIEDS		
Spécifiez la mesure :		*La longueur doit être au moins 4.5 cm plus courte que la hauteur sol-siège*

** 1+/- 1.27 cm*



Appui-pied et choix de section fuselée		
Largeur du siège	**Droit [1]**	**Section fuselée de 2.5cm**
Mesure extérieure	**6.4cm plus étroit que la largeur du siège**	**11.4cm plus étroit que la largeur du siège**
35.56cm	29.21 cm ☐	24.130 cm ☐
38.10cm	31.75 cm ☐	26.670 cm ☐
40.64cm	34.29 cm ☐	29.210 cm ☐
43.18cm	36.83 cm ☐	31.750 cm ☐
45.72cm	39.37 cm ☐	34.290 cm ☐
48.26cm	41.91 cm ☐	36.830 cm ☐
50.80cm	44.45 cm ☐	39.370 cm ☐
53.34cm	46.99 cm ☐	41.910 cm ☐
55.88cm	49.53 cm ☐	44.450 cm ☐



1- *Non compatible avec les repose-pieds repliables*

REPOSE-PIEDS RABATTABLES					
FP06	☐	Palette monobloc relevable réglable en angle - aluminium			NC
FP07	☐	Palette monobloc relevable réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			310.00 €
FP28	☐	Palette monobloc automatique et réglable en angle - aluminum			270.00 €
FP29	☐	Palette monobloc automatique et réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			335.00 €
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS					
FP09	☐	Sangles mollets simple			35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

SIÈGES ET DOSSIERS

TOILES DE DOSSIER							
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					STD
BH99	☐	Dossier non requis					SF
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 5.08cm					160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm					180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix		
MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*							
BC06-912	☐	Montants droits en carbone	22.86 - 30.48cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
BC06-1215	☐	Montants droits en carbone	30.48 - 38.10cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
BC06-1518	☐	Montants droits en carbone	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
BC06-1821	☐	Montants droits en carbone	45.72 - 53.37cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
BC08-1315	☐	Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
BC08-1518	☐	Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
BC08-1821	☐	Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1/2"*	Régler à[2]		SF
DOSSIER RABATTABLE [1]							
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable					150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et ajustable en angle					225.00 €

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1315; BC10-1518; BC10-1821)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*							
BC09-1215		Montants droits en carbone	30.48 - 38.10cm	*incréments de 1/2"*	***Non disponible jusqu'à l'automne 2026***		195.00 €
BC09-1518		Montants droits en carbone	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1/2"*	***Non disponible jusqu'à l'automne 2026***		195.00 €
BC09-1821		Montants droits en carbone	45.72 - 53.37cm	*incréments de 1/2"*	***Non disponible jusqu'à l'automne 2026***		195.00 €
BC10-1315		Montants de 8° en carbone	34.29 - 38.10cm	*incréments de 1/2"*	***Non disponible jusqu'à l'automne 2026***		195.00 €
BC10-1518		Montants de 8° en carbone	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1/2"*	***Non disponible jusqu'à l'automne 2026***		195.00 €
BC10-1821		Montants de 8° en carbone	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1/2"*	***Non disponible jusqu'à l'automne 2026***		195.00 €
		Sélectionner l'angle du montant :	85° [1] ☐	90° ☐	95° **STD** ☐	100° ☐	105° ☐ 110° ☐
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE options de poignées de poussée)*							
BC13-1518	☐	Montants droits en aluminium	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
BC13-1821	☐	Montants droits en aluminium	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
		Sélectionner l'angle du montant :	85° [1] ☐	90° ☐	☐° **STD** ☐	100° ☐	105° ☐ 110° ☐ ☐
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*							
PH01	☐	Poignées de poussée					SF
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables [3, 5]					150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm [3,4, 5]					240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm [3,4, 5]					240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée					SF

1- *Non disponible avec un montant de 8°;* ***2-*** *Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas;mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier;* ***3-*** *Limite de charge de 120 kg*
4- *Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés; les montants de 22.86 - 30.48cm* ***5-*** *Non compatible avec l'appui-tête et les freins pour aidant;*

ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" ***(Convertible en accoudoirs amovibles de type "T")*** [1]								
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐	Amovible ☐			270.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1]								
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm					240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm					240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" [2]								
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm					205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm					205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm					205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm					205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS								
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - *Gel Ovation* [3]						145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis						SF

1- *Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes;* ***2-*** *Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non disponible avec les protège-vêtements en fibre de carbone fixes*
3- *Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS *(non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")*							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			SF
SG02	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone *(fixes)*					120.00 €
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			225.00 €
SG99	☐	Protèges vêtements non-requis					SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0 ° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit (88.9 cm)** [1]			55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - **M (121.92cm)**			55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand (152.40 cm)**			55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen (142.24 cm)**			90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand (154.94 cm)**			90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit (129.54 cm)**			170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen (142.24 cm)**			170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand (154.94 cm)**			170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit (129.54 cm)**			185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen (142.24 cm)**			185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand (154.94 cm)**			185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen (73.66 cm)**			275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand (93.98 cm)**			275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE [1]					
AC01-S	☐	Petit coussin de support de tête anatomique (22.9 x 12.7 cm)			120.00 €
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (25.4 x 12.7 cm)			120.00 €
AC01-L	☐	Très grand coussin de tête rectangulaire (35.6 x 12.7 cm)			120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension			195.00 €

1- *Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée*

ACCESSOIRES						
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - *nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°*				32.00 €
AC03	☐	Anti-bascule à roulettes				130.00 €
AC29	☐	Anti-bascule pivotant[1]	Gauche ☐	Droit ☐		130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule [2]				60.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons [3] *(paire)*	*Disponible pour : 22", 24", 25", 26"*			110.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐		105.00 €
AC10	☐	Pochette de siège				70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton				70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility				120.00 €
AC23	☐	Sac à dos Newton				100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro				50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils				52.00 €

1- *Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; Non disponible avec la plaque pour amputé*

2- *Ne peut être combiné avec les anti-bascule;* ***3-*** *Non disponible avec roue Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"*

Couleurs

Options [1]	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																					
AirGrip	☐ 105€ HR07		☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre (SF)		☐ STD FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	À dét. [3] ☐
																					
Accent [2]	☐ STD FC12		☐ FC13					☐ FC15		☐ FC10	☐ FC16			☐ FC11			☐ FC14				SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:																*10 jours additionnels*		341.00 €

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*

2- *Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:* https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-pliants/veloce#temoignage

3 *- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Charte de longueur de châssis

	Profondeur de siège						
Longueur de châssis	**35.56**	**38.10**	**40.64**	**43.18**	**45.72**	**48.26**	**50.80**
STD	*N/A*						
2.54							*N/A*
5.08						*N/A*	*N/A*
-2.54	*N/A*	*N/A*					
-5.08	*N/A*	*N/A*	*N/A*				

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière : doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°		
Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"		
Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement		
Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	4.44 à 10.16
22 po	40.64+	6.35 à 10.16
24 po	40.64+	2.54 à 10.16

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.

Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil
OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____
(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
35.56 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €								
38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €						
40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
43.18 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
45.72 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
48.26 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
50.80 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm)de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOACB1413	499 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOACB1416	499 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOACB1513	499 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOACB1516	499 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOACB1613	499 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOACB1616	499 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
40.64	48.26	NOACB1619	499 €	☐	NIB-2203V	130 €	☐
43.18	33.02	NOACB1713	499 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOACB1716	499 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	33.02	NOACB1813	499 €	☐	NIB-2208V	130 €	☐
45.72	40.64	NOACB1816	499 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	48.26	NOACB1819	499 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
48.26	40.64	NOACB1916	499 €	☐	NIB-2213V	130 €	☐
48.26	48.26	NOACB1919	499 €	☐	NIB-2215V	130 €	☐
50.80	33.02	NOACB2013	499 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOACB2016	499 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐
50.80	48.26	NOACB2019	499 €	☐	NIB-2220V	130 €	☐
53.34	40.64	NOACB2116	499 €	☐	NIB-2221V	130 €	☐
53.34	48.26	NOACB2119	499 €	☐	NIB-2222V	130 €	☐
55.88	33.02	NOACB2213	549 €	☐	NIB-2223V	130 €	☐
55.88	40.64	NOACB2216	549 €	☐	NIB-2224V	130 €	☐
55.88	48.26	NOACB2219	549 €	☐	NIB-2225V	130 €	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOCFACB1516	799 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐

FORME THORACIQUE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOPCB1413	499 €		NIB-2246V	130 €	
35.56	40.64	NOPCB1416	499 €		NIB-2247V	130 €	
38.10	33.02	NOPCB1513	499 €		NIB-2250V	130 €	
38.10	406.4	NOPCB1516	499 €		NIB-2251V	130 €	
40.64	33.02	NOPCB1613	499 €		NIB-2254V	130 €	
40.64	40.64	NOPCB1616	499 €		NIB-2255V	130 €	
40.64	48.26	NOPCB1619	499 €		NIB-2256V	130 €	
43.18	33.02	NOPCB1713	499 €		NIB-2259V	130 €	
43.18	40.64	NOPCB1716	499 €		NIB-2260V	130 €	
45.72	33.02	NOPCB1813	499 €		NIB-2264V	130 €	
45.72	40.64	NOPCB1816	499 €		NIB-2265V	130 €	
45.72	48.26	NOPCB1819	499 €		NIB-2266V	130 €	
48.26	40.64	NOPCB1916	499 €		NIB-2267V	130 €	
48.26	48.26	NOPCB1919	499 €		NIB-2268V	130 €	
50.80	33.02	NOPCB2013	499 €		NIB-2271V	130 €	
50.80	40.64	NOPCB2016	499 €		NIB-2272V	130 €	
50.80	48.26	NOPCB2019	499 €		NIB-2273V	130 €	
53.34	40.64	NOPCB2116	499 €		NIB-2274V	130 €	
53.34	48.26	NOPCB2119	499 €		NIB-2275V	130 €	
55.88	33.02	NOPCB2213	549 €		NIB-2276V	130 €	
55.88	40.64	NOPCB2216	549 €		NIB-2277V	130 €	
55.88	48.26	NOPCB2219	549 €		NIB-2278V	130 €	



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €		NIB-2246V	130 €	
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €		NIB-2247V	130 €	
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €		NIB-2250V	130 €	
38.10	406.4	NOCFPCB1516	899 €		NIB-2251V	130 €	
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €		NIB-2254V	130 €	
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €		NIB-2255V	130 €	
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €		NIB-2259V	130 €	
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €		NIB-2260V	130 €	
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €		NIB-2264V	130 €	
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €		NIB-2265V	130 €	
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €		NIB-2271V	130 €	
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €		NIB-2272V	130 €	

FORME THORACIQUE



Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	38.48	33.02-43.18	499 €		NIB-2148V	130 €	
NHAACB(L)1413/17	35.56	33.02-43.19	499 €		NIB-2149V	130 €	
NHAACB(L)1613/17	40.64	33.02-43.20	499 €		NIB-2150V	130 €	
NHAACB(L)1813/17	45.72	33.02-43.21	499 €		NIB-2151V	130 €	
NHAACB (L)2013/17	50.8	33.02-43.22	499 €		NIB-2152V	130 €	
NHAACB (L)2213/17	55.88	33.02-43.23	549 €		NIB-2153V	130 €	



Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €		NIB-2143V	130 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €		NIB-2144V	130 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €		NIB-2145V	130 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	549 €		NIB-2146V	130 €	

FORME PELVIQUE



Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NACB1616	40.64	40.64	499 €		NIB-2163V	130 €	
NACB1618	40.64	45.72	499 €		NIB-2164V	130 €	
NACB1816	45.72	40.64	499 €		NIB-2166V	130 €	
NACB1818	45.72	45.72	499 €		NIB-2167V	130 €	
NACB1820	45.72	50.8	499 €		NIB-2168V	130 €	
NACB2020	50.8	50.8	499 €		NIB-2171V	130 €	
NACB2216	55.88	40.64	549 €		NIB-2172V	130 €	
NACB2218	55.88	45.72	549 €		NIB-2173V	130 €	
NACB2220	55.88	50.8	549 €		NIB-2174V	130 €	



Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €		NIB-2175V	130 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €		NIB-2176V	130 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €		NIB-2179V	130 €	
NPCB1820	45.72	50.8	499 €		NIB-2180V	130 €	
NPCB2020	50.8	50.8	499 €		NIB-2183V	130 €	
NPCB2216	55.88	40.64	499 €		NIB-2184V	130 €	
NPCB2218	55.88	45.72	549 €		NIB-2185V	130 €	
NPCB2220	55.88	50.8	549 €		NIB-2186V	130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	**89 €**	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	**53 €**	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	**53 €**	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	**53 €**	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	**53 €**	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	**53 €**	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0784	54.4x12.7cm garniture d'appui-tête grand	**160 €**	
	NIB-0818	35.56x 2.7 m garniture d'appui-tête très grand	**160 €**	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	**110 €**	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	**45 €**	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF_____V	**87 €**	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF_____V	**100 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF_____V	**87 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF_____V	**100 €**	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com